



Alber® e-fix® E35



120 kg



2 kg



18,9 kg



16 km



Crashtest
7176-19

Dealer:

Technisch adviseur:

E-mail:

Telefoonnummer:

Plaats:

Referentie:

Datum:

◆ Standaardconfiguratie □ Optie **GM** Optie zonder meerprijs **POA** Prijs op aanvraag

Code	Omschrijving	€
BASISMODEL		
1566293	E-Fix E35 elektrische hulpaandrijving	7873,00
	bestaande uit:	
	- twee 24" aandrijfwielen met 110 W motoren, max. snelheid 6 km/u	
	- rvs hoepels, quick release assen en massieve banden	
	- instellingsleutel voor rijparameters	
	- afneembare joystick bediening met kleuren display	
	- accu houder	
	- lithium-ion accu 36V/6Ah	
1566198	◆ - 3 jaar garantie op Lithium Ion accu 36V/6 Ah	
	- bevestiging van accu houder middels klittenband	
	- acculader e-fix E35/E36 (ca. 4 uur laadtijd)	544,00
	! Om de e-fix compleet te maken, dient ook ALTIJD een bracket bij de e-fix E35 besteld te worden.	
1510457	◆ Alber bevestigingsset (bracket)	359,00
	Totaalprijs e-fix E35	8776,00
	! Altijd bij uw bestelling het type rolstoel, zitbreedte Alber inbouwhoogte en positie joystick bediening (links/rechts) aangeven (zie afbeeldingen hieronder hoe er gemeten dient te worden, let op: dit geldt alleen voor e-fix en viamobil!)	
	Merk rolstoel:	
	Model rolstoel:	
	Zitbreedte in mm (zie afb.):	
	Alber inbouwhoogte (hoogte achterkant onderkant zitting in mm, zie afb.):	
	Positie joystick bediening: links/rechts	
	Type armsteunen:	
OVERIGE UITVOERINGEN (moet bevestigingsbracket bij besteld worden - LET OP: nu INCL. lader)		
1566301	e-fix E35, 24" wielen, 7,5 Ah accu	8651,00
1566295	e-fix E35, 22" wielen, 6,0 Ah accu	8417,00
1566296	e-fix E35, 22" wielen, 7,5 Ah accu	8651,00
1566199	3 jaar garantie op Lithium Ion accu 7,5 Ah	GM
ANTI-TIP		




Joystick bediening en display




Accu



Acculader




Meten van de zitbreedte: zitbuis buitenzijde gemeten.



Alber inbouwhoogte: hoogte, gemeten aan achterzijde, onderkant van zitting

Zie bovenstaande afbeeldingen voor hoe te meten van de zitbreedte en zithoogte. Deze methode geldt alleen bij Alber producten



Alber anti-tip



Wegzwenkbare joystick bediening

1593206	Alber anti-tip systeem zwart met kantelarmen en steunwielen, tevens steun bij (de)monteren van wielen	487,00	
OPTIES VOOR BEDIENING			
1593361	Wegzwenkbare joystick bediening en display (parallel) (niet i.c.m. middenbladbesturing)	519,00	Joystick opties: Speciaal - zacht - t-stick
1565669	Joystick optie - Speciaal	29,00	
1566196	Joystick optie - Zacht	34,00	
1591586	Joystick optie - T-stick	118,00	
1565836	Beschermbeugel voor joystick bediening en display	217,00	 Beschermbeugel
1566197	Vergroting van snelheidsdraaiknop	68,00	
1566184	Opti-Box voor E35/36	394,00	
1467958	Externe aan/uit switch voor e-fix E35/36 (let op: functioneert alleen met een Opti-Box)	132,00	 Externe aan/uit switch voor e-fix E35/36
BEGELEIDERSBEDIENING			
1566165	Intuïtieve begeleidersbediening (let op: hierbij altijd 1489217, 1566177 en 1467804 bestellen)	630,00	
1489217	Bevestiging van intuïtieve begeleidersbediening: bevestiging in duwhandvatten / duwbeugel, afhankelijk van rolstoeltype (noodzakelijk bij beg. bediening)	252,00	
	Voor correcte onderdelen, geef hieronder aan betreft het een rolstoel met: handvatten of duwbeugel?		
	Rolstoel met handvatten		
	Rolstoel met duwbeugel		
1566177	Bekabeling voor aansluiten intuïtieve begeleidersbediening (noodzakelijk bij beg. bediening)	226,00	Begeleidersbediening
1521212	Extra handgreep intuïtieve begeleidersbediening (noodzakelijk bij begeleidersbediening, handvat aan de andere zijde)	72,00	Extra handgreep
	Optioneel - verkorte montage intuïtieve begeleidersbediening		
1490XXX	Verkorte montageset begeleidersbediening (diameter buis aangeven): 1490668 - diameter 19 mm		
	1490670 - diameter 21 mm		Reserve accu 6 Ah
	1490671 - diameter 23 mm	176,00	
	1490672 - diameter 25 mm		Reserve accu 7,5 Ah
1566557	Bevestigingsset om originele joystick bediening achterop rolstoel (buiten bereik rolstoelgebruiker te plaatsen)	81,00	
1566559	Bevestigingsset voor intuïtieve begeleidersbediening op Ibis Pro (optie 1489217 komt dan te vervallen)	179,00	
ACCU'S EN OPTIES			
1565639	Reserve lithium-ion accu 6 Ah, apart besteld	843,00	
1566153	Reserve lithium-ion accu 7,5 Ah, apart besteld	1059,00	
1566164	Vaste bevestiging van accu houder - Set 1: voor gebruik bij kruisframe rolstoelen	292,00	Transporttas en bevestiging
1566163	Vaste bevestiging van accu houder - Set 2: voor gebruik bij vast frame en kantelrolstoelen	292,00	Vaste bevestiging van accu houder - Set 1
1566621	e-fix E35/36 accu houder t.b.v. Action5	248,00	
1566168	Losse transporttas voor extra accu (bestel ook bevestiging erbij)	63,00	
1566169	Bevestiging losse transporttas	24,00	
OVERIG TOEBEHOREN			
1594608	Losse sticker set "Kids"	44,00	
1566670	Spaakbeschermer 24" - "Alber" bedrukking (per stuk)	101,00	 Spaakbeschermer "Alber" bedrukking
1566666	Spaakbeschermer 24" - transparant (per stuk)	101,00	
1594607	Spaakbeschermer 24" met sticker set "Kids"	175,00	 Stickersets "Kids"
1566201	Spaakbeschermer 22" - "Alber" bedrukking (per stuk)	101,00	
1566203	Spaakbeschermer 22" - transparant (per stuk)	101,00	
1594609	Spaakbeschermer 22" met sticker set "Kids"	175,00	
1566179	Bedieningshulp bij het activeren van de aandrijfwielen (1 stuk)	153,00	
1566178	Bedieningshulp bij het activeren van de aandrijfwielen (2 stuks)	305,00	Bedieningshulp bij activeren van de wielen
1565005	Ombouwset QR assen zijn benodigd bij het merendeel van de rolstoelen op de Nederlandse markt voor gebruik van de normale wielen op e-fix asbevestiging. Afhankelijk van rolstoeltype kan het artikelnummer variëren.	241,00	 Werkblad

1467780		Remverbreder set Opmerking: Niet bij alle rolstoelen nodig, wel o.a. bij de volgende modellen: Kuschall Compact (2.0), Etac Cross 5, Quickie Helix2, Rubix2 en Life & Mobility Roxx NO, Canto NXT. Afhankelijk van rolstoeltype kan het artikelnummer variëren.	40,00
WERKBLAD			
1566207		Werkblad met bevestigingsset voor joystick bediening (middenin), zitbreedte 38-43 cm	329,00
1566208		Werkblad met bevestigingsset voor joystick bediening (middenin), zitbreedte 43-48 cm	329,00
1566206		Bevestigingsset voor het monteren van joystick bediening op bestaand werkblad	292,00
ACCESSOIRES			
		e-fix E35/E36 standaard Mobility App (voor Android en iOS)	0,00
		Functies: gebruikshandleiding, accustatus/inzicht restcapaciteit, tourcomputer, opslaan gereden afstanden, foutcodes	
1591926		e-fix E35/E36 Mobility Plus pakket (voor Android en iOS)	397,00
		Functies: snelheid van 6 naar 8 km/u, verplaatsen lege rolstoel op afstand, melding van telefoonoproepen op display e-fix (laatstgenoemde functie alleen voor Android)	
MONTAGE & AFLEVEREN			
		Montage bij Invacare mbt Alber op nieuwe Invacare stoel (netto prijs)	184,00
		Montage bij Invacare mbt Alber op andere stoel (netto prijs)	288,00
1530107		Montage bij Invacare incl. uitleg eindgebruiker (netto prijs)	284,00
		Montage op lokatie - door Invacare (netto prijs)	344,00
MONTAGE INFORMATIE			
		Wij willen u dringend verzoeken onderstaande vragen te beantwoorden omdat deze informatie betrekking heeft op wat er benodigd is om de e-fix te monteren. Geschiedt montage door Invacare? -> gelieve een kopie van dit formulier met de rolstoel mee te zenden.	!
Montage van de joystick bediening voor gebruiker			
		Links	
		Rechts	
1457739		Links en rechts (netto prijs)	106,00
Wat voor type armsteun heeft de rolstoel? (wegklapbaar etc)			
Montage van de begeleidersbediening			
		Links	
		Rechts	
Mag de achteraspositie eventueel aangepast worden?			
		Ja	
		Nee	
Aanpassingen			
		Indien er andere speciale aanpassingen moeten worden gedaan, wilt u deze dan a.u.b. hierbij vermelden?	
Overige opmerkingen			

