



Alber® Scalamobil S45, Scalacombi S46

€



Dealer:
Technisch adviseur:
E-mail:
Telefoonnummer:
Plaats:
Referentie:
Datum:

♦ Standaardconfiguratie □ Optie **GM** Optie zonder meerprijs **POA** Prijs op aanvraag

Code	Omschrijving	€
UITVOERINGEN		
I595225	Uitvoering Scalamobil S45, trappenklimmer voor handbewogen rolstoelen, incl. lader - Instelbaar - ErgoBalance handvatten - Display - Uitneembare accu - Max. totaal gewicht: 180kg (scalamobil, rolstoel en gebruiker)	5964,00
I595226	Uitvoering Scalacombi S46, trappenklimmer met geïntegreerde zitting, incl. lader - Instelbaar - ErgoBalance handvatten - Display - Uitneembare accu	6170,00
	Max. hoogte traptrede: 20 cm	
	Min. diepte traptrede: 11 cm	
	Max. klimsnelheid: ca. 12 treden/minuut	
	Voor S45: Altijd bij uw bestelling onderstaande aangeven (zie afbeeldingen hieronder hoe er gemeten dient te worden voor Alber)	
	Merk rolstoel:	
	Model rolstoel:	
	Zitbreedte in mm (zie afb.):	
	Uitvoeringen (bijv. Hemi):	
	met anti-tippers	
	met trommelremmen	
I510457	S45 - Alber bevestigingsset (bracket). Altijd bestellen bij Scalamobil S45!	388,00
Accessoires		
I457765	S45 - Speciale Alber bevestigingsset (bracket) voor rolstoelen die een ZB hebben tussen 28 en 38 cm hebben en een max. gewicht van 60 kg.	558,00
I595564	S45 - Comfort Release vergrendeling	147,00
I595179	Extra accu	255,00
I594961	Hoofdsteun met clipfunctie	285,00
I520413	Lader voor in auto (om accu te laden terwijl men rijdt)	465,00
I565509	S46 - Veiligheidsgordel - heup (automatisch)	290,00
I564990	S46 - Veiligheidsgordel over schouder	561,00
Montage & afleveren (alleen bij S45)		
	Montage bij Invacare mbt Alber op nieuwe Invacare stoel (netto prijs)	201,00
	Montage bij Invacare mbt Alber op andere stoel (netto prijs)	312,00




S45

S46




Lader

Alber inbouwhoogte (zithoogte achterkant zitting in mm, zie afb.):



Metten van de zitbreedte: zitbuis buitenzijde gemeten.



Alber inbouwhoogte: zithoogte, gemeten aan achterzijde, onderkant van zitting



Accu



Hoofdsteun

1530107		Montage bij Invacare mbt Alber, incl. uitleg eindgebruiker (netto prijs)	400,00
		Montage op locatie mbt Alber - door Invacare (netto prijs)	462,00
Opmerkingen			