



via GO[®] by alber

CE



150 kg



5,85 kg



16 km



1,5 - 5,5 km/u

Dealer:

Technisch adviseur:

E-mail:

Telefoonnummer:

Plaats:

Referentie:

Datum:

♦ Standaardconfiguratie ☐ Optie **GM** Optie zonder meerprijs **POA** Prijs op aanvraag

Code	Omschrijving	€
BASISMODEL		
1596101	Alber via GO Comfort elektrische duwhulp	3560,00
	bestaande uit: - aandrijfunit - bedieningsunit - comfort bediening - lader - maximale snelheid 5,5 km/u - 2 jaar garantie	
	! Om de via GO te bevestigen aan de rolstoel, is een bevestigingsset nodig; zowel voor de aandrijfunit als voor de bedieningsunit. Vul daarom altijd onderstaande gegevens in om de juiste bevestiging te bestellen	
	Merk rolstoel:	
	Model rolstoel:	
	Bouwjaar rolstoel:	
	Zelfrijder of duwwagen:	
	Achterwielmaat:	
	Zitbreedte in mm:	
	Alber inbouwhoogte (hoogte achterkant zitting) in mm (zie afb.):	
	Wielpositie (achter / midden / voor)	
1534452	via GO bevestigingsset (brackets)	186,00
	Totaalprijs	3746,00
	Voor gebruik in instellingen:	
	Extra via GO bevestigingsset (brackets), max 4 per via GO (in 1 bestelling met de via GO te plaatsen)	P.O.A.
COMBINEERBAARHEID		
	De Alber via GO kan met de meest voorkomende rolstoelen worden gecombineerd. Voorbeelden zijn: Roxx, Canto, Match, Ibis, Quickie modellen, Cross 6, Action 5 vastframe, Rea Dahlia, Küschall K-Series, Excel, Breezy modellen. De algemene richtlijn is dat er 39 cm ruimte onder de stoel nodig is voor aan- en afkoppelen. Op de montagehoogte kunnen uitzonderingen van toepassing zijn. Bijvoorbeeld dat montage nog enkele cm lager mogelijk is, afhankelijk van meerdere factoren, zoals de instelling en configuratie van de betreffende rolstoel. Neem voor combineerbaarheid van jouw rolstoel contact op met onze afdeling Customer Service.	



via GO aandrijfunit



bedieningsunit



lader



Alber inbouwhoogte:
hoogte, gemeten aan achterzijde, onderkant van zitting



bevestigingsbracket
aandrijfunit

MONTAGE			
		Montage bij Invacare mbt Alber op nieuwe Invacare stoel (netto prijs)	201,00
		Montage bij Invacare mbt Alber op andere stoel (netto prijs)	312,00
I530107		Montage bij Invacare mbt Alber, incl. uitleg eindgebruiker (netto prijs)	400,00
		Montage op locatie mbt Alber - door Invacare (netto prijs)	462,00
VEILIGHEID			
	!	Graag aanvinken wat van toepassing is	
		Rolstoel is uitgerust met handremmen	
		Rolstoel is uitgerust met anti-tip	
		Rolstoel is uitgerust met wielbasisverlenging	
AANPASSINGEN			
		Indien er andere speciale aanpassingen moeten worden gedaan, wilt u deze dan a.u.b. hierbij vermelden?	
OVERIGE OPMERKINGEN			