



Alber® Viamobil® V25



Dealer:

Technisch adviseur:

E-mail:

Telefoonnummer:


Plaats:

Referentie:


Datum:

◆ Standaardconfiguratie Optie **GM** Optie zonder meerprijs **POA** Prijs op aanvraag

Code	Omschrijving	€
BASISMODEL		
1521003	viamobil V25 elektrische duw- en remhulp met begeleidersbediening	5194,00
	- éénwielige aandrijfunit met 24V elektromotor	
	- constant contact met ondergrond door veersysteem	
	- eenvoudige (de)montage d.m.v. aankoppelsysteem bij het aan/uitzetten	
	- bedieningskast, rechts of links te monteren	
	- traploos instelbare maximale snelheid 5,5 km/u, door draaiknop	
	- traploos instelbare snelheid d.m.v. knijphendel welke tevens is voorzien van een noodstop	
	- accu-conditie permanent afleesbaar	
	- eenvoudig te plaatsen accu	
	- onderhoudsvrije accu Li Ion 36V/6,6 Ah	
	- Acculader viamobil V25	449,00
	De viamobil V25 kan onder meer dan 250 verschillende rolstoelen gemonteerd worden, waaronder de Rea Focus, Ibis XA, Roxx, Canto NXT, Quickie en Etac Cross. Om te weten of de V25 past onder uw rolstoel, neem contact op met Customer Service.	
	! Altijd bij uw bestelling het merk rolstoel, zitbreedte, zithoogte, type duwhandvatten en type rolstoel opgeven.	
	Merk rolstoel:	
	Model rolstoel:	
	Zitbreedte in mm:	
	Alber inbouwhoogte (hoogte achterkant zitting) in mm (zie afb.):	
	Type duwhandvatten:	
	Type rolstoel: zelfrijder duwrolstoel	
	Type as: vast quick release	
	! Om de Viamobil compleet te maken dienen onderstaande artikelen ALTIJD met de Viamobil V25 besteld te worden	
1510457	Alber bevestigingsset (bracket)	359,00
1521423	Extra bevestigingsonderdelen voor montage V25 op een Revab Roxx of Handicare Ibis met een Alber inbouwhoogte <400 mm	80,00
	Totaalprijs	6082,00



meten van de zitbreedte



Alber inbouwhoogte: hoogte, gemeten aan achterzijde, onderkant van zitting

Zie bovenstaande afbeeldingen voor hoe te meten van de hoogte en breedte. Deze methode geldt alleen bij Alber producten



Accupack

Aanbevolen voor gebruik in instellingen:		
1521250	Set duwbeugels voor montage op de unit (montage op duwhandvatten komt hiermee te vervallen. Bij Ibis XA, Roxx, Canto ALTIJD noodzakelijk i.v.m. vorm duwhandvatten)	237,00
1593406	Anti-tip systeem	387,00
	Totaalprijs (adviesmodel instellingen):	6706,00
ACCU'S EN OPTIES		
1591426	Extra accupack 36V / 6,6 Ah, compleet (als extra bestelling bij compleet systeem)	640,00
1489339	Anti-tip t.b.v. rolstoel na afkoppelen viamobil V25	387,00
EXTRA INFORMATIE		
	Wij willen u dringend verzoeken onderstaande vragen te beantwoorden omdat deze informatie betrekking heeft op het type adapter dat op de rolstoel wordt gemonteerd. Geschiedt montage door Invacare? -> gelieve een kopie van dit formulier met de rolstoel mee te zenden.	!
MONTAGE & AFLEVEREN		
1521404	Montageblok om de V25 eenvoudig te monteren	134,00
	Montage bij Invacare mbt Alber op nieuwe Invacare stoel (netto prijs)	184,00
	Montage bij Invacare mbt Alber op andere stoel (netto prijs)	288,00
1530107	Montage bij Invacare incl. uitleg eindgebruiker (netto prijs)	284,00
	Montage op lokatie - door Invacare (netto prijs)	344,00
Is de rolstoel voorzien van trommelremmen?		
	Ja	
	Nee	
Is de rolstoel uitgerust met een eigen anti-tip systeem?		
	Ja	
	Nee	
Indien er reeds duwhandvatten zijn gemonteerd, welke zijn dit dan?		
	Opbouw	
	Geïntegreerd	
	Vast	
	Diameter van de buis is in mm:	
	Diameter van de insteekbuis is in mm:	
Aanpassingen / Aanvullende opmerkingen		
	Indien er andere speciale aanpassingen moeten worden gedaan, wilt u deze dan a.u.b. hierbij vermelden? / Overige opmerkingen	



Bedieningskast



Anti-tip