

PIEGHEVOLE

STANDARD



Leggerezza e dimensioni contenute

Invacare Alu Lite è la carrozzina da transito, con telaio in alluminio a struttura leggera, espressamente progettata e costruita per trasportare i pazienti dove gli spazi angusti e le dimensioni ridotte dei passaggi sono spesso un ostacolo alla mobilità quotidiana (ingombro totale di 520 mm con larghezza seduta 405 mm). Grazie allo schienale abbattibile diventa ancora più compatta e facile da caricare a bordo della propria auto.

Trusted Solutions, Passionate People



Yes, you can.®



Caratteristiche

Ingombro minimo

Maneggevolezza e trasportabilità sono i denominatori comuni di **Invacare Alu Lite**. La facilità di chiusura della carrozzina, la possibilità di piegare all'indietro lo schienale e di ruotare all'esterno o togliere le pedane riducono enormemente lo spazio d'ingombro. Completano la configurazione i freni posteriori con impugnatura e sistema di blocco per lo stazionamento e i poggiatesta regolabili in altezza dotati di cinturino ferma tallone.

Passaggi stretti: nessun problema

Quando lo spazio di manovra è veramente ridotto e i passaggi stretti sono un problema ecco la soluzione: **Alu Lite**.

Grazie alla forma particolare del telaio, con le ruote posteriori posizionate all'interno della seduta, girarsi, entrare in ascensore, passare attraverso porte strette non è più un problema.



Schienale abbattibile

Per ridurre l'ingombro anche in altezza. Ideale per il trasporto.



Portapedane e poggiatesta

Sfilabili e girevoli all'esterno per agevolare i trasferimenti. Poggiatesta regolabili in altezza.




Telaio pieghevole

Semplice e preciso sistema di chiusura.

Dati tecnici

Invacare Alu Lite	405 / 455 mm	430 mm	490 mm	450 mm	230 mm	340 - 460 mm	3°
Invacare Alu Lite	0°	520 / 570 mm	945 mm	1030 mm	760 mm	12 kg	100 kg
							10,2 kg

Colore telaio



Blu

Tipo/colore fodera



Nylon, nera

Codici N.T. : 12.21.06.045 + 12.24.03.115 + codici ISO aggiuntivi
Nr. Repertorio DM : 84119/R

CODICI ISO PURAMENTE INDICATIVI E/O RICONDUCIBILI PER OMOGENEITA' FUNZIONALE, SOGGETTI AD APPROVAZIONE DA PARTE DEL MEDICO PRESCRIVENTE.

PRODOTTO COMMERCIALIZZATO