

**matrx**<sup>®</sup>  
SEATING SERIES

# Apoios de cabeça *Elan*



Suporte ajustável com conforto

**INVACARE**<sup>®</sup>  
Yes, you can.<sup>®</sup>

## Apoios de cabeça *Invacare Matrix® Elan*

O elegante *Invacare Matrix Elan* eleva a nossa gama de posicionamento ao próximo nível com o seu design compacto, leve e ajustável. O apoio de cabeça oferece ótimo suporte e conforto e complementa uma vasta gama que vai da pediatria aos adultos. As características principais incluem:

- Hardwares altamente ajustáveis
- Várias opções de almofadas



### Hardware altamente ajustável

- O hardware inovador do apoio de cabeça Elan tem 6 pontos de ajuste para fornecer infinitas oportunidades de posicionamento, incluindo função rebatível para ir ao encontro das necessidades do utilizador
- Os apoios de cabeça podem ser montados rapidamente com apenas uma ferramenta enquanto o bloqueio de discos múltiplos proporciona maior resistência e fiabilidade
- O ajuste das alavancas sem ferramentas facilita a mudança de posição do apoio de cabeça
- Existem duas opções de barra: a standard para adulto (38 cm) ou a mini para pediatria (28 cm). As barras podem ser adaptadas nos encostos **Matrix**, assim como noutros sistemas de fixação do encosto disponíveis no mercado.



## Variedade de opções de almofadas



### 3 opções de almofadas Ellipse

Podem ser moldadas de acordo com a anatomia da cabeça do utilizador para suporte posterior e lateral. Disponível em 3 tamanhos: 15 x 9 cm, 25 x 13 cm ou 36 x 13 cm.



### 2 opções de almofadas occipitais

Proporciona suporte na região occipital e sub-occipital da cabeça. Disponível em dois tamanhos: 23 x 18 cm ou 21 x 20 cm.



### 4 pontos de suporte

Proporciona 4 pontos de suporte para a região occipital e temporal da cabeça. Disponível nos tamanhos 28 x 26 cm e na versão Mini (Novidade) com almofada 23x18 cm.

## Características

### 2 opções de capa personalizadas

A capa da almofada standard (em Startex) vem com duplo fecho zip e é resistente à humidade e respirável. Existe a opção de uma capa para controlo de infeções (Startex reversível). Ambas as opções são fáceis de remover.

### Espuma de dupla densidade

A espuma moldada de alta densidade fornece imersão, conforto e proteção para o utilizador e previne o aparecimento de lesões. As almofadas *Invacare Matrix* são 45% mais leves do que grande parte das almofadas no mercado e envolvem as arestas das placas metálicas do apoio.



### Ajustes sem ferramentas

- Os manípulos permitem alterar a posição de uma forma rápida e fácil. Se pretender fixação da posição, estão disponíveis parafusos.
- O manípulo do sistema de fixação da barra tem um design elegante e ergonómico para permitir a fácil remoção ou ajuste da altura do apoio de cabeça.



### Interface para Flex3

Disponível para permitir a conexão do apoio de cabeça Elan nos encostos *Invacare Flex 3*.



### Sistema de Bloqueio multiaxial

A característica inovadora do sistema de bloqueio proporciona uma resistência superior com fiabilidade associada.



### Placas de alumínio ajustáveis

Podem ser ajustadas de forma a ir ao encontro das necessidades do utilizador em todas as opções de almofada.



## Família de produtos de posicionamento

A Invacare pode agora oferecer uma solução completa para reabilitação: almofada, encosto, cinto e apoio de cabeça.

## Dados técnicos

Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare Portugal.

### Opções de hardware

Elan Standard Hardware	380 mm Medida da Barra
Elan Mini Hardware	280 mm Medida da Barra


### Opções almofada

150 mm Almofada Ellipse	150 x 90 mm
250 mm Almofada Ellipse	250 x 130 mm
360 mm Almofada Ellipse	360 x 130 mm
230 mm Almofada Occipital	230 x 180 mm
310 mm Almofada Occipital	310 x 200 mm
Almofada 4 pontos	280 x 250 mm
Almofada 4 pontos Mini	230 x 180 mm



## Opções de capa

Startex



Controlo  
infecção

