

AQUATEC®

# Ocean Ergo

Tilbehør og tilpasning



**Enkle tilpasninger kan gøre forskellen**

Fleksibel, ergonomisk og alsidig



**Yes, you can.®**

## Tilbehør og tilpasninger

Invacares Ocean Ergo program tilbyder en avanceret løsning på bade- og toiletstole. Hver stol er yderst fleksibel og indstillingsmulighederne er mange. Dertil kommer et udbygget tilbehørsprogram, som tilbyder løsninger for ekstra komfort, støtte og sikkerhed.



### Fodstøtter

- > Vinkeljusterbare, opklappelige og skridsikre fodplader med hælrem.
- > Uden brug af værktøj.

### Benstøtte

- > Højdejusterbare, svingbare og aftagelige benstøtter.
- > Uden brug af værktøj.

### Armlæn

- > Ergonomiske, opklappelige armlæn der kan indstilles i forskellige højder.

### Sædehøjde

- > Sædehøjden kan indstilles mellem 440 - 600 mm\* eller 475 - 600 mm\*\*

\*Ocean Ergo, Ergo XL og 24" Ergo modeller  
\*\*Ocean 24" Ergo XL og VIP modeller

- > Uden brug af værktøj.

## Tilbehør

### Sædepolstringer og rygoptioner



#### Sædepolstring - blødt sæde

Det ergonomiske design og bløde materiale giver brugere med hudproblemer eller med sensoriske problemer ekstra aflastning. Findes også med en mindre åbning for mindre og slanke brugere. Let at anvende og rengøre.



#### Indlægspude

Indlægspude til blødt sæde. Findes i to størrelser.



#### Sædepolstring - Supersoft sæde

Det viskoelastiske sæde tilbyder en særdeles blød fornemmelse for brugeren med meget trykfølsom hud. Skummet skaber øget nedsynkning, øget bækkenstabilitet og positionering.



#### Sædepolstring - Vendbart sæde med åben udskæring

Kan placeres med åbningen til alle fire sider efter behov.



#### Sædepolstring - Universal blødt sæde

Blødt helstøbt sæde



#### Vicair sædepolstring for optimal trykafledning

Passer på mange toiletstole. Mål 48x45x8 cm. Fastgøres med 4 stropper i hjørnerne. Kan vaskes i vaskemaskine ved 60 grader. Pudren er inddelt i 4 kamre og har netunderside for let rengøring.



#### Fast ryg

Alternativ til stroppryg. Monteres uden brug af værktøj. Ryggen kan justeres i højden.



#### Armlænsbolster

Armlænsbolster i komfortabelt blødt skum.



#### XL ryg

Øger afstanden mellem armlænen med 80 mm. Kan monteres på Ocean Ergo modellerne.



#### XL armlæn

Øger afstanden mellem armlænen med 8 cm.



#### Rygpolstring med vinger

Reducerer sædebredde og -dybde og giver øget komfort og trykafledning til ryg. Anvendes til meget tynde/små brugere.



#### Komfortryg

Stroppryg i ekstra blødt materiale for øget komfort. Materialet har en glat overflade for let rengøring.

### Sikkerhed



#### Sikkerhedsbøjle

For yderligere sikkerhed. Monteres let mellem armlænen og giver brugeren mulighed for at læne sig forover.



#### Armlænslås

Låser armlænets position i enten vertikal eller horisontal position.



#### Antitip - for og bag

Giver ekstra sikkerhed og øget stabilitet for og bag.



#### Tilt stop-funktion

En hjælp til dem der bliver liftet ind og ud af stolen. Tilt stop-funktionen sikrer, at sædet forbliver i horisontal position.

### Positionering



#### Sele

Bred polstret sele udført i et blødt materiale. Den kan anvendes som hoftesele eller brystsele for positionering og øget sikkerhed. Let at montere. Kan vaskes i vaskemaskine.



#### Kropsstøtter

Justerbar i højden i tre forskellige positioner. De brede kropsstøtter kan indstilles i dybden for komfort og effektiv tryk-redistribuerende.



#### Ergonomisk beslag til hovedstøtte

Beslaget giver optimale tilpasningsmuligheder for mere komplekse hoved/nakke positioneringsbehov. Pude bestilles separat.



#### Ergonomisk hovedstøtte

Skålformet hovedstøtte, der støtter i siderne samt i nakken.

### Toilette



#### Eleverbar benstøtte

Tilbyder både højde- og vinkelindstilling med en behagelig formet lægpude for positionering og komfort. Kan anvendes med eller uden fodplade.



#### Ben- og amputationsstøtte

Indstillelig støtte.



#### Stænskærm

Monteres foran på sædet. Passer til standardsædet og blød sædepolstring med nøglehul og lille hul.



#### Bækken

Bækken med låg og ergonomisk udformet håndtag. Afmærkning på undersiden for måling af væskemængde.

# Tilpasning af alle vores **Ocean Ergo** stole

---

Invacares Ocean Ergo bade- og toiletstole kan alle tilpasses for at imødekomme en bred vifte af behov. Ved hjælp af enkle indstillinger eller ved at tilføje dele fra vores let monterbare tilbehørsprogram er vores modulære bade- og toiletstole mere alsidige end før.



## **Ocean Ergo**

Standard modellen for bad og toilette.



## **Ocean Ergo XL**

En XL-model for brugere med maksimal vægt på 180 kg.



## **Ocean VIP Ergo**

Komfortabelt sædekip med glidende balancepunkt til brugere med behov for ekstra positioneringsstøtte.



## **Ocean Dual VIP Ergo**

Sædekip med glidende balancepunkt og justerbar ryginkel for mere komplekse positioneringsbehov.

# Kompatibilitetsoversigt

✓ Kompatibelt  
x Ej kompatibelt  
+ Inkluderet

Det meste tilbehør kan anvendes på alle Ocean Ergo modeller.

	Artikelnummer	Ocean Ergo	Ocean Ergo XL	Ocean VIP Ergo	Ocean Dual VIP Ergo
Blødt sæde med nøglehulsudskæring	AP1603142	✓	✓	✓	✓
Indlægspute for blødt sæde med nøglehul	AP1603143	✓	✓	✓	✓
Blødt sæde med lille udskæring	AP1603145	✓	✓	✓	✓
Indlægspute for blødt sæde med lille hul	AP1603152	✓	✓	✓	✓
Stænkskærm	AP1603155	✓	✓	✓	✓
Universalt blødt sæde	AP1603154	✓	✓	✓	✓
Supersoft sæde	AP60121311	✓	✓	✓	✓
Vendbar sædepolstring	1544469	✓	✓	✓	✓
Sikkerhedsbøjle	AP60123732	✓	x	✓	✓
Sikkerhedsbøjle XL	AP60123771	x	✓	x	x
Brystssele	1470081	✓	✓	✓	✓
Bækkensele	1470082	✓	✓	✓	✓
XL ryg	AP1604015	✓	+	x	x
Fast ryg	1575299	✓	x	✓	✓
Rygpolstring med vinger	1558769	✓	✓	✓	✓
Armlænsbolstring (1 stk)	AP1643748	✓	✓	✓	✓
Bredere XL armlæn	1470086	✓	x	✓	✓
Armlænslås XL	1470077	✓	x	✓	✓
Armlænslås	AP1643760	✓	✓	✓	✓
24" drivhjul	16379	✓	✓	x	x
Amputationsstøtte højre	AP1643573	✓	✓	✓	✓
Amputationsstøtte venstre	AP1643574	✓	✓	✓	✓
Eleverbar benstøtte højre	AP1643543	✓	✓	✓	✓
Eleverbar benstøtte venstre	AP1643572	✓	✓	✓	✓
Kropsstøtte fast	1535077	✓	✓	✓	✓
Ergonomisk hovedstøttebeslag	AP1531613	✓	x	✓	✓
Ergonomisk hovedstøttepute	1531465	✓	x	✓	✓
Ergonomisk nakkestøttepute	1531608	✓	x	✓	✓
Bækken	10230	✓	✓	✓	✓
Bækkenholder	AP1602078	✓	✓	✓	✓
Antitip, for og bag, Ergo VIP modeller	AP1603992	x	x	✓	✓
Antitip, for, Ocean Ergo modeller	AP1601986	✓	✓	x	x
Komfortryk, Ocean VIP Ergo modeller	AP1603606	x	x	✓	✓
Komfortryk Ocean Ergo modeller	AP1604136	✓	x	x	+
Komfortryk Ocean Ergo XL modeller	AP1604016	x	✓	x	x
Tilt stop-funktion	AP60129156	x	x	✓	✓

Tlf.: 3690 0000  
denmark@invacare.com  
www.invacare.dk

Invacare A/S  
Sdr. Ringvej 37, 2605 Brøndby  
Denmark



Yes, you can.®