

AQUATEC®

 **PICO GREEN**
Natuurlijk antibacterieel



Made in
Germany

De douchestoel met houtvezels en
een natuurlijk antibacteriële werking

VEILIG | VEELZIJDIG | DUURZAAM


Yes, you can.®

De *Aquatec Pico Green* douchestoel is een pionier onder de douche-/toiletstoelen. Hij is verkrijgbaar in een standaard uitvoering met hygiëne uitsparing en in een 3-in-1 versie met toiletemmer, in te zetten als douchestoel, toiletstoel of toiletframe boven een bestaand toilet. Deze stoel heeft een modern design dat past in iedere badkamer en biedt uitstekend comfort voor mensen die wat extra veiligheid en ondersteuning nodig hebben bij het nemen van een douche of de toiletgang. Lichtgewicht en tegelijkertijd sterk genoeg om 160 kg te kunnen dragen. De *Pico Green* kan op verschillende hoogtes en zitposities worden ingesteld.



Goed voor het milieu, goed voor je huid

Het echte voordeel van de *Pico Green* is dat het is gemaakt van 10% natuurlijke houtvezels die komen uit duurzame bossen in Duitsland. Dit geeft het product niet alleen een bijzonder eerste aroma maar biedt ook een 100% natuurlijk antibacterieel effect. Dit minimaliseert het risico op infecties en vermindert de noodzaak van het gebruik van sterke chemische reinigingsmiddelen.

De houtvezels hebben een beschermende functie en doden bacteriën zonder chemische toevoegingen of nano-zilver ionen.

De natuurlijk antibacteriële eigenschappen van de *Pico Green* doden 99,9% van de bacteriën*, zo is bewezen door een onafhankelijk biologisch laboratorium.

* gemeten op E.coli en S. aureus



Technische gegevens ▼

Voor meer informatie over dit product, waaronder de gebruikshandleiding, kunt u kijken op www.invacare.nl.



Zithoogte ▼



Zitbreedte ▼



Zitdiepte ▼



Totale breedte ▼



Totale diepte ▼



Breedte tussen armsteunen ▼

**PICO GREEN /
PICO 3in1 GREEN**

425 - 575 mm

430 mm

420 mm

575 mm

520 mm

430 mm



Gewicht douchestoel ▼



Max. gebruikersgewicht ▼



Kleuren ▼



Wit, met bruine houtvezels

PICO GREEN

4,6 kg

PICO 3in1 GREEN

5,4 kg

Invacare B.V.
Galvanistraat 14-3
6716 AE Ede
Nederland

Tel.: +31 (0) 3 18 - 69 57 57
Fax: +31 (0) 3 18 - 69 57 58
nederland@invacare.com
www.invacare.nl



Yes, you can.®