

**AQUATEC®**

# 90 Ergo

een nieuwe, ergonomische toiletverhoger



**Ontworpen voor comfort en gebruiksgemak**

Een discrete, moderne stijl zonder schroeven of klemmen



**Yes, you can.®**

AQUATEC®

90 Ergo

## De nieuwste toevoeging aan onze Aquatec range

---

Onze passie voor kwaliteit betekent dat bij alle Aquatec designs de focus op de details ligt. Onze range heeft een ongekennde internationale reputatie. Ieder Aquatec hulpmiddel is met zorg ontworpen om persoonlijke zorguitdagingen op te lossen.

Ontdek de nieuwe Aquatec 90 Ergo.



# Een nieuwe toiletverhoger met **ongeëvenaarde eigenschappen**

De Aquatec 90 Ergo is de nieuwste telg in onze Aquatec familie. Het biedt een optimale 10cm extra hoogte, een nieuw, ergonomisch design en is geschikt voor zowel moderne als traditionele toiletten. Het biedt de perfecte balans tussen kostenefficiëntie en een kwalitatief ontwerp. Een nieuwe generatie toiletverhogers is gearriveerd!



## Focus op ergonomie

- > **Gevormd voor comfort**
- > **Passend rondom het lichaam**
- > **5° kanteling voor eenvoudigere toiletgang**



ERGONOMISCH  
DESIGN

5°





## Stijl zonder compromis

De dagen van kiezen tussen een functioneel en een stijlvol ontwerp zijn voorbij. Welkom bij een nieuw tijdperk van toiletgang accessoires die onafhankelijkheid bieden terwijl ze opgaan in de badkameromgeving.



## Ergonomisch ontworpen

De Aquatec 90 Ergo heeft een anatomisch gevormde zitting, ook gebruikt voor onze populaire Aquatec Ocean Ergo douche-/toiletstoelen. De ergonomische zitting past perfect om de lichaamscontouren en biedt maximale stabiliteit en veel comfort. De 5° kanteling brengt de gebruiker in lichte squathouding, wat de toiletgang vereenvoudigt.



## Optionele deksel

De Aquatec 90 Ergo is verkrijgbaar met een optionele deksel voor een extra mooie uitstraling en hygiënische doeleinden.



Optionele deksel





## Past op een brede range toiletten

De Aquatec 90 Ergo past zowel op meer traditionele ronde toiletten als op de modernere vierkant-gevormde exemplaren, zonder gebruik van klemmen of clips.



## Milieubewust

Milieubewustere keuzes maken betekent beter zijn voor onze omgeving en ook voor ons thuis. De Aquatec 90 Ergo is gemaakt met 47% gerecycled materiaal voor een kleinere CO2 voetafdruk. Kiezen voor de Aquatec 90 Ergo betekent bronnen sparen voor een duurzamere omgeving.



## Geen schroeven of klemmen

De Aquatec 90 Ergo biedt een zekere en stabiele positie dankzij het ontwerp met nieuwe wrijvingsgrip. Er zijn geen klemmen of schroeven nodig voor de bevestiging. Simpelweg optillen en opruimen wanneer het niet in gebruik is.



Zonder schroeven of klemmen



Compact voor eenvoudig opbergen



# Een reputatie voor kwaliteit en innovatief design

Aquatec staat al jaren synoniem voor kwalitatief hoogwaardige oplossingen voor ondersteunde en onafhankelijke persoonlijke zorg. De range omvat toilet-, douche- en badhulpmiddelen. Je kunt meer over deze range vinden op [www.invacare.nl](http://www.invacare.nl).

## Technische gegevens

Bezoek voor uitgebreide informatie over dit product, bijvoorbeeld de gebruikshandleiding, onze Invacare website.

90 Ergo

				 Wit
<b>Breedte van opening</b> ▼	<b>Totale breedte</b> ▼	<b>Diepte van opening</b> ▼	<b>Totale diepte</b> ▼	
230 mm	410 mm	315 mm	411 mm	
				
<b>Zitverhoging (vanaf de toiletpot)</b> ▼	<b>Totale product hoogte</b> ▼	<b>Gewicht</b> ▼	<b>Max. belastbaar gewicht</b> ▼	
100 mm	143 mm	1,6kg (met deksel) 1,2kg (zonder deksel)	225kg	

**Tel.: +31 (0) 3 18 - 69 57 57**  
nederland@invacare.com  
[www.invacare.nl](http://www.invacare.nl)

Invacare B.V.  
Galvanistraat 14-3  
6716 AE Ede  
Nederland