

AQUATEC®

Pure Bidet



Modern, luxueus en hygiënisch



Yes, you can.®

De Aquatec Pure Bidet is ideaal voor mensen die moeilijkheden ervaren bij hun persoonlijke hygiëne en ook voor hen die op zoek zijn naar een stukje extra luxe thuis. De moderne bidet past gemakkelijk en discreet op bestaande toiletten en biedt een zachte maar effectieve reinigungsoplossing door gebruik van een warm water spray. Belangrijke kenmerken zijn:

- Hoge functionaliteit
- Ingebouwde technologie
- Past op bestaande toiletten

Hoge functionaliteit

- Intuïtieve handbediening met grote knoppen
- Instelbare watertemperatuur met beluchte spray en diverse instelmogelijkheden
- Persoonlijke positionering van de sproeikop voor zowel anale als vrouwelijke reiniging
- Instelbare warme lucht droger
- Temperatuurgecontroleerde, verwarmde zitting
- LED nachtverlichting
- Soft close zitting en deksel



Ingebouwde technologie

- Continue waterverwarming voor direct warm water dat niet opraakt tijdens de reiniging
- Automatische sproeikopreiniging voor en na gebruik om het systeem schoon te houden
- Uitgerust met een thermische beveiliging om oververhitting te voorkomen
- Automatische uitschakeling voor energiebesparing, geactiveerd door de zittingsensor
- Zelfdiagnose om disfunctioneren automatisch te signaleren
- Earth Leakage Breaker (ELB) blokkeert lekstroom, voor extra veiligheid



Past op bestaande toiletten

- Maakt gebruik van bestaande fixatiepunten
- Snel en eenvoudig te plaatsen en los te koppelen
- DIN EN 1717 conform voor veilige aansluiting op publieke waterleidingen



Technische gegevens

Kijk voor uitgebreide informatie over dit product op invacare.nl

Totale breedte	389 mm	Type bescherming, complete middel	IP X4
Totale lengte	515 mm	Type batterij handbediening	2 x AA (LR6) / 1,5 V
Totale diepte	156 mm	Waterdruk	79 - 735 kPa
Productgewicht	3,9 kg	Watertemperatuur	3 - 35 °C
Max. gebruikersgewicht	125 kg	Watertoevoer reinigingsfunctie	0,7 l/min
Lengte stroomkabel	1,4 m	Watertoevoer bidetfunctie	0,85 l/min
Voltage	220 - 240 V AC, 50/60 Hz	Waterdrukinstelling	3 niveaus
Max. stroomconsumptie	1725 - 2053 W		

Tel.: +31 (0) 3 18 - 69 57 57
nederland@invacare.com
www.invacare.nl

Invacare B.V.
 Galvanistraat 14-3
 6716 AE Ede
 Nederland



Yes, you can.®