



# aquatec®

 **Pure Cala**

RIALZO WC

---

Design discreto, pensato  
per l'uso quotidiano



# Aquatec Pure Cala®

Aquatec **Pure Cala** è il nuovo rialzo WC, pensato per fornire assistenza nella cura personale. Semplice da usare e progettato per garantire un posizionamento stabile nel tempo, rende le attività di cura quotidiane più naturali, discrete e rassicuranti.



## Design moderno

Pure Cala offre un design semplice, moderno, perfetto per ogni casa.



## Qualità garantita

Tutti i prodotti Aquatec sono progettati, realizzati e testati secondo i più elevati standard.



## Semplice e discreto

Pensato per garantire autonomia quotidiana in modo semplice e dignitoso.



## Approvato dagli esperti

Aquatec è da decenni un punto di riferimento per i professionisti.

Si integra  
facilmente  
nella vita  
quotidiana.







# Indipendenza quotidiana

Primo della gamma **Pure** di Aquatec, **Pure Cala** è un rialzo WC alto 10 cm, sicuro e facile da installare, progettato per garantire comfort e sostegno quotidiano.



**Facile da installare**  
L'installazione senza attrezzi rende il montaggio facile e veloce.



**Fissaggio ergonomico**  
La rotella di bloccaggio sagomata e testurizzata facilita il montaggio anche a chi ha una destrezza limitata.



Fai clic qui per vedere il video >>



**Coperchio opzionale**  
Scegli Pure Cala con o senza coperchio.



**Seduta morbida opzionale**  
Per un comfort maggiore.



**Altezza ottimale**  
Altezza aumentata di 10 cm per agevolare il trasferimento dalla posizione seduta a quella in piedi.



**Sicuro e confortevole**  
Il sistema di bloccaggio integrato con inserti in gomma antiscivolo garantisce stabilità.



**Progettato per il comfort**  
Il sedile leggermente sagomato offre un sostegno e un comfort ottimali.



**Vestibilità universale**  
Compatibile con un'ampia gamma di WC e bagni.



Apertura frontale e posteriore



Resistente alle macchie e facile da pulire



Design discreto e poco ingombrante



# Progettato per adattarsi a qualsiasi casa

Aquatec **Pure** Cala si integra facilmente in ambienti domestici o sanitari. E' progettato appositamente per ridurre lo stigma associato e per favorire l'autonomia quotidiana.

---

## aquatec®

Aquatec continua ad essere un marchio affidabile nel settore delle soluzioni per la cura personale. Da decenni, sicurezza, semplicità e qualità duratura sono diventate il suo marchio di fabbrica.



Toilette



Doccia



Igiene  
personale



Sicurezza

# Specifiche tecniche



## Larghezza apertura

20.5 cm



## Larghezza totale

36.5 cm



## Profondità apertura

25.5 cm



## Profondità totale

40.5 cm



## Altezza della tavoletta rialzata rispetto alla tazza del WC

10 cm



## Altezza totale del prodotto

155 mm compreso il sistema di bloccaggio assemblato



## Peso

1,1 kg (con coperchio)  
0,7 kg (senza coperchio)



## Portata

250kg

Bianco

Colore

5 anni

Durata

Made in Europe



Ci impegniamo a utilizzare materiali più ecologici, a ridurre l'uso della plastica dove possibile e a sviluppare soluzioni di imballaggio più sostenibili ed efficaci.

Tel: +39 0445 380059  
[www.invacare.it](http://www.invacare.it)  
e-mail: [italia@invacare.com](mailto:italia@invacare.com)

Invacare Mecc San srl  
Via M. Corner, 19  
36016 THIENE (VI)  
Italy

© 2025 Invacare International GmbH. Tutti i diritti riservati. Tutte le informazioni citate sono ritenute corrette al momento della stampa. Invacare si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Aquatec Pure Cala\_IT\_10/25

