



aquatec®

 **Pure Cala**

ELEVADOR DE SANITA

Design discreto para as
rotinas diárias



Apresentando o Aquatec **Pure Cala**®

O Aquatec **Pure Cala** é o novo elevador de sanita, projetado para auxiliar nos cuidados pessoais. Simples de usar e construído para uma estabilidade duradoura. Permite que as rotinas diárias sejam naturais, discretas e reconfortantes.



Design Moderno

O Pure Cala apresenta um design simples e moderno, perfeito para qualquer casa.



Qualidade Assegurada

Todos os produtos Aquatec contêm um design pensado e testado para corresponder a altos padrões.



Simple e Discreto

Projetado para apoiar a independência diária com facilidade e dignidade.



Escolha de Confiança dos Profissionais de Saúde

Aquatec é uma marca de confiança usada há décadas por profissionais.

Integra-se naturalmente na rotina diária





Independência no dia-a-dia

O primeiro da linha **Pure** da Aquatec, o **Pure Cala** é um assento sanitário elevado em 10 cm, seguro e fácil de instalar, projetado para proporcionar conforto e apoio diário.



Fácil de montar
A configuração sem ferramentas torna a instalação rápida e fácil.



Fixação lateral com elevada aderência
O manípulo com rosca texturizada e facilita a montagem para pessoas com destreza limitada.



[Clique aqui para assistir ao vídeo >>](#)



Com opção de Tampa
Escolha o Pure Cala com ou sem tampa



Assento macio opcional
Para maior conforto.



Altura ideal
Aumento de 10 cm na altura para facilitar a alternância da posição sentada para a posição em pé.



Seguro e com suporte
Sistema de fixação integrado com inserções de borracha antiderrapantes, que proporcionam estabilidade.



Moldado para o conforto
Assento com contorno suave, oferece suporte e o conforto ideais.



Compatibilidade universal
Compatível com uma vasta gama de sanitas e casas de banho.



Recorte anterior e posterior



Resistente a manchas e fácil de limpar.



Design discreto



Design pensando para se enquadrar em qualquer casa

O Aquatec **Pure Cala** encaixa em qualquer casa de forma fácil e sem esforço. Tem um design pensado para promover a independência do dia-a-dia.

aquatec®

Aquatec continua a ser uma marca conhecida e de confiança nas soluções de cuidados de higiene.



Sanitário



Duche



Banho



Segurança

Especificações Técnicas



Largura da Abertura

20.5 cm



Largura Total

36.5 cm



Profundidade de Abertura

25.5 cm



Profundidade Total

40.5 cm



Incremento de altura (desde o vaso sanitário)

10 cm



Altura total

15.5 cm
Inclui sistema de fixação



Peso

1.1kg (com tampa)
0.7kg (sem tampa)



Peso máximo do Utilizador

250kg



Cor



Vida útil

Fabricado na Europa



Estamos empenhados em utilizar materiais mais ecológicos, reduzir o uso de plástico sempre que possível e explorar soluções de embalagem mais inteligentes.

Tlf.: 225193360
marketing.pt@invacare.com
www.invacare.pt

Invacare Portugal
Rua da Estrada Velha, 949
4465-784 Leça do Balio
Portuga

© 2025 Invacare International GmbH. Todos os direitos reservados. Toda a informação descrita é considerada correta à data da impressão. A Invacare reserva-se no direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. - Aquatec Pure Cala - PT - 11/25

