



aquatec®

Gamme Pure

Un design discret pour les
habitudes quotidiennes





Conçue pour s'intégrer parfaitement dans la plupart des maisons

La gamme Aquatec **Pure** est composée de produits minutieusement conçus pour faciliter les soins personnels de façon naturelle, discrète et authentique. Elle a été conçue pour les domiciles et établissements de santé en vue de briser les tabous et favoriser l'autonomie au quotidien.

[Click here to discover the range >>](#)

aquatec®

Aquatec demeure une marque de référence dans le domaine des solutions de soins personnels. La sécurité, la simplicité et la qualité durable sont ses maîtres mots depuis des décennies.



Toilettes



Douche



Bain



Sécurité



Pure Sol, Bay & Siro

Tabourets de douche

Les tabourets de douche Aquatec **Pure Sol, Bay et Siro** sont conçus pour plus de confort, de sécurité et d'autonomie.

Ces tabourets élégants et compacts s'intègrent parfaitement dans les angles et les petits espaces.



Tabouret de douche rond **Pure Sol**



Tabouret de douche rectangulaire **Pure Bay**

Caractéristiques principales



Tabouret de douche triangulaire **Pure Siro**

- 

Léger et transportable
Facile à soulever et à déplacer.
- 

Hauteur d'assise réglable
Un positionnement personnalisé permet de soulager la pression au niveau du dos, des hanches et des genoux.
- 

Meilleur confort
Les bords d'assise doux réduisent la pression et améliorent le confort.
- 

Pieds en aluminium anodisé
Offre stabilité, durabilité et résistance à la corrosion.
- 

Ils sont stables sur les surfaces irrégulières
Pieds réglables en hauteur* et équipés d'embouts en caoutchouc antidérapants pour un usage en toute sécurité.

Assemblage et entretien faciles



Assemblage et réglage de la hauteur sans outil
Installation et utilisation faciles



Système de verrouillage facile à manipuler
Assemblage et démontage rapides et sûrs



Sans entretien et facile à nettoyer
Adapté à un usage quotidien à domicile ou en milieu hospitalier.

*For a horizontal seating position only.



Pure Isla

Tabourets et chaises de douche

Les tabourets et chaises de douche Aquatec **Pure Isla** sont conçus pour offrir une solution d'assise sûre et confortable pour les soins personnels.

Son design est inspiré par l'équilibre et le mouvement, alliant sérénité, robustesse et stabilité.



Tabouret **Pure Isla**



Tabouret **Pure Isla** avec accoudoirs



Chaise **Pure Isla** avec dossier

Caractéristiques principales



- 
Léger et transportable
Facile à soulever et à déplacer.
- 
Hauteur d'assise et inclinaison vers l'avant réglables
Un positionnement personnalisé permet de soulager la pression au niveau du dos, des hanches et des genoux.
- 
Meilleur confort
Les bords d'assise doux réduisent la pression et améliorent le confort.
- 
Assise avec découpe
Meilleure accessibilité. Possibilité de positionnement vers l'avant ou vers l'arrière, au besoin.
- 
Pieds en aluminium anodisé
Offre stabilité, durabilité et résistance à la corrosion.
- 
Ils sont stables sur les surfaces irrégulières
Pieds réglables en hauteur et équipés d'embouts en caoutchouc antidérapants pour un usage en toute sécurité.

Assemblage et entretien faciles



Assemblage et réglage de la hauteur sans outil
Installation et utilisation faciles



Système de verrouillage facile à manipuler
Assemblage et démontage rapides et sûrs



Sans entretien et facile à nettoyer
Adapté à un usage quotidien à domicile ou en milieu hospitalier.

Chaise **Pure Isla** avec accoudoirs et dossier



Pure Azure

Chaise 3 en 1

La chaise Aquatec **Pure Azure** est un modèle 3 en 1, utilisable comme siège de douche, cadre de toilette ou chaise percée.

Elle est confortable et sûre, même lorsque vos besoins évoluent.




Pure Azure
configurée comme
siège de douche





Pure Azure
configurée comme
cadre de toilette

Caractéristiques principales




- 

Léger et facile à porter
Facile à soulever et à déplacer.
- 

Hauteur d'assise et inclinaison vers l'avant réglables
Un positionnement personnalisé permet de soulager la pression au niveau du dos, des hanches et des genoux.
- 

Meilleur confort
Les bords d'assise doux réduisent la pression et améliorent le confort.
- 

Assise percée
Pour une utilisation pratique comme alternative à la cuvette des toilettes.
- 

Support de seau polyvalent
Permet de retirer le seau par l'avant ou l'arrière.
- 

Pieds en aluminium anodisé
Offre stabilité, durabilité et résistance à la corrosion.
- 

Ils sont stables sur les surfaces irrégulières
Pieds réglables en hauteur et équipés d'embouts en caoutchouc antidérapants pour un usage en toute sécurité.

Assemblage et entretien faciles



Assemblage et réglage de la hauteur sans outil
Installation et utilisation faciles



Système de verrouillage facile à manipuler
Assemblage et démontage rapides et sûrs



Sans entretien et facile à nettoyer
Adapté à un usage quotidien à domicile ou en milieu hospitalier.

Pure Azure
configurée comme
chaise percée



↳ Pure Cala Réhausse WC

Le siège de toilettes surélevé Aquatec **Pure Cala** est conçu pour faciliter les soins personnels. À usage simple et conçu pour une stabilité durable, il rend les gestes quotidiens de soins naturels discrets et rassurants.



Installation facile

L'installation est rapide et simple sans outil.



Fixation facile

La molette de verrouillage profilée et texturée facilite l'assemblage, même pour les personnes à dextérité réduite.



[Cliquez ici pour regarder la vidéo >>](#)



Caractéristiques principales



Couvercle en option

Choisissez Pure Cala avec ou sans couvercle.



Coussin d'assise soft en option

Pour plus de confort.



Hauteur optimale

Hauteur rehaussée de 10 cm pour faciliter le passage de la position assise à la position debout.



Sécurisé et stable

Système de verrouillage intégré avec inserts en caoutchouc antidérapants pour une meilleure stabilité.



Pour plus de confort

Siège légèrement profilé pour un soutien et un confort optimaux.



Ajustement universel

Compatible avec une large gamme de cuvettes de toilettes et de salles de bains.



Ouverture avant et arrière



Résistant aux tâches et facile à nettoyer



Design discret



Caractéristiques techniques

Tabourets de douche Pure Sol, Bay et Siro



Largeur d'assise



Profondeur d'assise



Hauteur d'assise

	Largeur d'assise	Profondeur d'assise	Hauteur d'assise
Pure Sol	390 mm	390 mm	420 – 570 mm
Pure Bay	435 mm	385 mm	420 – 570 mm
Pure Siro	455 mm (au point le plus large)	440 mm	420 – 570 mm




Poids



Poids maximum Utilisateur

	Poids	Poids maximum Utilisateur
Pure Sol	2,1 kg	150 kg
Pure Bay	2,3 kg	180 kg
Pure Siro	2,2 kg	130 kg



Couleur



Durée de vie

Fabriqué en Europe

Chaise de douche Pure Isla



Largeur d'assise



Profondeur d'assise



Hauteur d'assise



Hauteur totale

	Largeur d'assise	Profondeur d'assise	Hauteur d'assise	Hauteur totale
	500 mm	420 mm	420 – 570 mm	780 – 930 mm



Hauteur de dossier



Largeur du dossier



Hauteur d'accoudoir



Largeur d'accoudoir

	Hauteur de dossier	Largeur du dossier	Hauteur d'accoudoir	Largeur d'accoudoir
	360 mm	435 mm	210 mm	250 mm



Largeur totale




Poids



Poids maximum Utilisateur

	Largeur totale	Poids	Poids maximum Utilisateur
	615 mm	2,8 kg (siège) 3,5 kg (siège + accoudoirs) 3,7 kg (siège + dossier) 4,4 kg (chaise complète)	160 kg



Couleur



Durée de vie

Fabriqué en Europe



Caractéristiques techniques

Pure Azure Commode



Largeur d'assise

500 mm



Profondeur d'assise

420 mm



Hauteur d'assise

420 – 570 mm



Hauteur totale

780 – 930 mm



Hauteur de dossier

360 mm



Largeur du dossier

435 mm



Hauteur d'accoudoir

210 mm



Largeur d'accoudoir

250 mm



Largeur totale

615 mm



Largeur de l'ouverture

195 mm




Profondeur de l'ouverture

235 mm



Poids

5,1 kg (avec seau)



Blanc

Couleur



5 ans

Durée de vie

Fabriqué en Europe



Poids maximum Utilisateur

160 kg

Siège de toilettes surélevé Pure Cala



Largeur d'ouverture

205 mm



Largeur totale

365 mm




Profondeur d'ouverture

255 mm



Profondeur totale

405 mm



Blanc

Couleur



5 ans

Durée de vie

Fabriqué en Europe



Hauteur du siège surélevé par rapport à la cuvette des toilettes

100 mm



Hauteur totale du produit

155 mm, y compris le système de verrouillage assemblé



Poids

1,1 kg (avec couvercle)
0,7 kg (sans couvercle)



Poids maximum Utilisateur

250kg



Nous nous engageons à utiliser davantage de matériaux respectueux de l'environnement, réduire le plastique autant que possible et explorer des solutions d'emballage plus intelligentes.

Tél. : 02 47 62 64 66
contactfr@invacare.com
www.invacare.fr

Invacare Poirier SAS
Route de Saint Roch
37230 Fondettes
France