



# aquatec®

## Linea Pure

Design essenziale per  
la routine quotidiana





# Si inserisce con naturalezza in qualsiasi ambiente domestico

La linea Aquatec **Pure** unisce design curato e funzionalità per supportare la cura personale in modo naturale, discreto e affidabile. Pensata per ambienti domestici e sanitari, favorisce l'autonomia quotidiana e contribuisce a vivere questi gesti con maggiore comfort e serenità, riducendo lo stigma spesso associato a queste attività.

[Clicca qui per scoprire la linea >>](#)

---

## aquatec®

Aquatec continua a essere un marchio di fiducia nel settore delle soluzioni per la cura personale. Da decenni, sicurezza, semplicità e qualità duratura sono divenuti il suo segno distintivo.



Toilette



Doccia



Bagno



Sicurezza



# Pure Sol, Bay & Siro

## Sgabelli da doccia

Gli sgabelli da doccia Aquatec **Pure Sol, Bay & Siro** sono progettati per garantire maggiore comfort, sicurezza e indipendenza.

Eleganti e compatti, gli sgabelli sono sviluppati per adattarsi perfettamente agli angoli o ai piccoli spazi.



Sgabello da doccia **Pure Sol** rotondo



Sgabello da doccia **Pure Bay** rettangolare

### Caratteristiche principali



Sgabello da doccia **Pure Siro** triangolare

- 
**Leggero e portatile**  
 Facile da sollevare e spostare.
- 
**Regolabile in altezza**  
 La regolazione in altezza aiuta ad alleviare la tensione su schiena, fianchi e ginocchia.
- 
**Comfort migliorato**  
 I bordi lisci del sedile contribuiscono a ridurre la pressione e a migliorare il comfort.
- 
**Gambe in alluminio anodizzato**  
 Offrono stabilità, durata e resistenza alla corrosione.
- 
**Stabile anche su superfici irregolari**  
 Utilizzabile con gambe regolate a diverse altezze\* e dotate di piedini in gomma antiscivolo per un uso sicuro.

### Facile da montare e da pulire



**Montaggio e regolazione dell'altezza senza attrezzi**  
 Semplifica l'installazione e l'utilizzo.



**Sistema di bloccaggio facile da usare**  
 Per un montaggio e uno smontaggio rapidi e sicuri.



**Facile da pulire e non richiede manutenzione**  
 Adatto all'uso quotidiano in ambienti domestici o sanitari.

\*For a horizontal seating position only.



# Pure Isla Sedie da doccia

Le sedie da doccia Aquatec **Pure Isla** sono progettate per offrire una soluzione di seduta sicura e dignitosa per la cura personale.

Il design richiama un equilibrio dinamico: trasmette calma, ma anche solidità e stabilità.



Solo seduta  
**Pure Isla**



Sedile **Pure Isla**  
con braccioli



Sedile **Pure Isla**  
con schienale

## Caratteristiche principali



-  **Leggero e portatile**  
Facile da sollevare e spostare.
-  **Sedile regolabile in altezza e inclinazione anteriore**  
La posizione personalizzata aiuta ad alleviare la tensione su schiena, fianchi e ginocchia.
-  **Comfort migliorato**  
I bordi lisci del sedile contribuiscono a ridurre la pressione e a migliorare il comfort.
-  **Sedile a forma di U**  
Migliora l'accessibilità. Può essere posizionato frontalmente o posteriormente, a seconda delle esigenze personali.
-  **Gambe in alluminio anodizzato**  
Offrono stabilità, durata e resistenza alla corrosione.
-  **Stabile anche su superfici irregolari**  
Utilizzabile con gambe regolate a diverse altezze e dotate di piedini in gomma antiscivolo per un uso sicuro.

## Facile da montare e da pulire



**Montaggio e regolazione dell'altezza senza attrezzi**  
Semplifica l'installazione e l'utilizzo.



**Sistema di bloccaggio facile da usare**  
Per un montaggio e uno smontaggio rapidi e sicuri.



**Facile da pulire e non richiede manutenzione**  
Adatto all'uso quotidiano in ambienti domestici o sanitari.

Sedile **Pure Isla**  
con braccioli e  
schienale



# Pure Azure Comoda

La comoda Aquatec **Pure Azure** ha un design 3 in 1, per l'uso come sedia da doccia, telaio per WC e comoda.

Garantisce comfort e sicurezza mano a mano che le esigenze personali cambiano nel tempo.



**Pure Azure**  
configurata come  
sedia da doccia



**Pure Azure**  
configurata come  
telaio per toilette

## Caratteristiche principali



-  **Leggero e portatile**  
Facile da sollevare e spostare.
-  **Sedile regolabile in altezza e inclinazione anteriore**  
La posizione personalizzata aiuta ad alleviare la tensione su schiena, fianchi e ginocchia.
-  **Comfort migliorato**  
I bordi lisci del sedile contribuiscono a ridurre la pressione e a migliorare il comfort.
-  **Ampio vano igienico**  
Per un comodo utilizzo come alternativa al vaso WC.
-  **Versatile supporto per la padella**  
Consente di rimuovere la padella sia dalla parte anteriore che da quella posteriore.
-  **Gambe in alluminio anodizzato**  
Offrono stabilità, durata nel tempo e resistenza alla corrosione.
-  **Stabile anche su superfici irregolari**  
Utilizzabile con gambe regolate a diverse altezze e dotate di piedini in gomma antiscivolo per un uso sicuro.

## Facile da montare e da pulire



**Montaggio e regolazione dell'altezza senza attrezzi**  
Semplifica l'installazione e l'utilizzo.



**Sistema di bloccaggio facile da usare**  
Per un montaggio e uno smontaggio rapidi e sicuri.



**Facile da pulire senza bisogno di manutenzione**  
Adatto all'uso quotidiano in ambienti domestici o sanitari.

**Pure Azure**  
configurato come  
comoda



# Pure Cala Rialzo WC

Il rialzo WC Aquatec **Pure Cala** è progettato per favorire l'igiene personale. Semplice da usare e realizzato per una stabilità duratura, rende la routine quotidiana naturale, discreta e rassicurante.

**Facile da montare**  
Il montaggio senza attrezzi rende l'installazione rapida e semplice.

**Fissaggio facile da impugnare**  
La rotella di bloccaggio sagomata e zigrinata facilita il montaggio anche per chi ha poca destrezza.



[Clicca qui per guardare il video >>](#)



## Caratteristiche principali

**Coperchio opzionale**  
Scegli Pure Cala con o senza coperchio.

**Seduta morbida opzionale**  
Per un maggiore comfort.

**Altezza ottimale**  
Altezza aumentata di 10 cm per facilitare il passaggio dalla posizione seduta a quella eretta.

**Supporto e sostegno ottimali**  
Il sistema di bloccaggio integrato con inserti in gomma antiscivolo garantisce stabilità.

**Pensato per il comfort**  
Il sedile delicatamente sagomato offre supporto e comfort ottimali.

**Compatibilità universale**  
Compatibile con un'ampia gamma di vasi WC e bagni.



Apertura anteriore e posteriore



Resistente alle macchie e facile da pulire



Design discreto e non invasivo



# Specifiche tecniche

## Sgabello da doccia Pure Sol, Bay e Siro



Larghezza sedile



Profondità sedile



Altezza sedile

Pure Sol	390 mm	390 mm	420 – 570 mm
Pure Bay	435 mm	385 mm	420 – 570 mm
Pure Siro	455mm (nel punto più largo)	440 mm	420 – 570 mm




Peso



Capacità di carico

Pure Sol	2,1 kg	150 kg
Pure Bay	2,3 kg	180 kg
Pure Siro	2,2 kg	130 kg



Colore



di durata

Made in Europe

## Sedia da doccia Pure Isla



Larghezza sedile



Profondità sedile



Altezza sedile



Altezza totale

500 mm	420 mm	420 – 570 mm	780 – 930 mm
--------	--------	--------------	--------------



Altezza schienale



Larghezza schienale



Altezza dei braccioli



Larghezza braccioli

360 mm	435 mm	210 mm	250 mm
--------	--------	--------	--------



Larghezza totale




Peso



Capacità di carico

615 mm	2,8 kg (sedile) 3,5 kg (sedile + braccioli) 3,7 kg (sedile + schienale) 4,4 kg (sedia completa)	160 kg
--------	--	--------



Colore



di durata

Made in Europe



# Specifiche tecniche

## Comoda Pure Azure



Larghezza sedile

500 mm



Profondità sedile

420 mm



Altezza sedile

420 – 570 mm



Altezza totale

780 – 930 mm



Altezza schienale

360 mm



Larghezza schienale

435 mm



Altezza braccioli

210 mm



Larghezza braccioli

250 mm



Larghezza totale

615 mm



Larghezza foro igienico

195 mm




Profondità foro igienico

235 mm



Peso

5,1 kg (con padella)



Bianco

Colore



5 anni

di durata

Made in Europe



Capacità di carico

160 kg

## Sedile WC rialzato Pure Cala



Larghezza apertura

205 mm



Larghezza totale

365 mm



Profondità apertura

255 mm



Profondità totale

405 mm



Altezza sedile alzato rispetto al vaso WC

100 mm



Altezza totale prodotto

155 mm, incluso il sistema di bloccaggio assemblato




Peso

1,1 kg (con coperchio) 0,7 kg (senza coperchio)



Capacità di carico

250 kg



Bianco

Colore



5 anni

di durata

Made in Europe



Ci impegniamo a utilizzare materiali più ecocompatibili, a ridurre la plastica ove possibile e a esplorare soluzioni di imballaggio più intelligenti.

0445 380059  
[italia@invacare.com](mailto:italia@invacare.com)  
[www.invacare.it](http://www.invacare.it)

Invacare Italia  
Via Marco Corner, 19  
36016 Thiene (VI)

©2026 Invacare International GmbH. Le immagini e le informazioni relative ai prodotti sono destinate esclusivamente agli operatori professionali del settore e non hanno finalità pubblicitarie, bensì informative. Tutti i diritti riservati. Tutte le informazioni citate sono ritenute corrette al momento della stampa. Invacare si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso.

Aquatec Pure Range\_IT-18052026