



aquatec®

Pure-serien

Diskret design för
vardagens rutiner





Utformad för att passa in i alla hem

Aquatec **Pure**-serien består av genomtänkta produkter som underlättar den personliga hygienrutinen på ett naturligt, diskret och pålitligt sätt. Utvecklad för användning i hemmet och hälso- och sjukvården, med syftet att motverka fördomar och främja självständighet i vardagen.

[Click here to discover the range >>](#)

aquatec®

Aquatec fortsätter att vara ett pålitligt varumärke för lösningar inom personlig hygien. I årtionden har säkerhet, enkelhet och bestående kvalitet blivit företagets kännetecken.



Toalettbesök



Duschning



Bada



Säkerhet



Pure Sol, Bay & Siro Duschkällar

Duschkällarna Aquatec **Pure Sol**, **Bay** och **Siro** är utformade för att bättra komfort, säkerhet och självständighet.

Pällarna är eleganta och kompakta och utformade för att smidigt passa in i hörn eller små utrymmen.



Pure Sol
– rund duschkäll



Pure Bay
– rektangulär duschkäll

Huvudfunktioner



Lätt och bärbar
Lätt att lyfta och flytta.



Justerbar sitthöjd
En anpassad sittställning bidrar till att lindra belastning på rygg, höfter och knän.



Förbättrad komfort
De rundade kanterna på sitsen bidrar till att minska trycket och göra det bekvämare.



Ben i anodiserat aluminium
Erbjuder stabilitet, hållbarhet och korrosionsbeständighet.



Stabil på ojämna underlag
Kan användas med benen inställda på olika höjder* samt är försedda med halkfria gummifötter för säker användning.

Enkel montering och skötsel



Montering och höjdjustering utan verktyg
Förenklar installation och användning.



Ett lättanvänt låssystem
För säker och snabb montering och demontering.



Underhållsfri och lätt att rengöra
Lämplig för daglig användning i hemmet eller inom hälso- och sjukvården.

Pure Siro
– triangulär duschkäll

*For a horizontal seating position only.



Pure Isla Duschstolar

Duschstolarna Aquatec **Pure Isla** är utformade för att erbjuda en säker och värdig sittlösning för personlig hygien.

En design inspirerad av balans och rörelse, som förenar en känsla av lugn med styrka och stabilitet.



Pure Isla
– endast sits



Pure Isla
– sits med
armstöd



Pure Isla
– sits med
ryggstöd

Enkel montering och skötsel



**Montering och
höjdjustering utan
verktyg**
Förenklar installation
och användning.



**Ett lättanvänt
låssystem**
För säker och snabb
montering och
demontering.



**Underhållsfri och lätt
att rengöra**
Lämplig för daglig
användning i hemmet
eller inom hälso- och
sjukvården.

Huvudfunktioner



Lätt och bärbar
Lätt att lyfta och flytta.



**Justerbar sitthöjd och lutning på
sätets framsida**
En anpassad sittställning bidrar till
att lindra belastning på rygg, höfter
och knän.



Förbättrad komfort
De rundade kanterna på sitsen bidrar
till att minska trycket och göra det
bekvämare.



U-formad sits
Förbättrar tillgängligheten. Kan
placeras fram eller bak, beroende
på personliga behov.



Ben i anodiserat aluminium
Erbjuder stabilitet, hållbarhet och
korrosionsbeständighet.



Stabil på ojämna underlag
Kan användas med benen inställda
på olika höjder samt är försedda
med halkfria gummifötter för säker
användning.

Pure Isla
– sits med armstöd
och ryggstöd



Pure Azure Toalettstol

Toalettstolen Aquatec **Pure Azure** har en 3-i-1-konstruktion och kan användas som duschstol, stödrum för toaletten eller toalettstol.

Säkerhet och komfort som anpassas efter hur dina behov förändras med tiden.



Pure Azure
konfigurerad
som duschstol



Pure Azure,
utformad som
stödrum för
toaletten

Enkel montering och skötsel



**Montering och
höjdjustering utan
verktyg**
Förenklar installation
och användning.



**Ett lättanvänt
låssystem**
För säker och snabb
montering och
demontering.



**Underhållsfri och lätt
att rengöra**
Lämplig för daglig
användning i hemmet
eller inom hälso- och
sjukvården.

Huvudfunktioner



Pure Azure
konfigurerad som
toalettstol



Lätt och bärbar
Lätt att lyfta och flytta.



**Justerbar sitthöjd och lutning på
sätets framsida**
En anpassad sittställning bidrar till
att lindra belastning på rygg, höfter
och knän.



Förbättrad komfort
De rundade kanterna på sitsen bidrar
till att minska trycket och göra det
bekvämare.



Bred hygienöppning
För bekväm användning som ett
alternativ till toalettstolen.



Mångsidig hållare för toalettkärl
Gör det möjligt att ta ut kärlet både
framifrån och bakifrån.



Ben i anodiserat aluminium
Erbjuder stabilitet, hållbarhet och
korrosionsbeständighet.



Stabil på ojämna underlag
Kan användas med benen inställda
på olika höjder samt är försedda
med halkfria gummifötter för säker
användning.



Pure Cala

Upphöjd toalettsits

Den höjda toalettsitsen Aquatec **Pure Cala** är utformad för att underlätta den personliga hygienvården. Den är enkel att använda och konstruerad för varaktig stabilitet, vilket gör de dagliga vådrutinerna naturliga, diskreta och trygga.



Enkel att installera

Den verktygsfria monteringen gör installationen snabb och enkel.



Lättgreppat fäste

Det formade, räfflade låshjulet underlättar montering för personer med nedsatt fingerfärdighet.



Klicka här för att titta på videon >>



Huvudfunktioner



Lock (tillval)

Välj **Pure Cala** med eller utan lock.



Mjuk sits (tillval)

För ökad komfort.



Optimal höjd

Höjden har ökats med 10 cm för att underlätta övergången från sittande till stående.



Trygg och stödjande

Det inbyggda låssystemet med halkskyddande gummiinsatser ger stabilitet.



Utformad för komfort

Den mjukt utformade sitsen ger optimalt stöd och komfort.



Passar alla

Passar till många olika toalettstolar och badrum.



Öppning fram och bak



Fläckavvisande och lätt att rengöra



Diskret och återhållsam design



Tekniska specifikationer

Pure Sol, Bay & Siro – duschpallar

			
	Sittbredd	Sittdjup	Sitthöjd
Pure Sol	390 mm	390 mm	420 – 570 mm
Pure Bay	435 mm	385 mm	420 – 570 mm
Pure Siro	455mm (vid bredaste punkten)	440 mm	420 – 570 mm

		
	Vikt	Belastningskapacitet
Pure Sol	2.1 kg	150 kg
Pure Bay	2.3 kg	180 kg
Pure Siro	2.2 kg	130 kg



Colour



livslängd

Tillverkad i
Europa

Pure Isla duschstol

			
Sittbredd	Sittdjup	Sitthöjd	Totalhöjd
500 mm	420 mm	420 – 570 mm	780 – 930 mm

			
Ryggstödshöjd	Ryggstödet's bredd	Armstödshöjd	Armstödet's bredd
360 mm	435 mm	210 mm	250 mm

		
Total bredd	Vikt	Belastningskapacitet
615 mm	2,8 kg (sits) 3,5 kg (sits + armstöd) 3,7 kg (sits + ryggstöd) 4,4 kg (hela stolen)	160 kg



Colour



livslängd

Tillverkad i
Europa



Tekniska specifikationer

Pure Azure – toalettstol

Sittbredd	Sittdjup	Sitthöjd	Totalhöjd
500 mm	420 mm	420 – 570 mm	780 – 930 mm
Ryggstödshöjd	Ryggstödet's bredd	Armstödshöjd	Armstödet's bredd
360 mm	435 mm	210 mm	250 mm
Total bredd	Hygienöppningens bredd	Hygienöppningens djup	Vikt
615 mm	195 mm	235 mm	5,1 kg (med kärl)



Colour



livslängd

Tillverkad i Europa



Belastningskapacitet

160 kg

Pure Cala förhöjd toalettsits

Öppningens bredd	Total bredd	Öppningens djup	Totalt djup
205 mm	365 mm	255 mm	405 mm
Förhöjd sitshöjd från toalettstolen	Produktens totala höjd	Vikt	Belastningskapacitet
100 mm	155 mm inklusive det monterade låssystemet	1,1 kg (med lock) 0,7 kg (utan lock)	250kg



Colour



livslängd

Tillverkad i Europa



Vi strävar efter att använda mer miljövänliga material, minska användningen av plast där det är möjligt och hitta smartare förpackningslösningar.

Kundservice: 08-761 70 90
Fax 08-761 81 08
sweden@invacare.com
www.invacare.se

Invacare AB
Box 66 – 163 91 Spånga
Sweden