


Rullstolsmodell	Monteringsbracket vid beställning av komplett Viambobil 25	Måste beställas separat.	Kommentar 
Rea Azalea	1566408		Med körbåge, beställ 1489921.
Rea Azalea Minor	1490760		Med körbåge, beställ 1489921.
Rea Azalea Tall	1593078		Med körbåge, beställ 1489921.
Rea Dahila 30°	1565999		Med körbåge, beställ 1489921. Rullstolens tppskydd måste tas bort. Beställ 1593369 om tppskydd önskas
Rea Dahila 45°	1566162		Med körbåge, beställ 1489921. Rullstolens tppskydd måste tas bort. Beställ 1593369 om tppskydd önskas
Rea Spirea 4 NG (wheel position front)	1520365		
Rea Spirea 4 NG (wheel position back)	1520366		
Rea Spirea 4 NG TV	1566369		
Action 5 / MyOn	1566518		
XLT 2008/ XLT Swing	1490918	1521197	
Rea Spirea 3	1489384		
Rea Assist	1467960	1521197	Med körbåge, beställ 1489921. Rullstolens tppskydd måste tas bort. Beställ 1593369 om tppskydd önskas
Rea Focus	1521215		

Rea 703 LX	1457496		
Rea Bellis	1457521		Med körbåge, beställ 1489921.
Rea Silencio 704 with frame modification/ REA Comfort	1457511		Med körbåge, beställ 1489921. Rullstolens tpppskydd måste tas bort. Beställ 1593389 om tpppskydd önskas
Rea Spirea 2 16"	1467051		
Rea Spirea 2 22/24"	1467295		Om drivhjulets placering är bakom ramen använd monteringsbracket 1467296
Rea Comfort (Silencio 704)	1457511		Med körbåge, beställ 1489921. Rullstolens tpppskydd måste tas bort. Beställ 1593389 om tpppskydd önskas
Scan mob Rea 702TV	1465582		
Cross	1465463		
Cross 5	1565550		
Cross 6	1594371		
Transit	1465588		
Prio	1566074		Rullstolens tpppskydd måste tas bort. Beställ 1593389 om tpppskydd önskas
Prio 3D	1594503		
Twin	1465509		
M100 Hjulposition bak	1520607		Rullstolens tpppskydd måste tas bort. Beställ 1593389 om tpppskydd önskas
M100 Hjulposition fram	1520606		Rullstolens tpppskydd måste tas bort. Beställ 1593389 om tpppskydd önskas
HD Balance Drivhjulposition A	1564900		Om stolen har körbåge beställ även 1489921
HD Balance Alla drivhjulpositioner 24"	1594796		Om stolen har körbåge beställ även 1489922
HD 500 24"	1521269		Om stolen har körbåge beställ även 1489922
HD 600 12 1/2"	1521264		Om stolen har körbåge beställ även 1489922
Mika strl 2 & 3	1465680		Om stolen har körbåge beställ även 1489922
Netti III	1520312		Med körbåge, beställ 1489921. Rullstolens tpppskydd måste tas bort. Beställ 1593389 om tpppskydd önskas
Netti 4U Comfort CED/CE	1467954	1489922 / 1490601	Rullstolens tpppskydd måste tas bort. Beställ 1593389 om tpppskydd önskas. Rekommenderade länkhjul från tillverkare 7"x 1 1/2"
Legend	1457537		Rullstolens tpppskydd måste tas bort. Beställ 1593389 om tpppskydd önskas
Emineo Basic	1457534		Med körbåge, beställ 1489921. Rullstolens tpppskydd måste tas bort. Beställ 1593389 om tpppskydd önskas
Emineo One Tool	1467046		Med körbåge, beställ 1489921. Rullstolens tpppskydd måste tas bort. Beställ 1593389 om tpppskydd önskas
Bilanx	1457510	1521197	Rullstolens tpppskydd måste tas bort. Beställ 1593389 om tpppskydd önskas. Extra körtidag kända, beställ 1593418.
Breezy 305	1490485	1521197	
Quickie II	1457504		

Finess/Sprint	1465392		
Classic 160	1520025		

juda monteringssatser till fler rullstolsmodeller,  
ullstolar  
undservice på telefon: 08-761 70 90, eller din distriktsrepresentant.

**25 (Beställs separat utifrån rullstolens sittbredd)**

Artikelnummer	Fämrre	
	Längd (mm)	Artikelnummer
1521218	112	1521226
1521219	162	1521227
1521220	222	1521225
1521221		
1521222		
1521223		
1521224		