

Invacare® Aviva RX20 Modulite AA2



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com



Invacare® Aviva RX20 Modulite AA2

Fauteuil roulant électrique roues arrières motrices



Descriptif :

- Compacité et motricité optimales grâce à :
 - Châssis étroit à partir de 560 mm
 - Empattement réduit
 - Roues avant de 8" et 9"
- Hauteur d'assise à partir de 435 mm
- Système de suspensions CTC réglable
- Moteurs 340W 4 pôles, de série
- Batteries 60 Ah
- Poids maximum de l'utilisateur : 136 kg.
- Garantie 2 ans hors batteries et pièces d'usure.

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :

Tarif maximal de remboursement au titre de la PCH (Prestation de Compensation pour le Handicap) = 7 876,02 € TTC (inclus LPPR), pris en charge par la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées). Arrêté du 28 décembre 2005, paru au Journal Officiel du 30 décembre 2005.

* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.



Service de personnalisation Invacare Unique

merci de préciser le numéro de devis ou de fabrication spéciale :

Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.

Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases

◆ Configuration standard

○ Options sans supplément de prix

CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	Euros		
			HT	Prix Public	LPPR*
JBC0016	<input type="checkbox"/> Invacare® Aviva® RX20 AA2 - code LPPR 9125996 Module de puissance : 75 A - Batteries 60 Ah poids max. utilisateur : 136 kg		3 732,71	3 938,01	3 938,01
			+ 7,00 € HT d'éco-participation		
JBC0048	<input type="checkbox"/> Invacare® Aviva® RX20 AA2 PACK POWER - Codes LPPR 9125996 + 9326022 Module de puissance : 120 A - batteries 60 Ah - poids max. utilisateur : 136 kg Inclut double commande REM050	PACK NON MODIFIABLE NC : 2860, 2108, 2219, 2245, 2220	4 409,73	4 652,27	4 652,27
			+ 7,00 € HT d'éco-participation		
CHÂSSIS AVIVA RX					
JBC2810	<input type="checkbox"/> Châssis étroit - 560 mm		◆	◆	
JBC2830	<input type="checkbox"/> Châssis large - 635 mm Recommandé en combinaison avec repose-jambes central	NC : 1244	382,94	404,00	
ASSISE MODULITE MODULABLE					
Type d'assise					
JBC2111	<input type="checkbox"/> Assise Modulite rigide réglable en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) Largeur : 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur : 410 à 510 mm REGLABLE EN CONTINU		◆	◆	 2111
JBC2112	<input type="checkbox"/> Assise Modulite souple réglable en tension, en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) - réhausse la hauteur d'assise de 30 mm Largeur : 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur : 410 à 510 mm REGLABLE EN CONTINU		137,44	145,00	 2112

Invacare® Aviva RX20 Modulite AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Largeur d'assise (Préréglage d'usine)						
JBC2121	<input type="checkbox"/>	380 mm	NC : 2701, 2703, 2705	○	○	
JBC2122	<input type="checkbox"/>	430 mm	NC : 2701, 2703, 2705,	◆	◆	
JBC2123	<input type="checkbox"/>	480 mm	NC : 2702, 2704, 2706	○	○	
JBC2124	<input type="checkbox"/>	530 mm <i>Recommandé : prendre les batteries 73,5 Ah</i>	NC : dossiers Matrx, 2143, 2702, 2704, 2706, 2106	137,44	145,00	
Kit d'écartement des points de pivot						
JBC2106	<input type="checkbox"/>	Kit D'écartement des points de pivot de dossier <i>Recommandé pour l'installation d'un corset-siège</i>	NC : 2124, 2192, 2194	○	○	
Profondeur d'assise (Préréglage d'usine)						
JBC2132	<input type="checkbox"/>	410 mm	NC : 2196, 2197, 2198, Bodypoint	○	○	
JBC2134	<input type="checkbox"/>	460 mm		◆	◆	
JBC2136	<input type="checkbox"/>	510 mm - Rail d'assise rallongé de 35 mm si fauteuil commandé en profondeur 510 mm avec un dossier rigide <i>Flex 3</i>	NC : 2143	○	○	
Coussin d'assise						
JBC2142	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <i>Flo-tech Lite</i> (Pour largeur 380 à 480 mm, hauteur 75 mm, poids max 127 kg) / <i>Contour</i> (Pour largeur 530mm, hauteur 100 mm, poids max 152 kg)		◆	◆	
JBC2143	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <i>Matrx Contour Visco NG</i> (hauteur 100 mm, poids max 100 kg)	NC : 2136, 2124	76,78	81,00	81,00
JBC2147	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <i>Matrx Libra</i> , (hauteur 90 mm, poids max 136 kg)		293,84	310,00	
JBC2144	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <i>Matrx Vi</i> (Housse micro-aérée)		293,84	310,00	
Cannes de dossier - Poignées incluses						
JBC2162	<input type="checkbox"/>	Hauteur 540 mm		○	○	
JBC2163	<input type="checkbox"/>	Hauteur 480 mm	NC : 2173	◆	◆	
Poignées à pousser						
JBC2108	<input type="checkbox"/>	Sans poignées à pousser	NC : 1307, 2219, 2220, 2227, 2228, 2245, 2291, 2292	232,23	245,00	
Type de dossier						
JBC2171	<input type="checkbox"/>	Dossier réglable en tension , avec toile rembourrée bi-matière et pochette arrière	NC : 2152, 1445, 2155, 2230, 2247, 1288, 1289	◆	◆	
JBC2179	<input type="checkbox"/>	Dossier réglable en tension <i>Flex 3</i> livré avec coussin de dossier <i>Lateral</i> , revêtement PU bi-extensible noir (avec supplément)	NC : 2151, 2192, 2193, 2194, 2229, 2155, 2230, 2247, 2128	226,54	239,00	
JBC2173	<input type="checkbox"/>	Dossier rigide <i>Flex 3</i> réglable en largeur et en hauteur (de 560 à 790 mm) avec coussin de dossier <i>Laguna</i>	NC : 2163, 2128	○	○	



2143

2147

2144

2171

2173

Invacare® Aviva RX20 Modulite AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
JBC2174	<input type="checkbox"/>	Matrx Posture Back , hauteur 400 mm	NC : 1445, 2124	798,10	842,00	
JBC2175	<input type="checkbox"/>	Matrx Posture Back , hauteur 500 mm	NC : 1445, 2124	798,10	842,00	
JBC2176	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite E2 , hauteur 500 mm	NC : 1445, 2124	717,54	757,00	
JBC2177	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite TR , hauteur 500 mm	NC : 1445, 2124	717,54	757,00	
JBC2178	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite E2 Deep , hauteur 500 mm	NC : 1445, 2124	717,54	757,00	
<i>Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure Matrx !</i>						
Revêtement du coussin de dossier et/ou de l'assise (selon configuration)						
JBC2151	<input type="checkbox"/>	Nylon noir	NC : 2179	◆	◆	
JBC2152	<input type="checkbox"/>	PU bi-extensible noir	NC : 2171	71,09	75,00	
JBC2155	<input type="checkbox"/>	Mesh noir	NC : 2171, 2179	100,47	106,00	
Accoudoirs						
JBC2191	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs réglables en hauteur de 290 à 360 mm, en profondeur et amovible, la paire		◆	◆	
JBC2181	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs réglables en hauteur de 340 à 400 mm, en profondeur et amovible, la paire		70,14	74,00	
JBC2198	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs enveloppants, revêtement PU bi-extensible noir, la paire	NC : 2132, 2195, 2196, 2197, cale-cuisses	283,41	299,00	
JBC2183	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs courbés vers l'intérieur (jusqu'à -50 mm de largeur utile, 25 mm par côté)	NC : 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189	136,49	144,00	
JBC2193	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables, hauteur ajustable de 230 à 360 mm	NC : 1445, 2179	148,82	157,00	
JBC2192	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 230 à 300 mm	NC : 1445, 2179, 2106	372,51	393,00	
JBC2194	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 300 à 360 mm	NC : 1445, 2179, 2106	372,51	393,00	
Manchettes						
JBC2195	<input type="checkbox"/>	Manchettes standard, longueur 325 mm, la paire	NC : 2198	◆	◆	
JBC2196	<input type="checkbox"/>	Manchettes longues, longueur 375 mm, la paire	NC : 2132, 2198	88,15	93,00	
JBC2197	<input type="checkbox"/>	Manchettes longues ergonomiques, longueur 397 mm, la paire	NC : 2132, 2198, 2230, 2247	128,91	136,00	
Gouttières hémiplégiques						
	<input type="checkbox"/>	Gouttière hémiplégique en fabrication spéciale		Sur devis		
	<input type="checkbox"/>	Gouttière concave hémi avec appui palmaire plat ou à corne courbée et rotateur réversible droite ou gauche à 360°, par pas de 18°		Sur devis		
Cale-cuisses						
JBC2184	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, gauche, taille 140 x 100 mm	NC : 2198, 2183, Bodypoint	332,70	351,00	
JBC2186	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, gauche, taille 230 x 100mm	NC : 2198, 2183, Bodypoint	332,70	351,00	
JBC2188	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, gauche, taille 330 x 100mm	NC : 2198, 2183, Bodypoint	332,70	351,00	
JBC2185	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, droite, taille 140 x 100mm	NC : 2198, 2183, Bodypoint	332,70	351,00	
JBC2187	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, droite, taille 230 x 100mm	NC : 2198, 2183, Bodypoint	332,70	351,00	
JBC2189	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, droite, taille 330 x 100mm	NC : 2198, 2183, Bodypoint	332,70	351,00	
Hauteur des supports de cale-cuisse						
JBC2164	<input type="checkbox"/>	Supports pour cale-cuisse 155 mm		◆	◆	
JBC2165	<input type="checkbox"/>	Supports pour cale-cuisse 206 mm		○	○	
Appui-têtes						
JBC1350	<input type="checkbox"/>	Appui-nuque revêtement PU bi-extensible noir, réglable en profondeur	NC : 2230, 2247, 1288, 1289	◆	◆	
JBC1432	<input type="checkbox"/>	Appui-tête revêtement PU bi-extensible noir, réglable en profondeur et en largeur	NC : 2230, 2247, 1288, 1289	○	○	
JBC1427	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Kontour multi-réglable avec oreillettes latérales revêtement PU bi-extensible noir	NC : 2230, 2247, 1288, 1289	361,14	381,00	
JBC2324	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan Standard 10" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	383,89	405,00	



2191



2198



Cale-cuisse









1432











1427



2324

Invacare® Aviva RX20 Modulite AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
JBC2325	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan Occipital 9" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	427,49	451,00	 2325
JBC2327	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan 4 points 11" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	559,24	590,00	 2327
JBC1495	<input type="checkbox"/>	Autre appui-tête non Invacare conforme à l'ISO 7176-19 pour utilisation du fauteuil roulant comme siège dans un véhicule	NC : 2229	○	○	
Tendeur de dossier						
JBC1307	<input type="checkbox"/>	Tendeur de dossier, diamètre 22mm (pour assise Modulite Modulable uniquement)	NC : 2108	51,18	54,00	
Support latéral (par paire ; revêtement PU bi-extensible noir)						
JBC1445	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc articulé, amovible, réglable en profondeur/hauteur/largeur, revêtement PU bi-extensible noir (la paire)	NC : 2171, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2192, 2193, 2194	385,78	407,00	 1445
Inclinaison d'assise						
JBC1092	<input type="checkbox"/>	Electrique de 0° à 20°	NC : 1401, 2054	◆	◆	
JBC1093	<input type="checkbox"/>	Electrique à compensation de 0° à 30° (Poids max 130kg si option 1450 ou 1494)	NC : 1401	906,16	956,00	 DOSSIER
JBC1094	<input type="checkbox"/>	Lift 300 mm - Assise élévatrice électriquement (Poids max.130 kg) - inclus inclinaison électrique à compensation de 0° à 30°, module de puissance 120 A et batteries 60 Ah	NC : 1494, 2220, 2860	2 573,46	2 715,00	
Hauteur sol-plaque d'assise pour inclinaison d'assise manuelle de 0° à 12° et électrique de 0° à 20°						
JBC2857	<input type="checkbox"/>	435 mm		◆	◆	
JBC2858	<input type="checkbox"/>	460 mm	NC : 2054	○	○	
JBC2859	<input type="checkbox"/>	485 mm	NC : 2054	○	○	
Inclinaison d'assise en option (uniquement si l'option 1093 or 1094 a été sélectionnée) Fabrication spéciale, non disponible dans l'e-commerce – délai supplémentaire de 5 jours ouvrés						
JBX2054	<input type="checkbox"/>	Proclive d'assise de 5° (inclinaison de -5° à +25°)	NC : 1092, 2858, 2859	488,15	515,00	 0977
Inclinaison de dossier						
JBC0977	<input type="checkbox"/>	Electrique de 0° à 30° DOSSIER RABATTABLE SANS OUTILS		◆	◆	
REPOSE-JAMBES ET REPOSE- PIEDS						
Repose-jambes central réglable en inclinaison avec appui-mollet avec palette réglable en angle ATTENTION : Conflit possible entre palettes et roues avant - privilégier le châssis large						
JBC0556	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe central manuel (réglable de 1,5° à 63°)	NC : 0517, 1244	563,03	594,00	
JBC0589	<input type="checkbox"/>	Electrique LNX avec compensation, amplitude de 90° - angle fermé, réglage à 83°/90°/97°. Livré à 83° sur châssis étroit / 90° sur châssis large	NC 2105, 1244	1 969,67	2 078,00	
Palettes						
JBC2365	<input type="checkbox"/>	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille S (127 x 190 mm)		○	○	
JBC0559	<input type="checkbox"/>	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille M (140 x 240 mm)		◆	◆	
JBC0516	<input type="checkbox"/>	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille L (150 x 290 mm)		143,13	151,00	
JBC0517	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc réglable en hauteur et en angle M (305 x 275 mm)	NC : 0556	143,13	151,00	

Invacare® Aviva RX20 Modulite AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Potences / Repose-pieds (la paire)						
JBC0533	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes manuels réglables en angle de 0° à 80° type <i>Storm®4</i>		◆	◆	
JBC0531	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes ergonomiques électriques de 0° à 80°		1 010,43	1 066,00	
Palettes (la paire)						
JBC0504	<input type="checkbox"/>	Réglables en angle		◆	◆	
JBC0513	<input type="checkbox"/>	Réglables en angle et profondeur		106,16	112,00	
COMMANDES ELECTRONIQUES LINX						
Commande principale pour Electronique LiNX						
JBC2203	<input type="checkbox"/>	Manipulateur <i>LiNX</i> REM211 : Conduite et contrôle des vérins	NC : 2837, 1437, 2231, 2232, 2229, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2270, 2258, 0088	◆	◆	 REM211
JBC2204	<input type="checkbox"/>	Manipulateur <i>LiNX</i> REM216 : Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage	NC : 2231, 2232, 2229, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2270, 2258	○	○	 REM216
JBC2205	<input type="checkbox"/>	Manipulateur <i>LiNX</i> REM400 : Écran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris	NC : 0048, 0088, 0089, 2220	1 309,00	1 381,00	 REM40 Bluetooth
JBC2206	<input type="checkbox"/>	Ecran de contrôle <i>LiNX</i> REM500 : Ecran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris - NÉCESSITE UNE COMMANDE SPÉCIALE (2231, 2232, 2229)	NC : 0048, 0088, 0089, 2220, 2270	1 969,67	2 078,00	 REM500 Bluetooth
Option REM400						
JBC2270	<input type="checkbox"/>	Interrupteur à bascule programmable pour manipulateur REM400 (par défaut : marche /arrêt et potentiomètre de vitesse), la paire	NC : 2203, 2204, 2206	389,57	411,00	 2270
Fixation de la commande principale (REM211/216/400)						
JBC1207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite réversible, non escamotable	NC : 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404	○	○	
JBC1208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche réversible, non escamotable	NC : 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405	○	○	
JBC1707	<input type="checkbox"/>	Escamotable à droite + réglable en hauteur, renforcé	NC : 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404	◆	◆	
JBC1708	<input type="checkbox"/>	Escamotable à gauche + réglable en hauteur, renforcé	NC : 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405	○	○	
JBC1708	<input type="checkbox"/>	Escamotable à gauche + réglable en hauteur, renforcé	NC : 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405	○	○	
JBC1709	<input type="checkbox"/>	Maxx Resolve escamotable intérieur/extérieur - fixation à droite	NC 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404	236,97	250,00	
JBC1710	<input type="checkbox"/>	Maxx Resolve escamotable intérieur/extérieur - fixation à gauche	NC 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405	236,97	250,00	
JBC2209	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable à droite , multi-réglable pour REM500 (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm)	NC : 2203, 2204, 2205, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1415, 2217, 1404	○	○	
JBC2210	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable à gauche , multi-réglable pour REM500 (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm)	NC : 2203, 2204, 2205, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1339, 2218, 1405	○	○	
PW-4005	<input type="checkbox"/>	Option 2209/2210 avec tige de fixation pour REM500 rallongée de 200 mm		Fabrication spéciale Sur Devis		
JBC2213	<input type="checkbox"/>	Fixation centrale, escamotable à droite	NC : 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1415, 2217, 1404, 1405	787,68	831,00	

Invacare® Aviva RX20 Modulite AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
JBC2214	<input type="checkbox"/>	Fixation centrale, escamotable à gauche	NC : 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1339, 2218, 1404, 1405	787,68	831,00	
JBC2227	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2206, 1287, 2220, 2128, 2108, 2219, 1221, 1312	160,19	169,00	35,71
JBC2228	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2206, 1286, 2220, 2128, 2108, 2219, 1222, 1363	160,19	169,00	35,71
JBX2239	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Double commande LiNX (Utilisateur + tierce-personne)						
JBC2220	<input type="checkbox"/>	Double commande LiNX (REM050 - utilise le profil de conduite du REM110 ou le profil de conduite 1 du REM211/216 - Vitesse limitée à 6 km/h)	NC : 1094, 2273, 2108, 2205, 2206, 1221, 1222, 2227, 2228	677,02	714,26	714,26
JBC2219	<input type="checkbox"/>	Double commande Compact LiNX - 3 profils de conduite dédiés et contrôle des vérins	NC : 2108, 1221, 1222, 2227, 2228	1 254,98	1 324,00	714,26
JBC2245	<input type="checkbox"/>	Double commande intuitive LiNX - profil de conduite dédié	NC : 2108, 2259, 2260	1 563,98	1 650,00	714,26
JBC2259	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite Pour Tierce-Personne	NC : 1287, 2291, 2245, 1312	○	○	
JBC2260	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche Pour Tierce-Personne	NC : 1286, 2292, 2245, 1363	○	○	
JBC1221	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite, amovible - uniquement avec commande intuitive LiNX	NC : 1287, 2291, 2220, 2219, 2227, 1312	○	○	
JBC1222	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche, amovible - uniquement avec commande intuitive LiNX	NC : 1286, 2292, 2220, 2219, 2228, 1363	○	○	
Si plusieurs joysticks doivent être montés sur le support escamotable pour montage en position centrale (2213/2214), sélectionnez l'option 2215						
Commandes spéciales Mo-Vis - consulter la fiche de mesure						
Joysticks Compact proportionnels - Uniquement avec REM400 et REM500						
JBC2231	<input type="checkbox"/>	Joystick LiNX Compact proportionnel (force de déflexion : 160 g)	NC : 2203, 2204	1 371,56	1 447,00	
JBC2232	<input type="checkbox"/>	Joystick LiNX Compact proportionnel Low force (force de déflexion : 112 g)	NC : 2203, 2204	1 509,00	1 592,00	
JBC2207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404	○	○	
JBC2208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1405	○	○	
JBC2265	<input type="checkbox"/>	Montage Central, Escamotable A Droite	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	824,64	870,00	
JBC2266	<input type="checkbox"/>	Montage Central, Escamotable A Gauche	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	824,64	870,00	
JBX2215	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Commande occipitale à capteurs de proximité - Technologie ATOM						
JBC2230	<input type="checkbox"/>	ATOM ASL104 + contacteur egg	NC : 2203, 2204, 2229, 2233, 2257, 2240, 2175, 2171, 2197, 1350, 1432, 1427, Appui-têtes Elan	6 494,79	6 852,00	714,26
JBC2247	<input type="checkbox"/>	PROTON ASL104P + contacteur egg	NC : 2203, 2204, 2229, 2233, 2257, 2240, 2175, 2171, 2197, 1350, 1432, 1427, Appui-têtes Elan	6 494,79	6 852,00	714,26



REM050




2219



2245



2231
2232



2230



2247

Invacare® Aviva RX20 Modulite AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Contacteurs à Capteurs De Proximité (Technologie ATOM)						
JBC2257	<input type="checkbox"/>	4 contacteurs à capteurs de proximité ASL106	NC : 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2233, 2240, 2128	7 048,34	7 436,00	
JBC2275	<input type="checkbox"/>	Montage Central Escamotable A Droite (Nucleus)	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	○	○	
JBC2276	<input type="checkbox"/>	Montage Central Escamotable A Gauche (Nucleus)	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	○	○	
JBX2269	<input type="checkbox"/>	Montage Personnalisé Fabrication Spéciale		Sur devis		
Commande Mini Joystick proportionnel						
JBC2233	<input type="checkbox"/>	Mini Joystick Proportionnel MEC	NC : 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2257, 2128	3 871,09	4 084,00	
JBC2240	<input type="checkbox"/>	Joystick Renforcé Proportionnel ASL133	NC : 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2257, 2128	3 115,64	3 287,00	
JBC2285	<input type="checkbox"/>	Montage Mini Tablette A Droite (100 x 150 mm)	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	824,64	870,00	
JBC2286	<input type="checkbox"/>	Montage Mini Tablette A Gauche (100 x 150 mm)	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	824,64	870,00	
JBC2283	<input type="checkbox"/>	Montage Central, Escamotable A Droite	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	○	○	
JBC2284	<input type="checkbox"/>	Montage Central, Escamotable A Gauche	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	○	○	
JBC2287	<input type="checkbox"/>	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à droite	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	824,64	870,00	
JBC2288	<input type="checkbox"/>	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à gauche	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	824,64	870,00	
JBX2289	<input type="checkbox"/>	Montage Personnalisé Fabrication Spéciale		Sur devis		
Options complémentaires LiNX						
JBC2251	<input type="checkbox"/>	Clavier multifonctions 10 contacteurs, livré avec câble sortie double Jack 2252		610,43	644,00	
JBC2217	<input type="checkbox"/>	Fixation utilisateur à droite	NC : 1415, 2207, 2287, 2283, 2275, 2213, 2209, 2265, 1404	○	○	
JBC2218	<input type="checkbox"/>	Fixation utilisateur à gauche	NC : 1339, 2208, 2288, 2284, 2286, 2276, 2214, 2210, 2266, 1405	○	○	
JBC2291	<input type="checkbox"/>	Fixation tierce-personne à droite	NC : 2128, 2259, 1221, 1287, 2108	○	○	
JBC2292	<input type="checkbox"/>	Fixation tierce-personne à gauche	NC : 2128, 2260, 1222, 1288, 2108	○	○	
JBC2225	<input type="checkbox"/>	Sans montage		○	○	
Accessoires LiNX						
JBC2253	<input type="checkbox"/>	Prises de charge USB (2 prises USB)	NC : Bodypoint	271,09	286,00	
JBC2281	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite		○	○	
JBC2282	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche		○	○	
Remote Stop Switch						
JBC2258	<input type="checkbox"/>	Commande d'arrêt à distance (ASL504)	NC : 2203, 2204	955,45	1 008,00	
Module d'entrée						
JBC2273	<input type="checkbox"/>	Module d'entrée IN200 (Permet contacteur ON/OFF externe avec REM110/2XX)	NC : 2220	400,00	422,00	
Autres accessoires et contacteurs						
JBC2300	<input type="checkbox"/>	A inclure avec le fauteuil		○	○	
JBX2301	<input type="checkbox"/>	A connecter et programmer (Spécial)		Sur devis		



2233



2251



2253

Invacare® Aviva RX20 Modulite AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Contacteurs ronds et plats (Uniquement avec REM400 ou REM500)						
JBC1685	<input type="checkbox"/>	Contacteur Rouge		148,82	157,00	
JBC1686	<input type="checkbox"/>	Contacteur Jaune		148,82	157,00	
JBC1687	<input type="checkbox"/>	Contacteur Vert		148,82	157,00	
JBC1690	<input type="checkbox"/>	Contacteur Bleu		148,82	157,00	
Contacteur Egg (Uniquement avec REM400)						
JBC2254	<input type="checkbox"/>	Contacteur Egg, noir		118,48	125,00	
Mini contacteurs ronds et plats (Uniquement avec REM400 ou REM500)						
JBC1711	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Rouge		148,82	157,00	
JBC1712	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Jaune		148,82	157,00	
JBC1713	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Vert		148,82	157,00	
JBC1714	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Orange		148,82	157,00	
JBC1715	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Bleu		148,82	157,00	
JBC1716	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Noir		148,82	157,00	
Joysticks Bodypoint - livrés non montés						
JBC2721	<input type="checkbox"/>	Embout Joystick Bodypoint Ergo U - largeur 76 mm - PC101A		100,00	105,50	
JBC2722	<input type="checkbox"/>	Embout Joystick Bodypoint Ergo U - largeur 100 mm - PC102A		100,00	105,50	
JBC2723	<input type="checkbox"/>	Embout dôme en caoutchouc - diamètre 66 mm		100,00	105,50	
JBC2724	<input type="checkbox"/>	Embout champignon rainuré (possible de le couper pour réduire sa hauteur) - diamètre 42 mm		100,00	105,50	
Adaptateur DB9 / 5 jacks						
JBH1681	<input type="checkbox"/>	Adaptateur DB9 / 5 jacks		172,51	182,00	
BASE MOTRICE						
Coloris de châssis						
JBC2871	<input type="checkbox"/>	Noir Anthracite		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
JBC2872	<input type="checkbox"/>	Argenté		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
JBC2873	<input type="checkbox"/>	Rouge Bengale		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
JBC2874	<input type="checkbox"/>	Bleu mercure		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
JBC2875	<input type="checkbox"/>	Violet midnight		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Coloris de jantes						
JBC2882	<input type="checkbox"/>	Noir		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Fourches						
JBC2632	<input type="checkbox"/>	Fourches Doubles		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Roues avant						
JBC0835	<input type="checkbox"/>	9" Pneumatique Noir		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
JBC0836	<input type="checkbox"/>	9" Bandage Plein Noir		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
JBC0838	<input type="checkbox"/>	9" Pneu. Anti Crevaison Noir		71,09	75,00	
JBC0828	<input type="checkbox"/>	8" Bandage Plein Noir	NC : 1223	168,72	178,00	
Système verrouillage des fourches avant						
JBC1490	<input type="checkbox"/>	Système de verrouillage des fourches avant		251,18	265,00	
Roues arrière						
JBC0704	<input type="checkbox"/>	14x3 Pneumatique noir à crampons		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
JBC0705	<input type="checkbox"/>	14x3 Bandage plein noir à crampons		274,88	290,00	
JBC0706	<input type="checkbox"/>	14x3 Pneu anti-crevaison noir à crampons		71,09	75,00	
SUSPENSIONS						
CTC - Contrôle Traction Confort (Groupe de propulsion suspendu dans les plans horizontaux et verticaux par rapport au châssis et fermé réglable)						
JBC2870	<input type="checkbox"/>	Suspensions CTC - Contrôle Traction Confort		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Suspensions latérales arrière						
JBC1910	<input type="checkbox"/>	Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 70 kg	NC : 1094	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
JBC1912	<input type="checkbox"/>	Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 90 kg	NC : 1094	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
JBC1911	<input type="checkbox"/>	Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 110 kg		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
JBC1915	<input type="checkbox"/>	Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 136 kg		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	




2721
2722



2723



2724



1681



2871



2872



2873




2874



2875










Invacare® Aviva RX20 Modulite AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
PERFORMANCES						
Moteurs						
JBC1282	<input type="checkbox"/>	OPS Drive 6 km/h		◆	◆	
JBC1283	<input type="checkbox"/>	OPS Drive 10 km/h		○	○	
JBC1223	<input type="checkbox"/>	Moteurs OPS Drive 10 km/h, programmable jusqu'à 12 km/h - batteries 73,5 Ah incluses - Module de puissance 120 A inclus	NC : 0828, 2860, 1259, 1260, 0016, 0088, 0089	1 132,70	1 195,00	
Batteries & Chargeur						
JBC1259	<input type="checkbox"/>	60 Ah - batteries GEL	NC : 1223	◆	◆	
JBC1260	<input type="checkbox"/>	73,5 Ah - batteries GEL	NC : 1223, 1450	396,21	418,00	
GYROSCOPE						
G-Trac						
JBC1215	<input type="checkbox"/>	Module G-Trac (Contrôle directionnel de la trajectoire durant la conduite)		1 188,63	1 254,00	
Chargeur						
JBC1343	<input type="checkbox"/>	Chargeur 8A OptiCharge		◆	◆	
JBC1313	<input type="checkbox"/>	Chargeur 10A OptiCharge		159,24	168,00	
JBC1344	<input type="checkbox"/>	Chargeur 8A OptiCharge UK (IP44)		○	○	
JBC1314	<input type="checkbox"/>	Chargeur 10A OptiCharge UK (IP44)		159,24	168,00	
OPTIONS DE POSITIONNEMENT						
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.						
OPTIONS						
Les roulettes anti-basculer sont montées de série						
Roulette anti-basculer						
JBC1205	<input type="checkbox"/>	Roulette anti-basculer		◆	◆	
Eclairage						
JBC1437	<input type="checkbox"/>	Equipement route de sécurité LED - Puissance 30 Lux - Clignotants, feux de position, warning (Choisir REM216 , REM400 ou REM500)	NC : 2203	746,92	788,00	
JBC2837	<input type="checkbox"/>	Equipement route de sécurité LED extra-lumineux - Puissance 60 Lux - Clignotants, feux de position, warning (Choisir REM216 , REM400 ou REM500)	NC : 2203	918,48	969,00	
JBC1254	<input type="checkbox"/>	Sans éclairage		◆	◆	
Monte-trottoir						
JBC1244	<input type="checkbox"/>	Monte-trottoir	NC : 0522, 2830, 0556, 0589	334,60	353,00	
Préparation Base Motrice Montage Station d'arrimage Dahl						
JBC1450	<input type="checkbox"/>	Préparation Base Motrice Montage Station d'Accueil Dahl	NC : 1260	330,81	349,00	
Accroche-taxi						
JBC1494	<input type="checkbox"/>	Accroche-taxi 4 Fixations conformes à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes, appui-tête obligatoire	NC : 1094	◆	◆	
JBC1401	<input type="checkbox"/>	Accroche-taxi 6 Fixations conformes à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes, appui-tête obligatoire	NC : 1092, 1093	○	○	
Points d'accroche taxi additionnels						
JBC2894	<input type="checkbox"/>	Points de fixation latéraux additionnels faciles d'accès (remplacent les points de fixation standards avant)		104,27	110,00	
Ceintures de maintien						
JBC1329	<input type="checkbox"/>	Fermeture à boucle type automobile		◆	◆	
JBC2113	<input type="checkbox"/>	Fermeture à boucle type automobile avec points d'attache réglable sur l'assise		57,82	61,00	







1244



1329

Invacare® Aviva RX20 Modulite AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Ceintures de positionnement Bodypoint (fixations incluses)						
JBC2701	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille L	NC : 2121, 2122, 2132, cale-cuisses	156,40	165,00	 2701, 2702  2703, 2704  2705, 2706
JBC2702	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille M	NC : 2123, 2124, cale-cuisses	156,40	165,00	
JBC2703	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille L	NC : 2121, 2122, 2132, cale-cuisses	132,70	140,00	
JBC2704	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille M	NC : 2123, 2124, cale-cuisses	132,70	140,00	
JBC2705	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille L	NC : 2121, 2122, 2132, cale-cuisses	115,64	122,00	
JBC2706	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille M	NC : 2123, 2124, cale-cuisses	115,64	122,00	
Rétroviseur						
JBC1415	<input type="checkbox"/>	Droit	NC : 1287, 2217, 2285, 2209, 2213, 2265, 2275, 2283, 2287	79,62	84,00	
JBC1339	<input type="checkbox"/>	Gauche	NC : 1286, 2218, 2286, 2210, 2214, 2266, 2276, 2284, 2288	79,62	84,00	
ACCESSOIRES						
Crochets porte-sac (Charge max. : 6kg)						
JBC2128	<input type="checkbox"/>	Crochets porte-sac (Uniquement avec Assise Modulite Modulable)	NC : 2173, 2227, 2228, 2229, 2233, 2240, 2257, 2291, 2292	172,51	182,00	 2128
Porte-canne						
JBC1312	<input type="checkbox"/>	Côté droit	NC : 1287, 2227, 2259, 1221	76,78	81,00	
JBC1363	<input type="checkbox"/>	Côté gauche	NC : 1286, 2228, 2260, 1222	76,78	81,00	
Garde-boue (la paire)						
JBC1416	<input type="checkbox"/>	Garde-boue pour roues avant noir		132,70	140,00	 1416
JBC1417	<input type="checkbox"/>	Garde-boue pour roues arrière noir		164,93	174,00	 1417
Tablette escamotable						
JBC1404	<input type="checkbox"/>	Côté droit	NC : 1207, 1707, 2209, 2275, 2276, 2287, 2288, 2283, 2284, 2285, 2286, 2265, 2266, 2207, 2213, 2214, 2217	579,15	611,00	 1404 1405
JBC1405	<input type="checkbox"/>	Côté gauche	NC : 1208, 1708, 2210, 2275, 2276, 2287, 2288, 2283, 2284, 2285, 2286, 2265, 2266, 2208, 2213, 2214, 2218	579,15	611,00	
Trousse à outils						
JBC1333	<input type="checkbox"/>	Trousse à outils		33,18	35,00	

Invacare® Aviva RX20 Modulite AA2				Euros			
				Prix Public			LPPR*
				HT	TTC		
Rampes en accessoire							
1440530	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en fibre de verre Dimensions repliée : 2000 x 230 mm 16,3 kg - capacité maximum : 300 kg		1 787,68	1 886,00	 1440530	
1654128	<input type="checkbox"/>	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		402,84	425,00	 1654128	
1654129	<input type="checkbox"/>	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		805,69	850,00	 1654129	
1654130	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00	 1654130	