



Yes, you can.®

AVIVA RX40 Modulite AA1



2 OPTIONS OFFERTES :

Manipulateur **REM 400**

Equipement route

NOUVEAU

Accoudoirs relevables de série

Pantographe **Maxx Resolve**
escamotable int/ext

Prix Public TTC

2 x LPPR

6 975,90 €



UNIQUE
Designed by you. Built by us.



| Informations client | Caractéristiques produit |
|---|---|
| Date : | Largeur hors tout 560 mm |
| Référence d'achat : | Hauteur d'assise 435 mm |
| Code client : | Moteurs 340W 4 pôles |
| Cachet du distributeur : | Vitesse 6 km/h, 10 km/h ou 10 km/h programmable à 12 km/h |
| | Batteries 60 Ah ou 73 Ah |
| | Electronique Linx |
| | Roues motrices 14" |
| | Roues avant 8" ou 9" |
| | Franchissement 60 mm et 100 mm avec monte-trottoir |
| | Poids max utilisateur 136 kg |
| | Garantie 2 ans hors batteries et pièces d'usure |
| Commandes | |
| Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr , ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com | |



| <input type="checkbox"/> Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases | | | <input checked="" type="checkbox"/> Configuration standard | | <input type="checkbox"/> Options sans supplément de prix | |
|---|---|---|--|----------------------------------|--|-----------------|
| Invacare® Aviva RX40 Modulite AA1 | | | | Euros | | |
| | | | | Prix Public | | LPPR* |
| CODE | DESIGNATION | NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999 | HT | TTC | | |
| JBF0024 | <input checked="" type="checkbox"/> Invacare® Aviva® RX40 AA1 - Code LPPR 9125967 Module de puissance : 120 A - Moteurs : 4 pôles - poids max. utilisateur : 136 kg | NC : 1259 | 6 612,23 | 6 975,90 | 3 487,95 | |
| | | | + 7,42 € HT d'éco-participation | | | 2 x LPPR |
| DEUX OPTIONS AU CHOIX OFFERTE A SELECTIONNER PARMIS : | | | | | | |
| JBF0110 | <input type="checkbox"/> Manipulateur REM400 avec écran couleur et fonction Bluetooth - JBF2205 | NC : 2201, 2203, 2204, 2206 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | |
| JBF0140 | <input type="checkbox"/> Equipement route de sécurité extra-lumineux LED 30 LUX - JBF1437 | NC : 2201, 2203 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | |
| CHÂSSIS AVIVA RX | | | | | | |
| JBF2810 | <input type="checkbox"/> Châssis étroit - 560 mm | | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | | |
| JBF2830 | <input type="checkbox"/> Châssis large - 635 mm Recommandé en combinaison avec repose-jambes central | | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Prix en baisse | |
| ASSISE MODULITE MODULABLE | | | | | | |
| Type d'assise | | | | | | |
| JBF2111 | <input type="checkbox"/> Assise Modulite rigide réglable en largeur et en profondeur , accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) Largeur : 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur : 410 à 510 mm REGLABLE EN CONTINU | | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |  2111 | |
| JBF2112 | <input type="checkbox"/> Assise Modulite souple réglable en tension, en largeur et en profondeur , accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) - réhausse la hauteur d'assise de 30 mm Largeur : 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur : 410 à 510 mm REGLABLE EN CONTINU | | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |  2112 Prix en baisse | |
| Largeur d'assise (Préréglage d'usine) | | | | | | |
| JBF2121 | <input type="checkbox"/> 380 mm | NC : 2701, 2703, 2705 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | |
| JBF2122 | <input type="checkbox"/> 430 mm | NC : 2701, 2703, 2705, | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | | |
| JBF2123 | <input type="checkbox"/> 480 mm | NC : 2702, 2704, 2706 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | |
| JBF2124 | <input type="checkbox"/> 530 mm Recommandé : prendre les batteries 73,5 Ah | NC : 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2143, 2702, 2704, 2706, 2106 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Prix en baisse | |
| Kit D'écartement Des Points De Pivot | | | | | | |
| JBF2106 | <input type="checkbox"/> Kit D'écartement Des Points De Pivot dossier Recommandé pour l'installation d'un corset-siège | NC : 2124, 2192, 2194 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | |
| Profondeur d'assise (Préréglage d'usine) | | | | | | |
| JBF2132 | <input type="checkbox"/> 410 mm | NC : 2196, 2197, 2198, Bodypoint | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | |
| JBF2134 | <input type="checkbox"/> 460 mm | | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | | |
| JBF2136 | <input type="checkbox"/> 510 mm - Rail d'assise rallongé de 35 mm si fauteuil commandé en profondeur 510 mm avec un dossier rigide Flex 3 | NC : 2143 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | |

| Invacare® Aviva RX40 Modulite AA1 | | | | Euros | | |
|--|--------------------------|--|---|-------------|--------|-------|
| | | | | Prix Public | | LPPR* |
| | | | | HT | TTC | |
| Coussin d'assise | | | | | | |
| JBF2142 | <input type="checkbox"/> | Coussin d'assise Flo-tech Lite (Pour largeur 380 à 480 mm, hauteur 75 mm, poids max 127 kg) / Contour (Pour largeur 530mm, hauteur 100 mm, poids max 152 kg) | | ◆ | ◆ | |
| JBF2143 | <input type="checkbox"/> | Coussin d'assise Matrx Contour Visco NG 430 x 430 mm (hauteur 100 mm, poids max 100 kg) | NC : 2136, 2124 | 76,78 | 81,00 | 81,00 |
| JBF2147 | <input type="checkbox"/> | Coussin d'assise Matrx Libra , (hauteur 90mm, poids max 136kg) | | 293,84 | 310,00 | |
| JBF2144 | <input type="checkbox"/> | Coussin d'assise Matrx Vi (Housse micro-aérée) | | 293,84 | 310,00 | |
| Cannes de dossier - Poignées incluses | | | | | | |
| JBF2162 | <input type="checkbox"/> | Hauteur 540 mm | | ○ | ○ | |
| JBF2163 | <input type="checkbox"/> | Hauteur 480 mm | NC : 2052, 2053, 2173 | ◆ | ◆ | |
| Poignées à pousser | | | | | | |
| JBF2108 | <input type="checkbox"/> | Sans poignées à pousser | NC : 1307, 2219, 2220, 2227, 2228, 2245, 2291, 2292 | ○ | ○ | |
| Type de dossier | | | | | | |
| JBF2171 | <input type="checkbox"/> | Dossier réglable en tension , avec toile rembourrée bi-matière et pochette arrière | NC : 2052, 2053, 2152, 1445, 2155, 2230, 2247, 1288, 1289 | ◆ | ◆ | |
| JBF2179 | <input type="checkbox"/> | Dossier réglable en tension Flex 3 livré avec coussin de dossier Lateral , revêtement PU bi-extensible noir (avec supplément) | NC : 2151, 2192, 2193, 2194, 2229, 2155, 2230, 2247 | 226,54 | 239,00 | |
| JBF2173 | <input type="checkbox"/> | Dossier rigide Flex 3 réglable en largeur et en hauteur (de 560 à 790 mm) avec coussin de dossier Laguna | NC : 2163, 2128 | 188,63 | 199,00 | |
| JBF2174 | <input type="checkbox"/> | Matrx Posture Back , hauteur 400 mm | NC : 1445, 2124 | 798,10 | 842,00 | |
| JBF2175 | <input type="checkbox"/> | Matrx Posture Back , hauteur 500 mm | NC : 1445, 2124 | 798,10 | 842,00 | |
| JBF2176 | <input type="checkbox"/> | Matrx Elite E2 , hauteur 500 mm | NC : 1445, 2124 | 798,10 | 842,00 | |
| JBF2177 | <input type="checkbox"/> | Matrx Elite TR , hauteur 500 mm | NC : 1445, 2124 | 798,10 | 842,00 | |
| JBF2178 | <input type="checkbox"/> | Matrx Elite E2 Deep , hauteur 500 mm | NC : 1445, 2124 | 798,10 | 842,00 | |
| <i>Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure Matrx !</i> | | | | | | |
| Revêtement du coussin de dossier et/ou de l'assise (selon configuration) | | | | | | |
| JBF2151 | <input type="checkbox"/> | Nylon noir | NC : 2179 | ◆ | ◆ | |
| JBF2152 | <input type="checkbox"/> | PU bi-extensible noir | NC : 2171 | 71,09 | 75,00 | |
| JBF2155 | <input type="checkbox"/> | Mesh noir | NC : 2171, 2179 | 100,47 | 106,00 | |
| Accoudoirs | | | | | | |
| JBF2191 | <input type="checkbox"/> | Accoudoirs réglables en hauteur de 290 à 360 mm, en profondeur et amovible, la paire | | ○ | ○ | |
| JBF2181 | <input type="checkbox"/> | Accoudoirs réglables en hauteur de 340 à 400 mm, en profondeur et amovible, la paire | | 70,14 | 74,00 | |
| JBF2198 | <input type="checkbox"/> | Accoudoirs enveloppants, revêtement PU bi-extensible noir, la paire | NC : 2132, 2195, 2196, 2197, cale-cuisses | 284,36 | 300,00 | |
| JBF2183 | <input type="checkbox"/> | Accoudoirs courbés vers l'intérieur (jusqu'à -50 mm de largeur utile, 25 mm par côté) | NC : cale-cuisses | 137,44 | 145,00 | |
| JBF2193 | <input type="checkbox"/> | Accoudoirs relevables, hauteur ajustable de 230 à 360 mm | NC : 1445, 2179 | ◆ | ◆ | |
| JBF2192 | <input type="checkbox"/> | Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 230 à 300 mm | NC : 1445, 2179, 2106 | 372,51 | 393,00 | |
| JBF2194 | <input type="checkbox"/> | Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 300 à 360 mm | NC : 1445, 2179, 2106 | 372,51 | 393,00 | |
| Manchettes | | | | | | |
| JBF2195 | <input type="checkbox"/> | Manchettes standard, longueur 325 mm, la paire | NC : 2198 | ◆ | ◆ | |
| JBF2196 | <input type="checkbox"/> | Manchettes longues, longueur 375 mm, la paire | NC : 2132, 2198 | 91,00 | 96,00 | |
| JBF2197 | <input type="checkbox"/> | Manchettes longues ergonomiques, longueur 397 mm, la paire | NC : 2132, 2198, 2230, 2247 | 133,65 | 141,00 | |



2143 2147 2144



2171



2173



2191



2198

Nouveau de série

| Invacare® Aviva RX40 Modulite AA1 | | | | Euros | | |
|---|--------------------------|--|--|-------------|----------|--|
| | | | | Prix Public | | LPPR* |
| | | | | HT | TTC | |
| Cale-cuisses | | | | | | |
| JBF2184 | <input type="checkbox"/> | Cale-cuisse, gauche, taille 140 x 100 mm | NC : 2198, 2183, Bodypoint | 290,05 | 306,00 | |
| JBF2186 | <input type="checkbox"/> | Cale-cuisse, gauche, taille 230 x 100mm | NC : 2198, 2183, Bodypoint | 290,05 | 306,00 | |
| JBF2188 | <input type="checkbox"/> | Cale-cuisse, gauche, taille 330 x 100mm | NC : 2198, 2183, Bodypoint | 290,05 | 306,00 | |
| JBF2185 | <input type="checkbox"/> | Cale-cuisse, droite, taille 140 x 100mm | NC : 2198, 2183, Bodypoint | 290,05 | 306,00 | |
| JBF2187 | <input type="checkbox"/> | Cale-cuisse, droite, taille 230 x 100mm | NC : 2198, 2183, Bodypoint | 290,05 | 306,00 | |
| JBF2189 | <input type="checkbox"/> | Cale-cuisse, droite, taille 330 x 100mm | NC : 2198, 2183, Bodypoint | 290,05 | 306,00 | |
| Hauteur des supports de cale-cuisse | | | | | | |
| JBF2164 | <input type="checkbox"/> | Supports pour cale-cuisse 155 mm | | ◆ | ◆ | |
| JBF2165 | <input type="checkbox"/> | Supports pour cale-cuisse 206 mm | | ○ | ○ | |
| Appuis-têtes et autres accessoires | | | | | | |
| JBF1432 | <input type="checkbox"/> | Appui-tête revêtement PU bi-extensible noir, réglable en profondeur et en largeur | NC : 2230, 2247, 1288, 1289 | 273,93 | 289,00 |  1432 |
| JBF1427 | <input type="checkbox"/> | Appui-tête Kontour multi-réglable avec oreillettes latérales revêtement PU bi-extensible noir | NC : 2230, 2247, 1288, 1289 | 361,14 | 381,00 |  1427 |
| JBF2324 | <input type="checkbox"/> | Appui-tête Elan Standard 10" - housse noire respirante | NC : 2230, 2247 | 512,80 | 541,00 |  2324 |
| JBF2325 | <input type="checkbox"/> | Appui-tête Elan Occipital 9" - housse noire respirante | NC : 2230, 2247 | 427,49 | 451,00 |  2325 |
| JBF2327 | <input type="checkbox"/> | Appui-tête Elan 4 points 11" - housse noire respirante | NC : 2230, 2247 | 559,24 | 590,00 |  2327 |
| JBF1495 | <input type="checkbox"/> | Autre appui-tête non Invacare conforme à l'ISO 7176-19 pour utilisation du fauteuil roulant comme siège dans un véhicule | NC : 2229 | ○ | ○ | |
| Tendeur de dossier | | | | | | |
| JBF1307 | <input type="checkbox"/> | Tendeur de dossier, diamètre 22mm (pour assise Modulite Modulable uniquement) | NC : 2108 | 51,18 | 54,00 | |
| Support latéral (par paire ; revêtement PU bi-extensible noir) | | | | | | |
| JBF1445 | <input type="checkbox"/> | Cale-tronc articulé, amovible, réglable en profondeur/hauteur/largeur, revêtement PU bi-extensible noir (la paire) | NC : 2171, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2192, 2193, 2194 | 385,78 | 407,00 |  1445 |
| Inclinaison d'assise | | | | | | |
| JBF1091 | <input type="checkbox"/> | Manuelle de 0° à 15° | NC : 1401,2054 | ◆ | ◆ | |
| JBF1092 | <input type="checkbox"/> | Electrique de 0° à 20° | NC : 1401,2054, 2201 | 473,93 | 500,00 | |
| JBF1093 | <input type="checkbox"/> | Electrique à compensation de 0° à 30° (Poids max 136 kg si option 1450 ou 1494) | NC : 1401,2054, 2201 | 906,16 | 956,00 | |
| JBF2052 | <input type="checkbox"/> | Electrique à compensation de 0° à 50° (Poids max 136kg si option 1450 ou 1494) | NC 1401,2105, 0011, 0013, 2201,(2171/0975+2273),2161, 2163, 2171 | 906,16 | 956,00 | NOUVEAU |
| JBF1094 | <input type="checkbox"/> | Lift 300 mm - Assise élévatrice électriquement (Poids max. 136 kg) - inclus inclinaison électrique à compensation de 0° à 30° | NC : 1494, 2201, 2220, 2860 | 2 573,46 | 2 715,00 | |
| JBF2053 | <input type="checkbox"/> | Lift 300 mm - Assise élévatrice électriquement (Poids max.136 kg) - inclus inclinaison électrique à compensation de 0° à 45° | NC 1494,(2054+0556/0589), 2105,2201,2220,(2171/0975+2273),1910,1912,2161,2163,2171 | 2 573,46 | 2 715,00 | NOUVEAU |
| Hauteur sol-plaque d'assise pour inclinaison d'assise manuelle de 0° à 12° et électrique de 0° à 20° | | | | | | |
| JBF2857 | <input type="checkbox"/> | 435 mm | | ◆ | ◆ | |
| JBF2858 | <input type="checkbox"/> | 460 mm | NC : 2054 | ○ | ○ | |
| JBF2859 | <input type="checkbox"/> | 485 mm | NC : 2054 | ○ | ○ | |
| Inclinaison d'assise en option (uniquement si l'option 1093 or 1094 a été sélectionnée) | | | | | | |
| Fabrication spéciale, non disponible dans l'e-commerce – délai supplémentaire de 5 jours ouvrés | | | | | | |
| JBX2054 | <input type="checkbox"/> | Proclive d'assise de 5° (inclinaison de -5° à +25°) | NC : 1091, 1092, 2858, 2859, | 488,15 | 515,00 | |
| Inclinaison de dossier | | | | | | |
| JBF0975 | <input type="checkbox"/> | Manuelle de 90° à 120° par paliers de 3,75° DOSSIER DEMONTABLE SANS OUTILS | | ◆ | ◆ |  0975 |
| JBF0977 | <input type="checkbox"/> | Electrique de 0° à 30° DOSSIER RABATTABLE SANS OUTILS | NC : 2201 | 815,17 | 860,00 |  0977 |

| Invacare® Aviva RX40 Modulite AA1 | | | | Euros | | | |
|---|--------------------------|---|---|-------------|----------|--|-------|
| | | | | Prix Public | | | LPPR* |
| | | | | HT | TTC | | |
| REPOSE-JAMBES ET REPOSE- PIEDS | | | | | | | |
| Repose-jambes central réglable en inclinaison avec appui-mollet avec palette réglable en angle | | | | | | | |
| ATTENTION : Conflit possible entre palettes et roues avant - privilégier le châssis large | | | | | | | |
| JBF0556 | <input type="checkbox"/> | Repose jambe central manuel (réglable de 1,5° à 63°) | NC : 0517, 1244 | 563,03 | 594,00 |  0589 | |
| JBF0589 | <input type="checkbox"/> | Electrique LNX avec compensation, amplitude de 90° - angle fermé, réglage à 83°/90°/97°. Livré à 83° sur châssis étroit / 90° sur châssis large | NC : 2201, 1244 | 1 848,34 | 1 950,00 | | |
| Palettes | | | | | | | |
| JBF2365 | <input type="checkbox"/> | Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille S (127 x 190 mm) | | ○ | ○ | | |
| JBF0559 | <input type="checkbox"/> | Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille M (140 x 240 mm) | | ◆ | ◆ | | |
| JBF0516 | <input type="checkbox"/> | Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille L (150 x 290 mm) | | 143,13 | 151,00 | | |
| JBF0517 | <input type="checkbox"/> | Palette monobloc réglable en hauteur et en angle M (305 x 275 mm) | NC : 0556 | 143,13 | 151,00 | | |
| Potences / Repose-pieds (la paire) | | | | | | | |
| JBF0526 | <input type="checkbox"/> | Potences reoise-pieds fixes 80° et escamotables Intérieur/Extérieur (Paire) | NC : 0504 | ◆ | ◆ | | |
| JBF0503 | <input type="checkbox"/> | Potences reposer-pieds standards réglables 90°-65° escamotables | | ○ | ○ | | |
| JBF0533 | <input type="checkbox"/> | Repose-jambes manuels réglables en angle de 0° à 80° type Storm®4 | NC : 0512 | 311,85 | 329,00 |  0533 | |
| JBF0531 | <input type="checkbox"/> | Repose-jambes ergonomiques électriques de 0° à 80° | NC : 0512, 2201 | 1 507,11 | 1 590,00 |  0513 | |
| Palettes (la paire) | | | | | | | |
| JBF0512 | <input type="checkbox"/> | Fixes | NC : 0501, 0533, 0531 | ◆ | ◆ | | |
| JBF0504 | <input type="checkbox"/> | Réglables en angle | NC : 0501, 0526 | ○ | ○ | | |
| JBF0513 | <input type="checkbox"/> | Réglables en angle et profondeur | NC : 0501 | 122,27 | 129,00 | | |
| COMMANDES ELECTRONIQUES LINX | | | | | | | |
| Commande principale pour Electronique LiNX | | | | | | | |
| JBF2201 | <input type="checkbox"/> | Remote LiNX DLX-REM110 = Drive only | NC : 1437, 2837, 1092, 1093, 1094, 0977, 0589, 0531, 2229, 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2258, 2219, 2245, 2270 | ◆ | ◆ |  | |
| JBF2203 | <input type="checkbox"/> | Manipulateur LINX REM211 : Conduite et contrôle des vérins | NC : 2837, 1437, 2231, 2232, 2229, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2270, 2272, 2258 | ○ | ○ |  REM211 | |
| JBF2204 | <input type="checkbox"/> | Manipulateur LINX REM216 : Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage | NC : 2231, 2232, 2229, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2270, 2258 | ○ | ○ |  REM216 | |
| JBF2205 | <input type="checkbox"/> | Manipulateur LINX REM400 : Écran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris | NC : 2220 | 1 208,53 | 1 275,00 |  REM400  | |
| JBF2206 | <input type="checkbox"/> | Ecran de contrôle LINX REM500 : Ecran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris - NÉCESSITE UNE COMMANDE SPÉCIALE (2231, 2232, 2229) | NC : 2220, 2270 | 1 777,25 | 1 875,00 |  REM500  | |
| Option REM400 | | | | | | | |
| JBF2270 | <input type="checkbox"/> | Interrupteur à bascule programmable pour manipulateur REM400 (par défaut : marche /arrêt et potentiomètre de vitesse), la paire | NC : 2201, 2203, 2204, 2206 | 340,28 | 359,00 |  2270 | |

| Invacare® Aviva RX40 Modulite AA1 | | | | Euros | | |
|---|--------------------------|---|---|-----------------------------------|----------|--------|
| | | | | Prix Public | | LPPR* |
| | | | | HT | TTC | |
| Fixation de la commande principale (REM211/216/400) | | | | | | |
| JBF1207 | <input type="checkbox"/> | Fixation à droite réversible, non escamotable | NC : 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404 | ○ | ○ | |
| JBF1208 | <input type="checkbox"/> | Fixation à gauche réversible, non escamotable | NC : 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405 | ○ | ○ | |
| JBF1707 | <input type="checkbox"/> | Escamotable à droite + réglable en hauteur, renforcé | NC : 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404 | ◆ | ◆ | |
| JBF1708 | <input type="checkbox"/> | Escamotable à gauche + réglable en hauteur, renforcé | NC : 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405 | ○ | ○ | |
| JBF1709 | <input type="checkbox"/> | Maxx Resolve escamotable intérieur/extérieur - fixation à droite | NC 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404 | ○ | ○ | |
| JBF1710 | <input type="checkbox"/> | Maxx Resolve escamotable intérieur/extérieur - fixation à gauche | NC 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405 | ○ | ○ | |
| JBF2209 | <input type="checkbox"/> | Escamotable à droite, multi-ajustable (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm) | NC : 2201, 2203, 2204, 2205, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1415, 2217, 1404 | ○ | ○ | |
| JBF2210 | <input type="checkbox"/> | Escamotable à gauche, multi-ajustable (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm) | NC : 2201, 2203, 2204, 2205, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1339, 2218, 1405 | ○ | ○ | |
| PW-4005 | <input type="checkbox"/> | Option 2209/2210 avec tige de fixation pour REM500 rallongée de 200 mm | | Fabrication spéciale Sur Devis | | |
| JBF2213 | <input type="checkbox"/> | Fixation centrale, escamotable à droite | NC : 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1415, 2217, 1404, 1405 | 787,68 | 831,00 | |
| JBF2214 | <input type="checkbox"/> | Fixation centrale, escamotable à gauche | NC : 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1339, 2218, 1404, 1405 | 787,68 | 831,00 | |
| JBF2227 | <input type="checkbox"/> | Fixation à droite pour tierce-personne (déplacement du manipulateur) | NC : 2206, 1287, 2220, 2128, 2108, 2219, 1221, 1312 | 33,85 | 35,71 | 35,71 |
| JBF2228 | <input type="checkbox"/> | Fixation à gauche pour tierce-personne (déplacement du manipulateur) | NC : 2206, 1286, 2220, 2128, 2108, 2219, 1222, 1363 | 33,85 | 35,71 | 35,71 |
| JBX2239 | <input type="checkbox"/> | Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande : | | Sur devis | | |
| Double commande LiNX (Utilisateur + tierce-personne) | | | | | | |
| JBF2220 | <input type="checkbox"/> | Double commande LiNX (REM050 - utilise le profil de conduite du REM110 ou le profil de conduite 1 du REM211/216 - Vitesse limitée à 6km/h) | NC : 1094, 2273, 2108, 2205, 2206, 1221, 1222, (2201+1283/1223/1224), 2227, 2228 | 677,02 | 714,26 | 714,26 |
| JBF2219 | <input type="checkbox"/> | Double commande Compact LiNX - 3 profils de conduite dédiés et contrôle des vérins | NC : 2201, 2108, 1221, 1222, 2227, 2228 | 1 354,05 | 1 428,52 | 714,26 |
| JBF2245 | <input type="checkbox"/> | Double commande intuitive LiNX - profil de conduite dédié | NC : 2201, 2108, 2259, 2260 | 1 354,05 | 1 428,52 | 714,26 |
| JBF2259 | <input type="checkbox"/> | Fixation A Droite Pour Tierce-Personne | NC : 1287, 2291, 2245, 1312 | ○ | ○ | |
| JBF2260 | <input type="checkbox"/> | Fixation A Gauche Pour Tierce-Personne | NC : 1286, 2292, 2245, 1363 | ○ | ○ | |
| JBF1221 | <input type="checkbox"/> | Fixation à droite, amovible - uniquement avec commande intuitive LiNX | NC : 1287, 2291, 2220, 2219, 2227, 1312 | ○ | ○ | |
| JBF1222 | <input type="checkbox"/> | Fixation à gauche, amovible - uniquement avec commande intuitive LiNX | NC : 1286, 2292, 2220, 2219, 2228, 1363 | ○ | ○ | |

NOUVEAU



1709, 1710



2209
2210



REM050



2219



2245

Prix en baisse

| Invacare® Aviva RX40 Modulite AA1 | | | | Euros | | | |
|---|--------------------------|---|---|---|----------|--|---|
| | | | | Prix Public | | LPPR* | |
| | | | | HT | TTC | | |
| Si plusieurs joysticks doivent être montés sur le support escamotable pour montage en position centrale (2213/2214), sélectionnez l'option 2215 | | | | | | | |
| Commandes spéciales Mo-Vis - consulter la fiche de mesure | | | |  | | | |
| Joysticks Compact proportionnels - Uniquement avec REM400 et REM500 | | | | | | | |
| JBF2231 | <input type="checkbox"/> | Joystick LINX Compact proportionnel (force de déflexion : 160 g) | NC : 2201, 2203, 2204 | 1 371,56 | 1 447,00 |  2231 2232 | |
| JBF2232 | <input type="checkbox"/> | Joystick LINX Compact proportionnel Low force (force de déflexion : 112 g) | NC : 2201, 2203, 2204 | 1 509,00 | 1 592,00 | | |
| JBF2207 | <input type="checkbox"/> | Fixation à droite | NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404 | ○ | ○ | | |
| JBF2208 | <input type="checkbox"/> | Fixation à gauche | NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1405 | ○ | ○ | | |
| JBF2265 | <input type="checkbox"/> | Montage Central, Escamotable A Droite | NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415 | 787,68 | 831,00 | | |
| JBF2266 | <input type="checkbox"/> | Montage Central, Escamotable A Gauche | NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339 | 787,68 | 831,00 | | |
| JBX2215 | <input type="checkbox"/> | Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande : | | Sur devis | | | |
| Commande occipitale à capteurs de proximité - Technologie ATOM | | | | | | | |
| JBF2230 | <input type="checkbox"/> | ATOM ASL104 + contacteur egg | NC : 2201, 2203, 2204, 2229, 2233, 2092, 2257, 2240, 2175, 2171, 2197, 1350, 1432, 1427, Appui-têtes Elan | 5 648,34 | 5 959,00 | 714,26 |  2230 |
| JBF2247 | <input type="checkbox"/> | PROTON ASL104P + contacteur egg | NC : 2201, 2203, 2204, 2229, 2233, 2092, 2257, 2240, 2175, 2171, 2197, 1350, 1432, 1427, Appui-têtes Elan | 5 648,34 | 5 959,00 | 714,26 |  2247 |
| Contacteurs à Capteurs De Proximité (Technologie ATOM) | | | | | | | |
| JBF2257 | <input type="checkbox"/> | Contacteurs à Capteurs De Proximité ASL106 | NC : 2201, 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2233, 2240, 2128 | 7 048,34 | 7 436,00 | | |
| JBF2275 | <input type="checkbox"/> | Montage Central Escamotable A Droite (Nucleus) | NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415 | ○ | ○ | | |
| JBF2276 | <input type="checkbox"/> | Montage Central Escamotable A Gauche (Nucleus) | NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339 | ○ | ○ | | |
| JBX2269 | <input type="checkbox"/> | Montage Personnalisé Fabrication Spéciale | | Sur devis | | | |
| Commande Mini Joystick proportionnel | | | | | | | |
| JBF2233 | <input type="checkbox"/> | Mini Joystick Proportionnel MEC | NC : 2201, 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2257, 2128 | 5 648,34 | 5 959,00 |  2233 | |
| JBF2240 | <input type="checkbox"/> | Joystick Renforcé Proportionnel ASL133 | NC : 2201, 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2257, 2128 | 3 317,54 | 3 500,00 | | |
| JBF2285 | <input type="checkbox"/> | Montage Mini Tablette A Droite (100 x 150 mm) | NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415 | 787,68 | 831,00 | | |
| JBF2286 | <input type="checkbox"/> | Montage Mini Tablette A Gauche (100 x 150 mm) | NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339 | 787,68 | 831,00 | | |
| JBF2283 | <input type="checkbox"/> | Montage Central, Escamotable A Droite | NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415 | ○ | ○ | | |
| JBF2284 | <input type="checkbox"/> | Montage Central, Escamotable A Gauche | NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339 | ○ | ○ | | |
| JBF2287 | <input type="checkbox"/> | Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à droite | NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415 | 787,68 | 831,00 | | |
| JBF2288 | <input type="checkbox"/> | Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à gauche | NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339 | 787,68 | 831,00 | | |
| JBX2289 | <input type="checkbox"/> | Montage Personnalisé Fabrication Spéciale | | Sur devis | | | |

| Invacare® Aviva RX40 Modulite AA1 | | | | Euros | | |
|---|--------------------------|--|---|-------------|--------|---|
| | | | | Prix Public | | LPPR* |
| | | | | HT | TTC | |
| Options complémentaires LINX | | | | | | |
| JBF2251 | <input type="checkbox"/> | Clavier multifonctions 10 contacteurs, livré avec câble sortie double Jack 2252 | | 530,81 | 560,00 |  2251 |
| JBF2217 | <input type="checkbox"/> | Fixation utilisateur à droite | NC : 1415, 2207, 2287, 2283, 2275, 2213, 2209, 2265, 1404 | ○ | ○ | |
| JBF2218 | <input type="checkbox"/> | Fixation utilisateur à gauche | NC : 1339, 2208, 2288, 2284, 2286, 2276, 2214, 2210, 2266, 1405 | ○ | ○ | |
| JBF2291 | <input type="checkbox"/> | Fixation tierce-personne à droite | NC : 2128, 2259, 1221, 1287, 2108 | ○ | ○ | |
| JBF2292 | <input type="checkbox"/> | Fixation tierce-personne à gauche | NC : 2128, 2260, 1222, 1288, 2108 | ○ | ○ | |
| JBF2225 | <input type="checkbox"/> | Sans montage | | ○ | ○ | |
| JBF2252 | <input type="checkbox"/> | Câble sortie double Jack (pour connexion contacteur) - défilement des fonctions et activation des vérins | | 71,09 | 75,00 | |
| Accessoires LINX | | | | | | |
| JBF2253 | <input type="checkbox"/> | Prises de charge USB (2 prises USB) | NC : 2706 | 472,99 | 499,00 |  2253 |
| JBF2281 | <input type="checkbox"/> | Fixation à droite | | ○ | ○ | |
| JBF2282 | <input type="checkbox"/> | Fixation à gauche | | ○ | ○ | |
| Remote Stop Switch | | | | | | |
| JBF2258 | <input type="checkbox"/> | Commande d'arrêt à distance (ASL504) | NC : 2201, 2203, 2204 | 831,28 | 877,00 | |
| Module d'entrée | | | | | | |
| JBF2273 | <input type="checkbox"/> | Module d'entrée IN200 (Permet contacteur ON/OFF externe avec REM110/2XX) | NC : 2220 | 400,00 | 422,00 | |
| Autres accessoires et contacteurs | | | | | | |
| JBF2300 | <input type="checkbox"/> | A inclure avec le fauteuil | | ○ | ○ | |
| JBX2301 | <input type="checkbox"/> | A connecter et programmer (Spécial) | | Sur devis | | |
| Contacteurs ronds et plats (Uniquement avec REM400 ou REM500) | | | | | | |
| JBF1685 | <input type="checkbox"/> | Contacteur Rouge | | 149,76 | 158,00 |  |
| JBF1686 | <input type="checkbox"/> | Contacteur Jaune | | 149,76 | 158,00 | |
| JBF1687 | <input type="checkbox"/> | Contacteur Vert | | 149,76 | 158,00 | |
| JBF1690 | <input type="checkbox"/> | Contacteur Bleu | | 149,76 | 158,00 | |
| JBF1688 | <input type="checkbox"/> | Contacteur Blanc | | 149,76 | 158,00 | |
| Contacteur Egg (Uniquement avec REM400) | | | | | | |
| JBF2254 | <input type="checkbox"/> | Contacteur Egg, noir | | 118,48 | 125,00 | |
| Mini contacteurs ronds et plats (Uniquement avec REM400 ou REM500) | | | | | | |
| JBF1711 | <input type="checkbox"/> | Mini contacteur Rouge | | 149,76 | 158,00 | |
| JBF1712 | <input type="checkbox"/> | Mini contacteur Jaune | | 149,76 | 158,00 | |
| JBF1713 | <input type="checkbox"/> | Mini contacteur Vert | | 149,76 | 158,00 | |
| JBF1714 | <input type="checkbox"/> | Mini contacteur Orange | | 149,76 | 158,00 | |
| JBF1715 | <input type="checkbox"/> | Mini contacteur Bleu | | 149,76 | 158,00 | |
| JBF1716 | <input type="checkbox"/> | Mini contacteur Noir | | 149,76 | 158,00 | |
| Joysticks Bodypoint - livrés non montés | | | | | | |
| JBF2721 | <input type="checkbox"/> | Embout Joystick Bodypoint Ergo U 3" PC101A | | 100,00 | 105,50 |  2721 2722  2723  2724 |
| JBF2722 | <input type="checkbox"/> | Embout Joystick Bodypoint Ergo U 4" PC102A | | 100,00 | 105,50 | |
| JBF2723 | <input type="checkbox"/> | Embout dôme en caoutchouc - Ø 66 mm | | 100,00 | 105,50 | |
| JBF2724 | <input type="checkbox"/> | Embout champignon rainuré (possible de le couper pour réduire sa hauteur) - diamètre 42 mm | | 100,00 | 105,50 | |
| Adaptateur DB9 / 5 jacks | | | | | | |
| JBH1681 | <input type="checkbox"/> | Adaptateur DB9 / 5 jacks | | 172,51 | 182,00 |  1681 |

| Invacare® Aviva RX40 Modulite AA1 | | | | Euros | | | |
|---|--------------------------|--|------------------|-------------|---------|---|---|
| | | | | Prix Public | | LPPR* | |
| | | | | HT | TTC | | |
| BASE MOTRICE | | | | | | | |
| Coloris de châssis | | | | | | | |
| JBF2871 | <input type="checkbox"/> | Noir Anthracite | | -284,36 | -300,00 |  |  |
| JBF2872 | <input type="checkbox"/> | Argenté | | -284,36 | -300,00 | 2871 | 2872 |
| JBF2873 | <input type="checkbox"/> | Rouge Bengale | | -284,36 | -300,00 |  |  |
| JBF2874 | <input type="checkbox"/> | Bleu Mercure | | -284,36 | -300,00 | 2873 | 2874 |
| JBF2875 | <input type="checkbox"/> | Violet Midnight | | -284,36 | -300,00 |  |  |
| JBX0299 | <input type="checkbox"/> | Premium - Coloris Châssis Et Dossier Personnalisé | | 781,99 | 825,00 | 2875 | 2865 |
| JBF2865 | <input type="checkbox"/> | Premium - Coloris Châssis Et Dossier Vert British Racing métallisé | | ○ | ○ |  |  |
| JBF2866 | <input type="checkbox"/> | Premium - Coloris Châssis Et Dossier Bleu Ocean Satiné métallisé | | ○ | ○ | 2866 | 2867 |
| JBF2867 | <input type="checkbox"/> | Premium - Coloris Châssis Et Dossier Bleu Givré métallisé | | ○ | ○ |  | |
| JBF2868 | <input type="checkbox"/> | Premium - Coloris Châssis Et Dossier Beige Perle métallisé | | ○ | ○ | 2868 | |
| Coloris de jantes | | | | | | | |
| JBF2882 | <input type="checkbox"/> | Noir Anthracite | | -80,57 | -85,00 |  |  |
| JBF2883 | <input type="checkbox"/> | Argenté | | -80,57 | -85,00 | 2882 | 2883 |
| JBF2884 | <input type="checkbox"/> | Rouge Bengale | | -80,57 | -85,00 |  |  |
| JBF2885 | <input type="checkbox"/> | Bleu Mercure | | -80,57 | -85,00 | 2884 | 2885 |
| JBF2886 | <input type="checkbox"/> | Violet Midnight | | -80,57 | -85,00 |  |  |
| JBF2887 | <input type="checkbox"/> | Premium - Coloris Jantes Personnalisé | | 207,58 | 219,00 | 2886 | 2888 |
| JBF2888 | <input type="checkbox"/> | Premium - Coloris Jantes Vert British Racing métallisé | | ○ | ○ |  |  |
| JBF2889 | <input type="checkbox"/> | Premium - Coloris Jantes Bleu Ocean Satiné métallisé | | ○ | ○ | 2889 | 2890 |
| JBF2890 | <input type="checkbox"/> | Premium - Coloris Jantes Bleu Givré métallisé | | ○ | ○ |  | |
| JBF2891 | <input type="checkbox"/> | Premium - Coloris Jantes Beige Perle métallisé | | ○ | ○ | 2891 | |
| Fourches | | | | | | | |
| JBF2631 | <input type="checkbox"/> | Fourches Monobras | | ◆ | ◆ | | |
| JBF2632 | <input type="checkbox"/> | Fourches Doubles | | ○ | ○ | | |
| Roues | | | | | | | |
| JBF0835 | <input type="checkbox"/> | 9" Pneumatique Noir | | ◆ | ◆ | | |
| JBF0836 | <input type="checkbox"/> | 9" Bandage Plein Noir | | ○ | ○ | | |
| JBF0838 | <input type="checkbox"/> | 9" Pneumatique Anti Crevaison Noir | | ○ | ○ | | |
| JBF0828 | <input type="checkbox"/> | 8" Bandage Plein Noir | NC : 1223 | 168,72 | 178,00 | | |
| Système verrouillage des fourches avant | | | | | | | |
| JBF1490 | <input type="checkbox"/> | Système de verrouillage des fourches avant | NC : (2631+1416) | 218,01 | 230,00 | | |
| Roues arrière type Storm®4 | | | | | | | |
| JBF0704 | <input type="checkbox"/> | 14x3 Pneumatique noir à crampons | | ◆ | ◆ | | |
| JBF0705 | <input type="checkbox"/> | 14x3 Bandage plein noir à crampons | | 238,86 | 252,00 | | |
| JBF0706 | <input type="checkbox"/> | 14x3 Pneu anti-crevaison noir à crampons | | ○ | ○ | | |
| SUSPENSIONS | | | | | | | |
| CTC - Contrôle Traction Confort (Groupe de propulsion suspendu dans les plans horizontaux et verticaux par rapport au châssis et fermé réglable) | | | | | | | |
| JBF2870 | <input type="checkbox"/> | <i>Suspensions CTC - Contrôle Traction Confort</i> | | ◆ | ◆ | | |
| Suspensions latérales arrière | | | | | | | |
| JBF1910 | <input type="checkbox"/> | Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 70 kg | NC : 1094 | ○ | ○ | | |
| JBF1912 | <input type="checkbox"/> | Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 90 kg | NC : 1094 | ○ | ○ | | |
| JBF1911 | <input type="checkbox"/> | Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 110 kg | | ○ | ○ | | |
| JBF1915 | <input type="checkbox"/> | Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 136 kg | | ○ | ○ | | |

Prix en baisse

Prix en baisse

| Invacare® Aviva RX40 Modulite AA1 | | | | Euros | | |
|--|--------------------------|--|---|---|----------|-------|
| | | | | Prix Public | | LPPR* |
| | | | | HT | TTC | |
| PERFORMANCES | | | | | | |
| Moteurs | | | | | | |
| JBF1282 | <input type="checkbox"/> | OPS Drive 6 km/h | | ○ | ○ | |
| JBF1283 | <input type="checkbox"/> | OPS Drive 10 km/h | | ◆ | ◆ | |
| JBF1223 | <input type="checkbox"/> | Moteurs OPS Drive 10 km/h, programmable jusqu'à 12 km/h - batteries 73,5 Ah incluses | NC : 0828, 1259, 1260 | ○ | ○ | |
| Batteries & Chargeur | | | | | | |
| JBF1259 | <input type="checkbox"/> | 60 Ah - batteries GEL | NC : 0024, 1223 | ○ | ○ | |
| JBF1260 | <input type="checkbox"/> | 73,5 Ah - batteries GEL | NC : 0024, 1223, 1450 | ◆ | ◆ | |
| GYROSCOPE | | | | | | |
| G-Trac | | | | | | |
| JBF1215 | <input type="checkbox"/> | Module G-Trac (Contrôle directionnel de la trajectoire durant la conduite) | | 1 090,05 | 1 150,00 | |
| Chargeur | | | | | | |
| JBF1313 | <input type="checkbox"/> | Chargeur 10A OptiCharge | | ◆ | ◆ | |
| JBF1314 | <input type="checkbox"/> | Chargeur 10A OptiCharge UK (IP44) | | ○ | ○ | |
| OPTIONS DE POSITIONNEMENT | | | | | | |
| Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles. | | | |  | | |
| OPTIONS | | | | | | |
| <i>Les roulettes anti-bascule sont montées de série</i> | | | | | | |
| Roulette anti-bascule | | | | | | |
| JBF1205 | <input type="checkbox"/> | Roulette anti-bascule | | ◆ | ◆ | |
| Eclairage | | | | | | |
| JBF1437 | <input type="checkbox"/> | Equipement route de sécurité LED - Puissance 30 Lux - Clignotants, feux de position, warning (Choisir REM216 , REM400 ou REM500) | NC : 2201, 2203 | 492,89 | 520,00 | |
| JBF2837 | <input type="checkbox"/> | Equipement route de sécurité LED extra-lumineux - Puissance 60 Lux - Clignotants, feux de position, warning (Choisir REM216 , REM400 ou REM500) | NC : 2201, 2203 | 663,51 | 700,00 | |
| JBF1254 | <input type="checkbox"/> | Sans éclairage | | ◆ | ◆ | |
| Monte-trottoir | | | | | | |
| JBF1244 | <input type="checkbox"/> | Monte-trottoir | NC : 0522, 0556, 0589 | 291,00 | 307,00 | |
| Préparation Base Motrice Montage Station d'Accueil Dahl | | | | | | |
| JBF1450 | <input type="checkbox"/> | Préparation Base Motrice Montage Station d'Accueil Dahl | NC : 1260 | 330,81 | 349,00 | |
| Accroche-taxi | | | | | | |
| JBF1493 | <input type="checkbox"/> | Accroche-taxi 4 Fixations Avant/Arrière | NC : 2894 | ◆ | ◆ | |
| JBF1494 | <input type="checkbox"/> | Accroche -taxis 4 Fixations conformes à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes, appui-tête obligatoire | NC : 1094 | ○ | ○ | |
| JBF1401 | <input type="checkbox"/> | Accroche -taxis 6 Fixations conformes à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes, appui-tête obligatoire | NC : 1091, 1092,1093 | ○ | ○ | |
| Points d'accroche taxi | | | | | | |
| JBF2894 | <input type="checkbox"/> | Points de fixation latéraux additionnels facile d'accès (remplacent les points de fixation standard avant) | NC : 1493 | 104,27 | 110,00 | |
| Ceintures de maintien | | | | | | |
| JBF1329 | <input type="checkbox"/> | Fermeture à boucle type automobile | | ◆ | ◆ | |
| JBF2113 | <input type="checkbox"/> | Fermeture à boucle type automobile avec points d'attache réglable sur l'assise | NC : 2121, 2122, 2132, 2253, cale-cuisses | 57,82 | 61,00 | |



1244



1329

| Invacare® Aviva RX40 Modulite AA1 | | | | Euros | | |
|---|--------------------------|--|---|-------------|--------|--|
| | | | | Prix Public | | LPPR* |
| | | | | HT | TTC | |
| Ceintures de positionnement Bodypoint (fixations incluses) | | | | | | |
| JBF2701 | <input type="checkbox"/> | Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille L | NC : 2123, 2124, 2253, cale-cuisses | 156,40 | 165,00 | |
| JBF2702 | <input type="checkbox"/> | Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille M | NC : 2121, 2122, 2132, 2253, cale-cuisses | 156,40 | 165,00 |  2701, 2702 |
| JBF2703 | <input type="checkbox"/> | Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille L | NC : 2123, 2124, 2253, cale-cuisses | 133,65 | 141,00 |  2703, 2704 |
| JBF2704 | <input type="checkbox"/> | Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille M | NC : 2121, 2122, 2132, 2253, cale-cuisses | 133,65 | 141,00 | |
| JBF2705 | <input type="checkbox"/> | Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille L | NC : 2123, 2124, 2253, cale-cuisses | 116,59 | 123,00 |  2705, 2706 |
| JBF2706 | <input type="checkbox"/> | Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille M | | 116,59 | 123,00 | |
| Rétroviseur | | | | | | |
| JBF1415 | <input type="checkbox"/> | Droit | NC : 1287, 2217, 2285, 2209, 2213, 2265, 2275, 2283, 2287 | 70,14 | 74,00 | |
| JBF1339 | <input type="checkbox"/> | Gauche | NC : 1286, 2218, 2286, 2210, 2214, 2266, 2276, 2284, 2288 | 70,14 | 74,00 | |
| ACCESSOIRES | | | | | | |
| Porte-bagage | | | | | | |
| Crochets porte-sac (Charge max. : 6kg) | | | | | | |
| JBF2128 | <input type="checkbox"/> | Crochets porte-sac (Uniquement avec Assise Modulite Modulable) | NC : 2105, 2173, 2227, 2228, 2229, 2233, 2240, 2257, 2291, 2292 | 150,71 | 159,00 |  2128 |
| Porte-canne | | | | | | |
| JBF1312 | <input type="checkbox"/> | Côté droit | NC : 1287, 2227, 2259, 1221 | 68,25 | 72,00 | |
| JBF1363 | <input type="checkbox"/> | Côté gauche | NC : 1286, 2228, 2260, 1222 | 68,25 | 72,00 | |
| Garde-boue (la paire) | | | | | | |
| JBF1416 | <input type="checkbox"/> | Garde-boue pour roues avant noir | | ◆ | ◆ | |
| JBF1417 | <input type="checkbox"/> | Garde-boue pour roues arrière noir | | ◆ | ◆ |  1416  1417 |
| Tablette escamotable | | | | | | |
| JBF1404 | <input type="checkbox"/> | Côté droit | NC : 1207, 1707, 2209, 2275, 2276, 2287, 2288, 2283, 2284, 2285, 2286, 2265, 2266, 2207, 2213, 2214, 2217 | 503,32 | 531,00 |  1404 1405 |
| JBF1405 | <input type="checkbox"/> | Côté gauche | NC : 1208, 1708, 2210, 2275, 2276, 2287, 2288, 2283, 2284, 2285, 2286, 2265, 2266, 2208, 2213, 2214, 2218 | 503,32 | 531,00 | |
| Trousse à outils | | | | | | |
| JBF1333 | <input type="checkbox"/> | Trousse à outils | | 29,38 | 31,00 | |
| Rampes en accessoire | | | | | | |
| 1654128 | <input type="checkbox"/> | Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg | | 402,84 | 425,00 |  1654128 |
| 1654129 | <input type="checkbox"/> | Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg | | 805,69 | 850,00 |  1654129 |
| 1654130 | <input type="checkbox"/> | Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg | | 426,54 | 450,00 |  1654130 |