

Invacare® Aviva® RX40 Modulite AA1



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace **Invacare Pro** sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com



Invacare® Aviva® RX40 Modulite AA1

Fauteuil roulant électrique roues arrière motrices



Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :



Descriptif :

- Compacité et motricité optimales grâce à :
 - Châssis étroit à partir de 560 mm
 - Empattement réduit
 - Roues avant de 8" et 9"

- Hauteur d'assise à partir de 435 mm
- Système de suspensions CTC réglable
- Moteurs 340W 4 pôles, de série
- Poids maximum de l'utilisateur : 136 kg.
- Garantie 2 ans hors batteries et pièces d'usure.

De série:

- Module de puissance 120 A
- Batteries 73 Ah
- Equipement route de sécurité LED
- Garde-boue pour roues avant et arrière
- Fourche monobras
- Carénage métallisé sur le châssis, les jantes et le dossier

NOUVEAU

UNE OPTION OFFERTE, A CHOISIR PARMIS :

- Manipulateur **REM400** avec écran couleur et fonction Bluetooth (JBF2205)
- **Equipement route** de sécurité LED **extra lumineux** 60 lux (JBF2837)

Tarif maximal de remboursement au titre de la PCH (Prestation de Compensation pour le Handicap) = 6 975,90 € TTC (inclus LPPR), pris en charge par la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées). Arrêté du 28 décembre 2005, paru au Journal Officiel du 30 décembre 2005.

* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas *Invacare®*.



Service de personnalisation Invacare Unique

Merci de préciser le numéro de devis ou de fabrication spéciale :

Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.











Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases







◆ Configuration standard

Options sans supplément de prix



				Euros			2x LPPR
				Prix Public	LPPR*		
CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC			
JBF0024	<input type="checkbox"/> <i>Invacare® Aviva® RX40 AA1</i> - Code LPPR 9125967 Module de puissance : 120 A - Moteurs : 4 pôles - poids max. utilisateur : 136 kg	NC : 1259	6 612,23	6 975,90	3 487,95	+ 7,00 € HT d'éco-participation	
UNE OPTION AU CHOIX OFFERTE A SELECTIONNER PARMIS :							
JBF0110	<input type="checkbox"/> Manipulateur REM400 avec écran couleur et fonction Bluetooth - JBF2205	NC : 2201, 2203, 2204, 2206	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		NOUVEAU	
JBF0120	<input type="checkbox"/> Equipement route de sécurité extra-lumineux LED 60 LUX - JBF2837	NC : 2201, 2203	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
CHÂSSIS AVIVA RX							
JBF2810	<input type="checkbox"/> Châssis étroit - 560 mm		◆	◆			
JBF2830	<input type="checkbox"/> Châssis large - 635 mm Recommandé en combinaison avec repose-jambes central		333,65	352,00			

Invacare® Aviva RX40 Modulite AA1				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
ASSISE MODULITE MODULABLE							
Type d'assise							
JBF2111	<input type="checkbox"/>	Assise Modulite rigide réglable en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) Largeur : 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur : 410 à 510 mm REGLABLE EN CONTINU		◆	◆		 2111
JBF2112	<input type="checkbox"/>	Assise Modulite souple réglable en tension, en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) - réhausse la hauteur d'assise de 30 mm Largeur : 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur : 410 à 510 mm REGLABLE EN CONTINU		120,38	127,00		 2112
Largeur d'assise (Préréglage d'usine)							
JBF2121	<input type="checkbox"/>	380 mm	NC : 2701, 2703, 2705	○	○		
JBF2122	<input type="checkbox"/>	430 mm	NC : 2701, 2703, 2705,	◆	◆		
JBF2123	<input type="checkbox"/>	480 mm	NC : 2702, 2704, 2706	○	○		
JBF2124	<input type="checkbox"/>	530 mm Recommandé : prendre les batteries 73,5 Ah	NC : 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2143, 2702, 2704, 2706, 2106	120,38	127,00		
Kit D'écartement Des Points De Pivot							
JBF2106	<input type="checkbox"/>	Kit D'écartement Des Points De Pivot dossier Recommandé pour l'installation d'un corset-siège	NC : 2124, 2192, 2194	○	○		
Profondeur d'assise (Préréglage d'usine)							
JBF2132	<input type="checkbox"/>	410 mm	NC : 2196, 2197, 2198, Bodypoint	○	○		
JBF2134	<input type="checkbox"/>	460 mm		◆	◆		
JBF2136	<input type="checkbox"/>	510 mm - Rail d'assise rallongé de 35 mm si fauteuil commandé en profondeur 510 mm avec un dossier rigide Flex 3	NC : 2143	○	○		
Coussin d'assise							
JBF2142	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Flo-tech Lite (Pour largeur 380 à 480 mm, hauteur 75 mm, poids max 127 kg) / Contour (Pour largeur 530mm, hauteur 100 mm, poids max 152 kg)		◆	◆		
JBF2143	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Matrx Contour Visco NG 430 x 430 mm (hauteur 100 mm, poids max 100 kg)	NC : 2136, 2124	84,36	89,00	81,00	 2143
JBF2147	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Matrx Libra , (hauteur 90mm, poids max 136kg)		293,84	310,00		 2147 2144
JBF2144	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Matrx Vi (Housse micro-aérée)		293,84	310,00		
Cannes de dossier - Poignées incluses							
JBF2162	<input type="checkbox"/>	Hauteur 540 mm		○	○		
JBF2163	<input type="checkbox"/>	Hauteur 480 mm	NC : 2173	◆	◆		
Poignées à pousser							
JBF2108	<input type="checkbox"/>	Sans poignées à pousser	NC : 1307, 2219, 2220, 2227, 2228, 2245, 2291, 2292	203,79	215,00		

Invacare® Aviva RX40 Modulite AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Type de dossier						
JBF2171	<input type="checkbox"/>	Dossier réglable en tension, avec toile rembourrée bi-matière et pochette arrière	NC : 2152, 1445, 2155, 2230, 2247, 1288, 1289	◆	◆	
JBF2179	<input type="checkbox"/>	Dossier réglable en tension Flex 3 livré avec coussin de dossier Lateral , revêtement PU bi-extensible noir (avec supplément)	NC : 2151, 2192, 2193, 2194, 2229, 2155, 2230, 2247	196,21	207,00	 2171
JBF2173	<input type="checkbox"/>	Dossier rigide Flex 3 réglable en largeur et en hauteur (de 560 à 790 mm) avec coussin de dossier Laguna	NC : 2163, 2128	164,93	174,00	 2173
JBF2174	<input type="checkbox"/>	Matrx Posture Back , hauteur 400 mm	NC : 1445, 2124	798,10	842,00	
JBF2175	<input type="checkbox"/>	Matrx Posture Back , hauteur 500 mm	NC : 1445, 2124	798,10	842,00	
JBF2176	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite E2 , hauteur 500 mm	NC : 1445, 2124	717,54	757,00	
JBF2177	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite TR , hauteur 500 mm	NC : 1445, 2124	717,54	757,00	
JBF2178	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite E2 Deep , hauteur 500 mm	NC : 1445, 2124	717,54	757,00	
Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure Matrx !						
Revêtement du coussin de dossier et/ou de l'assise (selon configuration)						
JBF2151	<input type="checkbox"/>	Nylon noir	NC : 2179	◆	◆	
JBF2152	<input type="checkbox"/>	PU bi-extensible noir	NC : 2171	71,09	75,00	
JBF2155	<input type="checkbox"/>	Mesh noir	NC : 2171, 2179	100,47	106,00	
Accoudoirs						
JBF2191	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs réglables en hauteur de 290 à 360 mm, en profondeur et amovible, la paire		◆	◆	 2191
JBF2181	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs réglables en hauteur de 340 à 400 mm, en profondeur et amovible, la paire		60,66	64,00	 2198
JBF2198	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs enveloppants, revêtement PU bi-extensible noir, la paire	NC : 2132, 2195, 2196, 2197, cale-cuisses	247,39	261,00	
JBF2183	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs courbés vers l'intérieur (jusqu'à -50 mm de largeur utile, 25 mm par côté)	NC : cale-cuisses	120,38	127,00	
JBF2193	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables, hauteur ajustable de 230 à 360 mm	NC : 1445, 2179	128,91	136,00	
JBF2192	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 230 à 300 mm	NC : 1445, 2179, 2106	372,51	393,00	
JBF2194	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 300 à 360 mm	NC : 1445, 2179, 2106	372,51	393,00	
Manchettes						
JBF2195	<input type="checkbox"/>	Manchettes standard, longueur 325 mm, la paire	NC : 2198	◆	◆	
JBF2196	<input type="checkbox"/>	Manchettes longues, longueur 375 mm, la paire	NC : 2132, 2198	78,67	83,00	
JBF2197	<input type="checkbox"/>	Manchettes longues ergonomiques, longueur 397 mm, la paire	NC : 2132, 2198, 2230, 2247	113,74	120,00	
Cale-cuisses						
JBF2184	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, gauche, taille 140 x 100 mm	NC : 2198, 2183, Bodypoint	290,05	306,00	
JBF2186	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, gauche, taille 230 x 100mm	NC : 2198, 2183, Bodypoint	290,05	306,00	
JBF2188	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, gauche, taille 330 x 100mm	NC : 2198, 2183, Bodypoint	290,05	306,00	
JBF2185	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, droite, taille 140 x 100mm	NC : 2198, 2183, Bodypoint	290,05	306,00	
JBF2187	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, droite, taille 230 x 100mm	NC : 2198, 2183, Bodypoint	290,05	306,00	
JBF2189	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, droite, taille 330 x 100mm	NC : 2198, 2183, Bodypoint	290,05	306,00	 Cale-cuisse
Hauteur des supports de cale-cuisse						
JBF2164	<input type="checkbox"/>	Supports pour cale-cuisse 155 mm		◆	◆	 1432
JBF2165	<input type="checkbox"/>	Supports pour cale-cuisse 206 mm		○	○	
Appuis-têtes et autres accessoires						
JBF1432	<input type="checkbox"/>	Appui-tête revêtement PU bi-extensible noir, réglable en profondeur et en largeur	NC : 2230, 2247, 1288, 1289	237,91	251,00	 1427
JBF1427	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Kontour multi-réglable avec oreillettes latérales revêtement PU bi-extensible noir	NC : 2230, 2247, 1288, 1289	313,74	331,00	 2324
JBF2324	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan Standard 10" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	383,89	405,00	 2325
JBF2325	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan Occipital 9" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	427,49	451,00	 2327
JBF2327	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan 4 points 11" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	559,24	590,00	
JBF1495	<input type="checkbox"/>	Autre appui-tête non Invacare conforme à l'ISO 7176-19 pour utilisation du fauteuil roulant comme siège dans un véhicule	NC : 2229	○	○	

Invacare® Aviva RX40 Modulite AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Tendeur de dossier						
JBF1307	<input type="checkbox"/>	Tendeur de dossier, diamètre 22mm (pour assise Modulite Modulable uniquement)	NC : 2108	43,60	46,00	
Support latéral (par paire ; revêtement PU bi-extensible noir)						
JBF1445	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc articulé, amovible, réglable en profondeur/hauteur/largeur, revêtement PU bi-extensible noir (la paire)	NC : 2171, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2192, 2193, 2194	335,55	354,00	 1445
Inclinaison d'assise						
JBF1091	<input type="checkbox"/>	Manuelle de 0° à 15°	NC : 1401,2054	◆	◆	
JBF1092	<input type="checkbox"/>	Electrique de 0° à 20°	NC : 1401,2054, 2201	412,32	435,00	
JBF1093	<input type="checkbox"/>	Electrique à compensation de 0° à 30° (Poids max 130kg si option 1450 ou 1494)	NC : 1401,2054, 2201	787,68	831,00	
JBF1094	<input type="checkbox"/>	Lift 300 mm - Assise élévatrice électriquement (Poids max.130 kg) - inclus inclinaison électrique à compensation de 0° à 30°	NC : 1494, 2201, 2220, 2860	1 634,12	1 724,00	
Hauteur sol-plaque d'assise pour inclinaison d'assise manuelle de 0° à 12° et électrique de 0° à 20°						
JBF2857	<input type="checkbox"/>	435 mm		◆	◆	
JBF2858	<input type="checkbox"/>	460 mm	NC : 2054	○	○	
JBF2859	<input type="checkbox"/>	485 mm	NC : 2054	○	○	
Inclinaison d'assise en option (uniquement si l'option 1093 or 1094 a été sélectionnée) Fabrication spéciale, non disponible dans l'e-commerce – délai supplémentaire de 5 jours ouvrés						
JBX2054	<input type="checkbox"/>	Proclive d'assise de 5° (inclinaison de -5° à +25°)	NC : 1091, 1092, 2858, 2859,	424,64	448,00	
Inclinaison de dossier						
JBF0975	<input type="checkbox"/>	Manuelle de 90° à 120° par paliers de 3,75° DOSSIER DEMONTABLE SANS OUTILS		◆	◆	 0975
JBF0977	<input type="checkbox"/>	Electrique de 0° à 30° DOSSIER RABATTABLE SANS OUTILS	NC : 2201	709,00	748,00	 0977
REPOSE-JAMBES ET REPOSE- PIEDS						
Repose-jambes central réglable en inclinaison avec appui-mollet avec palette réglable en angle ATTENTION : Conflit possible entre palettes et roues avant - privilégier le châssis large						
JBF0556	<input type="checkbox"/>	Repose jambe central manuel (réglable de 1,5° à 63°)	NC : 0517, 1244	563,03	594,00	
JBF0589	<input type="checkbox"/>	Electrique LNx avec compensation, amplitude de 90° - angle fermé, réglage à 83°/90°/97°. Livré à 83° sur châssis étroit / 90° sur châssis large	NC : 2201, 1244	1 712,80	1 807,00	
Palettes						
JBF2365	<input type="checkbox"/>	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille S (127 x 190 mm)		○	○	
JBF0559	<input type="checkbox"/>	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille M (140 x 240 mm)		◆	◆	
JBF0516	<input type="checkbox"/>	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille L (150 x 290 mm)		124,17	131,00	
JBF0517	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc réglable en hauteur et en angle M (305 x 275 mm)	NC : 0556	124,17	131,00	
Potences / Repose-pieds (la paire)						
JBF0526	<input type="checkbox"/>	Potences reoise-pieds fixes 80° et escamotables Intérieur/Extérieur (Paire)	NC : 0504	◆	◆	
JBF0503	<input type="checkbox"/>	Potences reoise-pieds standards réglables 90°-65° escamotables		○	○	
JBF0533	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes manuels réglables en angle de 0° à 80° type Storm®4	NC : 0512	271,09	286,00	 0533
JBF0531	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes ergonomiques électriques de 0° à 80°	NC : 0512, 2201	1 507,11	1 590,00	
Palettes (la paire)						
JBF0512	<input type="checkbox"/>	Fixes	NC : 0501, 0533, 0531	◆	◆	
JBF0504	<input type="checkbox"/>	Réglables en angle	NC : 0501, 0526	○	○	
JBF0513	<input type="checkbox"/>	Réglables en angle et profondeur	NC : 0501	106,16	112,00	 0513

Invacare® Aviva RX40 Modulite AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
COMMANDES ELECTRONIQUES LINX						
Commande principale pour Electronique LiNX						
JBF2201	<input type="checkbox"/>	Remote LiNX DLX-REM110 = Drive only	NC : 1437, 2837, 1092, 1093, 1094, 0977, 0589, 0531, 2229, 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2258, 2219, 2245, 2270	◆	◆	
JBF2203	<input type="checkbox"/>	Manipulateur LiNX REM211 : Conduite et contrôle des vérins	NC : 2837, 1437, 2231, 2232, 2229, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2270, 2272, 2258	○	○	
JBF2204	<input type="checkbox"/>	Manipulateur LiNX REM216 : Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage	NC : 2231, 2232, 2229, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2270, 2258	○	○	
JBF2205	<input type="checkbox"/>	Manipulateur LiNX REM400 : Écran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris	NC : 2220	1 137,44	1 200,00	
JBF2206	<input type="checkbox"/>	Ecran de contrôle LiNX REM500 : Ecran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris - NÉCESSITE UNE COMMANDE SPÉCIALE (2231, 2232, 2229)	NC : 2220, 2270	1 712,80	1 807,00	
Option REM400						
JBF2270	<input type="checkbox"/>	Interrupteur à bascule programmable pour manipulateur REM400 (par défaut : marche /arrêt et potentiomètre de vitesse), la paire	NC : 2201, 2203, 2204, 2206	340,28	359,00	
Fixation de la commande principale (REM211/216/400)						
JBF1207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite réversible, non escamotable	NC : 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404	○	○	
JBF1208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche réversible, non escamotable	NC : 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405	○	○	
JBF1707	<input type="checkbox"/>	Escamotable à droite + réglable en hauteur, renforcé	NC : 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404	◆	◆	
JBF1708	<input type="checkbox"/>	Escamotable à gauche + réglable en hauteur, renforcé	NC : 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405	○	○	
JBF2209	<input type="checkbox"/>	Escamotable à droite, multi-ajustable (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm)	NC : 2201, 2203, 2204, 2205, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1415, 2217, 1404	○	○	
JBF2210	<input type="checkbox"/>	Escamotable à gauche, multi-ajustable (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm)	NC : 2201, 2203, 2204, 2205, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1339, 2218, 1405	○	○	
PW-4005	<input type="checkbox"/>	Option 2209/2210 avec tige de fixation pour REM500 rallongée de 200 mm		Fabrication spéciale Sur Devis		
JBF2213	<input type="checkbox"/>	Fixation centrale, escamotable à droite	NC : 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1415, 2217, 1404, 1405	685,31	723,00	
JBF2214	<input type="checkbox"/>	Fixation centrale, escamotable à gauche	NC : 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1339, 2218, 1404, 1405	685,31	723,00	
JBF2227	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2206, 1287, 2220, 2128, 2108, 2219, 1221, 1312	160,19	169,00	35,71
JBF2228	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2206, 1286, 2220, 2128, 2108, 2219, 1222, 1363	160,19	169,00	35,71
JBX2239	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		



Invacare® Aviva RX40 Modulite AA1				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
Double commande LiNX (Utilisateur + tierce-personne)							
JBF2220	<input type="checkbox"/>	Double commande LiNX (REM050 - utilise le profil de conduite du REM110 ou le profil de conduite 1 du REM211/216 - Vitesse limitée à 6km/h)	NC : 1094, 2273, 2108, 2205, 2206, 1221, 1222, (2201+1283/1223/1224), 2227, 2228	677,02	714,26	714,26	 REM050
JBF2219	<input type="checkbox"/>	Double commande Compact LiNX - 3 profils de conduite dédiés et contrôle des vérins	NC : 2201, 2108, 1221, 1222, 2227, 2228	1 091,94	1 152,00	714,26	 2219
JBF2245	<input type="checkbox"/>	Double commande intuitive LiNX - profil de conduite dédié	NC : 2201, 2108, 2259, 2260	1 563,98	1 650,00	714,26	 2245
JBF2259	<input type="checkbox"/>	Fixation A Droite Pour Tierce-Personne	NC : 1287, 2291, 2245, 1312	○	○		
JBF2260	<input type="checkbox"/>	Fixation A Gauche Pour Tierce-Personne	NC : 1286, 2292, 2245, 1363	○	○		
JBF1221	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite, amovible - uniquement avec commande intuitive LiNX	NC : 1287, 2291, 2220, 2219, 2227, 1312	○	○		
JBF1222	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche, amovible - uniquement avec commande intuitive LiNX	NC : 1286, 2292, 2220, 2219, 2228, 1363	○	○		
Si plusieurs joysticks doivent être montés sur le support escamotable pour montage en position centrale (2213/2214), sélectionnez l'option 2215							
Joysticks Compact proportionnels - Uniquement avec REM400 et REM500							
JBF2231	<input type="checkbox"/>	Joystick LiNX Compact proportionnel (force de déflexion : 160 g)	NC : 2201, 2203, 2204	1 191,47	1 257,00		 2231 2232
JBF2232	<input type="checkbox"/>	Joystick LiNX Compact proportionnel Low force (force de déflexion : 112 g)	NC : 2201, 2203, 2204	1 312,80	1 385,00		
JBF2207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404	○	○		
JBF2208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1405	○	○		
JBF2265	<input type="checkbox"/>	Montage Central, Escamotable A Droite	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	717,54	757,00		
JBF2266	<input type="checkbox"/>	Montage Central, Escamotable A Gauche	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	717,54	757,00		
JBX2215	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis			
Commande occipitale à capteurs de proximité - Technologie ATOM							
JBF2230	<input type="checkbox"/>	ATOM ASL104 + contacteur egg	NC : 2201, 2203, 2204, 2229, 2233, 2092, 2257, 2240, 2175, 2171, 2197, 1350, 1432, 1427, Appui-têtes Elan	5 648,34	5 959,00	714,26	 2230
JBF2247	<input type="checkbox"/>	PROTON ASL104P + contacteur egg	NC : 2201, 2203, 2204, 2229, 2233, 2092, 2257, 2240, 2175, 2171, 2197, 1350, 1432, 1427, Appui-têtes Elan	5 648,34	5 959,00	714,26	 2247
Contacteurs à Capteurs De Proximité (Technologie ATOM)							
JBF2257	<input type="checkbox"/>	Contacteurs à Capteurs De Proximité ASL106	NC : 2201, 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2233, 2240, 2128	6 129,86	6 467,00		
JBF2275	<input type="checkbox"/>	Montage Central Escamotable A Droite (Nucleus)	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	○	○		
JBF2276	<input type="checkbox"/>	Montage Central Escamotable A Gauche (Nucleus)	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	○	○		
JBX2269	<input type="checkbox"/>	Montage Personnalisé Fabrication Spéciale		Sur devis			
Commande Mini Joystick proportionnel							
JBF2233	<input type="checkbox"/>	Mini Joystick Proportionnel MEC	NC : 2201, 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2257, 2128	3 366,82	3 552,00		 2233
JBF2240	<input type="checkbox"/>	Joystick Renforcé Proportionnel ASL133	NC : 2201, 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2257, 2128	2 709,95	2 859,00		
JBF2285	<input type="checkbox"/>	Montage Mini Tablette A Droite (100 x 150 mm)	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	717,54	757,00		
JBF2286	<input type="checkbox"/>	Montage Mini Tablette A Gauche (100 x 150 mm)	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	717,54	757,00		

Invacare® Aviva RX40 Modulite AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
JBF2283	<input type="checkbox"/>	Montage Central, Escamotable A Droite	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	○	○	
JBF2284	<input type="checkbox"/>	Montage Central, Escamotable A Gauche	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	○	○	
JBF2287	<input type="checkbox"/>	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à droite	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	717,54	757,00	
JBF2288	<input type="checkbox"/>	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à gauche	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	717,54	757,00	
JBX2289	<input type="checkbox"/>	Montage Personnalisé Fabrication Spéciale		Sur devis		
Options complémentaires LINX						
JBF2251	<input type="checkbox"/>	Clavier multifonctions 10 contacteurs, livré avec câble sortie double Jack 2252		530,81	560,00	
JBF2217	<input type="checkbox"/>	Fixation utilisateur à droite	NC : 1415, 2207, 2287, 2283, 2275, 2213, 2209, 2265, 1404	○	○	
JBF2218	<input type="checkbox"/>	Fixation utilisateur à gauche	NC : 1339, 2208, 2288, 2284, 2286, 2276, 2214, 2210, 2266, 1405	○	○	
JBF2291	<input type="checkbox"/>	Fixation tierce-personne à droite	NC : 2128, 2259, 1221, 1287, 2108	○	○	
JBF2292	<input type="checkbox"/>	Fixation tierce-personne à gauche	NC : 2128, 2260, 1222, 1288, 2108	○	○	
JBF2225	<input type="checkbox"/>	Sans montage		○	○	
Accessoires LINX						
JBF2253	<input type="checkbox"/>	Prises de charge USB (2 prises USB)	NC : 2706	236,02	249,00	
JBF2281	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite		○	○	
JBF2282	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche		○	○	
Remote Stop Switch						
JBF2258	<input type="checkbox"/>	Commande d'arrêt à distance (ASL504)	NC : 2201, 2203, 2204	831,28	877,00	
Module d'entrée						
JBF2273	<input type="checkbox"/>	Module d'entrée IN200 (Permet contacteur ON/OFF externe avec REM110/2XX)	NC : 2220	349,76	369,00	
Autres accessoires et contacteurs						
JBF2300	<input type="checkbox"/>	A inclure avec le fauteuil		○	○	
JBX2301	<input type="checkbox"/>	A connecter et programmer (Spécial)		Sur devis		
Contacteurs ronds et plats (Uniquement avec REM400 ou REM500)						
JBF1685	<input type="checkbox"/>	Contacteur Rouge		130,81	138,00	
JBF1686	<input type="checkbox"/>	Contacteur Jaune		130,81	138,00	
JBF1687	<input type="checkbox"/>	Contacteur Vert		130,81	138,00	
JBF1690	<input type="checkbox"/>	Contacteur Bleu		130,81	138,00	
Contacteur Egg (Uniquement avec REM400)						
JBF2254	<input type="checkbox"/>	Contacteur Egg, noir		103,32	109,00	
Mini contacteurs ronds et plats (Uniquement avec REM400 ou REM500)						
JBF1711	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Rouge		130,81	138,00	
JBF1712	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Jaune		130,81	138,00	
JBF1713	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Vert		130,81	138,00	
JBF1714	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Orange		130,81	138,00	
JBF1715	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Bleu		130,81	138,00	
JBF1716	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Noir		130,81	138,00	
Joysticks Bodypoint - livrés non montés						
JBF2721	<input type="checkbox"/>	Embout Joystick Bodypoint Ergo U 3" PC101A		100,00	105,50	
JBF2722	<input type="checkbox"/>	Embout Joystick Bodypoint Ergo U 4" PC102A		100,00	105,50	
JBF2723	<input type="checkbox"/>	Embout dôme en caoutchouc - Ø 66 mm		100,00	105,50	
JBF2724	<input type="checkbox"/>	Embout champignon rainuré (possible de le couper pour réduire sa hauteur) - diamètre 42 mm		100,00	105,50	
Adaptateur DB9 / 5 jacks						
JBH1681	<input type="checkbox"/>	Adaptateur DB9 / 5 jacks		151,66	160,00	



2251



2253

2721
2722
























2723


















2724



1681

Invacare® Aviva RX40 Modulite AA1				Euros					
				Prix Public		LPPR*			
				HT	TTC				
BASE MOTRICE									
Coloris de châssis									
JBF2871	<input type="checkbox"/>	Noir Anthracite		-284,36	-300,00				
JBF2872	<input type="checkbox"/>	Argenté		-284,36	-300,00	2871	2872		
JBF2873	<input type="checkbox"/>	Rouge Bengale		-284,36	-300,00				
JBF2874	<input type="checkbox"/>	Bleu Mercure		-284,36	-300,00	2873	2874		
JBF2875	<input type="checkbox"/>	Violet Midnight		-284,36	-300,00				
JBX0299	<input type="checkbox"/>	Premium - Coloris Châssis Et Dossier Personnalisé		781,99	825,00	2875	2865		
JBF2865	<input type="checkbox"/>	Premium - Coloris Châssis Et Dossier Vert British Racing métallisé		○	○		2866		
JBF2866	<input type="checkbox"/>	Premium - Coloris Châssis Et Dossier Bleu Ocean Satiné métallisé		○	○				
JBF2867	<input type="checkbox"/>	Premium - Coloris Châssis Et Dossier Bleu Givré métallisé		○	○	2867	2868		
JBF2868	<input type="checkbox"/>	Premium - Coloris Châssis Et Dossier Beige Perle métallisé		○	○				
Coloris de jantes									
JBF2882	<input type="checkbox"/>	Noir Anthracite		-80,57	-85,00	2882	2883		
JBF2883	<input type="checkbox"/>	Argenté		-80,57	-85,00				
JBF2884	<input type="checkbox"/>	Rouge Bengale		-80,57	-85,00	2884	2885		
JBF2885	<input type="checkbox"/>	Bleu Mercure		-80,57	-85,00				
JBF2886	<input type="checkbox"/>	Violet Midnight		-80,57	-85,00	2886			
JBF2887	<input type="checkbox"/>	Premium - Coloris Jantes Personnalisé		207,58	219,00				
JBF2888	<input type="checkbox"/>	Premium - Coloris Jantes Vert British Racing métallisé		○	○				
JBF2889	<input type="checkbox"/>	Premium - Coloris Jantes Bleu Ocean Satiné métallisé		○	○	2888	2889		
JBF2890	<input type="checkbox"/>	Premium - Coloris Jantes Bleu Givré métallisé		○	○				
JBF2891	<input type="checkbox"/>	Premium - Coloris Jantes Beige Perle métallisé		○	○	2890	2891		
Fourches									
JBF2631	<input type="checkbox"/>	Fourches Monobras		◆	◆				
JBF2632	<input type="checkbox"/>	Fourches Doubles		○	○				
Roues									
JBF0835	<input type="checkbox"/>	9" Pneumatique Noir		◆	◆				
JBF0836	<input type="checkbox"/>	9" Bandage Plein Noir		○	○				
JBF0838	<input type="checkbox"/>	9" Pneumatique Anti Crevaison Noir		61,61	65,00				
JBF0828	<input type="checkbox"/>	8" Bandage Plein Noir	NC : 1223	149,76	158,00				
Système verrouillage des fourches avant									
JBF1490	<input type="checkbox"/>	Système de verrouillage des fourches avant	NC : (2631+1416)	218,01	230,00				
Roues arrière type Storm®4									
JBF0704	<input type="checkbox"/>	14x3 Pneumatique noir à crampons		◆	◆				
JBF0705	<input type="checkbox"/>	14x3 Bandage plein noir à crampons		238,86	252,00				
JBF0706	<input type="checkbox"/>	14x3 Pneu anti-crevaison noir à crampons		61,61	65,00				
SUSPENSIONS									
CTC - Contrôle Traction Confort (Groupe de propulsion suspendu dans les plans horizontaux et verticaux par rapport au châssis et fermeté réglable)									
JBF2870	<input type="checkbox"/>	Suspensions CTC - Contrôle Traction Confort		◆	◆				
Suspensions latérales arrière									
JBF1910	<input type="checkbox"/>	Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 70 kg	NC : 1094	○	○				
JBF1912	<input type="checkbox"/>	Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 90 kg	NC : 1094	○	○				
JBF1911	<input type="checkbox"/>	Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 110 kg		○	○				
JBF1915	<input type="checkbox"/>	Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 136 kg		○	○				
PERFORMANCES									
Moteurs									
JBF1282	<input type="checkbox"/>	OPS Drive 6 km/h		○	○				
JBF1283	<input type="checkbox"/>	OPS Drive 10 km/h		◆	◆				
JBF1223	<input type="checkbox"/>	Moteurs OPS Drive 10 km/h, programmable jusqu'à 12 km/h - batteries 73,5 Ah incluses	NC : 0828, 1259, 1260	○	○				
Batteries & Chargeur									
JBF1259	<input type="checkbox"/>	60 Ah - batteries GEL	NC : 0024, 1223	○	○				
JBF1260	<input type="checkbox"/>	73,5 Ah - batteries GEL	NC : 0024, 1223, 1450	◆	◆				

Invacare® Aviva RX40 Modulite AA1				Euros			
				Prix Public			LPPR*
				HT	TTC		
GYROSCOPE							
G-Trac							
JBF1215	<input type="checkbox"/>	Module G-Trac (Contrôle directionnel de la trajectoire durant la conduite)		1 034,12	1 091,00		
Chargeur							
JBF1313	<input type="checkbox"/>	Chargeur 10A OptiCharge		◆	◆		
JBF1314	<input type="checkbox"/>	Chargeur 10A OptiCharge UK (IP44)		○	○		
OPTIONS DE POSITIONNEMENT							
Pensez aux accessoires de positionnement <i>Bodypoint</i> : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.							
OPTIONS							
<i>Les roulettes anti-basculer sont montées de série</i>							
Roulette anti-basculer							
JBF1205	<input type="checkbox"/>	Roulette anti-basculer		◆	◆		
Eclairage							
JBF1437	<input type="checkbox"/>	Equipement route de sécurité LED - Puissance 30 Lux - Clignotants, feux de position, warning (Choisir REM216 , REM400 ou REM500)	NC : 2201, 2203	◆	◆		
JBF2837	<input type="checkbox"/>	Equipement route de sécurité LED extra-lumineux - Puissance 60 Lux - Clignotants, feux de position, warning (Choisir REM216 , REM400 ou REM500)	NC : 2201, 2203	402,84	425,00	 1244	
Monte-trottoir							
JBF1244	<input type="checkbox"/>	Monte-trottoir	NC : 0522, 0556, 0589	291,00	307,00		
Préparation Base Motrice Montage Station d'Accueil Dahl							
JBF1450	<input type="checkbox"/>	Préparation Base Motrice Montage Station d'Accueil Dahl	NC : 1260	288,15	304,00		
Accroche-taxi							
JBF1493	<input type="checkbox"/>	Accroche-taxi 4 Fixations Avant/Arrière	NC : 2894	◆	◆		
JBF1494	<input type="checkbox"/>	Accroche -taxis 4 Fixations conformes à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes, appui-tête obligatoire	NC : 1094	○	○		
JBF1401	<input type="checkbox"/>	Accroche -taxis 6 Fixations conformes à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes, appui-tête obligatoire	NC : 1091, 1092, 1093	○	○		
Points d'accroche taxi							
JBF2894	<input type="checkbox"/>	Points de fixation latéraux additionnels facile d'accès (remplacent les points de fixation standard avant)	NC : 1493	91,94	97,00		
Ceintures de maintien							
JBF1329	<input type="checkbox"/>	Fermeture à boucle type automobile		◆	◆	 1329	
JBF2113	<input type="checkbox"/>	Fermeture à boucle type automobile avec points d'attache réglable sur l'assise	NC : 2121, 2122, 2132, 2253, cale-cuisses	50,24	53,00		
Ceintures de positionnement Bodypoint (fixations incluses)							
JBF2701	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille L	NC : 2123, 2124, 2253, cale-cuisses	156,40	165,00	 2701, 2702	
JBF2702	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille M	NC : 2121, 2122, 2132, 2253, cale-cuisses	156,40	165,00		
JBF2703	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille L	NC : 2123, 2124, 2253, cale-cuisses	133,65	141,00	 2703, 2704	
JBF2704	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille M	NC : 2121, 2122, 2132, 2253, cale-cuisses	133,65	141,00		
JBF2705	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille L	NC : 2123, 2124, 2253, cale-cuisses	116,59	123,00	 2705, 2706	
JBF2706	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille M		116,59	123,00		
Rétroviseur							
JBF1415	<input type="checkbox"/>	Droit	NC : 1287, 2217, 2285, 2209, 2213, 2265, 2275, 2283, 2287	70,14	74,00		
JBF1339	<input type="checkbox"/>	Gauche	NC : 1286, 2218, 2286, 2210, 2214, 2266, 2276, 2284, 2288	70,14	74,00		

Invacare® Aviva RX40 Modulite AA1				Euros		
				Prix Public	LPPR*	
				HT	TTC	
ACCESSOIRES						
Porte-bagage						
Crochets porte-sac (Charge max. : 6kg)						
JBF2128	<input type="checkbox"/>	Crochets porte-sac (Uniquement avec Assise Modulite Modulable)	NC : 2105, 2173, 2227, 2228, 2229, 2233, 2240, 2257, 2291, 2292	149,76	158,00	 2128
Porte-canne						
JBF1312	<input type="checkbox"/>	Côté droit	NC : 1287, 2227, 2259, 1221	68,25	72,00	
JBF1363	<input type="checkbox"/>	Côté gauche	NC : 1286, 2228, 2260, 1222	68,25	72,00	 1416
Garde-boue (la paire)						
JBF1416	<input type="checkbox"/>	Garde-boue pour roues avant noir		◆	◆	
JBF1417	<input type="checkbox"/>	Garde-boue pour roues arrière noir		◆	◆	 1417
Tablette escamotable						
JBF1404	<input type="checkbox"/>	Côté droit	NC : 1207, 1707, 2209, 2275, 2276, 2287, 2288, 2283, 2284, 2285, 2286, 2265, 2266, 2207, 2213, 2214, 2217	502,37	530,00	 1404 1405
JBF1405	<input type="checkbox"/>	Côté gauche	NC : 1208, 1708, 2210, 2275, 2276, 2287, 2288, 2283, 2284, 2285, 2286, 2265, 2266, 2208, 2213, 2214, 2218	502,37	530,00	
Trousse à outils						
JBF1333	<input type="checkbox"/>	Trousse à outils		29,38	31,00	
Rampes en accessoire						
1440530	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en fibre de verre Dimensions repliée : 2000 x 230 mm 16,3 kg - capacité maximum : 300 kg		1 787,68	1 886,00	 1440530
1654128	<input type="checkbox"/>	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		402,84	425,00	 1654128
1654129	<input type="checkbox"/>	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		805,69	850,00	 1654129
1654130	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00	 1654130