

AVIVA RX40 Modulite AA1



2 OPTIONS OFFERTES :

Manipulateur REM 400
Equipement route

NOUVEAU

Accoudoirs relevables de série
Pantographe **Maxx Resolve**
escamotable int/ext

Prix Public TTC

2 x LPPR
6 975,90 €



UNIQUE
Designed by you. Built by us.



Informations client	Caractéristiques produit
Date :	Largeur hors tout 560 mm
Référence d'achat :	Hauteur d'assise 435 mm
Code client :	Moteurs 340W 4 pôles
Cachet du distributeur :	Vitesse 6 km/h, 10 km/h ou 10 km/h programmable à 12 km/h
	Batteries 60 Ah ou 73 Ah
	Electronique Linx
	Roues motrices 14"
	Roues avant 8" ou 9"
	Franchissement 60 mm et 100 mm avec monte-trottoir
	Poids max utilisateur 136 kg
	Garantie 2 ans hors batteries et pièces d'usure
Commandes Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr , ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com	



☒ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases				☒ Configuration standard		☐ Options sans supplément de prix		
Invacare® Aviva RX40 Modulite AA1				Euros				
				Prix Public		LPPR*		
CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC		2 x LPPR	
JBF0024	☐	Invacare® Aviva® RX40 AA1 - Code LPPR 9125967 Module de puissance : 120 A - Moteurs : 4 pôles - poids max. utilisateur : 136 kg	NC : 1259	6 612,23	6 975,90	3 487,95		
				+ 7,42 € HT d'éco-participation				
DEUX OPTIONS AU CHOIX OFFERTE A SELECTIONNER PARMi :								
JBF0110	☐	Manipulateur REM400 avec écran couleur et fonction Bluetooth - JBF2205	NC : 2201, 2203, 2204, 2206	☐	☐		NOUVEAU	
JBF0140	☐	Equipement route de sécurité extra-lumineux LED 30 LUX - JBF1437	NC : 2201, 2203	☐	☐			
CHÂSSIS AVIVA RX								
JBF2810	☐	Châssis étroit - 560 mm		☒	☒		Prix en baisse	
JBF2830	☐	Châssis large - 635 mm Recommandé en combinaison avec repose-jambes central		☐	☐			
ASSISE MODULITE MODULABLE								
Type d'assise								
JBF2111	☐	Assise Modulite rigide réglable en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) Largeur : 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur : 410 à 510 mm REGLABLE EN CONTINU		☒	☒		 2111	
JBF2112	☐	Assise Modulite souple réglable en tension, en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) - réhausse la hauteur d'assise de 30 mm Largeur : 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur : 410 à 510 mm REGLABLE EN CONTINU		☐	☐		 2112 Prix en baisse	
Largeur d'assise (Préréglage d'usine)								
JBF2121	☐	380 mm	NC : 2701, 2703, 2705	☐	☐		Prix en baisse	
JBF2122	☐	430 mm	NC : 2701, 2703, 2705,	☒	☒			
JBF2123	☐	480 mm	NC : 2702, 2704, 2706	☐	☐			
JBF2124	☐	530 mm Recommandé : prendre les batteries 73,5 Ah	NC : 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2143, 2702, 2704, 2706, 2106	☐	☐			
Kit D'écartement Des Points De Pivot								
JBF2106	☐	Kit D'écartement Des Points De Pivot dossier Recommandé pour l'installation d'un corset-siège	NC : 2124, 2192, 2194	☐	☐			
Profondeur d'assise (Préréglage d'usine)								
JBF2132	☐	410 mm	NC : 2196, 2197, 2198, Bodypoint	☐	☐			
JBF2134	☐	460 mm		☒	☒			
JBF2136	☐	510 mm - Rail d'assise rallongé de 35 mm si fauteuil commandé en profondeur 510 mm avec un dossier rigide Flex 3	NC : 2143	☐	☐			

Invacare® Aviva RX40 Modulite AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Coussin d'assise						
JBF2142	☐	Coussin d'assise Flo-tech Lite (Pour largeur 380 à 480 mm, hauteur 75 mm, poids max 127 kg) / Contour (Pour largeur 530mm, hauteur 100 mm, poids max 152 kg)		◆	◆	
JBF2143	☐	Coussin d'assise Matrx Contour Visco^{NG} 430 x 430 mm (hauteur 100 mm, poids max 100 kg)	NC : 2136, 2124	76,78	81,00	81,00
JBF2147	☐	Coussin d'assise Matrx Libra , (hauteur 90mm, poids max 136kg)		293,84	310,00	
JBF2144	☐	Coussin d'assise Matrx Vi (Housse micro-aérée)		293,84	310,00	
Cannes de dossier - Poignées incluses						
JBF2162	☐	Hauteur 540 mm		○	○	
JBF2163	☐	Hauteur 480 mm	NC : 2052, 2053, 2173	◆	◆	
Poignées à pousser						
JBF2108	☐	Sans poignées à pousser	NC : 1307, 2219, 2220, 2227, 2228, 2245, 2291, 2292	○	○	
Type de dossier						
JBF2171	☐	Dossier réglable en tension , avec toile rembourrée bi-matière et pochette arrière	NC : 2052, 2053, 2152, 1445, 2155, 2230, 2247,1288, 1289	◆	◆	
JBF2179	☐	Dossier réglable en tension Flex 3 livré avec coussin de dossier Lateral , revêtement PU bi-extensible noir (avec supplément)	NC : 2151,2192, 2193, 2194, 2229, 2155, 2230, 2247	226,54	239,00	
JBF2173	☐	Dossier rigide Flex 3 réglable en largeur et en hauteur (de 560 à 790 mm) avec coussin de dossier Laguna	NC : 2163, 2128	188,63	199,00	
JBF2174	☐	Matrx Posture Back , hauteur 400 mm	NC : 1445, 2124	798,10	842,00	
JBF2175	☐	Matrx Posture Back , hauteur 500 mm	NC : 1445, 2124	798,10	842,00	
JBF2176	☐	Matrx Elite E2 , hauteur 500 mm	NC : 1445, 2124	798,10	842,00	
JBF2177	☐	Matrx Elite TR , hauteur 500 mm	NC : 1445, 2124	798,10	842,00	
JBF2178	☐	Matrx Elite E2 Deep , hauteur 500 mm	NC : 1445, 2124	798,10	842,00	
Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure Matrx !						
Revêtement du coussin de dossier et/ou de l'assise (selon configuration)						
JBF2151	☐	Nylon noir	NC : 2179	◆	◆	
JBF2152	☐	PU bi-extensible noir	NC : 2171	71,09	75,00	
JBF2155	☐	Mesh noir	NC : 2171, 2179	100,47	106,00	
Accoudoirs						
JBF2191	☐	Accoudoirs réglables en hauteur de 290 à 360 mm, en profondeur et amovible, la paire		○	○	
JBF2181	☐	Accoudoirs réglables en hauteur de 340 à 400 mm, en profondeur et amovible, la paire		70,14	74,00	
JBF2198	☐	Accoudoirs enveloppants, revêtement PU bi-extensible noir, la paire	NC : 2132, 2195, 2196, 2197, cale-cuisses	284,36	300,00	
JBF2183	☐	Accoudoirs courbés vers l'intérieur (jusqu'à -50 mm de largeur utile, 25 mm par côté)	NC : cale-cuisses	137,44	145,00	
JBF2193	☐	Accoudoirs relevables, hauteur ajustable de 230 à 360 mm	NC : 1445, 2179	◆	◆	
JBF2192	☐	Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 230 à 300 mm	NC : 1445, 2179, 2106	372,51	393,00	
JBF2194	☐	Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 300 à 360 mm	NC : 1445, 2179, 2106	372,51	393,00	
Manchettes						
JBF2195	☐	Manchettes standard, longueur 325 mm, la paire	NC : 2198	◆	◆	
JBF2196	☐	Manchettes longues, longueur 375 mm, la paire	NC : 2132, 2198	91,00	96,00	
JBF2197	☐	Manchettes longues ergonomiques, longueur 397 mm, la paire	NC : 2132, 2198, 2230, 2247	133,65	141,00	



2143



2147 2144



2171



2173



2191



2198

Nouveau de série



Nouveau de série

Invacare® Aviva RX40 Modulite AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Cale-cuisses						
JBF2184	☐	Cale-cuisse, gauche, taille 140 x 100 mm	NC : 2198, 2183, Bodypoint	290,05	306,00	
JBF2186	☐	Cale-cuisse, gauche, taille 230 x 100mm	NC : 2198, 2183, Bodypoint	290,05	306,00	
JBF2188	☐	Cale-cuisse, gauche, taille 330 x 100mm	NC : 2198, 2183, Bodypoint	290,05	306,00	
JBF2185	☐	Cale-cuisse, droite, taille 140 x 100mm	NC : 2198, 2183, Bodypoint	290,05	306,00	
JBF2187	☐	Cale-cuisse, droite, taille 230 x 100mm	NC : 2198, 2183, Bodypoint	290,05	306,00	
JBF2189	☐	Cale-cuisse, droite, taille 330 x 100mm	NC : 2198, 2183, Bodypoint	290,05	306,00	
Hauteur des supports de cale-cuisse						
JBF2164	☐	Supports pour cale-cuisse 155 mm		◆	◆	
JBF2165	☐	Supports pour cale-cuisse 206 mm		○	○	
Appuis-têtes et autres accessoires						
JBF1432	☐	Appui-tête revêtement PU bi-extensible noir, réglable en profondeur et en largeur	NC : 2230, 2247, 1288, 1289	273,93	289,00	
JBF1427	☐	Appui-tête Kontour multi-réglable avec oreillettes latérales revêtement PU bi-extensible noir	NC : 2230, 2247, 1288, 1289	361,14	381,00	
JBF2324	☐	Appui-tête Elan Standard 10" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	512,80	541,00	
JBF2325	☐	Appui-tête Elan Occipital 9" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	427,49	451,00	
JBF2327	☐	Appui-tête Elan 4 points 11" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	559,24	590,00	
JBF1495	☐	Autre appui-tête non Invacare conforme à l'ISO 7176-19 pour utilisation du fauteuil roulant comme siège dans un véhicule	NC : 2229	○	○	
Tendeur de dossier						
JBF1307	☐	Tendeur de dossier, diamètre 22mm (pour assise Modulite Modulable uniquement)	NC : 2108	51,18	54,00	
Support latéral (par paire ; revêtement PU bi-extensible noir)						
JBF1445	☐	Cale-tronc articulé, amovible, réglable en profondeur/hauteur/largeur, revêtement PU bi-extensible noir (la paire)	NC : 2171, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2192, 2193, 2194	385,78	407,00	
Inclinaison d'assise						
JBF1091	☐	Manuelle de 0° à 15°	NC : 1401,2054	◆	◆	
JBF1092	☐	Electrique de 0° à 20°	NC : 1401,2054, 2201	473,93	500,00	
JBF1093	☐	Electrique à compensation de 0° à 30° (Poids max 136 kg si option 1450 ou 1494)	NC : 1401,2054, 2201	906,16	956,00	
JBF2052	☐	Electrique à compensation de 0° à 50° (Poids max 136kg si option 1450 ou 1494)	NC 1401,2105, 0011, 0013, 2201,(2171/0975+2273),2161, 2163, 2171	906,16	956,00	
JBF1094	☐	Lift 300 mm - Assise élévatrice électriquement (Poids max. 136 kg) - inclus inclinaison électrique à compensation de 0° à 30°	NC : 1494, 2201, 2220, 2860	2 573,46	2 715,00	
JBF2053	☐	Lift 300 mm - Assise élévatrice électriquement (Poids max.136 kg) - inclus inclinaison électrique à compensation de 0° à 45°	NC 1494,(2054+0556/0589), 2105,2201,2220,(2171/0975+2273),1910,1912,2161,2163,2171	2 573,46	2 715,00	
Hauteur sol-plaque d'assise pour inclinaison d'assise manuelle de 0° à 12° et électrique de 0° à 20°						
JBF2857	☐	435 mm		◆	◆	
JBF2858	☐	460 mm	NC : 2054	○	○	
JBF2859	☐	485 mm	NC : 2054	○	○	
Inclinaison d'assise en option (uniquement si l'option 1093 or 1094 a été sélectionnée)						
Fabrication spéciale, non disponible dans l'e-commerce – délai supplémentaire de 5 jours ouvrés						
JBX2054	☐	Proclive d'assise de 5° (inclinaison de -5° à +25°)	NC : 1091, 1092, 2858, 2859,	488,15	515,00	
Inclinaison de dossier						
JBF0975	☐	Manuelle de 90° à 120° par paliers de 3,75° DOSSIER DEMONTABLE SANS OUTILS		◆	◆	
JBF0977	☐	Electrique de 0° à 30° DOSSIER RABATTABLE SANS OUTILS	NC : 2201	815,17	860,00	



Invacare® Aviva RX40 Modulite AA1				Euros		
				Prix Public	LPPR*	
				HT	TTC	
REPOSE-JAMBES ET REPOSE- PIEDS						
Repose-jambes central réglable en inclinaison avec appui-mollet avec palette réglable en angle ATTENTION : Conflit possible entre palettes et roues avant - privilégier le châssis large						 0589
JBF0556	☐	Repose jambe central manuel (réglable de 1,5° à 63°)	NC : 0517, 1244	563,03	594,00	
JBF0589	☐	Electrique LNX avec compensation, amplitude de 90° - angle fermé, réglage à 83°/90°/97°. Livré à 83° sur châssis étroit / 90° sur châssis large	NC : 2201, 1244	1 848,34	1 950,00	
Palettes						
JBF2365	☐	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille S (127 x 190 mm)		○	○	
JBF0559	☐	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille M (140 x 240 mm)		◆	◆	
JBF0516	☐	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille L (150 x 290 mm)		143,13	151,00	
JBF0517	☐	Palette monobloc réglable en hauteur et en angle M (305 x 275 mm)	NC : 0556	143,13	151,00	
Potences / Repose-pieds (la paire)						
JBF0526	☐	Potences reoise-pieds fixes 80° et escamotables Intérieur/Extérieur (Paire)	NC : 0504	◆	◆	
JBF0503	☐	Potences repose-pieds standards réglables 90°-65° escamotables		○	○	
JBF0533	☐	Repose-jambes manuels réglables en angle de 0° à 80° type Storm®4	NC : 0512	311,85	329,00	
JBF0531	☐	Repose-jambes ergonomiques électriques de 0° à 80°	NC : 0512, 2201	1 507,11	1 590,00	
Palettes (la paire)						
JBF0512	☐	Fixes	NC : 0501, 0533, 0531	◆	◆	
JBF0504	☐	Réglables en angle	NC : 0501, 0526	○	○	
JBF0513	☐	Réglables en angle et profondeur	NC : 0501	122,27	129,00	
COMMANDES ELECTRONIQUES LINX						
Commande principale pour Electronique LiNX						  REM211  REM216  REM400   REM500 
JBF2201	☐	Remote LiNX DLX-REM110 = Drive only	NC : 1437, 2837, 1092, 1093, 1094, 0977, 0589, 0531, 2229, 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2258, 2219, 2245, 2270	◆	◆	
JBF2203	☐	Manipulateur LINX REM211 : Conduite et contrôle des vérins	NC : 2837, 1437, 2231, 2232, 2229, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2270, 2272, 2258	○	○	
JBF2204	☐	Manipulateur LINX REM216 : Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage	NC : 2231, 2232, 2229, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2270, 2258	○	○	
JBF2205	☐	Manipulateur LINX REM400 : Écran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris	NC : 2220	1 208,53	1 275,00	
JBF2206	☐	Ecran de contrôle LINX REM500 : Ecran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris - NÉCESSITE UNE COMMANDE SPÉCIALE (2231, 2232, 2229)	NC : 2220, 2270	1 777,25	1 875,00	
Option REM400						 2270
JBF2270	☐	Interrupteur à bascule programmable pour manipulateur REM400 (par défaut : marche /arrêt et potentiomètre de vitesse), la paire	NC : 2201, 2203, 2204, 2206	340,28	359,00	

Invacare® Aviva RX40 Modulite AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Fixation de la commande principale (REM211/216/400)						
JB1207	☐	Fixation à droite réversible, non escamotable	NC : 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404	○	○	
JB1208	☐	Fixation à gauche réversible, non escamotable	NC : 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405	○	○	
JB1707	☐	Escamotable à droite + réglable en hauteur, renforcé	NC : 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404	◆	◆	
JB1708	☐	Escamotable à gauche + réglable en hauteur, renforcé	NC : 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405	○	○	
JB1709	☐	Maxx Resolve escamotable intérieur/extérieur - fixation à droite	NC 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404	○	○	
JB1710	☐	Maxx Resolve escamotable intérieur/extérieur - fixation à gauche	NC 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405	○	○	
JB2209	☐	Escamotable à droite , multi-ajustable (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm)	NC : 2201, 2203, 2204, 2205, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1415, 2217, 1404	○	○	
JB2210	☐	Escamotable à gauche, multi-ajustable (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm)	NC : 2201, 2203, 2204, 2205, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1339, 2218, 1405	○	○	
PW-4005	☐	Option 2209/2210 avec tige de fixation pour REM500 rallongée de 200 mm		Fabrication spéciale Sur Devis		
JB2213	☐	Fixation centrale, escamotable à droite	NC : 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1415, 2217, 1404, 1405	787,68	831,00	
JB2214	☐	Fixation centrale, escamotable à gauche	NC : 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1339, 2218, 1404, 1405	787,68	831,00	
JB2227	☐	Fixation à droite pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2206, 1287, 2220, 2128, 2108, 2219, 1221, 1312	33,85	35,71	35,71
JB2228	☐	Fixation à gauche pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2206, 1286, 2220, 2128, 2108, 2219, 1222, 1363	33,85	35,71	35,71
JBX2239	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Double commande LiNX (Utilisateur + tierce-personne)						
JB2220	☐	Double commande LiNX (REM050 - utilise le profil de conduite du REM110 ou le profil de conduite 1 du REM211/216 - Vitesse limitée à 6km/h)	NC : 1094, 2273, 2108, 2205, 2206, 1221, 1222, (2201+1283/1223/1224), 2227, 2228	677,02	714,26	714,26
JB2219	☐	Double commande Compact LiNX - 3 profils de conduite dédiés et contrôle des vérins	NC : 2201, 2108, 1221, 1222, 2227, 2228	1 354,05	1 428,52	714,26
JB2245	☐	Double commande intuitive LiNX - profil de conduite dédié	NC : 2201, 2108, 2259, 2260	1 354,05	1 428,52	714,26
JB2259	☐	Fixation A Droite Pour Tierce-Personne	NC : 1287, 2291, 2245, 1312	○	○	
JB2260	☐	Fixation A Gauche Pour Tierce-Personne	NC : 1286, 2292, 2245, 1363	○	○	
JB1221	☐	Fixation à droite, amovible - uniquement avec commande intuitive LiNX	NC : 1287, 2291, 2220, 2219, 2227, 1312	○	○	
JB1222	☐	Fixation à gauche, amovible - uniquement avec commande intuitive LiNX	NC : 1286, 2292, 2220, 2219, 2228, 1363	○	○	

NOUVEAU



1709, 1710



2209
2210



REM050



2219



2245

Prix en baisse

NOUVEAU



1709, 1710



2209
2210



REM050



2219



2245

Prix en baisse

Invacare® Aviva RX40 Modulite AA1				Euros			
				Prix Public	LPPR*		
				HT	TTC		
Si plusieurs joysticks doivent être montés sur le support escamotable pour montage en position centrale (2213/2214), sélectionnez l'option 2215							
Commandes spéciales Mo-Vis - consulter la fiche de mesure							
Joysticks Compact proportionnels - Uniquement avec REM400 et REM500							
JBF2231	☐	Joystick LiNX Compact proportionel (force de déflexion : 160 g)	NC : 2201, 2203, 2204	1 371,56	1 447,00	 2231 2232	
JBF2232	☐	Joystick LiNX Compact proportionel Low force (force de déflexion : 112 g)	NC : 2201, 2203, 2204	1 509,00	1 592,00		
JBF2207	☐	Fixation à droite	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404	○	○	 2230  2247	
JBF2208	☐	Fixation à gauche	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1405	○	○		
JBF2265	☐	Montage Central, Escamotable A Droite	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	787,68	831,00		
JBF2266	☐	Montage Central, Escamotable A Gauche	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	787,68	831,00		
JBX2215	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :	Sur devis				
Commande occipitale à capteurs de proximité - Technologie ATOM							
JBF2230	☐	ATOM ASL104 + contacteur egg	NC : 2201, 2203, 2204, 2229, 2233, 2092, 2257, 2240, 2175, 2171, 2197, 1350, 1432, 1427, Appui-têtes Elan	5 648,34	5 959,00	714,26	 2230  2247
JBF2247	☐	PROTON ASL104P + contacteur egg	NC : 2201, 2203, 2204, 2229, 2233, 2092, 2257, 2240, 2175, 2171, 2197, 1350, 1432, 1427, Appui-têtes Elan	5 648,34	5 959,00	714,26	
Contacteurs à Capteurs De Proximité (Technologie ATOM)							
JBF2257	☐	Contacteurs à Capteurs De Proximité ASL106	NC : 2201, 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2233, 2240, 2128	7 048,34	7 436,00		 2233
JBF2275	☐	Montage Central Escamotable A Droite (Nucleus)	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	○	○		
JBF2276	☐	Montage Central Escamotable A Gauche (Nucleus)	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	○	○		
JBX2269	☐	Montage Personnalisé Fabrication Spéciale	Sur devis				
Commande Mini Joystick proportionnel							
JBF2233	☐	Mini Joystick Proportionnel MEC	NC : 2201, 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2257, 2128	5 648,34	5 959,00		 2233
JBF2240	☐	Joystick Renforcé Proportionnel ASL133	NC : 2201, 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2257, 2128	3 317,54	3 500,00		
JBF2285	☐	Montage Mini Tablette A Droite (100 x 150 mm)	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	787,68	831,00		
JBF2286	☐	Montage Mini Tablette A Gauche (100 x 150 mm)	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	787,68	831,00		
JBF2283	☐	Montage Central, Escamotable A Droite	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	○	○		
JBF2284	☐	Montage Central, Escamotable A Gauche	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	○	○		
JBF2287	☐	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à droite	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	787,68	831,00		
JBF2288	☐	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à gauche	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	787,68	831,00		
JBX2289	☐	Montage Personnalisé Fabrication Spéciale	Sur devis				

Invacare® Aviva RX40 Modulite AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Options complémentaires LiNX						
JBF2251	☐	Clavier multifonctions 10 contacteurs, livré avec câble sortie double Jack 2252		530,81	560,00	
JBF2217	☐	Fixation utilisateur à droite	NC : 1415, 2207, 2287, 2283, 2275, 2213, 2209, 2265, 1404	○	○	
JBF2218	☐	Fixation utilisateur à gauche	NC : 1339, 2208, 2288, 2284, 2286, 2276, 2214, 2210, 2266, 1405	○	○	
JBF2291	☐	Fixation tierce-personne à droite	NC : 2128, 2259, 1221, 1287, 2108	○	○	
JBF2292	☐	Fixation tierce-personne à gauche	NC : 2128, 2260, 1222, 1288, 2108	○	○	
JBF2225	☐	Sans montage		○	○	
JBF2252	☐	Câble sortie double Jack (pour connexion contacteur) - défilement des fonctions et activation des vérins		71,09	75,00	
Accessoires LiNX						
JBF2253	☐	Prises de charge USB (2 prises USB)	NC : 2706	472,99	499,00	
JBF2281	☐	Fixation à droite		○	○	
JBF2282	☐	Fixation à gauche		○	○	
Remote Stop Switch						
JBF2258	☐	Commande d'arrêt à distance (ASL504)	NC : 2201, 2203, 2204	831,28	877,00	
Module d'entrée						
JBF2273	☐	Module d'entrée IN200 (Permet contacteur ON/OFF externe avec REM110/2XX)	NC : 2220	400,00	422,00	
Autres accessoires et contacteurs						
JBF2300	☐	A inclure avec le fauteuil		○	○	
JBX2301	☐	A connecter et programmer (Spécial)		Sur devis		
Contacteurs ronds et plats (Uniquement avec REM400 ou REM500)						
JBF1685	☐	Contacteur Rouge		149,76	158,00	
JBF1686	☐	Contacteur Jaune		149,76	158,00	
JBF1687	☐	Contacteur Vert		149,76	158,00	
JBF1690	☐	Contacteur Bleu		149,76	158,00	
Contacteur Egg (Uniquement avec REM400)						
JBF2254	☐	Contacteur Egg, noir		118,48	125,00	
Mini contacteurs ronds et plats (Uniquement avec REM400 ou REM500)						
JBF1711	☐	Mini contacteur Rouge		149,76	158,00	
JBF1712	☐	Mini contacteur Jaune		149,76	158,00	
JBF1713	☐	Mini contacteur Vert		149,76	158,00	
JBF1714	☐	Mini contacteur Orange		149,76	158,00	
JBF1715	☐	Mini contacteur Bleu		149,76	158,00	
JBF1716	☐	Mini contacteur Noir		149,76	158,00	
Joysticks Bodypoint - livrés non montés						
JBF2721	☐	Embout Joystick Bodypoint Ergo U 3" PC101A		100,00	105,50	
JBF2722	☐	Embout Joystick Bodypoint Ergo U 4" PC102A		100,00	105,50	
JBF2723	☐	Embout dôme en caoutchouc - Ø 66 mm		100,00	105,50	
JBF2724	☐	Embout champignon rainuré (possible de le couper pour réduire sa hauteur) - diamètre 42 mm		100,00	105,50	
Adaptateur DB9 / 5 jacks						
JBH1681	☐	Adaptateur DB9 / 5 jacks		172,51	182,00	



2251



2253





2721
2722



2723



2724



1681



2251



2253



2721
2722



2723



2724



1681

Invacare® Aviva RX40 Modulite AA1					Euros				
					Prix Public				LPPR*
					HT	TTC			
BASE MOTRICE									
Coloris de châssis									
JBF2871	☐	Noir Anthracite		-284,36	-300,00				
JBF2872	☐	Argenté		-284,36	-300,00		2871	2872	
JBF2873	☐	Rouge Bengale		-284,36	-300,00				
JBF2874	☐	Bleu Mercure		-284,36	-300,00		2873	2874	
JBF2875	☐	Violet Midnight		-284,36	-300,00				
JBX0299	☐	Premium - Coloris Châssis Et Dossier Personnalisé		781,99	825,00		2875	2865	
JBF2865	☐	Premium - Coloris Châssis Et Dossier Vert British Racing métallisé		○	○				
JBF2866	☐	Premium - Coloris Châssis Et Dossier Bleu Ocean Satiné métallisé		○	○		2866	2867	
JBF2867	☐	Premium - Coloris Châssis Et Dossier Bleu Givré métallisé		○	○				
JBF2868	☐	Premium - Coloris Châssis Et Dossier Beige Perle métallisé		○	○		2868		
Coloris de jantes									
JBF2882	☐	Noir Anthracite		-80,57	-85,00				
JBF2883	☐	Argenté		-80,57	-85,00		2882	2883	
JBF2884	☐	Rouge Bengale		-80,57	-85,00				
JBF2885	☐	Bleu Mercure		-80,57	-85,00		2884	2885	
JBF2886	☐	Violet Midnight		-80,57	-85,00				
JBF2887	☐	Premium - Coloris Jantes Personnalisé		207,58	219,00		2886	2888	
JBF2888	☐	Premium - Coloris Jantes Vert British Racing métallisé		○	○				
JBF2889	☐	Premium - Coloris Jantes Bleu Ocean Satiné métallisé		○	○		2889	2890	
JBF2890	☐	Premium - Coloris Jantes Bleu Givré métallisé		○	○				
JBF2891	☐	Premium - Coloris Jantes Beige Perle métallisé		○	○		2891		
Fourches									
JBF2631	☐	Fourches Monobras		◆	◆				
JBF2632	☐	Fourches Doubles		○	○				
Roues									
JBF0835	☐	9" Pneumatique Noir		◆	◆				
JBF0836	☐	9" Bandage Plein Noir		○	○				
JBF0838	☐	9" Pneumatique Anti Crevaision Noir		○	○				
JBF0828	☐	8" Bandage Plein Noir	NC : 1223	168,72	178,00				
Système verrouillage des fourches avant									
JBF1490	☐	Système de verrouillage des fourches avant	NC : (2631+1416)	218,01	230,00				
Roues arrière type Storm®4									
JBF0704	☐	14x3 Pneumatique noir à crampons		◆	◆				
JBF0705	☐	14x3 Bandage plein noir à crampons		238,86	252,00				
JBF0706	☐	14x3 Pneu anti-crevaision noir à crampons		○	○				
SUSPENSIONS									
CTC - Contrôle Traction Confort (Groupe de propulsion suspendu dans les plans horizontaux et verticaux par rapport au châssis et fermé réglable)									
JBF2870	☐	Suspensions CTC - Contrôle Traction Confort		◆	◆				
Suspensions latérales arrière									
JBF1910	☐	Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 70 kg	NC : 1094	○	○				
JBF1912	☐	Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 90 kg	NC : 1094	○	○				
JBF1911	☐	Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 110 kg		○	○				
JBF1915	☐	Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 136 kg		○	○				

Prix en baisse

Prix en baisse

Prix en baisse


Prix en baisse

Invacare® Aviva RX40 Modulite AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
PERFORMANCES						
Moteurs						
JBF1282	☐	OPS Drive 6 km/h		○	○	
JBF1283	☐	OPS Drive 10 km/h		◆	◆	
JBF1223	☐	Moteurs OPS Drive 10 km/h, programmable jusqu'à 12 km/h - batteries 73,5 Ah incluses	NC : 0828, 1259, 1260	○	○	
Batteries & Chargeur						
JBF1259	☐	60 Ah - batteries GEL	NC : 0024, 1223	○	○	
JBF1260	☐	73,5 Ah - batteries GEL	NC : 0024, 1223, 1450	◆	◆	
GYROSCOPE						
G-Trac						
JBF1215	☐	Module G-Trac (Contrôle directionnel de la trajectoire durant la conduite)		1 090,05	1 150,00	
Chargeur						
JBF1313	☐	Chargeur 10A OptiCharge		◆	◆	
JBF1314	☐	Chargeur 10A OptiCharge UK (IP44)		○	○	
OPTIONS DE POSITIONNEMENT						
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.						
OPTIONS						
Les roulettes anti-basculer sont montées de série						
Roulette anti-basculer						
JBF1205	☐	Roulette anti-basculer		◆	◆	
Eclairage						
JBF1437	☐	Equipement route de sécurité LED - Puissance 30 Lux - Clignotants, feux de position, warning (Choisir REM216 , REM400 ou REM500)	NC : 2201, 2203	492,89	520,00	
JBF2837	☐	Equipement route de sécurité LED extra-lumineux - Puissance 60 Lux - Clignotants, feux de position, warning (Choisir REM216 , REM400 ou REM500)	NC : 2201, 2203	663,51	700,00	
JBF1254	☐	Sans éclairage		◆	◆	
Monte-trottoir						
JBF1244	☐	Monte-trottoir	NC : 0522, 0556, 0589	291,00	307,00	
Préparation Base Motrice Montage Station d'Accueil Dahl						
JBF1450	☐	Préparation Base Motrice Montage Station d'Accueil Dahl	NC : 1260	330,81	349,00	
Accroche-taxi						
JBF1493	☐	Accroche-taxi 4 Fixations Avant/Arrière	NC : 2894	◆	◆	
JBF1494	☐	Accroche -taxis 4 Fixations conformes à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes, appui-tête obligatoire	NC : 1094	○	○	
JBF1401	☐	Accroche -taxis 6 Fixations conformes à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes, appui-tête obligatoire	NC : 1091, 1092, 1093	○	○	
Points d'accroche taxi						
JBF2894	☐	Points de fixation latéraux additionnels facile d'accès (remplacent les points de fixation standard avant)	NC : 1493	104,27	110,00	
Ceintures de maintien						
JBF1329	☐	Fermeture à boucle type automobile		◆	◆	
JBF2113	☐	Fermeture à boucle type automobile avec points d'attache réglable sur l'assise	NC : 2121, 2122, 2132, 2253, cale-cuisses	57,82	61,00	




1244


1329

Invacare® Aviva RX40 Modulite AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Ceintures de positionnement Bodypoint (fixations incluses)						
JBF2701	☐	Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille L	NC : 2123, 2124, 2253, cale-cuisses	156,40	165,00	 2701, 2702
JBF2702	☐	Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille M	NC : 2121, 2122, 2132, 2253, cale-cuisses	156,40	165,00	
JBF2703	☐	Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille L	NC : 2123, 2124, 2253, cale-cuisses	133,65	141,00	
JBF2704	☐	Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille M	NC : 2121, 2122, 2132, 2253, cale-cuisses	133,65	141,00	
JBF2705	☐	Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille L	NC : 2123, 2124, 2253, cale-cuisses	116,59	123,00	
JBF2706	☐	Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille M		116,59	123,00	
Rétroviseur						
JBF1415	☐	Droit	NC : 1287, 2217, 2285, 2209, 2213, 2265, 2275, 2283, 2287	70,14	74,00	
JBF1339	☐	Gauche	NC : 1286, 2218, 2286, 2210, 2214, 2266, 2276, 2284, 2288	70,14	74,00	
ACCESSOIRES						
Porte-bagage						
Crochets porte-sac (Charge max. : 6kg)						
JBF2128	☐	Crochets porte-sac (Uniquement avec Assise Modulite Modulable)	NC : 2105, 2173, 2227, 2228, 2229, 2233, 2240, 2257, 2291, 2292	150,71	159,00	 2128
Porte-canne						
JBF1312	☐	Côté droit	NC : 1287, 2227, 2259, 1221	68,25	72,00	
JBF1363	☐	Côté gauche	NC : 1286, 2228, 2260, 1222	68,25	72,00	
Garde-boue (la paire)						
JBF1416	☐	Garde-boue pour roues avant noir		◆	◆	 1416
JBF1417	☐	Garde-boue pour roues arrière noir		◆	◆	
Tablette escamotable						
JBF1404	☐	Côté droit	NC : 1207, 1707, 2209, 2275, 2276, 2287, 2288, 2283, 2284, 2285, 2286, 2265, 2266, 2207, 2213, 2214, 2217	503,32	531,00	 1404 1405
JBF1405	☐	Côté gauche	NC : 1208, 1708, 2210, 2275, 2276, 2287, 2288, 2283, 2284, 2285, 2286, 2265, 2266, 2208, 2213, 2214, 2218	503,32	531,00	
Trousse à outils						
JBF1333	☐	Trousse à outils		29,38	31,00	
Rampes en accessoire						
1654128	☐	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		402,84	425,00	 1654128
1654129	☐	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		805,69	850,00	 1654129
1654130	☐	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00	 1654130