

# Invacare® Aviva® RX40 Modulite AA1



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre **espace Invacare Pro** sur [www.invacare.fr](http://www.invacare.fr), ou commandez par e-mail à : [commandesfr@invacare.com](mailto:commandesfr@invacare.com)



## Invacare® Aviva® RX40 Modulite AA1



Fauteuil roulant électrique roues arrière motrices



### Descriptif :

- Compacité et motricité optimales grâce à :
  - Châssis étroit à partir de 560 mm
  - Empattement réduit
  - Roues avant de 8" et 9"
- Hauteur d'assise à partir de 435 mm
- Système de suspensions CTC réglable
- Moteurs 340W 4 pôles, de série
- Poids maximum de l'utilisateur : 136 kg.
- Garantie 2 ans hors batteries et pièces d'usure.

### De série:

- Module de puissance 120 A
- Batteries 73 Ah
- Equipement route de sécurité LED
- Garde-boue pour roues avant et arrière
- Fourche monobras
- Carénage métallisé sur le châssis, les jantes et le dossier

**NOUVEAU**

### UNE OPTION OFFERTE, A CHOISIR PARMIL :

- Manipulateur **REM400** avec écran couleur et fonction Bluetooth (JBF2205)
- **Equipement route** de sécurité LED **extra lumineux** 60 lux (JBF2837)

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :

Tarif maximal de remboursement au titre de la PCH (Prestation de Compensation pour le Handicap) = 6 975,90 € TTC (inclus LPPR), pris en charge par la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées). Arrêté du 28 décembre 2005, paru au Journal Officiel du 30 décembre 2005.

\* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.



Service de personnalisation Invacare Unique

Merci de préciser le numéro de devis ou de fabrication spéciale :






**Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.**






Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases












Configuration standard










Options sans supplément de prix

			Euros			
			Prix Public	LPPR*		
CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC		
JBF0024	<input type="checkbox"/> <i>Invacare® Aviva® RX40 AA1</i> - Code LPPR 9125967 Module de puissance : 120 A - Moteurs : 4 pôles - poids max. utilisateur : 136 kg	NC : 1259	6 612,23	6 975,90	3 487,95	<b>2x LPPR</b>
			+ 7,00 € HT d'éco-participation			
<b>UNE OPTION AU CHOIX OFFERTE A SELECTIONNER PARMIL :</b>						
JBF0110	<input type="checkbox"/> Manipulateur <b>REM400</b> avec écran couleur et fonction Bluetooth - JBF2205	NC : 2201, 2203, 2204, 2206	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<b>NOUVEAU</b>
JBF0120	<input type="checkbox"/> <b>Equipement route</b> de sécurité extra-lumineux LED 60 LUX - JBF2837	NC : 2201, 2203	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
<b>CHÂSSIS AVIVA RX</b>						
JBF2810	<input type="checkbox"/> Châssis étroit - 560 mm		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		
JBF2830	<input type="checkbox"/> <b>Recommandé</b> en combinaison avec repose-jambes central		333,65	352,00		

Invacare® Aviva RX40 Modulite AA1				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
<b>ASSISE MODULITE MODULABLE</b>							
<b>Type d'assise</b>							
JBF2111	<input type="checkbox"/>	Assise Modulite rigide réglable en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) <b>Largeur</b> : 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm <b>Profondeur</b> : 410 à 510 mm <b>REGLABLE EN CONTINU</b>		◆	◆		 2111
JBF2112	<input type="checkbox"/>	Assise Modulite souple réglable en tension, en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) - réhausse la hauteur d'assise de 30 mm <b>Largeur</b> : 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm <b>Profondeur</b> : 410 à 510 mm <b>REGLABLE EN CONTINU</b>		120,38	127,00		 2112
<b>Largeur d'assise (Préréglage d'usine)</b>							
JBF2121	<input type="checkbox"/>	380 mm	NC : 2701, 2703, 2705	○	○		
JBF2122	<input type="checkbox"/>	430 mm	NC : 2701, 2703, 2705,	◆	◆		
JBF2123	<input type="checkbox"/>	480 mm	NC : 2702, 2704, 2706	○	○		
JBF2124	<input type="checkbox"/>	530 mm <i>Recommandé : prendre les batteries 73,5 Ah</i>	NC : 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2143, 2702, 2704, 2706, 2106	120,38	127,00		
<b>Kit D'écartement Des Points De Pivot</b>							
JBF2106	<input type="checkbox"/>	Kit D'écartement Des Points De Pivot dossier <b>Recommandé</b> pour l'installation d'un corset-siège	NC : 2124, 2192, 2194	○	○		
<b>Profondeur d'assise (Préréglage d'usine)</b>							
JBF2132	<input type="checkbox"/>	410 mm	NC : 2196, 2197, 2198, Bodypoint	○	○		
JBF2134	<input type="checkbox"/>	460 mm		◆	◆		
JBF2136	<input type="checkbox"/>	510 mm - Rail d'assise rallongé de 35 mm si fauteuil commandé en profondeur 510 mm avec un dossier rigide <b>Flex 3</b>	NC : 2143	○	○		
<b>Coussin d'assise</b>							
JBF2142	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <b>Flo-tech Lite</b> (Pour largeur 380 à 480 mm, hauteur 75 mm, poids max 127 kg) / <b>Contour</b> (Pour largeur 530mm, hauteur 100 mm, poids max 152 kg)		◆	◆		
JBF2143	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <b>Matrx Contour Visco NG</b> 430 x 430 mm (hauteur 100 mm, poids max 100 kg)	NC : 2136, 2124	84,36	89,00	81,00	 2143
JBF2147	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <b>Matrx Libra</b> , (hauteur 90mm, poids max 136kg)		293,84	310,00		
JBF2144	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <b>Matrx Vi</b> (Housse micro-aérée)		293,84	310,00		 2144
<b>Cannes de dossier - Poignées incluses</b>							
JBF2162	<input type="checkbox"/>	Hauteur 540 mm		○	○		
JBF2163	<input type="checkbox"/>	Hauteur 480 mm	NC : 2052, 2053, 2173	◆	◆		
<b>Poignées à pousser</b>							
JBF2108	<input type="checkbox"/>	Sans poignées à pousser	NC : 1307, 2219, 2220, 2227, 2228, 2245, 2291, 2292	203,79	215,00		


Invacare® Aviva RX40 Modulite AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
<b>Type de dossier</b>						
JBF2171	<input type="checkbox"/>	Dossier <b>réglable en tension</b> , avec toile rembourrée bi-matière et pochette arrière	NC : 2052, 2053, 2152, 1445, 2155, 2230, 2247, 1288, 1289	◆	◆	
JBF2179	<input type="checkbox"/>	Dossier réglable en tension <b>Flex 3</b> livré avec coussin de dossier <b>Lateral</b> , revêtement PU bi-extensible noir (avec supplément)	NC : 2151, 2192, 2193, 2194, 2229, 2155, 2230, 2247	196,21	207,00	 2171
JBF2173	<input type="checkbox"/>	Dossier rigide <b>Flex 3</b> réglable en largeur et en hauteur (de 560 à 790 mm) avec coussin de dossier <b>Laguna</b>	NC : 2163, 2128	164,93	174,00	 2173
JBF2174	<input type="checkbox"/>	<b>Matrx Posture Back</b> , hauteur 400 mm	NC : 1445, 2124	798,10	842,00	
JBF2175	<input type="checkbox"/>	<b>Matrx Posture Back</b> , hauteur 500 mm	NC : 1445, 2124	798,10	842,00	
JBF2176	<input type="checkbox"/>	<b>Matrx Elite E2</b> , hauteur 500 mm	NC : 1445, 2124	717,54	757,00	
JBF2177	<input type="checkbox"/>	<b>Matrx Elite TR</b> , hauteur 500 mm	NC : 1445, 2124	717,54	757,00	
JBF2178	<input type="checkbox"/>	<b>Matrx Elite E2 Deep</b> , hauteur 500 mm	NC : 1445, 2124	717,54	757,00	
<i>Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure <b>Matrx</b> !</i>						
<b>Revêtement du coussin de dossier et/ou de l'assise (selon configuration)</b>						
JBF2151	<input type="checkbox"/>	Nylon noir	NC : 2179	◆	◆	
JBF2152	<input type="checkbox"/>	PU bi-extensible noir	NC : 2171	71,09	75,00	
JBF2155	<input type="checkbox"/>	Mesh noir	NC : 2171, 2179	100,47	106,00	
<b>Accoudoirs</b>						
JBF2191	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs réglables en hauteur de 290 à 360 mm, en profondeur et amovible, la paire		◆	◆	 2191
JBF2181	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs réglables en hauteur de 340 à 400 mm, en profondeur et amovible, la paire		60,66	64,00	
JBF2198	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs enveloppants, revêtement PU bi-extensible noir, la paire	NC : 2132, 2195, 2196, 2197, cale-cuisses	247,39	261,00	 2198
JBF2183	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs courbés vers l'intérieur (jusqu'à -50 mm de largeur utile, 25 mm par côté)	NC : cale-cuisses	120,38	127,00	
JBF2193	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables, hauteur ajustable de 230 à 360 mm	NC : 1445, 2179	128,91	136,00	
JBF2192	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 230 à 300 mm	NC : 1445, 2179, 2106	372,51	393,00	
JBF2194	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 300 à 360 mm	NC : 1445, 2179, 2106	372,51	393,00	
<b>Manchettes</b>						
JBF2195	<input type="checkbox"/>	Manchettes standard, longueur 325 mm, la paire	NC : 2198	◆	◆	
JBF2196	<input type="checkbox"/>	Manchettes longues, longueur 375 mm, la paire	NC : 2132, 2198	78,67	83,00	
JBF2197	<input type="checkbox"/>	Manchettes longues ergonomiques, longueur 397 mm, la paire	NC : 2132, 2198, 2230, 2247	113,74	120,00	
<b>Cale-cuisses</b>						
JBF2184	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, gauche, taille 140 x 100 mm	NC : 2198, 2183, Bodypoint	290,05	306,00	
JBF2186	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, gauche, taille 230 x 100mm	NC : 2198, 2183, Bodypoint	290,05	306,00	
JBF2188	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, gauche, taille 330 x 100mm	NC : 2198, 2183, Bodypoint	290,05	306,00	
JBF2185	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, droite, taille 140 x 100mm	NC : 2198, 2183, Bodypoint	290,05	306,00	
JBF2187	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, droite, taille 230 x 100mm	NC : 2198, 2183, Bodypoint	290,05	306,00	
JBF2189	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, droite, taille 330 x 100mm	NC : 2198, 2183, Bodypoint	290,05	306,00	 Cale-cuisse
<b>Hauteur des supports de cale-cuisse</b>						
JBF2164	<input type="checkbox"/>	Supports pour cale-cuisse 155 mm		◆	◆	
JBF2165	<input type="checkbox"/>	Supports pour cale-cuisse 206 mm		○	○	

Invacare® Aviva RX40 Modulite AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
<b>Appuis-têtes et autres accessoires</b>						
JBF1432	<input type="checkbox"/>	Appui-tête revêtement PU bi-extensible noir, réglable en profondeur et en largeur	NC : 2230, 2247, 1288, 1289	237,91	251,00	 1432
JBF1427	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Kontour multi-réglable avec oreillettes latérales revêtement PU bi-extensible noir	NC : 2230, 2247, 1288, 1289	313,74	331,00	 1427
JBF2324	<input type="checkbox"/>	Appui-tête <b>Elan</b> Standard 10" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	383,89	405,00	 2324
JBF2325	<input type="checkbox"/>	Appui-tête <b>Elan</b> Occipital 9" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	427,49	451,00	 2325
JBF2327	<input type="checkbox"/>	Appui-tête <b>Elan</b> 4 points 11" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	559,24	590,00	 2327
JBF1495	<input type="checkbox"/>	Autre appui-tête non Invacare conforme à l'ISO 7176-19 pour utilisation du fauteuil roulant comme siège dans un véhicule	NC : 2229	○	○	
<b>Tendeur de dossier</b>						
JBF1307	<input type="checkbox"/>	Tendeur de dossier, diamètre 22mm (pour assise Modulite Modulable uniquement)	NC : 2108	43,60	46,00	
<b>Support latéral (par paire ; revêtement PU bi-extensible noir)</b>						
JBF1445	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc articulé, amovible, réglable en profondeur/hauteur/largeur, revêtement PU bi-extensible noir (la paire)	NC : 2171, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2192, 2193, 2194	335,55	354,00	 1445
<b>Inclinaison d'assise</b>						
JBF1091	<input type="checkbox"/>	Manuelle de 0° à 15°	NC : 1401,2054	◆	◆	
JBF1092	<input type="checkbox"/>	Electrique de 0° à 20°	NC : 1401,2054, 2201	412,32	435,00	
JBF1093	<input type="checkbox"/>	Electrique à compensation de 0° à 30° (Poids max 136 kg si option 1450 ou 1494)	NC : 1401,2054, 2201	787,68	831,00	
JBF2052	<input type="checkbox"/>	Electrique à compensation de 0° à 50° (Poids max 136kg si option 1450 ou 1494)	NC 1401,2105, 0011, 0013, 2201,(2171/0975+2273),2161, 2163, 2171	787,68	831,00	
JBF1094	<input type="checkbox"/>	Lift 300 mm - Assise élévatrice électriquement (Poids max. 136 kg) - <b>inclus inclinaison électrique à compensation de 0° à 30°</b>	NC : 1494, 2201, 2220, 2860	1 895,73	2 000,00	
JBF2053	<input type="checkbox"/>	Lift 300 mm - Assise élévatrice électriquement (Poids max.136 kg) - <b>inclus inclinaison électrique à compensation de 0° à 45°</b>	NC 1494,(2054+0556/0589), 2105,2201,2220,(2171/0975+2273),1910,1912,2161,2163,2171	1 895,73	2 000,00	
<b>Hauteur sol-plaque d'assise pour inclinaison d'assise manuelle de 0° à 12° et électrique de 0° à 20°</b>						
JBF2857	<input type="checkbox"/>	435 mm		◆	◆	
JBF2858	<input type="checkbox"/>	460 mm	NC : 2054	○	○	
JBF2859	<input type="checkbox"/>	485 mm	NC : 2054	○	○	
<b>Inclinaison d'assise en option (uniquement si l'option 1093 or 1094 a été sélectionnée) Fabrication spéciale, non disponible dans l'e-commerce – délai supplémentaire de 5 jours ouvrés</b>						
JBX2054	<input type="checkbox"/>	Proclive d'assise de 5° (inclinaison de -5° à +25°)	NC : 1091, 1092, 2858, 2859,	424,64	448,00	 0975
<b>Inclinaison de dossier</b>						
JBF0975	<input type="checkbox"/>	Manuelle de 90° à 120° par paliers de 3,75° <b>DOSSIER DEMONTABLE SANS OUTILS</b>		◆	◆	
JBF0977	<input type="checkbox"/>	Electrique de 0° à 30° <b>DOSSIER RABATTABLE SANS OUTILS</b>	NC : 2201	709,00	748,00	 0977
<b>REPOSE-JAMBES ET REPOSE- PIEDS</b>						
<b>Repose-jambes central réglable en inclinaison avec appui-mollet avec palette réglable en angle ATTENTION : Conflit possible entre palettes et roues avant - privilégier le châssis large</b>						
JBF0556	<input type="checkbox"/>	Repose jambe central manuel (réglable de 1,5° à 63°)	NC : 0517, 1244	563,03	594,00	
JBF0589	<input type="checkbox"/>	Electrique <b>LNX</b> avec compensation, amplitude de 90° - angle fermé, réglage à 83°/90°/97°. Livré à 83° sur châssis étroit / 90° sur châssis large	NC : 2201, 1244	1 712,80	1 807,00	

Invacare® Aviva RX40 Modulite AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
<b>Palettes</b>						
JBF2365	<input type="checkbox"/>	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille S (127 x 190 mm)		○	○	
JBF0559	<input type="checkbox"/>	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille M (140 x 240 mm)		◆	◆	
JBF0516	<input type="checkbox"/>	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille L (150 x 290 mm)		124,17	131,00	
JBF0517	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc réglable en hauteur et en angle M (305 x 275 mm)	NC : 0556	124,17	131,00	
<b>Potences / Repose-pieds (la paire)</b>						
JBF0526	<input type="checkbox"/>	Potences reoise-pieds fixes 80° et escamotables Intérieur/Extérieur (Paire)	NC : 0504	◆	◆	
JBF0503	<input type="checkbox"/>	Potences reposer-pieds standards réglables 90°-65° escamotables		○	○	
JBF0533	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes manuels réglables en angle de 0° à 80° type <b>Storm®4</b>	NC : 0512	271,09	286,00	 0533
JBF0531	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes ergonomiques électriques de 0° à 80°	NC : 0512, 2201	1 507,11	1 590,00	
<b>Palettes (la paire)</b>						
JBF0512	<input type="checkbox"/>	Fixes	NC : 0501, 0533, 0531	◆	◆	
JBF0504	<input type="checkbox"/>	Réglables en angle	NC : 0501, 0526	○	○	
JBF0513	<input type="checkbox"/>	Réglables en angle et profondeur	NC : 0501	106,16	112,00	 0513
<b>COMMANDES ELECTRONIQUES LINX</b>						
<b>Commande principale pour Electronique LiNX</b>						
JBF2201	<input type="checkbox"/>	Remote LiNX <b>DLX-REM110 = Drive only</b>	NC : 1437, 2837, 1092, 1093, 1094, 0977, 0589, 0531, 2229, 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2258, 2219, 2245, 2270	◆	◆	
JBF2203	<input type="checkbox"/>	Manipulateur <b>LiNX</b> REM211 : Conduite et contrôle des vérins	NC : 2837, 1437, 2231, 2232, 2229, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2270, 2272, 2258	○	○	 REM211
JBF2204	<input type="checkbox"/>	Manipulateur <b>LiNX</b> REM216 : Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage	NC : 2231, 2232, 2229, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2270, 2258	○	○	 REM216
JBF2205	<input type="checkbox"/>	Manipulateur <b>LiNX</b> REM400 : <b>Écran couleur tactile 3,5" et bluetooth</b> - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris	NC : 2220	1 137,44	1 200,00	 REM400 
JBF2206	<input type="checkbox"/>	Ecran de contrôle <b>LiNX</b> REM500 : <b>Ecran couleur tactile 3,5" et bluetooth</b> - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris - <b>NÉCESSITE UNE COMMANDE SPÉCIALE</b> (2231, 2232, 2229)	NC : 2220, 2270	1 712,80	1 807,00	 REM500 
<b>Option REM400</b>						
JBF2270	<input type="checkbox"/>	Interrupteur à bascule programmable pour manipulateur REM400 (par défaut : marche /arrêt et potentiomètre de vitesse), la paire	NC : 2201, 2203, 2204, 2206	340,28	359,00	 2270

Invacare® Aviva RX40 Modulite AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
<b>Fixation de la commande principale (REM211/216/400)</b>						
JBF1207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite réversible, non escamotable	NC : 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404	○	○	
JBF1208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche réversible, non escamotable	NC : 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405	○	○	
JBF1707	<input type="checkbox"/>	Escamotable à droite + réglable en hauteur, renforcé	NC : 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404	◆	◆	
JBF1708	<input type="checkbox"/>	Escamotable à gauche + réglable en hauteur, renforcé	NC : 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405	○	○	
JBF1709	<input type="checkbox"/>	<b>Maxx Resolve</b> escamotable intérieur/extérieur - fixation à droite	NC 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404	○	○	
JBF1710	<input type="checkbox"/>	<b>Maxx Resolve</b> escamotable intérieur/extérieur - fixation à gauche	NC 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405	○	○	
JBF2209	<input type="checkbox"/>	Escamotable à droite, multi-ajustable (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm)	NC : 2201, 2203, 2204, 2205, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1415, 2217, 1404	○	○	
JBF2210	<input type="checkbox"/>	Escamotable à gauche, multi-ajustable (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm)	NC : 2201, 2203, 2204, 2205, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1339, 2218, 1405	○	○	
PW-4005	<input type="checkbox"/>	Option 2209/2210 avec tige de fixation pour REM500 rallongée de 200 mm		Fabrication spéciale Sur Devis		
JBF2213	<input type="checkbox"/>	Fixation centrale, escamotable à droite	NC : 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1415, 2217, 1404, 1405	685,31	723,00	
JBF2214	<input type="checkbox"/>	Fixation centrale, escamotable à gauche	NC : 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1339, 2218, 1404, 1405	685,31	723,00	
JBF2227	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2206, 1287, 2220, 2128, 2108, 2219, 1221, 1312	160,19	169,00	35,71
JBF2228	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2206, 1286, 2220, 2128, 2108, 2219, 1222, 1363	160,19	169,00	35,71
JBX2239	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
<b>Double commande LiNX (Utilisateur + tierce-personne)</b>						
JBF2220	<input type="checkbox"/>	Double commande <b>LiNX</b> (REM050 - utilise le profil de conduite du REM110 ou le profil de conduite 1 du REM211/216 - Vitesse limitée à 6km/h)	NC : 1094, 2273, 2108, 2205, 2206, 1221, 1222, (2201+1283/1223/1224), 2227, 2228	677,02	714,26	714,26
JBF2219	<input type="checkbox"/>	Double commande <b>Compact LiNX</b> - 3 profils de conduite dédiés et contrôle des vérins	NC : 2201, 2108, 1221, 1222, 2227, 2228	1 091,94	1 152,00	714,26
JBF2245	<input type="checkbox"/>	Double commande intuitive <b>LiNX</b> - profil de conduite dédié	NC : 2201, 2108, 2259, 2260	1 563,98	1 650,00	714,26
JBF2259	<input type="checkbox"/>	Fixation A Droite Pour Tierce-Personne	NC : 1287, 2291, 2245, 1312	○	○	
JBF2260	<input type="checkbox"/>	Fixation A Gauche Pour Tierce-Personne	NC : 1286, 2292, 2245, 1363	○	○	
JBF1221	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite, amovible - uniquement avec commande intuitive <b>LiNX</b>	NC : 1287, 2291, 2220, 2219, 2227, 1312	○	○	
JBF1222	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche, amovible - uniquement avec commande intuitive <b>LiNX</b>	NC : 1286, 2292, 2220, 2219, 2228, 1363	○	○	

**NOUVEAU**




2209  
2210



REM050


2219

2245

Invacare® Aviva RX40 Modulite AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Si plusieurs joysticks doivent être montés sur le support escamotable pour montage en position centrale (2213/2214), sélectionnez l'option 2215						
Commandes spéciales Mo-Vis - consulter la fiche de mesure						
<b>Joysticks Compact proportionnels - Uniquement avec REM400 et REM500</b>						
JBF2231	<input type="checkbox"/>	Joystick <b>LINX</b> Compact proportionnel (force de déflexion : 160 g)	NC : 2201, 2203, 2204	1 191,47	1 257,00	
JBF2232	<input type="checkbox"/>	Joystick <b>LINX</b> Compact proportionnel Low force (force de déflexion : 112 g)	NC : 2201, 2203, 2204	1 312,80	1 385,00	
JBF2207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404	○	○	
JBF2208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1405	○	○	
JBF2265	<input type="checkbox"/>	Montage Central, Escamotable A Droite	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	717,54	757,00	
JBF2266	<input type="checkbox"/>	Montage Central, Escamotable A Gauche	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	717,54	757,00	
JBX2215	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
<b>Commande occipitale à capteurs de proximité - Technologie ATOM</b>						
JBF2230	<input type="checkbox"/>	ATOM <b>ASL104</b> + contacteur egg	NC : 2201, 2203, 2204, 2229, 2233, 2092, 2257, 2240, 2175, 2171, 2197, 1350, 1432, 1427, Appui-têtes Elan	5 648,34	5 959,00	714,26
JBF2247	<input type="checkbox"/>	PROTON <b>ASL104P</b> + contacteur egg	NC : 2201, 2203, 2204, 2229, 2233, 2092, 2257, 2240, 2175, 2171, 2197, 1350, 1432, 1427, Appui-têtes Elan	5 648,34	5 959,00	714,26
<b>Contacteurs à Capteurs De Proximité (Technologie ATOM)</b>						
JBF2257	<input type="checkbox"/>	Contacteurs à Capteurs De Proximité ASL106	NC : 2201, 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2233, 2240, 2128	6 129,86	6 467,00	
JBF2275	<input type="checkbox"/>	Montage Central Escamotable A Droite (Nucleus)	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	○	○	
JBF2276	<input type="checkbox"/>	Montage Central Escamotable A Gauche (Nucleus)	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	○	○	
JBX2269	<input type="checkbox"/>	Montage Personnalisé Fabrication Spéciale		Sur devis		
<b>Commande Mini Joystick proportionnel</b>						
JBF2233	<input type="checkbox"/>	Mini Joystick Proportionnel MEC	NC : 2201, 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2257, 2128	3 366,82	3 552,00	
JBF2240	<input type="checkbox"/>	Joystick Renforcé Proportionnel ASL133	NC : 2201, 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2257, 2128	2 709,95	2 859,00	
JBF2285	<input type="checkbox"/>	Montage Mini Tablette A Droite (100 x 150 mm)	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	717,54	757,00	
JBF2286	<input type="checkbox"/>	Montage Mini Tablette A Gauche (100 x 150 mm)	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	717,54	757,00	
JBF2283	<input type="checkbox"/>	Montage Central, Escamotable A Droite	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	○	○	
JBF2284	<input type="checkbox"/>	Montage Central, Escamotable A Gauche	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	○	○	
JBF2287	<input type="checkbox"/>	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à droite	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	717,54	757,00	
JBF2288	<input type="checkbox"/>	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à gauche	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	717,54	757,00	
JBX2289	<input type="checkbox"/>	Montage Personnalisé Fabrication Spéciale		Sur devis		



2231  
2232



2230



2247



2233

Invacare® Aviva RX40 Modulite AA1			Euros			
			Prix Public		LPPR*	
			HT	TTC		
<b>Options complémentaires LiNX</b>						
JBF2251	<input type="checkbox"/>	Clavier multifonctions 10 contacteurs, livré avec câble sortie double Jack 2252		530,81	560,00	
JBF2217	<input type="checkbox"/>	Fixation utilisateur à droite	NC : 1415, 2207, 2287, 2283, 2275, 2213, 2209, 2265, 1404	○	○	
JBF2218	<input type="checkbox"/>	Fixation utilisateur à gauche	NC : 1339, 2208, 2288, 2284, 2286, 2276, 2214, 2210, 2266, 1405	○	○	
JBF2291	<input type="checkbox"/>	Fixation tierce-personne à droite	NC : 2128, 2259, 1221, 1287, 2108	○	○	
JBF2292	<input type="checkbox"/>	Fixation tierce-personne à gauche	NC : 2128, 2260, 1222, 1288, 2108	○	○	
JBF2225	<input type="checkbox"/>	Sans montage		○	○	
<b>Accessoires LiNX</b>						
JBF2253	<input type="checkbox"/>	Prises de charge USB (2 prises USB)	NC : 2706	236,02	249,00	
JBF2281	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite		○	○	
JBF2282	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche		○	○	
<b>Remote Stop Switch</b>						
JBF2258	<input type="checkbox"/>	Commande d'arrêt à distance (ASL504)	NC : 2201, 2203, 2204	831,28	877,00	
<b>Module d'entrée</b>						
JBF2273	<input type="checkbox"/>	Module d'entrée IN200 (Permet contacteur ON/OFF externe avec REM110/2XX)	NC : 2220	349,76	369,00	
<b>Autres accessoires et contacteurs</b>						
JBF2300	<input type="checkbox"/>	A inclure avec le fauteuil		○	○	
JBX2301	<input type="checkbox"/>	A connecter et programmer (Spécial)		Sur devis		
<b>Contacteurs ronds et plats (Uniquement avec REM400 ou REM500)</b>						
JBF1685	<input type="checkbox"/>	Contacteur Rouge		130,81	138,00	
JBF1686	<input type="checkbox"/>	Contacteur Jaune		130,81	138,00	
JBF1687	<input type="checkbox"/>	Contacteur Vert		130,81	138,00	
JBF1690	<input type="checkbox"/>	Contacteur Bleu		130,81	138,00	
<b>Contacteur Egg (Uniquement avec REM400)</b>						
JBF2254	<input type="checkbox"/>	Contacteur Egg, noir		103,32	109,00	
<b>Mini contacteurs ronds et plats (Uniquement avec REM400 ou REM500)</b>						
JBF1711	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Rouge		130,81	138,00	
JBF1712	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Jaune		130,81	138,00	
JBF1713	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Vert		130,81	138,00	
JBF1714	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Orange		130,81	138,00	
JBF1715	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Bleu		130,81	138,00	
JBF1716	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Noir		130,81	138,00	
<b>Joysticks Bodypoint - livrés non montés</b>						
JBF2721	<input type="checkbox"/>	Embout Joystick Bodypoint Ergo U 3" PC101A		100,00	105,50	
JBF2722	<input type="checkbox"/>	Embout Joystick Bodypoint Ergo U 4" PC102A		100,00	105,50	
JBF2723	<input type="checkbox"/>	Embout dôme en caoutchouc - Ø 66 mm		100,00	105,50	
JBF2724	<input type="checkbox"/>	Embout champignon rainuré (possible de le couper pour réduire sa hauteur) - diamètre 42 mm		100,00	105,50	
<b>Adaptateur DB9 / 5 jacks</b>						
JBH1681	<input type="checkbox"/>	Adaptateur DB9 / 5 jacks		151,66	160,00	



2251



2253

2721  
2722

2723


























2724



1681



Invacare® Aviva RX40 Modulite AA1				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
<b>BASE MOTRICE</b>							
<b>Coloris de châssis</b>							
JBF2871	<input type="checkbox"/>	Noir Anthracite		-284,36	-300,00		
JBF2872	<input type="checkbox"/>	Argenté		-284,36	-300,00	2871	2872
JBF2873	<input type="checkbox"/>	Rouge Bengale		-284,36	-300,00		
JBF2874	<input type="checkbox"/>	Bleu Mercure		-284,36	-300,00	2873	2874
JBF2875	<input type="checkbox"/>	Violet Midnight		-284,36	-300,00		
JBX0299	<input type="checkbox"/>	Premium - Coloris Châssis Et Dossier Personnalisé		781,99	825,00	2875	2865
JBF2865	<input type="checkbox"/>	Premium - Coloris Châssis Et Dossier Vert British Racing métallisé		○	○		
JBF2866	<input type="checkbox"/>	Premium - Coloris Châssis Et Dossier Bleu Ocean Satiné métallisé		○	○	2866	2867
JBF2867	<input type="checkbox"/>	Premium - Coloris Châssis Et Dossier Bleu Givré métallisé		○	○		
JBF2868	<input type="checkbox"/>	Premium - Coloris Châssis Et Dossier Beige Perle métallisé		○	○	2868	
<b>Coloris de jantes</b>							
JBF2882	<input type="checkbox"/>	Noir Anthracite		-80,57	-85,00		
JBF2883	<input type="checkbox"/>	Argenté		-80,57	-85,00	2882	2883
JBF2884	<input type="checkbox"/>	Rouge Bengale		-80,57	-85,00		
JBF2885	<input type="checkbox"/>	Bleu Mercure		-80,57	-85,00	2884	2885
JBF2886	<input type="checkbox"/>	Violet Midnight		-80,57	-85,00		
JBF2887	<input type="checkbox"/>	Premium - Coloris Jantes Personnalisé		207,58	219,00	2886	2888
JBF2888	<input type="checkbox"/>	Premium - Coloris Jantes Vert British Racing métallisé		○	○		
JBF2889	<input type="checkbox"/>	Premium - Coloris Jantes Bleu Ocean Satiné métallisé		○	○	2889	2890
JBF2890	<input type="checkbox"/>	Premium - Coloris Jantes Bleu Givré métallisé		○	○		
JBF2891	<input type="checkbox"/>	Premium - Coloris Jantes Beige Perle métallisé		○	○	2891	
<b>Fourches</b>							
JBF2631	<input type="checkbox"/>	Fourches Monobras		◆	◆		
JBF2632	<input type="checkbox"/>	Fourches Doubles		○	○		
<b>Roues</b>							
JBF0835	<input type="checkbox"/>	9" Pneumatique Noir		◆	◆		
JBF0836	<input type="checkbox"/>	9" Bandage Plein Noir		○	○		
JBF0838	<input type="checkbox"/>	9" Pneumatique Anti Crevaison Noir		61,61	65,00		
JBF0828	<input type="checkbox"/>	8" Bandage Plein Noir	NC : 1223	149,76	158,00		
<b>Système verrouillage des fourches avant</b>							
JBF1490	<input type="checkbox"/>	Système de verrouillage des fourches avant	NC : (2631+1416)	218,01	230,00		
<b>Roues arrière type Storm®4</b>							
JBF0704	<input type="checkbox"/>	14x3 Pneumatique noir à crampons		◆	◆		
JBF0705	<input type="checkbox"/>	14x3 Bandage plein noir à crampons		238,86	252,00		
JBF0706	<input type="checkbox"/>	14x3 Pneu anti-crevaison noir à crampons		61,61	65,00		
<b>SUSPENSIONS</b>							
<b>CTC - Contrôle Traction Confort (Groupe de propulsion suspendu dans les plans horizontaux et verticaux par rapport au châssis et fermé réglable)</b>							
JBF2870	<input type="checkbox"/>	Suspensions CTC - Contrôle Traction Confort		◆	◆		
<b>Suspensions latérales arrière</b>							
JBF1910	<input type="checkbox"/>	Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 70 kg	NC : 1094	○	○		
JBF1912	<input type="checkbox"/>	Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 90 kg	NC : 1094	○	○		
JBF1911	<input type="checkbox"/>	Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 110 kg		○	○		
JBF1915	<input type="checkbox"/>	Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 136 kg		○	○		












Invacare® Aviva RX40 Modulite AA1				Euros			
				Prix Public			LPPR*
				HT	TTC		
<b>PERFORMANCES</b>							
<b>Moteurs</b>							
JBF1282	<input type="checkbox"/>	OPS Drive 6 km/h		○	○		
JBF1283	<input type="checkbox"/>	OPS Drive 10 km/h		◆	◆		
JBF1223	<input type="checkbox"/>	Moteurs <b>OPS Drive</b> 10 km/h, programmable jusqu'à 12 km/h - batteries 73,5 Ah incluses	NC : 0828, 1259, 1260	○	○		
<b>Batteries &amp; Chargeur</b>							
JBF1259	<input type="checkbox"/>	60 Ah - batteries GEL	NC : 0024, 1223	○	○		
JBF1260	<input type="checkbox"/>	73,5 Ah - batteries GEL	NC : 0024, 1223, 1450	◆	◆		
<b>GYROSCOPE</b>							
<b>G-Trac</b>							
JBF1215	<input type="checkbox"/>	Module <b>G-Trac</b> (Contrôle directionnel de la trajectoire durant la conduite)		1 034,12	1 091,00		
<b>Chargeur</b>							
JBF1313	<input type="checkbox"/>	Chargeur 10A OptiCharge		◆	◆		
JBF1314	<input type="checkbox"/>	Chargeur 10A OptiCharge UK (IP44)		○	○		
<b>OPTIONS DE POSITIONNEMENT</b>							
Pensez aux accessoires de positionnement <i>Bodypoint</i> : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.							
<b>OPTIONS</b>							
<i>Les roulettes anti-basculer sont montées de série</i>							
<b>Roulette anti-basculer</b>							
JBF1205	<input type="checkbox"/>	Roulette anti-basculer		◆	◆		
<b>Eclairage</b>							
JBF1437	<input type="checkbox"/>	Equipement route de sécurité LED - <b>Puissance 30 Lux</b> - Clignotants, feux de position, warning (Choisir <b>REM216</b> , <b>REM400</b> ou <b>REM500</b> )	NC : 2201, 2203	◆	◆		
JBF2837	<input type="checkbox"/>	Equipement route de sécurité LED extra-lumineux - <b>Puissance 60 Lux</b> - Clignotants, feux de position, warning (Choisir <b>REM216</b> , <b>REM400</b> ou <b>REM500</b> )	NC : 2201, 2203	402,84	425,00		
<b>Monte-trottoir</b>							
JBF1244	<input type="checkbox"/>	Monte-trottoir	NC : 0522, 0556, 0589	291,00	307,00		
<b>Préparation Base Motrice Montage Station d'Accueil Dahl</b>							
JBF1450	<input type="checkbox"/>	Préparation Base Motrice Montage Station d'Accueil Dahl	NC : 1260	288,15	304,00		
<b>Accroche-taxi</b>							
JBF1493	<input type="checkbox"/>	Accroche-taxi 4 Fixations Avant/Arrière	NC : 2894	◆	◆		
JBF1494	<input type="checkbox"/>	Accroche -taxis 4 Fixations conformes à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes, appui-tête obligatoire	NC : 1094	○	○		
JBF1401	<input type="checkbox"/>	Accroche -taxis 6 Fixations conformes à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes, appui-tête obligatoire	NC : 1091, 1092, 1093	○	○		
<b>Points d'accroche taxi</b>							
JBF2894	<input type="checkbox"/>	Points de fixation latéraux additionnels facile d'accès (remplacent les points de fixation standard avant)	NC : 1493	91,94	97,00		
<b>Ceintures de maintien</b>							
JBF1329	<input type="checkbox"/>	Fermeture à boucle type automobile		◆	◆		
JBF2113	<input type="checkbox"/>	Fermeture à boucle type automobile avec points d'attache réglable sur l'assise	NC : 2121, 2122, 2132, 2253, cale-cuisses	50,24	53,00		



1244



1329

Invacare® Aviva RX40 Modulite AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
<b>Ceintures de positionnement Bodypoint (fixations incluses)</b>						
JBF2701	<input type="checkbox"/>	Ceinture <b>Bodypoint</b> Evoflex, Loquet Rehab, taille L	NC : 2123, 2124, 2253, cale-cuisses	156,40	165,00	 2701, 2702  2703, 2704  2705, 2706
JBF2702	<input type="checkbox"/>	Ceinture <b>Bodypoint</b> Evoflex, Loquet Rehab, taille M	NC : 2121, 2122, 2132, 2253, cale-cuisses	156,40	165,00	
JBF2703	<input type="checkbox"/>	Ceinture <b>Bodypoint</b> 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille L	NC : 2123, 2124, 2253, cale-cuisses	133,65	141,00	
JBF2704	<input type="checkbox"/>	Ceinture <b>Bodypoint</b> 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille M	NC : 2121, 2122, 2132, 2253, cale-cuisses	133,65	141,00	
JBF2705	<input type="checkbox"/>	Ceinture <b>Bodypoint</b> 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille L	NC : 2123, 2124, 2253, cale-cuisses	116,59	123,00	
JBF2706	<input type="checkbox"/>	Ceinture <b>Bodypoint</b> 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille M		116,59	123,00	
<b>Rétroviseur</b>						
JBF1415	<input type="checkbox"/>	Droit	NC : 1287, 2217, 2285, 2209, 2213, 2265, 2275, 2283, 2287	70,14	74,00	
JBF1339	<input type="checkbox"/>	Gauche	NC : 1286, 2218, 2286, 2210, 2214, 2266, 2276, 2284, 2288	70,14	74,00	
<b>ACCESSOIRES</b>						
<b>Porte-bagage</b>						
<b>Crochets porte-sac (Charge max. : 6kg)</b>						
JBF2128	<input type="checkbox"/>	Crochets porte-sac (Uniquement avec Assise Modulite Modulable)	NC : 2105, 2173, 2227, 2228, 2229, 2233, 2240, 2257, 2291, 2292	149,76	158,00	 2128
<b>Porte-canne</b>						
JBF1312	<input type="checkbox"/>	Côté droit	NC : 1287, 2227, 2259, 1221	68,25	72,00	
JBF1363	<input type="checkbox"/>	Côté gauche	NC : 1286, 2228, 2260, 1222	68,25	72,00	 1416
<b>Garde-boue (la paire)</b>						
JBF1416	<input type="checkbox"/>	Garde-boue pour roues avant noir		◆	◆	
JBF1417	<input type="checkbox"/>	Garde-boue pour roues arrière noir		◆	◆	 1417
<b>Tablette escamotable</b>						
JBF1404	<input type="checkbox"/>	Côté droit	NC : 1207, 1707, 2209, 2275, 2276, 2287, 2288, 2283, 2284, 2285, 2286, 2265, 2266, 2207, 2213, 2214, 2217	502,37	530,00	 1404 1405
JBF1405	<input type="checkbox"/>	Côté gauche	NC : 1208, 1708, 2210, 2275, 2276, 2287, 2288, 2283, 2284, 2285, 2286, 2265, 2266, 2208, 2213, 2214, 2218	502,37	530,00	
<b>Trousse à outils</b>						
JBF1333	<input type="checkbox"/>	Trousse à outils		29,38	31,00	
<b>Rampes en accessoire</b>						
1440530	<input type="checkbox"/>	<b>Mono rampe pliante en fibre de verre</b> Dimensions repliée : 2000 x 230 mm 16,3 kg - capacité maximum : 300 kg		1 787,68	1 886,00	 1440530
1654128	<input type="checkbox"/>	<b>Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium</b> et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		402,84	425,00	 1654128
1654129	<input type="checkbox"/>	<b>Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques</b> en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		805,69	850,00	 1654129
1654130	<input type="checkbox"/>	<b>Mono rampe pliante en aluminium</b> Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00	 1654130