

Invacare® Aviva® RX40 Modulite AA2



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace Invacare Pro** sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com



Invacare® Aviva® RX40 Modulite AA2



Fauteuil roulant électrique roues arrières motrices



Descriptif :

- Compacité et motricité optimales grâce à :
 - Châssis étroit à partir de 560 mm
 - Empattement réduit
 - Roues avant de 8" et 9"
- Hauteur d'assise à partir de 435 mm
- Système de suspensions CTC réglable
- Moteurs 340W 4 pôles, de série
- Poids maximum de l'utilisateur : 136 kg.
- Garantie 2 ans hors batteries et pièces d'usure.

De série:

- Module de puissance 120 A
- Batteries 73 Ah
- Inclinaison d'assise 0° à 30°
- Equipement route de sécurité LED
- Garde-boue pour roues avant et arrière
- Fourche monobras
- Carrénage métallisé sur le châssis, les jantes et le dossier
- Chargeur 10A
- Vitesse jusqu'à 12 km/h sans supplément

NOUVEAU

UNE OPTION OFFERTE, A CHOISIR PARMIS :

- **Repose-jambes ergonomiques** électriques de 0° à 80° (JBG0531)
- Manipulateur **REM400** avec écran couleur et fonction Bluetooth (JBG2205)
- **Equipement route** de sécurité LED **extra lumineux** 60 lux (JBG2837)

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :

Tarif maximal de remboursement au titre de la PCH (Prestation de Compensation pour le Handicap) = 7 876,02 € TTC (inclus LPPR), pris en charge par la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées). Arrêté du 28 décembre 2005, paru au Journal Officiel du 30 décembre 2005.

* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.








Service de personnalisation Invacare Unique

Merci de préciser le numéro de devis ou de fabrication spéciale :

Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.

Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases Configuration standard Options sans supplément de prix

				Euros			
				Prix Public	LPPR*		
CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC			
JBG0025	<input type="checkbox"/> <i>Invacare® Aviva® RX40 AA2</i> - code LPPR 9125996 Module de puissance : 120 A - Moteurs : 4 pôles - poids max. utilisateur : 136 kg	NC : 1259	7 465,42	7 876,02	3 938,01	2x LPPR	
				+ 7,00 € HT d'éco-participation			
UNE OPTION AU CHOIX OFFERTE A SELECTIONNER PARMIS :							
JBG0100	<input type="checkbox"/> <i>Repose-jambes ergonomiques électriques</i> de 0° à 80° - JBG0531	NC : 0501, 0503, 0526, 0533	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		NOUVEAU	
JBG0110	<input type="checkbox"/> Manipulateur REM400 avec écran couleur et fonction Bluetooth - JBG2205	NC : 2201, 2203, 2204, 2206	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
JBG0120	<input type="checkbox"/> <i>Equipement route</i> de sécurité extra-lumineux LED 60 LUX - JBG2837	NC : 2201, 2203	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
CHÂSSIS AVIVA RX							
JBG2810	<input type="checkbox"/> Châssis étroit - 560 mm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
JBG2830	<input type="checkbox"/> Châssis large - 635 mm <i>Recommandé en combinaison avec repose-jambes central</i>	NC : 1244	333,65	352,00			

Invacare® Aviva® RX40 Modulite AA2			Euros				
			Prix Public		LPPR*		
			HT	TTC			
ASSISE MODULITE MODULABLE							
Type d'assise							
JBG2111	<input type="checkbox"/>	Assise Modulite rigide réglable en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) Largeur : 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur : 410 à 510 mm REGLABLE EN CONTINU		◆	◆	 2111	
JBG2112	<input type="checkbox"/>	Assise Modulite souple réglable en tension, en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) - réhausse la hauteur d'assise de 30 mm Largeur : 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur : 410 à 510 mm REGLABLE EN CONTINU		120,38	127,00	 2112	
Largeur d'assise (Préréglage d'usine)							
JBG2121	<input type="checkbox"/>	380 mm	NC : 2701, 2703, 2705	○	○		
JBG2122	<input type="checkbox"/>	430 mm	NC : 2701, 2703, 2705,	◆	◆		
JBG2123	<input type="checkbox"/>	480 mm	NC : 2702, 2704, 2706	○	○		
JBG2124	<input type="checkbox"/>	530 mm Recommandé : prendre les batteries 73,5 Ah	NC : 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2143, 2702, 2704, 2706, 2106	120,38	127,00		
Kit d'écartement des points de pivot							
JBG2106	<input type="checkbox"/>	Kit d'écartement des points de pivot de dossier Recommandé pour l'installation d'un corset-ciège	NC : 2124, 2192, 2194	○	○		
Profondeur d'assise (Préréglage d'usine)							
JBG2132	<input type="checkbox"/>	410 mm	NC : 2196, 2197, 2198, Bodypoint	○	○		
JBG2134	<input type="checkbox"/>	460 mm		◆	◆		
JBG2136	<input type="checkbox"/>	510 mm - Rail d'assise rallongé de 35 mm si fauteuil commandé en profondeur 510 mm avec un dossier rigide Flex 3	NC : 2143	○	○		
Coussin d'assise							
JBG2142	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Flo-tech Lite (Pour largeur 380 à 480 mm, hauteur 75 mm, poids max 127 kg) / Contour (Pour largeur 530mm, hauteur 100 mm, poids max 152 kg)		◆	◆		
JBG2143	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Matrx Contour Visco NG (hauteur 100 mm, poids max 100 kg)	NC : 2136, 2124	76,78	81,00	81,00	 2143
JBG2147	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Matrx Libra , (hauteur 90mm, poids max 136kg)		293,84	310,00		
JBG2144	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Matrx Vi (Housse micro-aérée)		293,84	310,00		
Cannes de dossier - Poignées incluses							
JBG2162	<input type="checkbox"/>	Hauteur 540 mm		○	○		
JBG2163	<input type="checkbox"/>	Hauteur 480 mm	NC : 2173	◆	◆		
Poignées à pousser							
JBG2108	<input type="checkbox"/>	Sans poignées à pousser	NC : 1307, 2219, 2220, 2227, 2228, 2245, 2291, 2292	203,79	215,00	 2147  2144	

Invacare® Aviva® RX40 Modulite AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Type de dossier						
JBG2171	<input type="checkbox"/>	Dossier réglable en tension , avec toile rembourrée bi-matière et pochette arrière	NC : 2152, 1445, 1496, 2155, 2230, 2247, 1288, 1289	◆	◆	
JBG2179	<input type="checkbox"/>	Dossier réglable en tension Flex 3 livré avec coussin de dossier Lateral , revêtement PU bi-extensible noir (avec supplément)	NC : 2151, 2192, 2193, 2194, 2199, 2155, 2230, 2247	196,21	207,00	
JBG2173	<input type="checkbox"/>	Dossier rigide Flex 3 réglable en largeur et en hauteur (de 560 à 790 mm) avec coussin de dossier Laguna	NC : 2163, 2128	○	○	
JBG2174	<input type="checkbox"/>	Matrx Posture Back , hauteur 400 mm	NC : 1445, 2124	798,10	842,00	
JBG2175	<input type="checkbox"/>	Matrx Posture Back , hauteur 500 mm	NC : 1445, 2124	798,10	842,00	
JBG2176	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite E2 , hauteur 500 mm	NC : 1445, 2124	717,54	757,00	
JBG2177	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite TR , hauteur 500 mm	NC : 1445, 2124	717,54	757,00	
JBG2178	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite E2 Deep , hauteur 500 mm	NC : 1445, 2124	717,54	757,00	
Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure Matrx !						
Revêtement du coussin de dossier et/ou de l'assise (selon configuration)						
JBG2151	<input type="checkbox"/>	Nylon noir	NC : 2179	◆	◆	
JBG2152	<input type="checkbox"/>	PU bi-extensible noir noir	NC : 2171	71,09	75,00	
JBG2155	<input type="checkbox"/>	Mesh noir	NC : 2171, 2179	87,20	92,00	
Accoudoirs						
JBG2191	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs réglables en hauteur de 290 à 360 mm, en profondeur et amovible, la paire		◆	◆	
JBG2181	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs réglables en hauteur de 340 à 400 mm, en profondeur et amovible, la paire		60,66	64,00	
JBG2198	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs enveloppants, revêtement PU bi-extensible noir, la paire	NC : 2132, 2195, 2196, 2197, 2199, cale-cuisses	247,39	261,00	
JBG2183	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs courbés vers l'intérieur (jusqu'à -50 mm de largeur utile, 25 mm par côté)	NC : cale-cuisses	120,38	127,00	
JBG2193	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables, hauteur ajustable de 230 à 360 mm	NC : 1445, 2179	128,91	136,00	
JBG2192	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 230 à 300 mm	NC : 1445, 2179, 2106	372,51	393,00	
JBG2194	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 300 à 360 mm	NC : 1445, 2179, 2106	372,51	393,00	
Manchettes						
JBG2195	<input type="checkbox"/>	Manchettes standard, longueur 325 mm, la paire	NC : 2198	◆	◆	
JBG2196	<input type="checkbox"/>	Manchettes longues, longueur 375 mm, la paire	NC : 2132, 2198	78,67	83,00	
JBG2197	<input type="checkbox"/>	Manchettes longues ergonomiques, longueur 397 mm, la paire	NC : 2132, 2198, 2230, 2247	120,38	127,00	
Gouttières hémiplégiques						
	<input type="checkbox"/>	Gouttière hémiplégique en fabrication spéciale		Sur devis		
	<input type="checkbox"/>	Gouttière concave hémi avec appui palmaire plat ou à corne courbée et rotateur réversible droite ou gauche à 360°, par pas de 18°		Sur devis		
Cale-cuisses						
JBG2184	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, gauche, taille 140 x 100 mm	NC : 2198, 2183, Bodypoint	290,05	306,00	
JBG2186	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, gauche, taille 230 x 100mm	NC : 2198, 2183, Bodypoint	290,05	306,00	
JBG2188	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, gauche, taille 330 x 100mm	NC : 2198, 2183, Bodypoint	290,05	306,00	
JBG2185	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, droite, taille 140 x 100mm	NC : 2198, 2183, Bodypoint	290,05	306,00	
JBG2187	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, droite, taille 230 x 100mm	NC : 2198, 2183, Bodypoint	290,05	306,00	
JBG2189	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, droite, taille 330 x 100mm	NC : 2198, 2183, Bodypoint	290,05	306,00	
Hauteur des supports de cale-cuisse						
JBG2164	<input type="checkbox"/>	Supports pour cale-cuisse 155 mm		◆	◆	
JBG2165	<input type="checkbox"/>	Supports pour cale-cuisse 206 mm		○	○	



2171



2173










2191










2198




Cale-cuisse

Invacare® Aviva® RX40 Modulite AA2				Euros				
				Prix Public		LPPR*		
				HT	TTC			
Appuis-tête et autres accessoires							1432	
JBG1350	<input type="checkbox"/>	Appui-nuque revêtement PU bi-extensible noir, réglable En Profondeur	NC : 2230, 2247, 1288, 1289	◆	◆			
JBG1432	<input type="checkbox"/>	Appui-tête revêtement PU bi-extensible noir, réglable en profondeur et en largeur	NC : 2230, 2247, 1288, 1289	○	○			
JBG1427	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Kontour multi-réglable avec oreillettes latérales revêtement PU bi-extensible noir	NC : 2230, 2247, 1288, 1289	313,74	331,00			
JBG2324	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan Standard 10" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	665,40	702,00			2324
JBG2325	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan Occipital 9" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	427,49	451,00			2325
JBG2327	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan 4 points 11" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	559,24	590,00			2327
JBG1495	<input type="checkbox"/>	Autre appui-tête non Invacare conforme à l'ISO 7176-19 pour utilisation du fauteuil roulant comme siège dans un véhicule	NC : 2229	○	○			
Tendeur de dossier								
JBG1307	<input type="checkbox"/>	Tendeur de dossier, diamètre 22mm (pour assise Modulite Modulable uniquement)	NC : 2108	43,60	46,00			
Support latéral (par paire; revêtement PU bi-extensible noir)								
JBG1445	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc articulé, amovible, réglable en profondeur/hauteur/largeur, revêtement PU bi-extensible noir (la paire)	NC : 2171, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2192, 2193, 2194	335,55	354,00			1445
Inclinaison d'assise								
JBG1093	<input type="checkbox"/>	Électrique à compensation de 0° à 30° (Poids max 130kg si option 1494)	NC : 1401	◆	◆			
JBG1094	<input type="checkbox"/>	Lift 300 mm - Assise élévatrice électriquement (Poids max.130 kg) inclus inclinaison électrique à compensation de 0° à 30°	NC : 1494, 2201, 2220, 2860	1 895,73	2 000,00			
Hauteur sol-plaque d'assise pour inclinaison d'assise manuelle de 0° à 12° et électrique de 0° à 20°								
JBG2857	<input type="checkbox"/>	435 mm		◆	◆			
JBG2858	<input type="checkbox"/>	460 mm	NC : 2054	○	○			
JBG2859	<input type="checkbox"/>	485 mm	NC : 2054	○	○			
Inclinaison d'assise en option (uniquement si l'option 1093 or 1094 a été sélectionnée)								
Fabrication spéciale, non disponible dans l'e-commerce – délai supplémentaire de 5 jours ouvrés								
JBX2054	<input type="checkbox"/>	Proclive d'assise de 5° (inclinaison de -5° à +25°)	NC : 2858, 2859	424,64	448,00			
Inclinaison de dossier								
JBG0977	<input type="checkbox"/>	Électrique de 0° à 30° DOSSIER RABATTABLE SANS OUTILS		◆	◆			0977
Repose-jambes central réglable en inclinaison avec appui-mollet avec palette réglable en angle								
ATTENTION : Conflit possible entre palettes et roues avant - privilégier le châssis large								
JBG0556	<input type="checkbox"/>	Repose jambe central manuel (réglable de 1,5° à 63°)	NC : 0517, 1244	563,03	594,00			
JBG0589	<input type="checkbox"/>	Électrique LNX avec compensation, amplitude de 90° - angle fermé, réglage à 83°/90°/97°. Livré à 83° sur châssis étroit / 90° sur châssis large	NC : 2201, 1244	1 745,02	1 841,00			
Palettes								
JBG2365	<input type="checkbox"/>	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille S (127 x 190 mm)		○	○			
JBG0559	<input type="checkbox"/>	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille M (140 x 240 mm)		◆	◆			
JBG0516	<input type="checkbox"/>	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille L (150 x 290 mm)		124,17	131,00			
JBG0517	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc réglable en hauteur et en angle M (305 x 275 mm)	NC : 0556	124,17	131,00			
Potences / Repose-pieds (la paire)								
JBG0533	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes manuels réglables en angle de 0° à 80° type Storm®4		◆	◆			
JBG0531	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes ergonomiques électriques de 0° à 80°		878,67	927,00			

Invacare® Aviva® RX40 Modulite AA2				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
Palettes (la paire)						 0513	
JBG0504	<input type="checkbox"/>	Réglables en angle		◆	◆		
JBG0513	<input type="checkbox"/>	Réglables en angle et profondeur		106,16	112,00		
COMMANDES ELECTRONIQUES LINX							
Commande principale pour Electronique LiNX						  REM216  REM400   REM500 	
JBG2204	<input type="checkbox"/>	Manipulateur LiNX REM216 : Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage	NC : 2231, 2232, 2229, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2270, 2258	◆	◆		
JBG2205	<input type="checkbox"/>	Manipulateur LiNX REM400 : Écran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris	NC : 2220	1 137,44	1 200,00		
JBG2206	<input type="checkbox"/>	Ecran de contrôle LiNX REM500 : Ecran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris - NÉCESSITE UNE COMMANDE SPÉCIALE (2231, 2232, 2229)	NC : 2220, 2270	1 712,80	1 807,00		
Option REM400							
JBG2270	<input type="checkbox"/>	Interrupteur à bascule programmable pour manipulateur REM400 (par défaut : marche /arrêt et potentiomètre de vitesse), la paire	NC : 2203, 2204, 2206	340,28	359,00		
Fixation de la commande principale (REM211/216/400)							
JBG1207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite réversible, non escamotable	NC : 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404	○	○		
JBG1208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche réversible, non escamotable	NC : 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405	○	○		
JBG1707	<input type="checkbox"/>	Escamotable à droite + réglable en hauteur, renforcé	NC : 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404	◆	◆		
JBG1708	<input type="checkbox"/>	Escamotable à gauche + réglable en hauteur, renforcé	NC : 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405	○	○		
JBG2209	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable à droite , multi-réglable pour REM500 (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm)	NC :2203, 2204, 2205, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1415, 2217, 1404	○	○		
JBG2210	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable à gauche , multi-réglable pour REM500 (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm)	NC : 2203, 2204, 2205, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1339, 2218, 1405	○	○		
PW-4005	<input type="checkbox"/>	Option 2209/2210 avec tige de fixation pour REM500 rallongée de 200 mm		Fabrication spéciale			
JBG2213	<input type="checkbox"/>	Fixation centrale, escamotable à droite	NC : 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1415, 2217, 1404, 1405	685,31	723,00		
JBG2214	<input type="checkbox"/>	Fixation centrale, escamotable à gauche	NC : 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1339, 2218, 1404, 1405	685,31	723,00		
JBG2227	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2206, 1287, 2220, 2128, 2108, 2219, 1221, 1312	160,19	169,00	35,71	
JBG2228	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2206, 1286, 2220, 2128, 2108, 2219, 1222, 1363	160,19	169,00	35,71	
JBX2239	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis			



2270
Bluetooth



2209
2210

Invacare® Aviva® RX40 Modulite AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Double commande LiNX (Utilisateur + tierce-personne)						
JBG2220	<input type="checkbox"/>	Double commande LiNX (REM050 - utilise le profil de conduite du REM110 ou le profil de conduite 1 du REM211/216 - Vitesse limitée à 6km/h)	NC : 1094, 2273, 2108, 2205, 2206, 1221, 1222, 2227, 2228	677,02	714,26	714,26
JBG2219	<input type="checkbox"/>	Double commande Compact LiNX - 3 profils de conduite dédiés et contrôle des vérins	NC : 2108, 1221, 1222, 2227, 2228	1 091,94	1 152,00	714,26
JBG2245	<input type="checkbox"/>	Double commande intuitive LiNX - profil de conduite dédié	NC : 2108, 2259, 2260	1 563,98	1 650,00	714,26
JBG2259	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite Pour Tierce-Personne	NC : 1287, 2291, 2245, 1312	○	○	
JBG2260	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche Pour Tierce-Personne	NC : 1286, 2292, 2245, 1363	○	○	
JBG1221	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite, amovible - uniquement avec commande intuitive LiNX	NC : 1287, 2291, 2220, 2219, 2227, 1312	○	○	
JBG1222	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche, amovible - uniquement avec commande intuitive LiNX	NC : 1286, 2292, 2220, 2219, 2228, 1363	○	○	
Si plusieurs joysticks doivent être montés sur le support escamotable pour montage en position centrale (2213/2214), sélectionnez l'option 2215						
Joysticks Compact proportionnels - Uniquement avec REM400 et REM500						
JBG2231	<input type="checkbox"/>	Joystick LiNX Compact proportionnel (force de déflexion : 160 g)	NC : 2203, 2204	1 191,47	1 257,00	
JBG2232	<input type="checkbox"/>	Joystick LiNX Compact proportionnel Low force (force de déflexion : 112 g)	NC : 2203, 2204	1 312,80	1 385,00	
JBG2207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404	○	○	
JBG2208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1405	○	○	
JBG2265	<input type="checkbox"/>	Montage Central, Escamotable A Droite	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	717,54	757,00	
JBG2266	<input type="checkbox"/>	Montage Central, Escamotable A Gauche	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	717,54	757,00	
JBX2215	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Commande occipitale à capteurs de proximité - Technologie ATOM						
JBG2230	<input type="checkbox"/>	ATOM ASL104 + contacteur egg	NC : 2203, 2204, 2229, 2233, 2092, 2257, 2240, 2175, 2171, 2170, 2197, 1350, 1432, 1427, Appui-tête Elan	5 648,34	5 959,00	
JBG2247	<input type="checkbox"/>	PROTON ASL104P + contacteur egg	NC : 2203, 2204, 2229, 2233, 2092, 2257, 2240, 2175, 2171, 2170, 2197, 1350, 1432, 1427, Appui-tête Elan	5 704,27	6 018,00	
Contacteurs à Capteurs De Proximité (Technologie ATOM)						
JBG2257	<input type="checkbox"/>	4 contacteurs à capteurs de proximité ASL106	NC : 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2233, 2240, 2128	6 129,86	6 467,00	
JBG2275	<input type="checkbox"/>	Montage Central Escamotable A Droite (Nucleus)	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	○	○	
JBG2276	<input type="checkbox"/>	Montage Central Escamotable A Gauche (Nucleus)	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	○	○	
JBX2269	<input type="checkbox"/>	Montage Personnalisé Fabrication Spéciale		Sur devis		



REM050




2219



2245





2231
2232





















2230



2247

Invacare® Aviva® RX40 Modulite AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Commande Mini Joystick proportionnel						
JBG2233	<input type="checkbox"/>	Mini Joystick Proportionnel MEC	NC : 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2257, 2128	3 366,82	3 552,00	 2233
JBG2240	<input type="checkbox"/>	Joystick Renforcé Proportionnel ASL133	NC : 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2257, 2128	2 709,95	2 859,00	
JBG2285	<input type="checkbox"/>	Montage Mini Tablette A Droite (100 x 150 mm)	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	717,54	757,00	
JBG2286	<input type="checkbox"/>	Montage Mini Tablette A Gauche (100 x 150 mm)	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	717,54	757,00	
JBG2283	<input type="checkbox"/>	Montage Central, Escamotable A Droite	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	○	○	
JBG2284	<input type="checkbox"/>	Montage Central, Escamotable A Gauche	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	○	○	
JBG2287	<input type="checkbox"/>	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à droite	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	717,54	757,00	
JBG2288	<input type="checkbox"/>	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à gauche	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	717,54	757,00	
JBX2289	<input type="checkbox"/>	Montage Personnalisé Fabrication Spéciale		Sur devis		
Options complémentaires LiNX						
JBG2251	<input type="checkbox"/>	Clavier multifonctions 10 contacteurs, livré avec câble sortie double Jack 2252		530,81	560,00	 2251
JBG2217	<input type="checkbox"/>	Fixation utilisateur à droite	NC : 1415, 2207, 2287, 2283, 2295, 2275, 2213, 2209, 2265, 1404	○	○	
JBG2218	<input type="checkbox"/>	Fixation utilisateur à gauche	NC : 1339, 2208, 2288, 2284, 2286, 2276, 2214, 2210, 2266, 1405	○	○	
JBG2291	<input type="checkbox"/>	Fixation tierce-personne à droite	NC : 2128, 2259, 1221, 1287, 2108	○	○	
JBG2292	<input type="checkbox"/>	Fixation tierce-personne à gauche	NC : 2128, 2260, 1222, 1288, 2108	○	○	
JBG2225	<input type="checkbox"/>	Fixation tierce-personne à gauche		○	○	
Accessoires LiNX						
JBG2253	<input type="checkbox"/>	Prises de charge USB (2 prises USB)	NC : Bodypoint	236,02	249,00	 2253
JBG2281	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite		○	○	
JBG2282	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche		○	○	
Remote Stop Switch						
JBG2258	<input type="checkbox"/>	Commande d'arrêt à distance (ASL504)	NC : 2203, 2204	831,28	877,00	
Module d'entrée						
JBG2273	<input type="checkbox"/>	Module d'entrée IN200 (Permet contacteur ON/OFF externe avec REM110/2XX)	NC : 2220	349,76	369,00	
Autres accessoires et contacteurs						
JBG2300	<input type="checkbox"/>	A inclure avec le fauteuil		○	○	
JBX2301	<input type="checkbox"/>	A connecter et programmer (Spécial)		Sur devis		
Contacteurs ronds et plats (Uniquement avec REM400 ou REM500)						
JBG1685	<input type="checkbox"/>	Contacteur Rouge		130,81	138,00	
JBG1686	<input type="checkbox"/>	Contacteur Jaune		130,81	138,00	
JBG1687	<input type="checkbox"/>	Contacteur Vert		130,81	138,00	
JBG1690	<input type="checkbox"/>	Contacteur Bleu		130,81	138,00	
Contacteur Egg (Uniquement avec REM400)						
JBG2254	<input type="checkbox"/>	Contacteur Egg, noir		103,32	109,00	
Mini contacteurs ronds et plats (Uniquement avec REM400 ou REM500)						
JBG1711	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Rouge		130,81	138,00	
JBG1712	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Jaune		130,81	138,00	
JBG1713	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Vert		130,81	138,00	
JBG1714	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Orange		130,81	138,00	
JBG1715	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Bleu		130,81	138,00	
JBG1716	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Noir		130,81	138,00	

Invacare® Aviva® RX40 Modulite AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Joysticks Bodypoint - livrés non montés						
JBG2721	<input type="checkbox"/>	Embout Joystick Bodypoint Ergo U - largeur 76 mm - PC101A		100,00	105,50	 2721 2722
JBG2722	<input type="checkbox"/>	Embout Joystick Bodypoint Ergo U - largeur 100 mm - PC102A		100,00	105,50	 2723
JBG2723	<input type="checkbox"/>	Embout dôme en caoutchouc - diamètre 66 mm		100,00	105,50	 2724
JBG2724	<input type="checkbox"/>	Embout champignon rainuré (possible de le couper pour réduire sa hauteur) - diamètre 42 mm		100,00	105,50	 1681
Adaptateur DB9 / 5 jacks						
JBH1681	<input type="checkbox"/>	Adaptateur DB9 / 5 jacks		151,66	160,00	
BASE MOTRICE						
Coloris de châssis et dossier (couleur sur dossier uniquement valable avec couleurs métallisées)						
JBG2871	<input type="checkbox"/>	Noir Anthracite		-284,36	-300,00	 2871
JBG2872	<input type="checkbox"/>	Argenté		-284,36	-300,00	 2872
JBG2873	<input type="checkbox"/>	Rouge Bengale		-284,36	-300,00	 2873
JBG2874	<input type="checkbox"/>	Bleu Mercure		-284,36	-300,00	 2874
JBG2875	<input type="checkbox"/>	Violet Midnight		-284,36	-300,00	 2875
JBX0299	<input type="checkbox"/>	Coloris Châssis Et Dossier Personnalisé RAL :		781,99	825,00	
JBG2865	<input type="checkbox"/>	Vert British Racing métallisé		○	○	 2865
JBG2866	<input type="checkbox"/>	Bleu Ocean Satiné métallisé		○	○	 2866
JBG2867	<input type="checkbox"/>	Bleu Givré métallisé		○	○	 2867
JBG2868	<input type="checkbox"/>	Beige Perle métallisé		○	○	 2868
Coloris des jantes (uniquement avec fourches monobras)						
JBG2882	<input type="checkbox"/>	Noir		-80,57	-85,00	
JBG2883	<input type="checkbox"/>	Argenté		-80,57	-85,00	
JBG2884	<input type="checkbox"/>	Rouge Bengale		-80,57	-85,00	
JBG2885	<input type="checkbox"/>	Bleu Mercure		-80,57	-85,00	
JBG2886	<input type="checkbox"/>	Violet Midnight		-80,57	-85,00	
JBG2887	<input type="checkbox"/>	Coloris Jantes Personnalisé		207,58	219,00	
JBG2888	<input type="checkbox"/>	Vert British Racing métallisé		○	○	
JBG2889	<input type="checkbox"/>	Bleu Ocean Satiné métallisé		○	○	
JBG2890	<input type="checkbox"/>	Bleu Givré métallisé		○	○	
JBG2891	<input type="checkbox"/>	Beige Perle métallisé		○	○	
Fourches						
JBG2631	<input type="checkbox"/>	Fourches Monobras		◆	◆	
JBG2632	<input type="checkbox"/>	Fourches Doubles		○	○	
Roues avant						
JBG0835	<input type="checkbox"/>	9" Pneumatique Noir		◆	◆	
JBG0836	<input type="checkbox"/>	9" Bandage Plein Noir		○	○	
JBG0838	<input type="checkbox"/>	9" Pneu. Anti Crevaison Noir		61,61	65,00	
JBG0828	<input type="checkbox"/>	8" Bandage Plein Noir	NC : 1223	149,76	158,00	
Système verrouillage des fourches avant						
JBG1490	<input type="checkbox"/>	Système de verrouillage des fourches avant	NC : (2631+1416)	218,01	230,00	
Roues arrière						
JBG0704	<input type="checkbox"/>	14x3 Pneumatique noir à crampons		◆	◆	
JBG0705	<input type="checkbox"/>	14x3 Bandage plein noir à crampons		238,86	252,00	
JBG0706	<input type="checkbox"/>	14x3 Pneu anti-crevaison noir à crampons		61,61	65,00	
SUSPENSIONS						
CTC - Contrôle Traction Confort (Groupe de propulsion suspendu dans les plans horizontaux et verticaux par rapport au châssis et fermeté réglable)						
JBG2870	<input type="checkbox"/>	Suspensions CTC - Contrôle Traction Confort		◆	◆	
Suspensions latérales arrière						
JBG1910	<input type="checkbox"/>	Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 70 kg	NC : 1094	○	○	
JBG1912	<input type="checkbox"/>	Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 90 kg	NC : 1094	○	○	
JBG1911	<input type="checkbox"/>	Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 110 kg		○	○	
JBG1915	<input type="checkbox"/>	Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 136 kg		○	○	

Invacare® Aviva® RX40 Modulite AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
PERFORMANCES						
Moteurs						
JBG1282	<input type="checkbox"/>	OPS Drive 6 km/h		○	○	
JBG1283	<input type="checkbox"/>	OPS Drive 10 km/h		◆	◆	
JBG1223	<input type="checkbox"/>	Moteurs OPS Drive 10 km/h, programmable jusqu'à 12 km/h - batteries 73,5 Ah incluses	NC : 0828, 1259, 1260	○	○	
Batteries & Chargeur						
JBG1259	<input type="checkbox"/>	60 Ah - batteries GEL	NC : 0025, 1223	○	○	
JBG1260	<input type="checkbox"/>	73,5 Ah - batteries GEL	NC : 0025, 1223, 1450	◆	◆	
GYROSCOPE						
G-Trac						
JBG1215	<input type="checkbox"/>	Module G-Trac (Contrôle directionnel de la trajectoire durant la conduite)		1 034,12	1 091,00	
Chargeur						
JBG1313	<input type="checkbox"/>	Chargeur 10A OptiCharge		◆	◆	
JBG1314	<input type="checkbox"/>	Chargeur 10A OptiCharge UK (IP44)		○	○	
OPTIONS DE POSITIONNEMENT						
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.						
OPTIONS						
<i>Les roulettes anti-bascule sont montées de série</i>						
Roulette anti-bascule						
JBG1205	<input type="checkbox"/>	Roulette anti-bascule		◆	◆	
Eclairage						
JBG1437	<input type="checkbox"/>	Equipement route de sécurité LED - Puissance 30 Lux - Clignotants, feux de position, warning (Choisir REM216 , REM400 ou REM500)	NC : 2203	◆	◆	
JBG2837	<input type="checkbox"/>	Equipement route de sécurité LED extra-lumineux - Puissance 60 Lux - Clignotants, feux de position, warning (Choisir REM216 , REM400 ou REM500)	NC : 2203	403,79	426,00	
Monte-trottoir						
JBG1244	<input type="checkbox"/>	Monte-trottoir	NC : 0556, 0589, 2830	291,00	307,00	
Préparation Base Motrice Montage Station d'Accueil Dahl						
JBG1450	<input type="checkbox"/>	Préparation Base Motrice Montage Station d'Accueil Dahl	NC : 1260	330,81	349,00	
Accroche-taxi						
JBG1494	<input type="checkbox"/>	Accroche-taxis 4 Fixations conformes à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes, appui-tête obligatoire	NC : 1094	◆	◆	
JBG1401	<input type="checkbox"/>	Accroche-taxis 6 Fixations conformes à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes, appui-tête obligatoire	NC : 1093	○	○	
Points d'accroche taxi supplémentaires						
JBG2894	<input type="checkbox"/>	Points de fixation latéraux supplémentaires facile d'accès (remplacent les points de fixation standard avant)		91,94	97,00	
Ceintures de maintien						
JBG1329	<input type="checkbox"/>	Fermeture à boucle type automobile		◆	◆	
JBG2113	<input type="checkbox"/>	Fermeture à boucle type automobile avec points d'attache réglable sur l'assise		50,24	53,00	
Ceintures de positionnement Bodypoint (fixations incluses)						
JBG2701	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille L	NC : 2121, 2122, 2132, 2253, cale-cuisses	156,40	165,00	
JBG2702	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille M	NC : 2123, 2124, 2253, cale-cuisses	156,40	165,00	
JBG2703	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille L	NC : 2121, 2122, 2132, 2253, cale-cuisses	133,65	141,00	
JBG2704	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille M	NC : 2123, 2124, 2253, cale-cuisses	133,65	141,00	



1244












1329



2701, 2702



Invacare® Aviva® RX40 Modulite AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
JBG2705	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille L	NC : 2121, 2122, 2132, 2253, cale-cuisses	116,59	123,00	 2703 2704
JBG2706	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille M	NC : 2123, 2124, 2253, cale-cuisses	116,59	123,00	
Rétroviseur						
JBG1415	<input type="checkbox"/>	Droit	NC : 1287, 2217, 2285, 2209, 2213, 2265, 2275, 2283, 2287	70,14	74,00	
JBG1339	<input type="checkbox"/>	Gauche	NC : 1286, 2218, 2286, 2210, 2214, 2266, 2276, 2284, 2288	70,14	74,00	
ACCESSOIRES						
Crochets porte-sac (Charge max. : 6kg)						
JBG2128	<input type="checkbox"/>	Crochets porte-sac (Uniquement avec Assise Modulite Modulable)	NC : 2172, 2173, 2227, 2228, 2229, 2233, 2240, 2257, 2291, 2292	150,71	159,00	2128 
Porte-canne						
JBG1312	<input type="checkbox"/>	Côté droit	NC : 1287, 2227, 2259, 1221	68,25	72,00	 1416
JBG1363	<input type="checkbox"/>	Côté gauche	NC : 1286, 2228, 2260, 1222	68,25	72,00	
Garde-boue (la paire)						
JBG1416	<input type="checkbox"/>	Garde-boue pour roues avant noir		◆	◆	 1417
JBG1417	<input type="checkbox"/>	Garde-boue pour roues arrière noir		◆	◆	
Tablette escamotable						
JBG1404	<input type="checkbox"/>	Côté droit	NC : 1207, 1707, 2209, 2275, 2276, 2287, 2288, 2283, 2284, 2285, 2286, 2265, 2266, 2207, 2213, 2214, 2217	502,37	530,00	 1404 1405
JBG1405	<input type="checkbox"/>	Côté gauche	NC : 1208, 1708, 2210, 2275, 2276, 2287, 2288, 2283, 2284, 2285, 2286, 2265, 2266, 2208, 2213, 2214, 2218	502,37	530,00	
Trousse à outils						
JBG1333	<input type="checkbox"/>	Trousse à outils		29,38	31,00	
Rampes en accessoire						
1440530	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en fibre de verre Dimensions repliée : 2000 x 230 mm 16,3 kg - capacité maximum : 300 kg		1 787,68	1 886,00	 1440530
1654128	<input type="checkbox"/>	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		402,84	425,00	 1654128
1654129	<input type="checkbox"/>	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		805,69	850,00	 1654129
1654130	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00	 1654130