



Yes, you can.®

AVIVA RX40 Modulite HD AA1



NOUVELLE OPTION !

Pantographe *Maxx Resolve*
escamotable int/ext

Prix Public TTC
2 x LPPR
6 975,90 €




UNIQUE
Designed by you. Built by us.




Informations client	Caractéristiques produit
Date :	Largeur hors tout 635 mm CE
Référence d'achat :	Hauteur d'assise 435 mm
Code client :	Moteurs 340W 4 pôles
Cachet du distributeur :	Vitesse 6 km/h, 10 km/h ou 10 km/h programmable à 12 km/h
	Batteries 73 Ah
	Electronique Linx
	Roues motrices 14"
	Roues avant 8" ou 9"
	Franchissement 60 mm et 100 mm avec monte-trottoir
	Poids max utilisateur 160 kg
	Garantie 2 ans hors batteries et pièces d'usure
Commandes	
Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr , ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com	

<input type="checkbox"/> Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases			<input checked="" type="checkbox"/> Configuration standard			<input type="checkbox"/> Options sans supplément de prix		
Invacare® Aviva RX40 Modulite AA1				Euros				
				Prix Public		LPPR*		
CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC				
JBH0028	<input type="checkbox"/> Invacare® Aviva® RX40 HD AA1 - Code LPPR 9125967 <input type="checkbox"/> Délai de fabrication : + 10 jours Module de puissance : 120 A - Moteurs : 4 pôles - poids max. utilisateur : 160 kg		6 612,23	6 975,90	3 487,95			
			+ 7,42 € HT d'éco-participation					
CHÂSSIS AVIVA RX								
JBH2830	<input type="checkbox"/> Châssis large - 635 mm		◆	◆				
ASSISE MODULITE HD MODULABLE								
Type d'assise								
JBX2101	<input type="checkbox"/> Assise Modulite HD rigide réglable en largeur et en profondeur , accoudoirs réglables en largeur (+ 50 mm par côté) <input type="checkbox"/> Largeur : 530 à 550 mm, réglable par palier de 50 mm <input type="checkbox"/> Profondeur : 510 à 580 mm RÉGLABLE EN CONTINU		◆	◆				
Largeur d'assise (Préréglage d'usine)								
JBH2124	<input type="checkbox"/> 530 mm - réglable jusqu'à 580 mm		◆	◆				
JBX2104	<input type="checkbox"/> 550 mm - réglable jusqu'à 600 mm		○	○				
Profondeur d'assise (Préréglage d'usine)								
JBH2136	<input type="checkbox"/> 510 mm		◆	◆				
JBX2137	<input type="checkbox"/> 580 mm		○	○				
Coussin d'assise								
JBH2148	<input type="checkbox"/> Coussin d'assise Max (hauteur 90 mm)		◆	◆				
Cannes de dossier								
JBH2162	<input type="checkbox"/> Hauteur 540 mm		◆	◆				
Type de dossier								
JBH2171	<input type="checkbox"/> Dossier réglable en tension , avec toile rembourrée bi-matière et pochette arrière		◆	◆				
Revêtement du coussin de dossier et/ou de l'assise (selon configuration)								
JBH2156	<input type="checkbox"/> Nylon noir		◆	◆				
Accoudoirs								
JBH2191	<input type="checkbox"/> Accoudoirs réglables en hauteur de 245 à 315 mm, en profondeur et amovible, la paire		◆	◆				
JBH2181	<input type="checkbox"/> Accoudoirs réglables en hauteur de 295 à 365 mm, en profondeur et amovible, la paire		70,14	74,00				
Manchettes								
JBH2195	<input type="checkbox"/> Manchettes standard, longueur 325 mm, la paire		◆	◆				
JBH2196	<input type="checkbox"/> Manchettes longues, longueur 375 mm, la paire		91,00	96,00				
JBH2197	<input type="checkbox"/> Manchettes longues ergonomiques, longueur 397 mm, la paire		133,65	141,00				
Appuis-tête et autres accessoires								
JBH1432	<input type="checkbox"/> Appui-tête revêtement PU bi-extensible noir, réglable en profondeur et en largeur		273,93	289,00				
JBH1427	<input type="checkbox"/> Appui-tête Kontour multi-réglable avec oreillettes latérales revêtement PU bi-extensible noir		361,14	381,00				
JBH2324	<input type="checkbox"/> Appui-tête Elan Standard 10" - housse noire respirante		427,49	451,00				
JBH2325	<input type="checkbox"/> Appui-tête Elan Occipital 9" - housse noire respirante		427,49	451,00				
JBH2327	<input type="checkbox"/> Appui-tête Elan 4 points 11" - housse noire respirante		559,24	590,00				
JBH1495	<input type="checkbox"/> Autre appui-tête non Invacare conforme à l'ISO 7176-19 pour utilisation du fauteuil roulant comme siège dans un véhicule		○	○				



Invacare® Aviva RX40 Modulite AA1				Euros	
				Prix Public	LPPR*
				HT	TTC
Inclinaison d'assise					
JBH1091	<input type="checkbox"/>	Manuelle de 0° à 15°	NC : 1401	◆	◆
JBH1092	<input type="checkbox"/>	Electrique de 0° à 20°	NC : 1401, 2201	473,93	500,00
JBH1093	<input type="checkbox"/>	Electrique à compensation de 0° à 30° (Poids max 130kg si option 1494)	NC : 1401, 2201	906,16	956,00
JBH1094	<input type="checkbox"/>	Lift 300 mm - Assise élévatrice électriquement (Poids max.130 kg) - inclus inclinaison électrique à compensation de 0° à 30°	NC : 1494, 2201, 2220	2 573,46	2 715,00
Hauteur sol-plaque d'assise pour inclinaison d'assise manuelle de 0° à 12° et électrique de 0° à 20°					
JBH2857	<input type="checkbox"/>	435 mm		◆	◆
JBH2858	<input type="checkbox"/>	460 mm		○	○
JBH2859	<input type="checkbox"/>	485 mm		○	○
Inclinaison de dossier					
JBH0975	<input type="checkbox"/>	Manuelle de 90° à 120° par paliers de 3,75° DOSSIER DEMONTABLE SANS OUTILS		◆	◆
JBH0977	<input type="checkbox"/>	Electrique de 0° à 30° DOSSIER RABATTABLE SANS OUTILS	NC : 2201	815,17	860,00
REPOSE-JAMBES ET REPOSE- PIEDS					
Repose-jambes central réglable en inclinaison avec appui-mollet avec palette réglable en angle					
JBH0556	<input type="checkbox"/>	Repose jambe central manuel (réglable de 1,5° à 63°)	NC : 0517	563,03	594,00
JBH0589	<input type="checkbox"/>	Electrique LNX avec compensation, amplitude de 90° - angle fermé, réglage à 83°/90°/97°. Livré à 83° sur châssis étroit / 90° sur châssis large	NC : 2201	1 848,34	1 950,00
Palettes					
JBH2365	<input type="checkbox"/>	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille S (127 x 190 mm)		○	○
JBH0559	<input type="checkbox"/>	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille M (140 x 240 mm)		◆	◆
JBH0516	<input type="checkbox"/>	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille L (150 x 290 mm)		143,13	151,00
JBH0517	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc réglable en hauteur et en angle M (305 x 275 mm)	NC : 0556	143,13	151,00
Potences / Repose-pieds (la paire)					
JBH0503	<input type="checkbox"/>	Potences reposer-pieds standards réglables 90°-65° escamotables		◆	◆
JBH0533	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes manuels réglables en angle de 0° à 80° type Storm®4	NC : 0512	311,85	329,00
JBH0531	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes ergonomiques électriques de 0° à 80°	NC : 0512, 2201	1 507,11	1 590,00
Palettes (la paire)					
JBH0512	<input type="checkbox"/>	Fixes	NC : 0533, 0531	◆	◆
JBH0504	<input type="checkbox"/>	Réglables en angle		○	○
JBH0513	<input type="checkbox"/>	Réglables en angle et profondeur		122,27	129,00
COMMANDES ELECTRONIQUES LINX					
Commande principale pour Electronique LiNX					
JBH2203	<input type="checkbox"/>	Manipulateur LiNX REM211 : Conduite et contrôle des vérins	NC:2837,1437,2231,2232, 2229,2233,2230,2247,2257, 2240, 2270, 2272, 2258	◆	◆
JBH2204	<input type="checkbox"/>	Manipulateur LiNX REM216 : Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage	NC : 2231, 2232, 2233, 2257, 2240, 2270, 2258	○	○
JBH2205	<input type="checkbox"/>	Manipulateur LiNX REM400 : Écran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris	NC : 2220	1 208,53	1 275,00
JBH2206	<input type="checkbox"/>	Ecran de contrôle LiNX REM500 : Ecran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris - NÉCESSITE UNE COMMANDE SPÉCIALE (2231, 2232, 2229)	NC : 2220, 2270	1 777,25	1 875,00



DOSSIER RABATTABLE



0975

0977



0533



0513

LiNX



REM211



REM216




REM400

Bluetooth®



REM500

Bluetooth®

Invacare® Aviva RX40 Modulite AA1			Euros				
			Prix Public		LPPR*		
			HT	TTC			
Option REM400							
JBH2270	<input type="checkbox"/>	Interrupteur à bascule programmable pour manipulateur REM400 (par défaut : marche /arrêt et potentiomètre de vitesse), la paire	NC : 2201, 2203, 2204, 2206	340,28	359,00		
Fixation de la commande principale (REM211/216/400)							
JBH1207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite réversible, non escamotable	NC : 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404	○	○		
JBH1208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche réversible, non escamotable	NC : 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405	○	○		
JBH1707	<input type="checkbox"/>	Escamotable à droite + réglable en hauteur, renforcé	NC : 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404	◆	◆		
JBH1708	<input type="checkbox"/>	Escamotable à gauche + réglable en hauteur, renforcé	NC : 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405	○	○		
JBH1709	<input type="checkbox"/>	Maxx Resolve escamotable intérieur/extérieur - fixation à droite	NC : 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404	○	○		
JBH1710	<input type="checkbox"/>	Maxx Resolve escamotable intérieur/extérieur - fixation à gauche	NC : 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405	○	○		 2209, 2210 NOUVEAU
JBH2209	<input type="checkbox"/>	Escamotable à droite, multi-ajustable (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm)	NC : 2201, 2203, 2204, 2205, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1415, 2217, 1404	○	○		
JBH2210	<input type="checkbox"/>	Escamotable à gauche, multi-ajustable (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm)	NC : 2201, 2203, 2204, 2205, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1339, 2218, 1405	○	○		 2209 2210
PW-4005	<input type="checkbox"/>	Option 2209/2210 avec tige de fixation pour REM500 rallongée de 200 mm		Fabrication spéciale Sur Devis			
JBH2213	<input type="checkbox"/>	Fixation centrale, escamotable à droite	NC : 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1415, 2217, 1404, 1405	787,68	831,00		
JBH2214	<input type="checkbox"/>	Fixation centrale, escamotable à gauche	NC : 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1339, 2218, 1404, 1405	787,68	831,00		
JBH2227	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2206, 1287, 2220, 2128, 2108, 2219, 1221, 1312	33,85	35,71	35,71	
JBH2228	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2206, 1286, 2220, 2128, 2108, 2219, 1222, 1363	33,85	35,71	35,71	
JBX2239	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis			
Double commande LiNX (Utilisateur + tierce-personne)							
JBH2220	<input type="checkbox"/>	Double commande LiNX (REM050 - utilise le profil de conduite du REM110 ou le profil de conduite 1 du REM211/216 - Vitesse limitée à 6km/h)	NC : 1094, 2273, 2205, 2206, 1221, 1222, (2201+1283), 2227, 2228	677,02	714,26	714,26	 REM050
JBH2219	<input type="checkbox"/>	Double commande Compact LiNX - 3 profils de conduite dédiés et contrôle des vérins	NC : 2201, 1221, 1222, 2227, 2228	1 354,05	1 428,52	714,26	 2219
JBH2245	<input type="checkbox"/>	Double commande intuitive LiNX - profil de conduite dédié	NC : 2201, 2259, 2260	1 354,05	1 428,52	714,26	 2245
JBH2259	<input type="checkbox"/>	Fixation A Droite Pour Tierce-Personne	NC : 1287, 2291, 2245, 1312	○	○		
JBH2260	<input type="checkbox"/>	Fixation A Gauche Pour Tierce-Personne	NC : 1286, 2292, 2245, 1363	○	○		
JBH1221	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite, amovible - uniquement avec commande intuitive LiNX	NC : 1287, 2291, 2220, 2219, 2227, 1312	○	○		
JBH1222	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche, amovible - uniquement avec commande intuitive LiNX	NC : 1286, 2292, 2220, 2219, 2228, 1363	○	○		
Si plusieurs joysticks doivent être montés sur le support escamotable pour montage en position centrale (2213/2214), sélectionnez l'option 2215							
Commandes spéciales Mo-Vis - consulter la fiche de mesure							

Invacare® Aviva RX40 Modulite AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Joysticks Compact proportionnels - Uniquement avec REM400 et REM500						
JBH2231	<input type="checkbox"/>	Joystick LINX Compact proportionnel (force de déflexion : 160 g)	NC : 2201, 2203, 2204	1 371,56	1 447,00	 2231 2232
JBH2232	<input type="checkbox"/>	Joystick LINX Compact proportionnel Low force (force de déflexion : 112 g)	NC : 2201, 2203, 2204	1 509,00	1 592,00	
JBH2207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404	○	○	
JBH2208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1405	○	○	
JBH2265	<input type="checkbox"/>	Montage Central, Escamotable A Droite	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	787,68	831,00	
JBH2266	<input type="checkbox"/>	Montage Central, Escamotable A Gauche	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	787,68	831,00	
JBX2215	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Contacteurs à Capteurs De Proximité (Technologie ATOM)						
JBH2257	<input type="checkbox"/>	Contacteurs à Capteurs De Proximité ASL106	NC : 2201, 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2233, 2240, 2128	7 048,34	7 436,00	
JBH2275	<input type="checkbox"/>	Montage Central Escamotable A Droite (Nucleus)	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	○	○	
JBH2276	<input type="checkbox"/>	Montage Central Escamotable A Gauche (Nucleus)	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	○	○	
JBX2269	<input type="checkbox"/>	Montage Personnalisé Fabrication Spéciale		Sur devis		
Commande Mini Joystick proportionnel						
JBH2233	<input type="checkbox"/>	Mini Joystick Proportionnel MEC	NC: 2201, 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2257, 2128	5 648,34	5 959,00	 2233
JBH2240	<input type="checkbox"/>	Joystick Renforcé Proportionnel ASL133	NC: 2201, 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2257, 2128	3 317,54	3 500,00	
JBH2285	<input type="checkbox"/>	Montage Mini Tablette A Droite (100 x 150 mm)	NC: 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	787,68	831,00	
JBH2286	<input type="checkbox"/>	Montage Mini Tablette A Gauche (100 x 150 mm)	NC: 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	787,68	831,00	
JBH2283	<input type="checkbox"/>	Montage Central, Escamotable A Droite	NC: 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	○	○	
JBH2284	<input type="checkbox"/>	Montage Central, Escamotable A Gauche	NC: 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	○	○	
JBH2287	<input type="checkbox"/>	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à droite	NC: 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	787,68	831,00	
JBH2288	<input type="checkbox"/>	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à gauche	NC: 1208, 1708 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	787,68	831,00	
JBX2289	<input type="checkbox"/>	Montage Personnalisé Fabrication Spéciale		Sur devis		
Options complémentaires LINX						
JBH2251	<input type="checkbox"/>	Clavier multifonctions 10 contacteurs, livré avec câble sortie double Jack 2252		530,81	560,00	 2251
JBH2217	<input type="checkbox"/>	Fixation utilisateur à droite	NC : 1415, 2207, 2287, 2283, 2285, 2275, 2213, 2209, 2265, 1404	○	○	
JBH2218	<input type="checkbox"/>	Fixation utilisateur à gauche	NC : 1339, 2208, 2288, 2284, 2286, 2276, 2214, 2210, 2266, 1405	○	○	
JBH2291	<input type="checkbox"/>	Fixation tierce-personne à droite	NC : 2128, 2259, 1221	○	○	
JBH2292	<input type="checkbox"/>	Fixation tierce-personne à gauche	NC : 2128, 2260, 1222	○	○	
JBH2225	<input type="checkbox"/>	Sans montage		○	○	
Accessoires LINX						
JBH2253	<input type="checkbox"/>	Prises de charge USB (2 prises USB)		472,99	499,00	 2253
JBH2281	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite		○	○	
JBH2282	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche		○	○	

Invacare® Aviva RX40 Modulite AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Remote Stop Switch						
JBH2258	<input type="checkbox"/>	Commande d'arrêt à distance (ASL504)	NC : 2201, 2203, 2204	831,28	877,00	
Module d'entrée						
JBH2273	<input type="checkbox"/>	Module d'entrée IN200 (Permet contacteur ON/OFF externe avec REM110/2XX)	NC : 2220	400,00	422,00	
Autres accessoires et contacteurs						
JBH2300	<input type="checkbox"/>	A inclure avec le fauteuil		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
JBX2301	<input type="checkbox"/>	A connecter et programmer (Spécial)		Sur devis		
Contacteurs ronds et plats (Uniquement avec REM400 ou REM500)						
JBH1685	<input type="checkbox"/>	Contacteur Rouge		149,76	158,00	
JBH1686	<input type="checkbox"/>	Contacteur Jaune		149,76	158,00	
JBH1687	<input type="checkbox"/>	Contacteur Vert		149,76	158,00	
JBH1690	<input type="checkbox"/>	Contacteur Bleu		149,76	158,00	
Contacteur Egg (Uniquement avec REM400)						
JBH2254	<input type="checkbox"/>	Contacteur Egg, noir		118,48	125,00	
Mini contacteurs ronds et plats (diamètre 30 mm - livrés non montés - Uniquement avec REM400 ou REM500)						
JBH1711	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Rouge		149,76	158,00	
JBH1712	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Jaune		149,76	158,00	
JBH1713	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Vert		149,76	158,00	
JBH1714	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Orange		149,76	158,00	
JBH1715	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Bleu		149,76	158,00	
JBH1716	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Noir		149,76	158,00	
Joysticks Bodypoint - livrés non montés						
JBH2721	<input type="checkbox"/>	Embout Joystick Bodypoint Ergo U 3" PC101A		100,00	105,50	
JBH2722	<input type="checkbox"/>	Embout Joystick Bodypoint Ergo U 4" PC102A		100,00	105,50	
JBH2723	<input type="checkbox"/>	Embout dôme en caoutchouc - Ø 66 mm		100,00	105,50	
JBH2724	<input type="checkbox"/>	Embout champignon rainuré (hauteur ajustable) - diamètre 42 mm		100,00	105,50	
Adaptateur DB9 / 5 jacks						
JBH1681	<input type="checkbox"/>	Adaptateur DB9 / 5 jacks		172,51	182,00	
BASE MOTRICE						
Coloris de châssis						
JBH2871	<input type="checkbox"/>	Noir Anthracite		-284,36	-300,00	
JBH2872	<input type="checkbox"/>	Argenté		-284,36	-300,00	
JBH2873	<input type="checkbox"/>	Rouge Bengale		-284,36	-300,00	
JBH2874	<input type="checkbox"/>	Bleu Mercure		-284,36	-300,00	
JBH2875	<input type="checkbox"/>	Violet Midnight		-284,36	-300,00	
JBX0299	<input type="checkbox"/>	Premium - Coloris Châssis Et Dossier Personnalisé		781,99	825,00	
JBH2865	<input type="checkbox"/>	Premium - Coloris Châssis Et Dossier Vert British Racing métallisé		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
JBH2866	<input type="checkbox"/>	Premium - Coloris Châssis Et Dossier Bleu Ocean Satiné métallisé		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
JBH2867	<input type="checkbox"/>	Premium - Coloris Châssis Et Dossier Bleu Givré métallisé		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
JBH2868	<input type="checkbox"/>	Premium - Coloris Châssis Et Dossier Beige Perle métallisé		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Coloris de jantes						
JBH2882	<input type="checkbox"/>	Noir Anthracite		-80,57	-85,00	
JBH2883	<input type="checkbox"/>	Argenté		-80,57	-85,00	
JBH2884	<input type="checkbox"/>	Rouge Bengale		-80,57	-85,00	
JBH2885	<input type="checkbox"/>	Bleu Mercure		-80,57	-85,00	
JBH2886	<input type="checkbox"/>	Violet Midnight		-80,57	-85,00	
JBH2887	<input type="checkbox"/>	Premium - Coloris Jantes Personnalisé		207,58	219,00	
JBH2888	<input type="checkbox"/>	Premium - Coloris Jantes Vert British Racing métallisé		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
JBH2889	<input type="checkbox"/>	Premium - Coloris Jantes Bleu Ocean Satiné métallisé		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
JBH2890	<input type="checkbox"/>	Premium - Coloris Jantes Bleu Givré métallisé		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
JBH2891	<input type="checkbox"/>	Premium - Coloris Jantes Beige Perle métallisé		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	




Invacare® Aviva RX40 Modulite AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Fourches						
JBH2631	<input type="checkbox"/>	Fourches Monobras		◆	◆	
JBH2632	<input type="checkbox"/>	Fourches Doubles		○	○	
Roues						
JBH0835	<input type="checkbox"/>	9" Pneumatique Noir		◆	◆	
JBH0836	<input type="checkbox"/>	9" Bandage Plein Noir		○	○	
JBH0838	<input type="checkbox"/>	9" Pneumatique Anti Crevaison Noir		○	○	
JBH0828	<input type="checkbox"/>	8" Bandage Plein Noir		168,72	178,00	
Système verrouillage des fourches avant						
JBH1490	<input type="checkbox"/>	Système de verrouillage des fourches avant	NC : (2631+1416)	218,01	230,00	
Roues arrière type Storm®4						
JBH0704	<input type="checkbox"/>	14x3 Pneumatique noir à crampons		◆	◆	
JBH0705	<input type="checkbox"/>	14x3 Bandage plein noir à crampons		71,09	75,00	
JBH0706	<input type="checkbox"/>	14x3 Pneu anti-crevaison noir à crampons		○	○	
SUSPENSIONS						
CTC - Contrôle Traction Confort (Groupe de propulsion suspendu dans les plans horizontaux et verticaux par rapport au châssis et fermé réglable)						
JBH2870	<input type="checkbox"/>	Suspensions CTC - Contrôle Traction Confort		◆	◆	
Suspensions latérales arrière						
JBH1916	<input type="checkbox"/>	Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 160 kg		◆	◆	
PERFORMANCES						
Moteurs						
JBH1282	<input type="checkbox"/>	OPS Drive 6 km/h		○	○	
JBH1283	<input type="checkbox"/>	OPS Drive 10 km/h		◆	◆	
JBH1223	<input type="checkbox"/>	Moteurs OPS Drive 10 km/h, programmable jusqu'à 12 km/h - batteries 73,5 Ah incluses	NC : 0828, 1260	○	○	
Batteries & Chargeur						
JBH1260	<input type="checkbox"/>	73,5 Ah - batteries GEL		◆	◆	
GYROSCOPE						
G-Trac						
JBH1215	<input type="checkbox"/>	Module G-Trac (Contrôle directionnel de la trajectoire durant la conduite)		1 090,05	1 150,00	
Chargeur						
JBH1313	<input type="checkbox"/>	Chargeur 10A OptiCharge		◆	◆	
JBH1314	<input type="checkbox"/>	Chargeur 10A OptiCharge UK (IP44)		○	○	
OPTIONS DE POSITIONNEMENT						
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles. 						
OPTIONS						
Les roulettes anti-basculer sont montées de série						
Roulette anti-basculer						
JBH1205	<input type="checkbox"/>	Roulette anti-basculer		◆	◆	
Eclairage						
JBH1437	<input type="checkbox"/>	Equipement route de sécurité LED - Puissance 30 Lux - Clignotants, feux de position, warning (Choisir REM216 , REM400 ou REM500)	NC : 2201, 2203	492,89	520,00	
JBH2837	<input type="checkbox"/>	Equipement route de sécurité LED extra-lumineux - Puissance 60 Lux - Clignotants, feux de position, warning (Choisir REM216 , REM400 ou REM500)	NC : 2201, 2203	663,51	700,00	
JBH1254	<input type="checkbox"/>	Sans éclairage		◆	◆	
Accroche-taxi						
JBH1493	<input type="checkbox"/>	Accroche-taxi 4 Fixations Avant/Arrière	NC : 2894	◆	◆	
JBH1494	<input type="checkbox"/>	Accroche-taxis 4 Fixations conformes à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes, appui-tête obligatoire	NC : 1094	○	○	
JBH1401	<input type="checkbox"/>	Accroche-taxis 6 Fixations conformes à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes, appui-tête obligatoire (uniquement si Lift sélectionné)	NC : 1091, 1092,1093	○	○	

Prix en baisse

Prix en baisse



Invacare® Aviva RX40 Modulite AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Points d'accroche taxi						
JBH2894	<input type="checkbox"/>	Points de fixation latéraux additionnels facile d'accès (remplacent les points de fixation standard avant)	NC : 1493	104,27	110,00	
Ceintures de maintien						
JBH1329	<input type="checkbox"/>	Fermeture à boucle type automobile		◆	◆	 1329
JBH2113	<input type="checkbox"/>	Fermeture à boucle type automobile avec points d'attache réglable sur l'assise		57,82	61,00	
Rétroviseur						
JBH1415	<input type="checkbox"/>	Droit	NC : 1287, 2217, 2285, 2209, 2213, 2265, 2275, 2283, 2287	70,14	74,00	
JBH1339	<input type="checkbox"/>	Gauche	NC : 1286, 2218, 2286, 2210, 2214, 2266, 2276, 2284, 2288	70,14	74,00	
ACCESSOIRES						
Crochets porte-sac (Charge max. : 6kg)						
JBH2128	<input type="checkbox"/>	Crochets porte-sac (Uniquement avec Assise Modulite Modulable)	NC : 2227, 2228, 2233, 2240, 2291, 2292	150,71	159,00	 2128
Porte-canne						
JBH1312	<input type="checkbox"/>	Côté droit	NC : 1287, 2227, 2259, 1221	68,25	72,00	
JBH1363	<input type="checkbox"/>	Côté gauche	NC : 1286, 2228, 2260, 1222	68,25	72,00	 1416
Garde-boue (la paire)						
JBH1416	<input type="checkbox"/>	Garde-boue pour roues avant noir		◆	◆	
JBH1417	<input type="checkbox"/>	Garde-boue pour roues arrière noir		◆	◆	 1417
Tablette escamotable						
JBH1404	<input type="checkbox"/>	Côté droit	NC : 1207, 1707, 2209, 2275, 2276, 2287, 2288, 2283, 2284, 2285, 2286, 2265, 2266, 2207, 2213, 2214, 2217	503,32	531,00	 1404 1405
JBH1405	<input type="checkbox"/>	Côté gauche	NC : 1208, 1708, 2210, 2275, 2276, 2287, 2288, 2283, 2284, 2285, 2286, 2265, 2266, 2208, 2213, 2214, 2218	503,32	531,00	
Trousse à outils						
JBH1333	<input type="checkbox"/>	Trousse à outils		33,18	35,00	
Rampes en accessoire						
1654128	<input type="checkbox"/>	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		402,84	425,00	 1654128
1654129	<input type="checkbox"/>	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		805,69	850,00	 1654129
1654130	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00	 1654130