

# Invacare® Aviva® RX40 Modulite Teen AA1/AA2



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre **espace Invacare Pro** sur [www.invacare.fr](http://www.invacare.fr), ou commandez par e-mail à : [commandesfr@invacare.com](mailto:commandesfr@invacare.com)



## Invacare® Aviva® RX40 Modulite Teen AA1/AA2

Fauteuil roulant électrique roues arrières motrices



Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :



### Descriptif :

- Compacité et motricité optimales grâce à :
  - Châssis étroit à partir de 560 mm
  - Roues avant de 8" et 9"
- Hauteur d'assise à partir de 435 mm
- Poids maximum de l'utilisateur : 98 kg.
- Garantie 2 ans hors batteries et pièces d'usure.

### De série:

- Module de puissance 120 A
- Batteries 73 Ah, moteurs 340W 4 pôles
- Equipement route de sécurité LED
- Garde-boue pour roues avant et arrière
- Fourche monobras
- Carénage métallisé sur le châssis, les jantes et le dossier

**Fabrication spéciale : délai de 10 jours**

Tarif maximal de remboursement au titre de la PCH (Prestation de Compensation pour le Handicap) = 6 975,90 € TTC (inclus LPPR), pris en charge par la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées). Arrêté du 28 décembre 2005, paru au Journal Officiel du 30 décembre 2005.

\* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.



Service de personnalisation Invacare Unique

Merci de préciser le numéro de devis ou de fabrication spéciale :


**Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.**


Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases

Configuration standard

Options sans supplément de prix

			Euros		
			Prix Public	LPPR*	
CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC	
JBG0024	<input type="checkbox"/> Invacare® Aviva® RX40 AA1 / AA2 - Code LPPR 9125996 et 9326022 Module de puissance : 120 A - Moteurs : 4 pôles - poids max. utilisateur : 98 kg		6 857,82	7 235,00	AA1 = 3487,95 AA2 = 3938,01
<b>CHÂSSIS AVIVA RX</b>					
JBF2810	<input type="checkbox"/> Châssis étroit - 560 mm		◆	◆	
<b>ASSISE MODULITE TEEN MODULABLE</b>					
JBZ2111	<input type="checkbox"/> Assise Modulite Teen rigide réglable en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables en largeur (25 mm par côté)		◆	◆	
<b>Largeur d'assise (Pré-réglage d'usine) - obtenu à l'aide d'accoudoirs courbés vers l'intérieur</b>					
	<input type="checkbox"/> 305 mm		142,18	182,00	
	<input type="checkbox"/> 330 mm		○	○	
	<input type="checkbox"/> 355 mm		◆	◆	
<b>Profondeur d'assise</b>					
	<input type="checkbox"/> 305 mm		○	○	
	<input type="checkbox"/> 355 mm		◆	◆	
JBZ2132	<input type="checkbox"/> 410 mm		○	○	
<b>Coussin d'assise</b>					
	<input type="checkbox"/> Coussin d'assise <b>Matrx Vi</b> ou <b>Matrx Kidabra-Vi</b> - selon dimensions d'assise choisies		◆	◆	
<b>Cannes de dossier - Poignées incluses</b>					
JBZ2163	<input type="checkbox"/> Hauteur 480 mm		◆	◆	
<b>Type de dossier</b>					
JBZ2171	<input type="checkbox"/> Dossier <b>réglable en tension</b> , avec toile rembourrée bi-matière et pochette arrière (largeur entre cannes de dossier : 340 mm)		◆	◆	
	<input type="checkbox"/> Dossier <b>Matrx Mini</b> Profondeur du galbe : 80 mm Fixations incluses - <b>Sélectionnez la taille dans le tableau ci-dessous</b>		○	○	

Invacare® Aviva RX40 Modulite Teen AA1/AA2			Euros			
			Prix Public		LPPR*	
			HT	TTC		
 <p>Dossier <i>Matrix Mini</i> (fixations <u>incluses</u>) Profondeur du dossier : 80 mm - Poids max utilisateur : 68 kg</p>						
Largeur du dossier <sup>(1)/(3)</sup>	Adaptable sur fauteuil largeur d'assise <sup>(2)</sup>	Largeur du buste indicative	Hauteur du dossier			
			180 mm	260 mm	310 mm	360 mm
280 mm	280mm - 300mm	200 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
310 mm	300mm - 320mm	215 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
330 mm	330mm - 360mm	240 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
360 mm	360mm - 380mm	290 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure <b>Matrix</b> !</i>						
<b>Accoudoirs, la paire</b>						
JBZ2183	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs courbés vers l'intérieur			◆	◆
<b>Manchettes</b>						
JBF2195	<input type="checkbox"/>	Manchettes standard, longueur 325 mm, la paire			◆	◆
	<input type="checkbox"/>	Gouttière hémiplégique droite raccourcie avec mécanisme pivotant (longueur 380 mm)			454,03	479,00
	<input type="checkbox"/>	Gouttière hémiplégique gauche raccourcie avec mécanisme pivotant (longueur 380 mm)			454,03	479,00
<b>Accessoires d'assise</b>						
	<input type="checkbox"/>	Sans appui-tête			-47,45	-50,06
	<input type="checkbox"/>	Appui-tête multi-réglable <b>Action 3 Junior</b>			◆	◆
JBF2324	<input type="checkbox"/>	Appui-tête <b>Elan</b> Standard 10" - housse noire respirante			383,89	405,00
JBF2325	<input type="checkbox"/>	Appui-tête <b>Elan</b> Occipital 9" - housse noire respirante			427,49	451,00
	<input type="checkbox"/>	Appui-tête <b>Elan</b> Standard 8,5" - housse noire respirante			559,24	590,00
<b>Inclinaison d'assise</b>						
JBF1091	<input type="checkbox"/>	Manuelle de 0° à 12° - Hauteur d'assise à 440 mm			-189,57	-200,00
JBF1092	<input type="checkbox"/>	Electrique de 0° à 20° - Hauteur d'assise à 440 mm			◆	◆
JBF1093	<input type="checkbox"/>	Electrique à compensation de 0° à 30° - Hauteur d'assise 450 mm	NC : 1438		787,68	831,00
JBF1094	<input type="checkbox"/>	<b>Lift 300 mm</b> - Assise élévatrice électriquement (Poids max.136 kg) - inclus inclinaison électrique à compensation de 0° à 30° - Hauteur d'assise 465 mm	NC : 1438		2 238,86	2 362,00
<b>Inclinaison de dossier</b>						
JBF0975	<input type="checkbox"/>	Manuelle de 0° à 30° par paliers de 3,75° <b>DOSSIER DEMONTABLE SANS OUTILS</b>			-189,57	-200,00
JBF0977	<input type="checkbox"/>	Electrique de 0° à 30° <b>DOSSIER RABATTABLE SANS OUTILS</b>			◆	◆



Gouttière hémiplégique raccourcie



Appui-tête Action 3














2323  
2324



2325



2327

Invacare® Aviva RX40 Modulite Teen AA1/AA2				Euros			
				Prix Public			LPPR*
				HT	TTC		
<b>REPOSE-JAMBES &amp; REPOSE-PIEDS</b>							
<b>Potences / Repose-pieds (la paire)</b>							
JBF0526	<input type="checkbox"/>	Potences reposer-pieds fixes 80°, escamotables intérieur/extérieur - UL : 200 à 260 mm	NC : 0522	○	○	 0533 	
JBF0533	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes manuels réglables en angle type <b>Storm®3</b> - UL : 190 à 360 mm		◆	◆		
JBF0531	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes ergonomiques électriques de 0° à 80° - UL : 190 à 370 mm	NC : 0522	1 264,45	1 334,00		
<b>Palettes (la paire)</b>							
JBF0513	<input type="checkbox"/>	Réglables en angle et profondeur		◆	◆		
<b>COMMANDES ELECTRONIQUES LINX</b>							
<b>Commande principale pour Electronique LINX</b>							
JBF2201	<input type="checkbox"/>	Remote LINX <b>DLX-REM110 = Drive only</b>	NC : 1437, 2837, 1092, 1093, 1094, 0977, 0531, 2229, 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2258, 2219, 2245, 2270	◆	◆	   REM211  REM216  REM400   REM500 	
JBF2203	<input type="checkbox"/>	Manipulateur <b>LINX</b> REM211 : Conduite et contrôle des vérins	NC : 2837, 1437, 2231, 2232, 2229, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2270, 2258	○	○		
JBF2204	<input type="checkbox"/>	Manipulateur <b>LINX</b> REM216 : Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage	NC : 2231, 2232, 2229, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2270, 2258	○	○		
JBF2205	<input type="checkbox"/>	Manipulateur <b>LINX</b> REM400 : <b>Écran couleur tactile 3,5" et bluetooth</b> - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris	NC : 2220	1 195,26	1 261,00		
JBF2206	<input type="checkbox"/>	Ecran de contrôle <b>LINX</b> REM500 : <b>Ecran couleur tactile 3,5" et bluetooth</b> - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris - <b>NECESSITE UNE COMMANDE SPÉCIALE</b> (2231, 2232, 2229)	NC : 2220, 2270	1 800,00	1 899,00		
<b>Option REM400</b>							
JBF2270	<input type="checkbox"/>	Interrupteur à bascule programmable pour manipulateur REM400 (par défaut : marche /arrêt et potentiomètre de vitesse), la paire	NC : 2201, 2203, 2204, 2206	340,28	359,00	 2270	
<b>Fixation de la commande principale (REM211/216/400)</b>							
JBF1207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite réversible, non escamotable	NC : 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404	○	○	<div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; text-align: center; font-weight: bold;">NOUVEAU</div>  2209 2210	
JBF1208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche réversible, non escamotable	NC : 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405	○	○		
JBF1707	<input type="checkbox"/>	Escamotable à droite + réglable en hauteur, renforcé	NC : 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404	◆	◆		
JBF1708	<input type="checkbox"/>	Escamotable à gauche + réglable en hauteur, renforcé	NC : 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405	○	○		
JBF1709	<input type="checkbox"/>	<b>Maxx Resolve</b> escamotable intérieur/extérieur - fixation à droite	NC 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404	○	○		
JBF1710	<input type="checkbox"/>	<b>Maxx Resolve</b> escamotable intérieur/extérieur - fixation à gauche	NC 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405	○	○		
JBF2209	<input type="checkbox"/>	Escamotable à droite, multi-ajustable (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm)	NC : 2201, 2203, 2204, 2205, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1415, 2217, 1404	○	○		
JBF2210	<input type="checkbox"/>	Escamotable à gauche, multi-ajustable (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm)	NC : 2201, 2203, 2204, 2205, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1339, 2218, 1405	○	○		

Invacare® Aviva RX40 Modulite Teen AA1/AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
PW-4005	<input type="checkbox"/>	Option 2209/2210 avec tige de fixation pour REM500 rallongée de 200 mm		Fabrication spéciale Sur Devis		
JBF2213	<input type="checkbox"/>	Fixation centrale, escamotable à droite	NC : 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1415, 2217, 1404, 1405	685,31	723,00	
JBF2214	<input type="checkbox"/>	Fixation centrale, escamotable à gauche	NC : 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1339, 2218, 1404, 1405	685,31	723,00	
JBF2227	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2206, 1287, 2220, 2128, 2108, 2219, 1221, 1312	160,19	169,00	35,71
JBF2228	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2206, 1286, 2220, 2128, 2108, 2219, 1222, 1363	160,19	169,00	35,71
JBX2239	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
<b>Double commande LiNX (Utilisateur + tierce-personne)</b>						
JBF2220	<input type="checkbox"/>	Double commande <b>LiNX</b> (REM050 - utilise le profil de conduite du REM110 ou le profil de conduite 1 du REM211/216 - Vitesse limitée à 6km/h)	NC : 1094, 2273, 2108, 2205, 2206, 1221, 1222, (2201+1283/1223/1224), 2227, 2228	677,02	714,26	714,26
JBF2219	<input type="checkbox"/>	Double commande <b>Compact LiNX</b> - 3 profils de conduite dédiés et contrôle des vérins	NC : 2201, 2108, 1221, 1222, 2227, 2228	1 091,94	1 152,00	714,26
JBF2245	<input type="checkbox"/>	Double commande intuitive <b>LiNX</b> - profil de conduite dédié	NC : 2201, 2108, 2259, 2260	1 563,98	1 650,00	714,26
JBF2259	<input type="checkbox"/>	Fixation A Droite Pour Tierce-Personne	NC : 1287, 2291, 2245, 1312	○	○	
JBF2260	<input type="checkbox"/>	Fixation A Gauche Pour Tierce-Personne	NC : 1286, 2292, 2245, 1363	○	○	
JBF1221	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite, amovible - uniquement avec commande intuitive <b>LiNX</b>	NC : 1287, 2291, 2220, 2219, 2227, 1312	○	○	
JBF1222	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche, amovible - uniquement avec commande intuitive <b>LiNX</b>	NC : 1286, 2292, 2220, 2219, 2228, 1363	○	○	
<b>Si plusieurs joysticks doivent être montés sur le support escamotable pour montage en position centrale (2213/2214), sélectionnez l'option 2215</b>						
<a href="#">Commandes spéciales Mo-Vis - consulter la fiche de mesure</a>						
<b>Joysticks Compact proportionnels - Uniquement avec REM400 et REM500</b>						
JBF2231	<input type="checkbox"/>	Joystick <b>LiNX</b> Compact proportionnel (force de déflexion : 160 g)	NC : 2201, 2203, 2204	1 191,47	1 257,00	
JBF2232	<input type="checkbox"/>	Joystick <b>LiNX</b> Compact proportionnel Low force (force de déflexion : 112 g)	NC : 2201, 2203, 2204	1 312,80	1 385,00	
JBF2207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404	○	○	
JBF2208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1405	○	○	
JBF2265	<input type="checkbox"/>	Montage Central, Escamotable A Droite	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	717,54	757,00	
JBF2266	<input type="checkbox"/>	Montage Central, Escamotable A Gauche	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	717,54	757,00	
JBX2215	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
<b>Commande occipitale à capteurs de proximité - Technologie ATOM</b>						
JBF2230	<input type="checkbox"/>	ATOM <b>ASL104</b> + contacteur egg	NC : 2201, 2203, 2204, 2229, 2233, 2092, 2257, 2240, 2175, 2171, 2197, 1350, 1432, 1427, Appui-têtes Elan	5 648,34	5 959,00	
JBF2247	<input type="checkbox"/>	PROTON <b>ASL104P</b> + contacteur egg	NC : 2201, 2203, 2204, 2229, 2233, 2092, 2257, 2240, 2175, 2171, 2197, 1350, 1432, 1427, Appui-têtes Elan	5 648,34	5 959,00	



REM050



2219



2245






2231  
2232



2230



2247


Invacare® Aviva RX40 Modulite Teen AA1/AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
<b>Contacteurs à Capteurs De Proximité (Technologie ATOM)</b>						
JBF2257	<input type="checkbox"/>	Contacteurs à Capteurs De Proximité ASL106	NC : 2201, 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2233, 2240, 2128	6 129,86	6 467,00	
JBF2275	<input type="checkbox"/>	Montage Central Escamotable A Droite (Nucleus)	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	○	○	
JBF2276	<input type="checkbox"/>	Montage Central Escamotable A Gauche (Nucleus)	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	○	○	
JBX2269	<input type="checkbox"/>	Montage Personnalisé Fabrication Spéciale		Sur devis		
<b>Commande Mini Joystick proportionnel</b>						
JBF2233	<input type="checkbox"/>	Mini Joystick Proportionnel MEC	NC : 2201, 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2257, 2128	3 366,82	3 552,00	 2233
JBF2240	<input type="checkbox"/>	Joystick Renforcé Proportionnel ASL133	NC : 2201, 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2257, 2128	2 709,95	2 859,00	
JBF2285	<input type="checkbox"/>	Montage Mini Tablette A Droite (100 x 150 mm)	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	717,54	757,00	
JBF2286	<input type="checkbox"/>	Montage Mini Tablette A Gauche (100 x 150 mm)	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	717,54	757,00	
JBF2283	<input type="checkbox"/>	Montage Central, Escamotable A Droite	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	○	○	
JBF2284	<input type="checkbox"/>	Montage Central, Escamotable A Gauche	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	○	○	
JBF2287	<input type="checkbox"/>	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à droite	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	717,54	757,00	
JBF2288	<input type="checkbox"/>	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à gauche	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	717,54	757,00	
JBX2289	<input type="checkbox"/>	Montage Personnalisé Fabrication Spéciale		Sur devis		
<b>Options complémentaires LINX</b>						
JBF2251	<input type="checkbox"/>	Clavier multifonctions 10 contacteurs, livré avec câble sortie double Jack 2252		530,81	560,00	 2251
JBF2217	<input type="checkbox"/>	Fixation utilisateur à droite	NC : 1415, 2207, 2287, 2283, 2275, 2213, 2209, 2265, 1404	○	○	
JBF2218	<input type="checkbox"/>	Fixation utilisateur à gauche	NC : 1339, 2208, 2288, 2284, 2286, 2276, 2214, 2210, 2266, 1405	○	○	
JBF2291	<input type="checkbox"/>	Fixation tierce-personne à droite	NC : 2128, 2259, 1221, 1287, 2108	○	○	
JBF2292	<input type="checkbox"/>	Fixation tierce-personne à gauche	NC : 2128, 2260, 1222, 1288, 2108	○	○	
JBF2225	<input type="checkbox"/>	Sans montage		○	○	
<b>Accessoires LINX</b>						
JBF2253	<input type="checkbox"/>	Prises de charge USB (2 prises USB)	NC : 2706	236,02	249,00	 2253
JBF2281	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite		○	○	
JBF2282	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche		○	○	
<b>Remote Stop Switch</b>						
JBF2258	<input type="checkbox"/>	Commande d'arrêt à distance (ASL504)	NC : 2201, 2203, 2204	831,28	877,00	
<b>Module d'entrée</b>						
JBF2273	<input type="checkbox"/>	Module d'entrée IN200 (Permet contacteur ON/OFF externe avec REM110/2XX)	NC : 2220	349,76	369,00	
<b>Autres accessoires et contacteurs</b>						
JBF2300	<input type="checkbox"/>	A inclure avec le fauteuil		○	○	
JBX2301	<input type="checkbox"/>	A connecter et programmer (Spécial)		Sur devis		

Invacare® Aviva RX40 Modulite Teen AA1/AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
<b>Contacteurs ronds et plats (Uniquement avec REM400 ou REM500)</b>						
JBF1685	<input type="checkbox"/>	Contacteur Rouge		130,81	138,00	
JBF1686	<input type="checkbox"/>	Contacteur Jaune		130,81	138,00	
JBF1687	<input type="checkbox"/>	Contacteur Vert		130,81	138,00	
JBF1690	<input type="checkbox"/>	Contacteur Bleu		130,81	138,00	
<b>Contacteur Egg (Uniquement avec REM400)</b>						
JBF2254	<input type="checkbox"/>	Contacteur Egg, noir		103,32	109,00	
<b>Mini contacteurs ronds et plats (diamètre 30 mm - livrés non montés - Uniquement avec REM400 ou REM500)</b>						
JBF1711	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Rouge		130,81	138,00	
JBF1712	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Jaune		130,81	138,00	
JBF1713	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Vert		130,81	138,00	
JBF1714	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Orange		130,81	138,00	
JBF1715	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Bleu		130,81	138,00	
JBF1716	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Noir		130,81	138,00	
<b>Joysticks Bodypoint - livrés non montés</b>						
JBF2721	<input type="checkbox"/>	Embout Joystick Bodypoint Ergo U 3" PC101A		100,00	105,50	
JBF2722	<input type="checkbox"/>	Embout Joystick Bodypoint Ergo U 4" PC102A		100,00	105,50	
JBF2723	<input type="checkbox"/>	Embout dôme en caoutchouc - Ø 66 mm		100,00	105,50	
JBF2724	<input type="checkbox"/>	Embout champignon rainuré (possible de le couper pour réduire sa hauteur) - diamètre 42 mm		100,00	105,50	
<b>Adaptateur DB9 / 5 jacks</b>						
JBH1681	<input type="checkbox"/>	Adaptateur DB9 / 5 jacks		151,66	160,00	
<b>BASE MOTRICE</b>						
<b>Coloris de châssis</b>						
JBF2871	<input type="checkbox"/>	Noir Anthracite		-284,36	-300,00	
JBF2872	<input type="checkbox"/>	Argenté		-284,36	-300,00	
JBF2873	<input type="checkbox"/>	Rouge Bengale		-284,36	-300,00	
JBF2874	<input type="checkbox"/>	Bleu Mercure		-284,36	-300,00	
JBF2875	<input type="checkbox"/>	Violet Midnight		-284,36	-300,00	
JBX0299	<input type="checkbox"/>	Premium - Coloris Châssis Et Dossier Personnalisé		781,99	825,00	
JBF2865	<input type="checkbox"/>	Premium - Coloris Châssis Et Dossier Vert British Racing métallisé		○	○	
JBF2866	<input type="checkbox"/>	Premium - Coloris Châssis Et Dossier Bleu Ocean Satiné métallisé		○	○	
JBF2867	<input type="checkbox"/>	Premium - Coloris Châssis Et Dossier Bleu Givré métallisé		○	○	
JBF2868	<input type="checkbox"/>	Premium - Coloris Châssis Et Dossier Beige Perle métallisé		○	○	
<b>Coloris de jantes</b>						
JBF2882	<input type="checkbox"/>	Noir Anthracite		-80,57	-85,00	
JBF2883	<input type="checkbox"/>	Argenté		-80,57	-85,00	
JBF2884	<input type="checkbox"/>	Rouge Bengale		-80,57	-85,00	
JBF2885	<input type="checkbox"/>	Bleu Mercure		-80,57	-85,00	
JBF2886	<input type="checkbox"/>	Violet Midnight		-80,57	-85,00	
JBF2887	<input type="checkbox"/>	Premium - Coloris Jantes Personnalisé		218,01	230,00	
JBF2888	<input type="checkbox"/>	Premium - Coloris Jantes Vert British Racing métallisé		○	○	
JBF2889	<input type="checkbox"/>	Premium - Coloris Jantes Bleu Ocean Satiné métallisé		○	○	
JBF2890	<input type="checkbox"/>	Premium - Coloris Jantes Bleu Givré métallisé		○	○	
JBF2891	<input type="checkbox"/>	Premium - Coloris Jantes Beige Perle métallisé		○	○	
<b>Fourches</b>						
JBF2631	<input type="checkbox"/>	Fourches Monobras		◆	◆	
JBF2632	<input type="checkbox"/>	Fourches Doubles		○	○	
<b>Roues</b>						
JBF0835	<input type="checkbox"/>	9" Pneumatique Noir		◆	◆	
JBF0836	<input type="checkbox"/>	9" Bandage Plein Noir		○	○	
JBF0838	<input type="checkbox"/>	9" Pneumatique Anti Crevaisson Noir		61,61	65,00	
JBF0828	<input type="checkbox"/>	8" Bandage Plein Noir	NC : 1223	149,76	158,00	



2721  
2722  
2723  
2724  
1681



Invacare® Aviva RX40 Modulite Teen AA1/AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
<b>Système verrouillage des fourches avant</b>						
JBF1490	<input type="checkbox"/>	Système de verrouillage des fourches avant	NC : (2631+1416)	218,01	230,00	
<b>Roues arrière type Storm®4</b>						
JBF0704	<input type="checkbox"/>	14x3 Pneumatique noir à crampons		◆	◆	
JBF0705	<input type="checkbox"/>	14x3 Bandage plein noir à crampons		238,86	252,00	
JBF0706	<input type="checkbox"/>	14x3 Pneu anti-crevaisson noir à crampons		61,61	65,00	
<b>SUSPENSIONS</b>						
<b>CTC - Contrôle Traction Confort (Groupe de propulsion suspendu dans les plans horizontaux et verticaux par rapport au châssis et fermeté réglable)</b>						
JBF2870	<input type="checkbox"/>	Suspensions CTC - Contrôle Traction Confort		◆	◆	
<b>Suspensions latérales arrière</b>						
JBF1910	<input type="checkbox"/>	Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 70 kg	NC : 1094	○	○	
JBF1912	<input type="checkbox"/>	Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 90 kg	NC : 1094	○	○	
JBF1911	<input type="checkbox"/>	Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 110 kg		○	○	
JBF1915	<input type="checkbox"/>	Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 136 kg		○	○	
<b>PERFORMANCES</b>						
<b>Moteurs</b>						
JBF1282	<input type="checkbox"/>	OPS Drive 6 km/h		○	○	
JBF1283	<input type="checkbox"/>	OPS Drive 10 km/h		◆	◆	
JBF1223	<input type="checkbox"/>	Moteurs <b>OPS Drive</b> 10 km/h, programmable jusqu'à 12 km/h - batteries 73,5 Ah incluses	NC : 0828, 1259, 1260	○	○	
<b>Batteries &amp; Chargeur</b>						
JBF1259	<input type="checkbox"/>	60 Ah - batteries GEL	NC : 0024, 1223	○	○	
JBF1260	<input type="checkbox"/>	73,5 Ah - batteries GEL	NC : 0024, 1223, 1450	◆	◆	
<b>GYROSCOPE</b>						
<b>G-Trac</b>						
JBF1215	<input type="checkbox"/>	Module <b>G-Trac</b> (Contrôle directionnel de la trajectoire durant la conduite)		1 034,12	1 091,00	
<b>Chargeur</b>						
JBF1313	<input type="checkbox"/>	Chargeur 10A OptiCharge		◆	◆	
<b>OPTIONS DE POSITIONNEMENT</b>						
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles. 						
<b>OPTIONS</b>						
<b>Les roulettes anti-basculer sont montées de série</b>						
<b>Roulette anti-basculer</b>						
JBF1205	<input type="checkbox"/>	Roulette anti-basculer		◆	◆	
<b>Eclairage</b>						
JBF1437	<input type="checkbox"/>	Equipement route de sécurité LED - <b>Puissance 30 Lux</b> - Clignotants, feux de position, warning (Choisir <b>REM216</b> , <b>REM400</b> ou <b>REM500</b> )	NC : 2201, 2203	◆	◆	
JBF2837	<input type="checkbox"/>	Equipement route de sécurité LED extra-lumineux - <b>Puissance 60 Lux</b> - Clignotants, feux de position, warning (Choisir <b>REM216</b> , <b>REM400</b> ou <b>REM500</b> )	NC : 2201, 2203	402,84	425,00	
<b>Monte-trottoir</b>						
JBF1244	<input type="checkbox"/>	Monte-trottoir	NC : 0522, 2830, 0556	291,00	307,00	
<b>Préparation Base Motrice Montage Station d'Accueil Dahl</b>						
JBF1450	<input type="checkbox"/>	Préparation Base Motrice Montage Station d'Accueil Dahl	NC : 1260	288,15	304,00	
<b>Accroche-taxi</b>						
JBF1493	<input type="checkbox"/>	Accroche-taxi 4 Fixations Avant/Arrière	NC : 2894	◆	◆	
JBF1494	<input type="checkbox"/>	Accroche -taxis 4 Fixations conformes à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes, appui-tête obligatoire	NC : 1094	○	○	
JBF1401	<input type="checkbox"/>	Accroche -taxis 6 Fixations conformes à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes, appui-tête obligatoire	NC : 1091, 1092,1093	○	○	



1244

Invacare® Aviva RX40 Modulite Teen AA1/AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
<b>Points d'accroche taxi</b>						
JBF2894	<input type="checkbox"/>	Points de fixation latéraux additionnels facile d'accès (remplacent les points de fixation standard avant)	NC : 1493	91,94	97,00	
<b>Ceintures de maintien</b>						
JBF1329	<input type="checkbox"/>	Fermeture à boucle type automobile		◆	◆	
JBF2113	<input type="checkbox"/>	Fermeture à boucle type automobile avec points d'attache réglable sur l'assise	NC : 2121, 2122, 2132, 2253, cale-cuisses	50,24	53,00	
<b>Ceintures de positionnement Bodypoint (fixations incluses)</b>						
JBF2702	<input type="checkbox"/>	Ceinture <b>Bodypoint</b> Evoflex, Loquet Rehab, taille M	NC : 2121, 2122, 2132, 2253, cale-cuisses	147,87	156,00	
JBF2704	<input type="checkbox"/>	Ceinture <b>Bodypoint</b> 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille M	NC : 2121, 2122, 2132, 2253, cale-cuisses	133,65	141,00	
JBF2706	<input type="checkbox"/>	Ceinture <b>Bodypoint</b> 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille M		115,64	122,00	
<b>Rétroviseur</b>						
JBF1415	<input type="checkbox"/>	Droit	NC : 1287, 2217, 2285, 2209, 2213, 2265, 2275, 2283, 2287	70,14	74,00	
JBF1339	<input type="checkbox"/>	Gauche	NC : 1286, 2218, 2286, 2210, 2214, 2266, 2276, 2284, 2288	70,14	74,00	
<b>ACCESSOIRES</b>						
<b>Porte-bagage</b>						
<b>Crochets porte-sac (Charge max. : 6kg)</b>						
JBF2128	<input type="checkbox"/>	Crochets porte-sac (Uniquement avec Assise Modulite Modulable)	NC : 2105, 2173, 2227, 2228, 2229, 2233, 2240, 2257, 2291, 2292	149,76	158,00	
<b>Porte-canne</b>						
JBF1312	<input type="checkbox"/>	Côté droit	NC : 1287, 2227, 2259, 1221	68,25	72,00	
JBF1363	<input type="checkbox"/>	Côté gauche	NC : 1286, 2228, 2260, 1222	68,25	72,00	
<b>Garde-boue (la paire)</b>						
JBF1416	<input type="checkbox"/>	Garde-boue pour roues avant noir		◆	◆	
JBF1417	<input type="checkbox"/>	Garde-boue pour roues arrière noir		◆	◆	
<b>Tablette escamotable</b>						
JBF1404	<input type="checkbox"/>	Côté droit	NC : 1207, 1707, 2209, 2275, 2276, 2287, 2288, 2283, 2284, 2285, 2286, 2265, 2266, 2207, 2213, 2214, 2217	502,37	530,00	
JBF1405	<input type="checkbox"/>	Côté gauche	NC : 1208, 1708, 2210, 2275, 2276, 2287, 2288, 2283, 2284, 2285, 2286, 2265, 2266, 2208, 2213, 2214, 2218	502,37	530,00	
<b>Trousse à outils</b>						
JBF1333	<input type="checkbox"/>	Trousse à outils		29,38	31,00	



1329



2702



2704



2706




2128







1416



1417

1404  
1405



Invacare® Aviva RX40 Modulite Teen AA1/AA2			Euros		
			Prix Public	LPPR*	
			HT	TTC	
<b>Rampes en accessoire</b>					
1440530	<input type="checkbox"/>	<b>Mono rampe pliante en fibre de verre</b> Dimensions repliée : 2000 x 230 mm 16,3 kg - capacité maximum : 300 kg	1 787,68	1 886,00	 1440530
1654128	<input type="checkbox"/>	<b>Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium</b> et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg	402,84	425,00	 1654128
1654129	<input type="checkbox"/>	<b>Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques</b> en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg	805,69	850,00	 1654129
1654130	<input type="checkbox"/>	<b>Mono rampe pliante en aluminium</b> Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg	426,54	450,00	 1654130