



UNIQUE

Personnalisez votre fauteuil grâce aux fabrications spéciales Unique !

À partir de :

Codes LPPR :

- 9225663 - VHP, POUSSETTE MULTIREGLABLE & EVOLUTIVE, < 16 ANS, INVACARE : 962,30 €
- 9225657 - VHP, POU. OU FAUTEUIL, >= 16 ANS, DOSSIER ET/OU SIEGE INCLINABLE, INVACARE : 403,50 €
- 9325850 - VHP, POU, < 16 ANS, DISPOSITIF D'IMMOBILISATION, FREIN A TAMBOUR, INVACARE : 28,71 €
- 9325867 - VHP, POU, < 16 ANS, ACCOUDOIRS REGLABLES VERTICALEMENT, LA PAIRE, INVACARE : 114,84 €
- 9325732 - VHP, POUSSETTE, INFERIEUR A 16 ANS, APPUI-TETE REGLABLE, INVACARE : 108,64 €



Informations client	Caractéristiques produit		
Date :		Type de châssis	Pliant, pour personne de petite taille
Référence d'achat :		Matière	Acier
Code client :		Largeur d'assise	550 mm et 610 mm
		Inclinaison d'assise	+1° à -24° par vérins pneumatiques, à translation
Cachet du distributeur :		Inclinaison de dossier	0 à 30° par vérins pneumatiques
		Repose-jambes	Réglables de 0° à 80°
		Roues arrière	16"
		Freins	Freins tambour
		Coloris	Gris Perle
		Poids total	A partir de 32 kg
		Crash-testé	Oui
		Positionnement	Compatible avec les produits Bodypoint
		Poids max utilisateur	75 kg
		Garantie	2 ans hors pièces d'usure

Commandes



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace Invacare Pro** sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com

Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas *Invacare*®.


Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.

Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases

Configuration standard

Option sans supplément de prix

Rea® Azalea® Assist Minor				Euros		
				Prix Public		LPPR
CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC	
BNI0013	<input type="checkbox"/>	Rea® Azalea® Assist Minor (< 16 ans) Code LPPR 9225663		1 709,00	1 803,00	1138,35 ⁽¹⁾
BNI0013	<input type="checkbox"/>	Rea® Azalea® Assist Minor (> 16 ans) Code LPPR 9225657		1 709,00	1 803,00	403,50 ⁽²⁾
ASSISE						
Largeur d'assise						
BNI0038	<input type="checkbox"/>	340 mm - réglable de 340 à 440 mm		◆	◆	
Pré-réglage en largeur de l'assise						
BNI0065	<input type="checkbox"/>	Livré avec réglage + 50 mm (à 390 mm)		○	○	
BNI0075	<input type="checkbox"/>	Livré avec réglage + 100 mm (à 440 mm)	NC : 0110	○	○	
Profondeur d'assise						
BNI0095	<input type="checkbox"/>	Réglable de 380 à 450 mm		◆	◆	
Hauteur sol/siège						
BNI0110	<input type="checkbox"/>	400 mm		○	○	
BNI0120	<input type="checkbox"/>	450 mm		◆	◆	
Inclinaison d'assise						
BNI0127	<input type="checkbox"/>	Inclinaison d'assise de -1° à +23° (+1° à 24° en standard)		○	○	
Type d'assise						
BNI0130	<input type="checkbox"/>	Plane, réglable en profondeur		◆	◆	
Coussin d'assise						
BNI0165	<input type="checkbox"/>	Coussin <i>Flo-Shape</i>		◆	◆	
Coloris de garniture de coussin						
BNI0191	<input type="checkbox"/>	Velours noir (TR35)		72,99	77,00	
BNI0201	<input type="checkbox"/>	Revêtement PU bi-extensible noir (TR26)		◆	◆	
BNI0202	<input type="checkbox"/>	Mesh micro-aéré noir (TR36)		○	○	
DOSSIER						
Type de dossier						
BNI0217	<input type="checkbox"/>	Dossier <i>Flex 2</i> - réglable en tension		◆	◆	
BNI0218	<input type="checkbox"/>	Plaque dossier, <i>Flex 2</i> - réglable en hauteur	NC : 0240, 0905	○	○	
Coussin de dossier						
BNI0250	<input type="checkbox"/>	<i>Laguna</i> , plat avec légers maintiens latéraux		◆	◆	
BNI0260	<input type="checkbox"/>	<i>Mistral 2</i> , maintien de la taille, épaules dégaugées	NC : 0322	146,92	155,00	
Garniture de dossier						
BNI0311	<input type="checkbox"/>	Velours noir (TR35)		79,62	84,00	
BNI0321	<input type="checkbox"/>	Revêtement PU bi-extensible noir (TR26)		◆	◆	
BNI0322	<input type="checkbox"/>	Mesh micro-aéré noir (TR36)		○	○	
Poignées à pousser						
BNI0340	<input type="checkbox"/>	Poignées à pousser réglables en hauteur et amovibles		◆	◆	
BNI0345	<input type="checkbox"/>	Barre de poussée réglable en angle		145,97	154,00	
Inclinaison de l'assise et du dossier						
BNI0350	<input type="checkbox"/>	Vérins pneumatiques, commande tierce-personne		◆	◆	
BNI1263	<input type="checkbox"/>	Système de verrouillage de l'inclinaison (dossier et/ou assise)		◆	◆	
POTENCES						
Ajustement des potences et repose-jambes						
BNI0378	<input type="checkbox"/>	Support pour position à 85° - angulation du repose-jambe 10° à 85°	NC : 0390, 0410, 0440, 0460	52,13	55,00	
Potence gauche						
BNI0380	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet, protection de genou, UL réglable de 290 mm à 520 mm	NC : 0490, 0942	100,03	105,53	105,53 ⁽¹⁾
BNI0390	<input type="checkbox"/>	Potence fixe à 80°, escamotable int/ext		◆	◆	
BNI0410	<input type="checkbox"/>	Support amputé	NC : 0490, 0510, 0520, 0941, 0942	140,28	148,00	



0165



0217



0218



0250



0260



0340


























0345













0380 / 0430



Rea® Azalea® Assist Minor				Euros			0390 / 0440  0410 / 0460
				Prix Public		LPPR	
				HT	TTC		
Potence droite							
BNI0430	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet, protection de genou, UL réglable de 290 mm à 520 mm	NC : 0550, 0942	100,03	105,53	105,53 ⁽¹⁾	
BNI0440	<input type="checkbox"/>	Potence fixe à 80°, escamotable int/ext		◆	◆		
BNI0460	<input type="checkbox"/>	Support amputé	NC : 0550, 0570, 0580, 0941, 0942	140,28	148,00		
PALETTES							
Palette monobloc							
BNI0475	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc réglable en profondeur et en angle, non réglable en largeur - tube court	NC : 0490, 0510, 0520, 0550, 0570, 0580, 0954, 0956	203,79	215,00		 0475 / 0476
BNI0476	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc réglable en profondeur et en angle, non réglable en largeur - tube long	NC : 0490, 0510, 0520, 0550, 0570, 0580, 0954, 0956	249,29	263,00		
Palette gauche							
BNI0490	<input type="checkbox"/>	Réglable en profondeur et en angle, tube court, sangle talonnière		○	○		 0510 / 0570
BNI0510	<input type="checkbox"/>	Fixe, tube long, sangle talonnière	NC : 0954, 0956	○	○		
BNI0520	<input type="checkbox"/>	Réglable en profondeur, en angle, tube long (et en largeur si commandée avec repose-jambe), sangle talonnière		◆	◆		 0520 / 0580 si potence 80°
Palette droite							
BNI0550	<input type="checkbox"/>	Réglable en profondeur et en angle, tube court, sangle talonnière		○	○		 0520 / 0580 si repose-jambe
BNI0570	<input type="checkbox"/>	Fixe, tube long, sangle talonnière	NC : 0954, 0956	○	○		
BNI0580	<input type="checkbox"/>	Réglable en profondeur, en angle, tube long (et en largeur si commandée avec repose-jambe), sangle talonnière		◆	◆		
ACCOUDOIRS							
Accoudoir gauche (verrou d'accoudoir inclus)							
BNI0600	<input type="checkbox"/>	Confort, réglable en hauteur de 230 à 340 mm	NC : 1233, 1240	○	○		 0600 / 0630
BNI0605	<input type="checkbox"/>	Réglable en hauteur, manchette large	NC : 1233	○	○		
BNI0606	<input type="checkbox"/>	Gouttière étroite sans rotation, réglable en hauteur et en profondeur sur 70 mm SANS OUTIL (compatible avec la tablette)	NC : 1232	113,17	119,39	114,84 ⁽³⁾	 0610 / 0640
BNI0610	<input type="checkbox"/>	Enveloppant, réglable en hauteur de 230 à 340 mm - Largeur d'assise utile - 20 mm	NC : 0680, 0690, 1230, 1231, 1233	◆	◆		
BNI0615	<input type="checkbox"/>	Gouttière à rotation latérale indexée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 1230, 1231, 1233, 1240	113,17	119,39	114,84 ⁽³⁾	
BNI0620	<input type="checkbox"/>	Manchette étroite, réglable en hauteur de 230 à 320 mm pour demi-tablette gauche UNIQUEMENT	NC : 0690, 1230, 1231, 1240	○	○		 0615 / 0645
Accoudoir droit (verrou d'accoudoir inclus)							
BNI0630	<input type="checkbox"/>	Confort, réglable en hauteur de 230 à 340 mm	NC : 1232, 1240	○	○		 0615 / 0645
BNI0635	<input type="checkbox"/>	Réglable en hauteur, manchette large	NC : 1232	○	○		
BNI0636	<input type="checkbox"/>	Gouttière étroite sans rotation, réglable en hauteur et en profondeur sur 70 mm SANS OUTIL (compatible avec la tablette)	NC : 1233	113,17	119,39	114,84 ⁽³⁾	
BNI0640	<input type="checkbox"/>	Enveloppant, réglable en hauteur de 230 à 340 mm - Largeur d'assise utile - 20 mm	NC : 0680, 0690, 1230, 1231, 1232, 1240	◆	◆		
BNI0645	<input type="checkbox"/>	Gouttière à rotation latérale indexée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 1230, 1231, 1232, 1240	113,17	119,39	114,84 ⁽³⁾	
BNI0650	<input type="checkbox"/>	Manchette étroite, réglable en hauteur de 230 à 320 mm pour demi-tablette droite UNIQUEMENT	NC : 0690, 1230, 1231, 1240	○	○		
⁽³⁾ Codes LPPR 9325904 (accoudoirs réglables et orientables) = 114,84 € la paire							
OPTIONS D'ASSISE							
Options d'accoudoir							
BNI0680	<input type="checkbox"/>	Housse de protège-vêtements		69,19	73,00		 0720
BNI0690	<input type="checkbox"/>	Coussins pour housses de protège-vêtements (uniquement avec 0680)		15,17	16,00		
Options d'assise							
BNI0710	<input type="checkbox"/>	Housse de coussin d'assise imperméable		41,71	44,00		
BNI0720	<input type="checkbox"/>	Plot d'abduction		246,45	260,00	69,84	

Rea® Azalea® Assist Minor			Euros				
			Prix Public		LPPR		
			HT	TTC			
Options de dossier							
Appuis-tête							
BNI0730	<input type="checkbox"/>	Appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables	NC : 0742, 0744, 0746, 0750, 0770	○	○		0730 0750
BNI0750	<input type="checkbox"/>	Appui-joue demi-lune avec réglage latéral et oreillettes réglables longues	NC : 0742, 0744, 0746, 0740, 0770, 0780	225,59	238,00		
Autres options appuis-tête							
BNI0740	<input type="checkbox"/>	Housse de coussin d'appui-tête		54,03	57,00		
BNI0770	<input type="checkbox"/>	Appui-nuque		◆	◆		
BNI0782	<input type="checkbox"/>	Support appui-tête/appui-nuque universel		69,19	73,00		
BNI0790	<input type="checkbox"/>	Kit de 2 molettes de réglage pour appui-tête		29,38	31,00		0770 0782
Cale-tronc gauche							
BNI0800	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc gauche, amovible, réglable en largeur, en profondeur et en hauteur - Revêtement PU bi-extensible noir		174,41	184,00	34,92 ⁽¹⁾	
BNI0880	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc gauche, amovible, escamotable, réglable en angle, en largeur, en profondeur et en hauteur - Revêtement PU bi-extensible noir		156,40	165,00	34,92 ⁽¹⁾	0800 / 0810
Cale-tronc droit							
BNI0810	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc droit, amovible, réglable en largeur, en profondeur et en hauteur - Revêtement PU bi-extensible noir		174,41	184,00	34,92 ⁽¹⁾	
BNI0890	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc droit, amovible, escamotable, réglable en angle, en largeur, en profondeur et en hauteur - Revêtement PU bi-extensible noir		156,40	165,00	34,92 ⁽¹⁾	0880 / 0890
Autres options de dossier							
BNI0905	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc pour dossier réglable en tension (la paire) (dimension du coussin : largeur : 35 mm, hauteur : 115 mm, profondeur 130 mm)		237,91	251,00	34,92 ⁽¹⁾ x 2	
BNI0915	<input type="checkbox"/>	Indicateur d'inclinaison du dossier		67,30	71,00		
BNI0920	<input type="checkbox"/>	Kit de 2 cales de positionnement triangulaires (à insérer sous le coussin de dossier)		16,11	17,00		
BNI0954	<input type="checkbox"/>	Maintiens de cheville Bodypoint ouverte à boucle, ajustables sur le côté, Medium (paire) - livrés non montés avec fixations		170,62	180,00		
BNI0956	<input type="checkbox"/>	Maintiens de cheville Bodypoint ouverte à boucle, ajustables sur le côté, Small (paire) - livrés non montés avec fixations		161,14	170,00		0954/0956
Options de potences/palettes							
BNI0941	<input type="checkbox"/>	Revêtements rembourrés pour palettes		102,37	108,00		
BNI0942	<input type="checkbox"/>	Sangle appui-mollets confort rembourrée, Revêtement PU bi-extensible noir		119,43	126,00		
CHASSIS							
Coloris de châssis							
BNI0944	<input type="checkbox"/>	Gris perle		◆	◆		
BNI0946	<input type="checkbox"/>	Bleu nuit		○	○		0944 0946
BNI0947	<input type="checkbox"/>	Sable		○	○		
BNI0948	<input type="checkbox"/>	Vert électrique		○	○		0947 0948
BNI0949	<input type="checkbox"/>	Rouge vif		○	○		
Fixations de roues avant							
BNI0960	<input type="checkbox"/>	Fixes		◆	◆		0949
Roues avant							
BNI0982	<input type="checkbox"/>	5,5" x 1.3/4" -140 x 45 mm - Bandage noir		36,02	38,00		
BNI0992	<input type="checkbox"/>	6" x 1.1/4" - 150 x 30 - Bandage noir souple		◆	◆		
ROUES ARRIERE							
Diamètre des roues arrière							
BNI1047	<input type="checkbox"/>	16" - 405 mm avec axes fixes		◆	◆		
Type de roues arrière							
BNI1076	<input type="checkbox"/>	Frein tambour (moyeu et jante en composite noir)		◆	◆		
Roues arrière							
BNI1092	<input type="checkbox"/>	Bandage noir		◆	◆		

Rea® Azalea® Assist Minor				Euros			
				Prix Public		LPPR	
				HT	TTC		
SECURITE							
BNI1170	<input type="checkbox"/>	Freins à tirer utilisateur		205,69	217,00		 1200
Ceintures							
BNI1200	<input type="checkbox"/>	Ceinture de maintien - boucle plastique		◆	◆		
OPTIONS DE POSITIONNEMENT							
<i>Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.</i>							
AUTRES OPTIONS							
Tablettes							
BNI1230	<input type="checkbox"/>	Tablette amovible réglable en profondeur 100% LPPR	NC : 1237	72,82	76,82	76,82 (1)	
BNI1231	<input type="checkbox"/>	Tablette amovible réglable en profondeur avec coussins appui-coudes	NC : 1237	154,50	163,00	76,82 (1)	 1230 1231
BNI1232	<input type="checkbox"/>	Demi-tablette escamotable à gauche	NC : 1235	72,82	76,82	76,82 (1)	 1232 / 1233
BNI1233	<input type="checkbox"/>	Demi-tablette escamotable à droite	NC : 1235	72,82	76,82	76,82 (1)	
BNI1240	<input type="checkbox"/>	Tablette escamotable	NC : 1235, 1237	300,47	317,00	76,82(1)	 1240
Coussins de tablette							
BNI1235	<input type="checkbox"/>	Coussin de tablette		104,27	110,00		 1237
BNI1237	<input type="checkbox"/>	Coussin pour demi-tablette		90,05	95,00		
Autres options							
BNI1300	<input type="checkbox"/>	Attache pour harnais		78,67	83,00		 1300
BNI1305	<input type="checkbox"/>	Système de verrouillage des fourches		336,49	355,00		
BNI1310	<input type="checkbox"/>	Kit d'attaches pour ceinture de positionnement		28,44	30,00		
Rampes en accessoire							
1654128	<input type="checkbox"/>	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		402,84	425,00		 1654128
1654129	<input type="checkbox"/>	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		805,69	850,00		 1654129
1654130	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00		 1654130