



UNIQUE

Personnalisez votre fauteuil grâce aux fabrications spéciales Unique !

À partir de :

- Codes LPPR :**
- 9225663 - VHP, POUSSETTE MULTIREGLABLE & EVOLUTIVE, < 16 ANS, INVACARE : 962,30 €
 - 9225657 - VHP, POUS. OU FAUTEUIL, >= 16 ANS, DOSSIER ET/OU SIEGE INCLINABLE, INVACARE : 403,50 €
 - 9325850 - VHP, POU, < 16 ANS, DISPOSITIF D'IMMOBILISATION, FREIN A TAMBOUR, INVACARE : 28,71 €
 - 9325867 - VHP, POU, < 16 ANS, ACCOUDOIRS REGLABLES VERTICALEMENT, LA PAIRE, INVACARE : 114,84 €
 - 9325732 - VHP, POUSSETTE, INFERIEUR A 16 ANS, APPUI-TETE REGLABLE, INVACARE : 108,64 €



Informations client		Caractéristiques produit	
Date :		Type de châssis	Pliant, pour personne de petite taille
Référence d'achat :		Matière	Acier
		Largeur d'assise	340 mm, réglable à 390 mm
		Inclinaison d'assise	+1° à -24° par vérins pneumatiques, à translation
		Inclinaison de dossier	0 à 30° par vérins penumatiques
		Repose-jambes	Réglables de 0° à 80°
Code client :		Roues arrière	16"
		Freins	Freins tambour
		Poids total	A partir de 32 kg
Cachet du distributeur :		Crash-testé	Oui
		Positionnement	Compatible avec les produits <i>Bodypoint</i>
		Poids max utilisateur	75 kg
		Garantie	2 ans hors pièces d'usure

Commandes



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace Invacare Pro** sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com





Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas *Invacare®*.





Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.






☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases









☒ Configuration standard

☐ Option sans supplément de prix

Rea [®] Azalea [®] Assist Minor				Euros			
				Prix Public		LPPR	
				HT	TTC		
CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999				
BNI0013	☐	Rea [®] Azalea [®] Assist Minor (< 16 ans) Code LPPR 9225663		1 709,00	1 803,00	1138,35 ⁽¹⁾	
BNI0013	☐	Rea [®] Azalea [®] Assist Minor (> 16 ans) Code LPPR 9225657		1 709,00	1 803,00	403,50 ⁽²⁾	
ASSISE							
Largeur d'assise							 0165
BNI0038	☐	340 mm - réglable de 340 à 440 mm		◆	◆		
Pré-réglage en largeur de l'assise							
BNI0065	☐	Livré avec réglage + 50 mm (à 390 mm)		○	○		
BNI0075	☐	Livré avec réglage + 100 mm (à 440 mm)	NC : 0110	○	○		
Profondeur d'assise							
BNI0095	☐	Réglable de 380 à 450 mm		◆	◆		
Hauteur sol/siège							
BNI0110	☐	400 mm		○	○		
BNI0120	☐	450 mm		◆	◆		
Inclinaison d'assise							
BNI0127	☐	Inclinaison d'assise de -1° à +23° (+1° à 24° en standard)		○	○		
Type d'assise							
BNI0130	☐	Plane, réglable en profondeur		◆	◆		
Coussin d'assise							
BNI0165	☐	Coussin <i>Flo-Shape</i>		◆	◆		
Coloris de garniture de coussin							
BNI0191	☐	Velours noir (TR35)		72,99	77,00		
BNI0201	☐	Revêtement PU bi-extensible noir (TR26)		◆	◆		
BNI0202	☐	Mesh micro-aéré noir (TR36)		○	○		
DOSSIER							
Type de dossier							 0217  0218  0250  0260  0340  0345 
BNI0217	☐	Dossier <i>Flex 2</i> - réglable en tension		◆	◆		
BNI0218	☐	Plaque dossier, <i>Flex 2</i> - réglable en hauteur	NC : 0240, 0905	○	○		
Coussin de dossier							
BNI0250	☐	<i>Laguna</i> , plat avec légers maintiens latéraux		◆	◆		
BNI0260	☐	<i>Mistral 2</i> , maintien de la taille, épaules dégagées	NC : 0322	146,92	155,00		
Garniture de dossier							
BNI0311	☐	Velours noir (TR35)		79,62	84,00		
BNI0321	☐	Revêtement PU bi-extensible noir (TR26)		◆	◆		
BNI0322	☐	Mesh micro-aéré noir (TR36)		○	○		
Poignées à pousser							
BNI0340	☐	Poignées à pousser réglables en hauteur et amovibles		◆	◆		
BNI0345	☐	Barre de poussée réglable en angle		145,97	154,00		
Inclinaison de l'assise et du dossier							
BNI0350	☐	Vérins pneumatiques, commande tierce-personne		◆	◆		
BNI1263	☐	Système de verrouillage de l'inclinaison (dossier et/ou assise)		◆	◆		
POTENCES							
Ajustement des potences et repose-jambes							 0380 / 0430 
BNI0378	☐	Support pour position à 85° - angulation du repose-jambe 10° à 85°	NC : 0390, 0410, 0440, 0460	52,13	55,00		
Potence gauche							
BNI0380	☐	Repose-jambe réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet, protection de genou, UL réglable de 290 mm à 520 mm	NC : 0490, 0942	100,03	105,53	105,53 ⁽¹⁾	
BNI0390	☐	Potence fixe à 80°, escamotable int/ext		◆	◆		
BNI0410	☐	Support amputé	NC : 0490, 0510, 0520, 0941, 0942	140,28	148,00		

Rea [®] Azalea [®] Assist Minor				Euros			
				Prix Public		LPPR	
				HT	TTC		
Potence droite							
BNI0430	☐	Repose-jambe réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet, protection de genou, UL réglable de 290 mm à 520 mm	NC : 0550, 0942	100,03	105,53	105,53 ⁽¹⁾	0390 / 0440  0410 / 0460
BNI0440	☐	Potence fixe à 80°, escamotable int/ext		◆	◆		
BNI0460	☐	Support amputé	NC : 0550, 0570, 0580, 0941, 0942	140,28	148,00		
PALETTES							
Palette monobloc							 0475 / 0476
BNI0475	☐	Palette monobloc réglable en profondeur et en angle, non réglable en largeur - tube court	NC : 0490, 0510, 0520, 0550, 0570, 0580, 0954, 0956	203,79	215,00		
BNI0476	☐	Palette monobloc réglable en profondeur et en angle, non réglable en largeur - tube long	NC : 0490, 0510, 0520, 0550, 0570, 0580, 0954, 0956	249,29	263,00		
Palette gauche							 0510 / 0570  0520 / 0580 si potence 80°
BNI0490	☐	Réglable en profondeur et en angle, tube court, sangle talonnière		○	○		
BNI0510	☐	Fixe, tube long, sangle talonnière	NC : 0954, 0956	○	○		
BNI0520	☐	Réglable en profondeur, en angle, tube long (et en largeur si commandée avec repose-jambe), sangle talonnière		◆	◆		
Palette droite							 0520 / 0580 si repose-jambe
BNI0550	☐	Réglable en profondeur et en angle, tube court, sangle talonnière		○	○		
BNI0570	☐	Fixe, tube long, sangle talonnière	NC : 0954, 0956	○	○		
BNI0580	☐	Réglable en profondeur, en angle, tube long (et en largeur si commandée avec repose-jambe), sangle talonnière		◆	◆		
ACCOUDOIRS							
Accoudoir gauche (verrou d'accoudoir inclus)							 0600 / 0630
BNI0600	☐	Confort, réglable en hauteur de 230 à 340 mm	NC : 1233, 1240	○	○		
BNI0605	☐	Réglable en hauteur, manchette large	NC : 1233	○	○		
BNI606	☐	Gouttière étroite sans rotation, réglable en hauteur et en profondeur sur 70 mm SANS OUTIL (compatible avec la tablette)	NC : 1232	113,17	119,39	114,84 ⁽³⁾	 0610 / 0640
BNI0610	☐	Enveloppant, réglable en hauteur de 230 à 340 mm - Largeur d'assise utile - 20 mm	NC : 0680, 0690, 1230, 1231, 1233	◆	◆		
BNI0615	☐	Gouttière à rotation latérale indexée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 1230, 1231, 1233, 1240	113,17	119,39	114,84 ⁽³⁾	
BNI0620	☐	Manchette étroite, réglable en hauteur de 230 à 320 mm pour demi-tablette gauche UNIQUEMENT	NC : 0690, 1230, 1231, 1240	○	○		
Accoudoir droit (verrou d'accoudoir inclus)							 0615 / 0645
BNI0630	☐	Confort, réglable en hauteur de 230 à 340 mm	NC : 1232,1240	○	○		
BNI0635	☐	Réglable en hauteur, manchette large	NC : 1232	○	○		
BNI636	☐	Gouttière étroite sans rotation, réglable en hauteur et en profondeur sur 70 mm SANS OUTIL (compatible avec la tablette)	NC : 1233	113,17	119,39	114,84 ⁽³⁾	
BNI0640	☐	Enveloppant, réglable en hauteur de 230 à 340 mm - Largeur d'assise utile - 20 mm	NC : 0680, 0690, 1230, 1231,1232, 1240	◆	◆		
BNI0645	☐	Gouttière à rotation latérale indexée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 1230, 1231, 1232, 1240	113,17	119,39	114,84 ⁽³⁾	
BNI0650	☐	Manchette étroite, réglable en hauteur de 230 à 320 mm pour demi-tablette droite UNIQUEMENT	NC : 0690, 1230, 1231, 1240	○	○		
⁽³⁾ Codes LPPR 9325904 (accoudoirs réglables et orientables) = 114,84 € la paire							 0720
OPTIONS D'ASSISE							
Options d'accoudoir							
BNI0680	☐	Housse de protège-vêtements		69,19	73,00		
BNI0690	☐	Coussins pour housses de protège-vêtements (uniquement avec 0680)		15,17	16,00		
Options d'assise							
BNI0710	☐	Housse de coussin d'assise imperméable		41,71	44,00		
BNI0720	☐	Plot d'abduction		246,45	260,00	69,84	

Rea [®] Azalea [®] Assist Minor						Euros							
						Prix Public		LPPR					
						HT	TTC						
Options de dossier													
Appuis-tête													
BNI0730	☐	Appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables	NC : 0742, 0744, 0746, 0750, 0770						0730		0750		
BNI0750	☐	Appui-joue demi-lune avec réglage latéral et oreillettes réglables longues	NC : 0742, 0744, 0746, 0740, 0770, 0780	225,59	238,00								
Autres options appuis-tête													
BNI0740	☐	Housse de coussin d'appui-tête		54,03	57,00								
BNI0770	☐	Appui-nuque											
BNI0782	☐	Support appui-tête/appui-nuque universel		69,19	73,00								
BNI0790	☐	Kit de 2 molettes de réglage pour appui-tête		29,38	31,00								
Cale-tronc gauche													
BNI0800	☐	Cale-tronc gauche, amovible, réglable en largeur, en profondeur et en hauteur - Revêtement PU bi-extensible noir		174,41	184,00	34,92 ⁽¹⁾					0800 / 0810		
BNI0880	☐	Cale-tronc gauche, amovible, escamotable, réglable en angle, en largeur, en profondeur et en hauteur - Revêtement PU bi-extensible noir		156,40	165,00	34,92 ⁽¹⁾							
Cale-tronc droit													
BNI0810	☐	Cale-tronc droit, amovible, réglable en largeur, en profondeur et en hauteur - Revêtement PU bi-extensible noir		174,41	184,00	34,92 ⁽¹⁾					0880 / 0890		
BNI0890	☐	Cale-tronc droit, amovible, escamotable, réglable en angle, en largeur, en profondeur et en hauteur - Revêtement PU bi-extensible noir		156,40	165,00	34,92 ⁽¹⁾							
Autres options de dossier													
BNI0905	☐	Cale-tronc pour dossier réglable en tension (la paire) (dimension du coussin : largeur : 35 mm, hauteur : 115 mm, profondeur 130 mm)		237,91	251,00	34,92 ⁽¹⁾ x 2					0905		
BNI0915	☐	Indicateur d'inclinaison du dossier		67,30	71,00						0915		
BNI0920	☐	Kit de 2 cales de positionnement triangulaires <i>(à insérer sous le coussin de dossier)</i>		16,11	17,00								
BNI0954	☐	Maintiens de cheville Bodypoint ouverte à boucle, ajustables sur le côté, Medium (paire) - livrés non montés avec fixations		170,62	180,00						0954/0956		
BNI0956	☐	Maintiens de cheville Bodypoint ouverte à boucle, ajustables sur le côté, Small (paire) - livrés non montés avec fixations		161,14	170,00								
Options de potences/palettes													
BNI0941	☐	Revêtements rembourrés pour palettes		102,37	108,00								
BNI0942	☐	Sangle appui-mollets confort rembourrée, Revêtement PU bi-extensible noir		119,43	126,00								
CHASSIS													
Coloris de châssis													
BNI0944	☐	Gris perle							0944		0946		
BNI0946	☐	Bleu nuit											
BNI0947	☐	Sable											
BNI0948	☐	Vert électrique							0947		0948		
BNI0949	☐	Rouge vif											
Fixations de roues avant													
BNI0960	☐	Fixes							0949				
Roues avant													
BNI0982	☐	5,5" x 1.3/4" -140 x 45 mm - Bandage noir		36,02	38,00								
BNI0992	☐	6" x 1.1/4" - 150 x 30 - Bandage noir souple											
ROUES ARRIERE													
Diamètre des roues arrière													
BNI1047	☐	16" - 405 mm avec axes fixes											
Type de roues arrière													
BNI1076	☐	Frein tambour (moyeu et jante en composite noir)											
Roues arrière													
BNI1092	☐	Bandage noir											

Rea® Azalea® Assist Minor				Euros			
				Prix Public		LPPR	
				HT	TTC		
SECURITE							
BNI1170	☐	Freins à tirer utilisateur		205,69	217,00		 1200
Ceintures							
BNI1200	☐	Ceinture de maintien - boucle plastique		◆	◆		
OPTIONS DE POSITIONNEMENT > NOUVEAU <							
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.							
AUTRES OPTIONS							
Tablettes							  1230 1231  1232 / 1233  1240  1237  1300
BNI1230	☐	Tablette amovible réglable en profondeur 100% LPPR	NC : 1237	72,82	76,82	76,82 (1)	
BNI1231	☐	Tablette amovible réglable en profondeur avec coussins appui-coudes	NC : 1237	154,50	163,00	76,82 (1)	
BNI1232	☐	Demi-tablette escamotable à gauche	NC : 1235	72,82	76,82	76,82 (1)	
BNI1233	☐	Demi-tablette escamotable à droite	NC : 1235	72,82	76,82	76,82 (1)	
BNI1240	☐	Tablette escamotable	NC : 1235, 1237	300,47	317,00	76,82(1)	
Coussins de tablette							
BNI1235	☐	Coussin de tablette		104,27	110,00		
BNI1237	☐	Coussin pour demi-tablette		90,05	95,00		
Autres options							
BNI1300	☐	Attache pour harnais		54,03	57,00		 1300
BNI1305	☐	Système de verrouillage des fourches		336,49	355,00		
BNI1310	☐	Kit d'attaches pour ceinture de positionnement		28,44	30,00		
Rampes en accessoire							
1654128	☐	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		402,84	425,00		 1654128
1654129	☐	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		805,69	850,00		 1654129
1654130	☐	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00		 1654130