



NOUVEAU

Retrouvez les coussins d'assise et de dossier Vicair !



UNIQUE

Personnalisez votre fauteuil grâce aux fabrications spéciales Unique !

À partir de :
1 893,00 € TTC

Codes LPPR :

- 9225663 - VHP, POUSSETTE MULTIREGLABLE & EVOLUTIVE, < 16 ANS, INVACARE : 962,20 €
- 9225657 - VHP, POUS. OU FAUTEUIL, >= 16 ANS, DOSSIER ET/OU SIEGE INCLINABLE, INVACARE : 403,50 €
- 9325850 - VHP, POU, < 16 ANS, DISPOSITIF D'IMMOBILISATION, FREIN A TAMBOUR, INVACARE : 28,71 €
- 9325904 - VHP, POU, < 16 ANS, ACCOUDOIRS REGLABLES & ORIENTABLES, LA PAIRE, INVACARE : 114,84 €
- 9325732 - VHP, POUSSETTE, INFERIEUR A 16 ANS, APPUI-TETE REGLABLE, INVACARE : 108,64 €



Informations client		Caractéristiques produit	
Date :	 	Type de châssis	Pliant, pour personne de grande taille
Référence d'achat :		Matière	Acier
Code client :		Largeur d'assise	390 mm à 490 mm, réglable à + 50 mm
Cachet du distributeur :		Inclinaison d'assise	+1° à -24° par vérins pneumatiques, à translation
		Inclinaison de dossier	0 à 30° par vérins pneumatiques
		Repose-jambes	Réglables de 0° à 80°
		Roues arrière	16"
		Freins	Freins tambour
		Poids total	A partir de 34 kg
		Crash-testé	Oui
		Positionnement	Compatible avec les produits Bodypoint
		Poids max utilisateur	135 kg
		Garantie	2 ans hors pièces d'usure

Commandes



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace Invacare Pro** sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com

Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas *Invacare®*.

Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.

☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases

☒ Configuration standard

☐ Option sans supplément de prix

Rea [®] Azalea [®] Assist Tall				Euros			
				Prix Public		LPPR	
				HT	TTC		
CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999				
BNG9004	☐	Rea [®] Azalea [®] Assist Tall (< 16 ans) Code LPPR 9225663		1 794,31	1 893,00	1 214,39 ⁽¹⁾	NOUVEAU VICAIR[®] NOUVEAU VICAIR[®]
BNG9004	☐	Rea [®] Azalea [®] Assist Tall (> 16 ans) Code LPPR 9225657		1 794,31	1 893,00	403,50 ⁽²⁾	
ASSISE							
Largeur d'assise							
BNG0040	☐	390 mm - réglable de 390 à 490 mm	NC : 0244, 0245, 0246, 0247	○	○		
BNG0050	☐	440 mm - réglable de 440 à 540 mm	NC 0241, 0242, 0246, 0247	○	○		
BNG0060	☐	490 mm - réglable de 490 à 590 mm	NC : 0206, 0241, 0242, 0243, 0244	○	○		
Pré-réglage en largeur de l'assise							
BNG0065	☐	Livré avec réglage + 50 mm (à 440, 490 ou 540 mm)		○	○		
BNG0075	☐	Livré avec réglage + 100 mm (à 490, 540 ou 590 mm)		○	○		
Profondeur d'assise							
BNG0105	☐	Réglable de 480 à 550 mm - Inclut la rallonge de châssis		◆	◆		
Hauteur sol/siège							
BNG0125	☐	500 mm		◆	◆		
Inclinaison d'assise							
BNG0127	☐	Inclinaison d'assise de -1° à +23° (+1° à 24° en standard)		○	○		
Type d'assise							
BNG0130	☐	Plane, réglable en profondeur		◆	◆		
Coussin d'assise							
BNG0165	☐	Coussin <i>Flo-Shape</i>		◆	◆		
BNG0167	☐	<i>Vicair Ajuster O2</i> - hauteur 100 mm, livré avec deux housses type charlotte	NC : 0191, 0201, 0202, 1225	574,84	606,46		
BNG0175	☐	Coussin <i>Mistral</i>	NC : 0191, 0201, 0202	○	○		
BNG0179	☐	<i>Vicair Vector O2</i> - hauteur 100 mm, livré avec deux housses type charlotte	NC : 0191, 0201, 0202, 1225	718,85	758,39		
Coloris de garniture de coussin							
BNG0191	☐	Velours noir (TR35)		79,62	84,00		
BNG0201	☐	Revêtement PU bi-extensible noir (TR26)		◆	◆		
BNG0202	☐	Mesh micro-aéré noir (TR36)		○	○		
DOSSIER							
Pré-réglage en largeur du dossier Flex 3 (livré avec coussin de dossier adapté)							
BNG0205	☐	Livré avec réglage + 50 mm		○	○		
BNG0206	☐	Livré avec réglage + 100 mm	NC : 0220	○	○		
BNG0207	☐	Livré sans pré-réglage		◆	◆		
Type de dossier							
BNG0210	☐	Plaque dossier <i>Flex 3</i> - réglable en largeur et en hauteur de 560 à 790 mm	NC : 0235, 0240, 0241 à 0247 0341, 0343, 0905	○	○		
BNG0215	☐	Plaque dossier <i>Laguna 2</i> - réglable- en hauteur de 600 à 710 mm	NC : 0235, 0240, 0241 à 0247 0260, 0270, 0335, 0343, 0905	◆	◆		
BNG0220	☐	Dossier <i>Flex 3</i> - réglable en tension, en largeur et en hauteur de 540 à 720 mm	NC : 0235, 0241 à 0247, 0341, 0343	○	○		
BNG0221	☐	Dossier <i>Matrx Elite E2</i>	NC : 0240, 0250, 0260, 0270, 0311, 0321, 0322, 0341, 0800, 0810, 0880, 0890, 0905, 0920	717,98	757,47	757,47*	
BNG0223	☐	Dossier <i>Matrx Elite Deep E2</i>	NC : 0240, 0250, 0260, 0270, 0311, 0321, 0322, 0341, 0800, 0810, 0880, 0890, 0905, 0920	717,98	757,47	757,47*	
BNG0225	☐	Dossier <i>Matrx Posture Back</i>	NC : 0235, 0240, 0241 à 0247 0250, 0260, 0270, 0311, 0321, 0322, 0335, 0341, 0800, 0810, 0880, 0890, 0905, 0920	717,98	757,47	757,47*	
* 838,47 € - 81,00€ (<i>Matrx Contour Visco NG</i>) = 757,57 €							

NOUVEAU

VICAIR[®]

NOUVEAU

VICAIR[®]



02100215




0220




Matrx Elite E2 / Elite Deep E2

Rea [®] Azalea [®] Assist Tall				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
Hauteur de dossier pour dossiers Matrx						
BNG0233	☐	Hauteur de dossier Matrx 410 mm - fixations <i>Mini</i>		○	○	
BNG0235	☐	Hauteur de dossier Matrx 460 mm - fixations <i>Standard</i>		○	○	
BNG0234	☐	Hauteur de dossier Matrx 510 mm - fixations <i>Standard</i>		○	○	
Largeur du dossier Matrx						
BNG0241	☐	360 mm - largeur de buste indicative 265 mm		○	○	
BNG0242	☐	380 mm - largeur de buste indicative 290 mm		○	○	
BNG0243	☐	410 mm - largeur de buste indicative 315 mm		○	○	
BNG0244	☐	430 mm - largeur de buste indicative 340 mm		○	○	
BNG0245	☐	460 mm - largeur de buste indicative 370 mm		○	○	
BNG0246	☐	480 mm - largeur de buste indicative 390 mm		○	○	
BNG0247	☐	510 mm - largeur de buste indicative 420 mm		○	○	
Coussin de dossier						
BNG0240	☐	<i>Latéral</i> , plat et large, hauteur 540 mm		○	○	
BNG0250	☐	<i>Laguna</i> , plat avec légers maintiens latéraux	NC : 0905	◆	◆	
BNG0260	☐	<i>Mistral 2</i> , courbure lombaire	NC : 0322, 0905	146,92	155,00	
BNG0270	☐	<i>Passad 2</i> , maintien buste et épaules	NC : 0905	217,06	229,00	
BNG0276	☐	<i>Vicair Multifonction O2</i>	NC : 0311, 0321, 0322, 1225	640,48	675,71	
BNG0277	☐	<i>Vicair Flex</i> - livré avec cales de dossier	NC : 0311, 0321, 0322, 1225	776,36	819,06	
Garniture de dossier						
BNG0311	☐	Velours noir (TR35)		79,62	84,00	
BNG0321	☐	Revêtement PU bi-extensible noir (TR26)		◆	◆	
BNG0322	☐	Mesh micro-aéré noir (TR36)		○	○	
Poignées à pousser						
BNG0335	☐	Poignées à pousser réglables en hauteur et amovibles		◆	◆	
BNG0341						
BNG0343						
BNG0345	☐	Barre de poussée réglable en angle		145,97	154,00	
Inclinaison de l'assise et du dossier						
BNG0350	☐	MANUELLE par vérins pneumatiques, commande tierce-personne		◆	◆	
BNG0360	☐	ELECTRIQUE par télécommande Conforme à la norme EN 12184 : 2014	NC : 1263	995,26	1 050,00	
BNG1263	☐	Système de verrouillage de l'inclinaison (dossier et/ou assise)		◆	◆	
POTENCES						
Repose jambe central						
BNG0370	☐	Repose-jambe central réglable en angle (de 80° à 50°) avec appui mollet et palettes articulées	NC : 0376, 0378, 0380, 0390, 0410, 0430, 0440, 0460, 0475, 0476, 0520, 0580, 0720, 0941, 0942, 0952, 0954, 0956	900,47	950,00	211,52
Ajustement des potences et repose-jambes						
BNG0375	☐	Position standard		◆	◆	
BNG0376	☐	Position haute (+ 50 mm) pour les utilisateurs de grande taille		109,00	115,00	
BNG0378	☐	Support pour position à 85° - angulation du repose- jambe 10° à 85°	NC : 0390, 0410, 0440, 0460	52,13	55,00	


0240


0250


0260



0270



NOUVEAU

VICAIR[®]

NOUVEAU




0370








0345




0370

0345

Rea [®] Azalea [®] Assist Tall				Euros			 0380 / 0430  0390 / 0440  0410 / 0460
				Prix Public		LPPR	
				HT	TTC		
Potence gauche							
BNG0380	☐	Repose-jambe réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet, protection de genou, UL réglable de 290 mm à 520 mm	NC : 0475, 0490, 0942	100,03	105,53	105,53 ⁽¹⁾	
BNG0390	☐	Potence fixe à 80°, escamotable int/ext		◆	◆		
BNG0410	☐	Support amputé	NC : 0475, 0476, 0490, 0520, 0941, 0942	140,28	148,00		
Potence droite							
BNG0430	☐	Repose-jambe réglable en inclinaison 0° - 75°avec appui-mollet, protection de genou, UL réglable de 290 mm à 520 mm	NC : 0475, 0550, 0942	100,03	105,53	105,53 ⁽¹⁾	
BNG0440	☐	Potence fixe à 80°, escamotable int/ext		◆	◆		
BNG0460	☐	Support amputé	NC : 0475, 0476, 0550, 0580, 0941, 0942	140,28	148,00		
PALETTES							
Palette monobloc							
BNG0475	☐	Palette monobloc réglable en profondeur et en angle, non réglable en largeur - tube court	NC : 0490, 0520, 0550, 0580, 0930, 0940, 0952, 0954, 0956	202,84	214,00		
BNG0476	☐	Palette monobloc réglable en profondeur et en angle, non réglable en largeur - tube long	NC : 0490, 0520, 0550, 0580, 0952, 0954, 0956	249,29	263,00		
Palette gauche							
BNG0490	☐	Réglable en profondeur et en angle, tube court, sangle talonnière		○	○		
BNG0520	☐	Réglable en profondeur, en angle, tube long (et en largeur si commandée avec repose-jambe) , sangle talonnière		◆	◆		
Palette droite							
BNG0550	☐	Réglable en profondeur et en angle, tube court, sangle talonnière		○	○		
BNG0580	☐	Réglable en profondeur, en angle, tube long (et en largeur si commandée avec repose-jambe) , sangle talonnière		◆	◆		
ACCOUDOIRS							
Accoudoir gauche (verrou d'accoudoir inclus)							
BNG0600	☐	Confort, réglable en hauteur de 230 à 340 mm	NC : 1232	○	○	-57,42 ⁽¹⁾	
BNG0605	☐	Réglable en hauteur, manchette large	NC : 1232	○	○	-57,42 ⁽¹⁾	
BNG0606	☐	Gouttière étroite sans rotation, réglable en hauteur et en profondeur sur 70 mm SANS OUTIL (compatible avec la tablette)	NC : 1232	◆	◆		
BNG0610	☐	Enveloppant, réglable en hauteur de 230 à 340 mm - Largeur d'assise utile - 20 mm	NC : 0680, 0690, 1230, 1231, 1233, 1250	○	○	-57,42 ⁽¹⁾	
BNG0615	☐	Gouttière à rotation latérale indéxée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 1230, 1231, 1233, 1240, 1245, 1250	○	○		
BNG0620	☐	Manchette étroite, réglable en hauteur de 230 à 320 mm pour demi-tablette gauche UNIQUEMENT	NC : 0690, 1230, 1231, 1240, 1245, 1250	○	○	-57,42 ⁽¹⁾	
Accoudoir droit (verrou d'accoudoir inclus)							
BNG0630	☐	Confort, réglable en hauteur de 230 à 340 mm	NC : 1233	○	○	-57,42 ⁽¹⁾	
BNG0635	☐	Réglable en hauteur, manchette large	NC : 1233	○	○	-57,42 ⁽¹⁾	
BNG0636	☐	Gouttière étroite sans rotation, réglable en hauteur et en profondeur sur 70 mm SANS OUTIL (compatible avec la tablette)	NC : 1233	◆	◆		
BNG0640	☐	Enveloppant, réglable en hauteur de 230 à 340 mm - Largeur d'assise utile - 20 mm	NC : 0680, 0690, 1230, 1231, 1232, 1250	○	○	-57,42 ⁽¹⁾	
BNG0645	☐	Gouttière à rotation latérale indéxée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 1230, 1231, 1232, 1240, 1245, 1250	○	○		
BNG0650	☐	Manchette étroite, réglable en hauteur de 230 à 320 mm pour demi-tablette droite UNIQUEMENT	NC : 0690, 1230, 1231, 1240, 1245, 1250	○	○	-57,42 ⁽¹⁾	

Rea [®] Azalea [®] Assist Tall				Euros			
				Prix Public		LPPR	
				HT	TTC		
CHASSIS							
Coloris de châssis							 09440946094709480949
BNG0944	☐	Gris perle		◆	◆		
BNG0946	☐	Bleu nuit		○	○		
BNG0947	☐	Sable		○	○		
BNG0948	☐	Vert electrique		○	○		
BNG0949	☐	Rouge vif		○	○		
Fixations de roues avant							
BNG0960	☐	Fixes		◆	◆		
Roues avant							
BNG1015	☐	8" - 200 x 32 mm - Bandage noir		◆	◆		
BNG1025	☐	8" - 200 x 45 mm - Bandage noir large		126,07	133,00		
ROUES ARRIERE							
Diamètre des roues arrière							
BNG1047	☐	16" - 405 mm avec axes fixes		◆	◆		
Type de roues arrière							
BNG1076	☐	Frein tambour (moyeu et jante en composite noir)		◆	◆		
Roues arrière							
BNG1092	☐	Bandage noir		◆	◆		
SECURITE							
BNG1170	☐	Freins à tirer utilisateur		205,69	217,00		1200 1201 / 1202 1203 / 1204 1206 / 1207
Ceintures							
BNG1200	☐	Ceinture de maintien - boucle plastique		◆	◆		
BNG1201	☐	Ceinture de hanche, 2 points, Medium, Flat-Mount TM		120,38	127,00		
BNG1202	☐	Ceinture de hanche, 2 points, Large, Flat-Mount TM		127,01	134,00		
BNG1203	☐	Ceinture de hanche, 4 points, Medium, Flat-Mount TM		134,60	142,00		
BNG1204	☐	Ceinture de hanche, 4 points, Large, Flat-Mount TM		142,18	150,00		
Harnais							
BNG1206	☐	Harnais d'épaule PivotFit Dynamic, MD, Medium, Cinch-Mount	Uniquement avec dossiers MatrX ou avec appui-tête/nuque	220,85	233,00		
BNG1207	☐	Harnais d'épaule PivotFit Dynamic, MD, Large, Cinch-Mount	Uniquement avec dossiers MatrX ou avec appui-tête/nuque	227,49	240,00		
OPTIONS DE POSITIONNEMENT							
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.							
AUTRES OPTIONS							
Tablettes							1230 1231 1232 / 1233 1237 1240 1245 1300
BNG1230	☐	Tablette amovible réglable en profondeur	NC : 1237	72,82	76,82	76,82 ⁽¹⁾	
BNG1231	☐	Tablette amovible réglable en profondeur avec coussins appui-coudes	NC : 1237	154,50	163,00	76,82 ⁽¹⁾	
BNG1232	☐	Demi-tablette escamotable à gauche	NC : 1235	72,82	76,82	76,82 ⁽¹⁾	
BNG1233	☐	Demi-tablette escamotable à droite	NC : 1235	72,82	76,82	76,82 ⁽¹⁾	
BNG1240	☐	Tablette escamotable pour accoudoirs enveloppants	NC : 1235, 1250	300,47	317,00	76,82 ⁽¹⁾	
BNG1245	☐	Tablette escamotable avec coussins appui-coudes	NC : 1235, 1250	348,82	368,00	76,82 ⁽¹⁾	
Coussins de tablettes							
BNG1235	☐	Coussin de tablette		104,27	110,00		
BNG1237	☐	Coussin pour demi-tablette		90,05	95,00		
Autres options							
BNG1250	☐	Goupille de verrouillage pour tablette		59,72	63,00		
BNG1300	☐	Attache pour harnais		54,03	57,00		
BNG1305	☐	Système de verrouillage des fourches		336,49	355,00		
BNG1310	☐	Kit d’attaches pour ceinture de positionnement		28,44	30,00		
BNG1320	☐	Tige porte-sérum		105,21	111,00		

Rea [®] Azalea [®] Assist Tall				Euros			
				Prix Public		LPPR	
				HT	TTC		
Rampes en accessoire							
1654128	☐	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		402,84	425,00		 1654128
1654129	☐	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		805,69	850,00		 1654129
1654130	☐	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00		 1654130