



NOUVEAU

Retrouvez les coussins d'assise et de dossier Vicair !

VICAIR

UNIQUE

Personnalisez votre fauteuil grâce aux fabrications spéciales Unique !

À partir de :
1 214,39 € TTC

Codes LPPR :

- 9225663 - VHP, POUSSETTE MULTIREGLABLE & EVOLUTIVE, < 16 ANS, INVACARE : 962,20 €
- 9225657 - VHP, POU. OU FAUTEUIL, >= 16 ANS, DOSSIER ET/OU SIEGE INCLINABLE, INVACARE : 403,50 €
- 9325850 - VHP, POU, < 16 ANS, DISPOSITIF D'IMMOBILISATION, FREIN A TAMBOUR, INVACARE : 28,71 €
- 9325904 - VHP, POU, < 16 ANS, ACCOUDOIRS REGLABLES & ORIENTABLES, LA PAIRE, INVACARE : 114,84 €
- 9325732 - VHP, POUSSETTE, INFERIEUR A 16 ANS, APPUI-TETE REGLABLE, INVACARE : 108,64 €
- 9325844 - VHP, POU, < 16 ANS, SUPPORT D'INCLINAISON/ECARTEMENT DES JAMBES, INVACARE : 105,53 €



Informations client

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :



Caractéristiques produit

| | |
|------------------------|---|
| Type de châssis | Pliant |
| Matière | Acier |
| Largeur d'assise | 550 mm et 610 mm |
| Inclinaison d'assise | +1° à -24° par vérins pneumatiques, à translation |
| Inclinaison de dossier | 0 à 30° par vérins pneumatiques |
| Repose-jambes | Réglables de 0° à 80° |
| Roues arrière | 16" |
| Freins | Freins tambour |
| Coloris | Gris Perle |
| Poids total | A partir de 34 kg |
| Crash-testé | Oui |
| Positionnement | Compatible avec les produits Bodypoint |
| Poids max utilisateur | 135 kg |
| Garantie | 2 ans hors pièces d'usure |

Commandes



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace Invacare Pro** sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com

Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas **Invacare**® .

Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.

Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases

Configuration standard

Option sans supplément de prix

| Rea [®] Azalea [®] Assist | | | | Euros | | |
|--|---|---|----------|-------------|-------------------------|------|
| | | | | Prix Public | | LPPR |
| CODE | DESIGNATION | NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999 | HT | TTC | | |
| BNB0012 | <input type="checkbox"/> Rea [®] Azalea [®] Assist (< 16 ans) Code LPPR 9225663 | | 1 151,08 | 1 214,39 | 1 214,39 ⁽¹⁾ | |
| BNB0012 | <input type="checkbox"/> Rea [®] Azalea [®] Assist (> 16 ans) Code LPPR 9225657 | | 1 151,08 | 1 214,39 | 403,50 ⁽²⁾ | |
| ASSISE | | | | | | |
| Largeur d'assise | | | | | | |
| BNB0040 | <input type="checkbox"/> 390 mm - réglable de 390 à 490 mm | NC : 0244, 0245, 0246, 0247 | ○ | ○ | | |
| BNB0050 | <input type="checkbox"/> 440 mm - réglable de 440 à 540 mm | NC : 0241, 0242, 0246, 0247 | ○ | ○ | | |
| BNB0060 | <input type="checkbox"/> 490 mm - réglable de 490 à 590 mm | NC : 0206, 0241, 0242, 0243, 0244 | ○ | ○ | | |
| Pré-réglable en largeur de l'assise | | | | | | |
| BNB0065 | <input type="checkbox"/> Livré avec réglage + 50 mm (à 440, 490 ou 540 mm) | | ○ | ○ | | |
| BNB0075 | <input type="checkbox"/> Livré avec réglage + 100 mm (à 490, 540 ou 590 mm) | | ○ | ○ | | |
| Profondeur d'assise | | | | | | |
| BNB0100 | <input type="checkbox"/> Réglable de 430 à 500 mm | | ◆ | ◆ | | |
| Hauteur sol/siège | | | | | | |
| BNB0110 | <input type="checkbox"/> 400 mm | NC : 0370, 0476, 1015, 1022, 1025, 1266, 1268 | ○ | ○ | | |
| BNB0120 | <input type="checkbox"/> 450 mm | | ◆ | ◆ | | |
| Inclinaison d'assise | | | | | | |
| BNB0127 | <input type="checkbox"/> Inclinaison d'assise de -1° à +23° (+1° à 24° en standard) | | ○ | ○ | | |
| Type d'assise | | | | | | |
| BNB0130 | <input type="checkbox"/> Plane, réglable en profondeur | | ◆ | ◆ | | |
| BNB0140 | <input type="checkbox"/> Sur rail, réglable en profondeur sans outil | NC : 0720 | 337,44 | 356,00 | | |
| Coussin d'assise | | | | | | |
| BNB0164 | <input type="checkbox"/> Coussin Matrix Contour Visco NG épaisseur 100 mm | NC : 0191, 0201, 0202 | 67,50 | 81,00 | 81,00 | |
| BNB0165 | <input type="checkbox"/> Flo-Shape - coussin galbé hauteur 90 mm | | ◆ | ◆ | | |
| BNB0167 | <input type="checkbox"/> Coussin Vicair Adjuster O2 épaisseur 100 mm, livré avec deux housses type charlotte | NC : 0191, 0201, 0202, 1225 | 574,84 | 606,46 | 34,90 | |
| BNB0175 | <input type="checkbox"/> Mistral - coussin plat hauteur 70 mm | NC : 0191, 0201, 0202 | ○ | ○ | | |
| BNB0179 | <input type="checkbox"/> Coussin Vicair Vector O2 épaisseur 100 mm, livré avec deux housses type charlotte | NC : 0191, 0201, 0202, 1225 | 718,85 | 758,39 | 34,90 | |
| Coloris de garniture de coussin | | | | | | |
| BNB0191 | <input type="checkbox"/> Velours noir (TR35) | | 79,62 | 84,00 | | |
| BNB0201 | <input type="checkbox"/> Revêtement PU bi-extensible noir (TR26) | | ◆ | ◆ | | |
| BNB0202 | <input type="checkbox"/> Mesh micro-aéré noir (TR36) | | ○ | ○ | | |
| DOSSIER | | | | | | |
| Pré-réglage en largeur du dossier Flex 3 (livré avec coussin de dossier adapté) | | | | | | |
| BNB0205 | <input type="checkbox"/> Livré avec réglage + 50 mm | | ○ | ○ | | |
| BNB0206 | <input type="checkbox"/> Livré avec réglage + 100 mm | NC : 0220 | ○ | ○ | | |
| BNB0207 | <input type="checkbox"/> Livré sans pré-réglage | | ◆ | ◆ | | |
| Type de dossier | | | | | | |
| BNB0210 | <input type="checkbox"/> Plaque dossier Flex 3 - réglable en largeur et en hauteur de 560 à 790 mm | NC : 0235, 0240, 0241 à 0247, 0341, 0343, 0905 | ○ | ○ | | |
| BNB0215 | <input type="checkbox"/> Plaque dossier Laguna 2 - réglable en hauteur de 600 à 710 mm | NC : 0235, 0240, 0241 à 0247, 0260, 0270, 0335, 0343, 0905 | ◆ | ◆ | | |
| BNB0220 | <input type="checkbox"/> Dossier Flex 3 - réglable en tension et en largeur et en hauteur de 540 à 720 mm | NC : 0235, 0241 à 0247, 0341, 0343 | ○ | ○ | | |
| BNB0221 | <input type="checkbox"/> Dossier Matrix Elite E2 | NC : 0240, 0250, 0260, 0270, 0311, 0321, 0322, 0341, 0800, 0810, 0880, 0890, 0905, 0920 | 717,98 | 757,47 | 757,47* | |
| BNB0223 | <input type="checkbox"/> Dossier Matrix Elite Deep E2 | NC : 0240, 0250, 0260, 0270, 0311, 0321, 0322, 0341, 0800, 0810, 0880, 0890, 0905, 0920 | 717,98 | 757,47 | 757,47* | |



0140



0165



0210


0215



0220

| | | | | | | |
|--|--|---|--------|--------|---------|--|
| BNB0225 | <input type="checkbox"/> Dossier Matrx Posture Back | NC : 0235, 0240, 0241 à 0247, 0250, 0260, 0270, 0311, 0321, 0322, 0335, 0341, 0800, 0810, 0880, 0890, 0905, 0920 | 717,98 | 757,47 | 757,47* | |
| * 838,47 € - 81,00€ (Matrx Contour Visco NG) = 757,57 € | | | | | | |

| Rea® Azalea® Assist | | | | Euros | | |
|---|--------------------------|--|---|-------------|--------|-----------------------|
| | | | | Prix Public | | LPPR |
| | | | | HT | TTC | |
| Hauteur de dossier pour dossiers Matrix | | | | | | |
| BNB0233 | <input type="checkbox"/> | Hauteur de dossier Matrix 410 mm - fixations Mini | | ○ | ○ | |
| BNB0235 | <input type="checkbox"/> | Hauteur de dossier Matrix 460 mm - fixations Standard | | ○ | ○ | |
| BNB0234 | <input type="checkbox"/> | Hauteur de dossier Matrix 510 mm - fixations Standard | | ○ | ○ | |
| Largeur du dossier Matrix | | | | | | |
| BNB0241 | <input type="checkbox"/> | 360 mm - largeur de buste indicative 265 mm | | ○ | ○ | |
| BNB0242 | <input type="checkbox"/> | 380 mm - largeur de buste indicative 290 mm | | ○ | ○ | |
| BNB0243 | <input type="checkbox"/> | 410 mm - largeur de buste indicative 315 mm | | ○ | ○ | |
| BNB0244 | <input type="checkbox"/> | 430 mm - largeur de buste indicative 340 mm | | ○ | ○ | |
| BNB0245 | <input type="checkbox"/> | 460 mm - largeur de buste indicative 370 mm | | ○ | ○ | |
| BNB0246 | <input type="checkbox"/> | 480 mm - largeur de buste indicative 390 mm | | ○ | ○ | |
| BNB0247 | <input type="checkbox"/> | 510 mm - largeur de buste indicative 420 mm | | ○ | ○ | |
| Coussin de dossier | | | | | | |
| BNB0240 | <input type="checkbox"/> | Latéral , plat et large, hauteur 540 mm (conseillé pour dossier réglable en tension) | | ○ | ○ | |
| BNB0250 | <input type="checkbox"/> | Laguna , plat avec légers maintiens latéraux | NC : 0905 | ◆ | ◆ | |
| BNB0260 | <input type="checkbox"/> | Mistral 2 , maintien de la taille, épaules dégagées | NC : 0322, 0905 | 146,92 | 155,00 | |
| BNB0270 | <input type="checkbox"/> | Passad 2 , maintien du buste et des épaules | NC : 0905 | 217,06 | 229,00 | |
| BNB0276 | <input type="checkbox"/> | Vicair Multifonction | NC : 0305, 0311, 0321, 0322, 1225 | 640,48 | 675,71 | |
| BNB0277 | <input type="checkbox"/> | Vicair Flex | NC : 0305, 0311, 0321, 0322, 1225 | 776,36 | 819,06 | |
| Garniture de dossier | | | | | | |
| BNB0311 | <input type="checkbox"/> | Velours noir (TR35) | | 79,62 | 84,00 | |
| BNB0321 | <input type="checkbox"/> | Revêtement PU bi-extensible noir (TR26) | | ◆ | ◆ | |
| BNB0322 | <input type="checkbox"/> | Mesh micro-aéré noir (TR36) | | ○ | ○ | |
| Poignées à pousser | | | | | | |
| BNB0335 | <input type="checkbox"/> | Poignées à pousser réglables en hauteur et amovibles | | ◆ | ◆ | |
| BNB0341 | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| BNB0343 | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| BNB0345 | <input type="checkbox"/> | Barre de poussée réglable en angle | NC : 1266, 1268 | 145,97 | 154,00 | |
| Inclinaison de l'assise et du dossier | | | | | | |
| BNB0350 | <input type="checkbox"/> | MANUELLE par vérins pneumatiques, commande tierce-personne | | ◆ | ◆ | |
| BNB1263 | <input type="checkbox"/> | Système de verrouillage de l'inclinaison (dossier et/ou assise) | | ◆ | ◆ | |
| POTENCES | | | | | | |
| Repose jambe central | | | | | | |
| BNB0370 | <input type="checkbox"/> | Repose-jambe central réglable en angle (de 80° à 50°) avec appui mollet et palettes articulées | NC : 0376, 0378, 0380, 0390, 0410, 0430, 0440, 0460, 0476, 0520, 0580, 0720, 0941, 0942, 0952, 0954, 0956 | 900,47 | 950,00 | 211,52 |
| Ajustement des potences et repose-jambes | | | | | | |
| BNB0375 | <input type="checkbox"/> | Position standard | | ◆ | ◆ | |
| BNB0376 | <input type="checkbox"/> | Position haute (+ 50 mm) pour les utilisateurs de grande taille | | 109,00 | 115,00 | |
| BNB0378 | <input type="checkbox"/> | Support pour position à 85° - angulation du repose-jambe 10° à 85° | NC : 0390, 0410, 0440, 0460, 0510 | 52,13 | 55,00 | |
| Potence gauche | | | | | | |
| BNB0380 | <input type="checkbox"/> | Repose-jambe réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet, protection de genou, UL réglable de 290 mm à 520 mm | NC : 0475, 0490, 0942 | 100,03 | 105,53 | 105,53 ⁽¹⁾ |
| BNB0390 | <input type="checkbox"/> | Potence fixe à 80°, escamotable int/ext. | | ◆ | ◆ | |
| BNB0410 | <input type="checkbox"/> | Support amputé | NC : 0475, 0476, 0520, 0941, 0942 | 140,28 | 148,00 | |
| Potence droite | | | | | | |
| BNB0430 | <input type="checkbox"/> | Repose-jambe réglable en inclinaison 0°-75° avec appui-mollet, protection de genou, UL réglable de 290 mm à 520 mm | NC : 0475, 0550, 0942 | 100,03 | 105,53 | 105,53 ⁽¹⁾ |
| BNB0440 | <input type="checkbox"/> | Potence fixe à 80°, escamotable int/ext. | | ◆ | ◆ | |



NOUVEAU

VICAIR

NOUVEAU



0370













0380 / 0430


























0390 / 0440






| | | | | | | |
|---------|---|--|--------|--------|--|-------------|
| BNB0460 | <input type="checkbox"/> Support amputé | NC : 0475, 0476, 0550, 0570, 0580, 0941, 0942 | 140,28 | 148,00 | | 0410 / 0460 |
|---------|---|--|--------|--------|--|-------------|

| Rea® Azalea® Assist | | | | Euros | | | |
|---|--------------------------|---|---|-------------|--------|-----------------------|--|
| | | | | Prix Public | | LPPR | |
| | | | | HT | TTC | | |
| PALETTES | | | | | | | |
| Palette monobloc | | | | | | | |
| BNB0475 | <input type="checkbox"/> | Palette monobloc réglable en profondeur et en angle, non réglable en largeur - tube court | NC : 0490, 0510, 0520, 0550, 0570, 0580, 0952, 0954, 0956 | 202,84 | 214,00 | |  0475 / 0476 |
| BNB0476 | <input type="checkbox"/> | Palette monobloc réglable en profondeur et en angle, non réglable en largeur - tube long | NC : 0490, 0510, 0520, 0550, 0570, 0580, 0952, 0954, 0956 | 249,29 | 263,00 | | |
| Palette gauche | | | | | | | |
| BNB0490 | <input type="checkbox"/> | Réglable en profondeur et en angle, tube court, sangle talonnière | | ○ | ○ | |  0510 / 0570 |
| BNB0510 | <input type="checkbox"/> | Fixe, tube long, sangle talonnière | NC : 0952, 0954, 0956 | ○ | ○ | | |
| BNB0520 | <input type="checkbox"/> | Réglable en profondeur, en angle (et en largeur si commandée avec repose-jambe), sangle talonnière | | ◆ | ◆ | |  0520 / 0580 si potence 80° |
| Palette droite | | | | | | | |
| BNB0550 | <input type="checkbox"/> | Réglable en profondeur et en angle, tube court, sangle talonnière | | ○ | ○ | |  0520 / 0580 si repose-jambe |
| BNB0570 | <input type="checkbox"/> | Fixe, tube long, sangle talonnière | NC : 0952, 0954, 0956 | ○ | ○ | | |
| BNB0580 | <input type="checkbox"/> | Réglable en profondeur, en angle (et en largeur si commandée avec repose-jambe), sangle talonnière | | ◆ | ◆ | | |
| ACCOUDOIRS | | | | | | | |
| Accoudoir gauche (verrou d'accoudoir inclus) | | | | | | | |
| BNB0600 | <input type="checkbox"/> | Confort, réglable en hauteur de 230 à 340 mm | NC : 1232 | ○ | ○ | -57,42 ⁽¹⁾ |  0600 / 0630 |
| BNB0605 | <input type="checkbox"/> | Réglable en hauteur, manchette large | NC : 1232 | ○ | ○ | -57,42 ⁽¹⁾ | |
| BNB0606 | <input type="checkbox"/> | Gouttière étroite sans rotation, réglable en hauteur et en profondeur sur 70 mm SANS OUTIL (compatible avec la tablette) | NC : 1232 | ◆ | ◆ | -57,42 ⁽¹⁾ |  0606 / 0636 |
| BNB0610 | <input type="checkbox"/> | Enveloppant, réglable en hauteur de 230 à 340 mm - Largeur d'assise utile - 20 mm | NC : 0680, 0690, 1230, 1231, 1233, 1250 | ○ | ○ | -57,42 ⁽¹⁾ | |
| BNB0615 | <input type="checkbox"/> | Gouttière à rotation latérale indéxée, réglable en hauteur et en profondeur | NC : 1230, 1231, 1233, 1240, 1245, 1250 | ○ | ○ | |  0615 / 0645 |
| BNB0620 | <input type="checkbox"/> | Manchette étroite, réglable en hauteur de 230 à 320 mm pour demi-tablette gauche UNIQUEMENT | NC : 0690, 1230, 1231, 1240, 1245, 1250 | ○ | ○ | -57,42 ⁽¹⁾ | |
| Accoudoir droit (verrou d'accoudoir inclus) | | | | | | | |
| BNB0630 | <input type="checkbox"/> | Confort, réglable en hauteur de 230 à 340 mm | NC : 1233 | ○ | ○ | -57,42 ⁽¹⁾ |  0610 / 0640 |
| BNB0635 | <input type="checkbox"/> | Réglable en hauteur, manchette large | NC : 1233 | ○ | ○ | -57,42 ⁽¹⁾ | |
| BNB0636 | <input type="checkbox"/> | Gouttière étroite sans rotation, réglable en hauteur et en profondeur sur 70 mm SANS OUTIL (compatible avec la tablette) | NC : 1233 | ◆ | ◆ | |  0615 / 0645 |
| BNB0640 | <input type="checkbox"/> | Enveloppant, réglable en hauteur de 230 à 340 mm - Largeur d'assise utile - 20 mm | NC : 0680, 0690, 1230, 1231, 1232, 1250 | ○ | ○ | -57,42 ⁽¹⁾ | |
| BNB0645 | <input type="checkbox"/> | Gouttière à rotation latérale indéxée, réglable en hauteur et en profondeur | NC : 1230, 1231, 1232, 1240, 1245, 1250 | ○ | ○ | | |
| BNB0650 | <input type="checkbox"/> | Manchette étroite, réglable en hauteur de 230 à 320 mm pour demi-tablette droite UNIQUEMENT | NC : 0690, 1230, 1231, 1240, 1245, 1250 | ○ | ○ | -57,42 ⁽¹⁾ | |
| OPTIONS D'ASSISE | | | | | | | |
| Options d'accoudoir | | | | | | | |
| BNB0680 | <input type="checkbox"/> | Housses de protège-vêtements, la paire | | 69,19 | 73,00 | |  0720 |
| BNB0690 | <input type="checkbox"/> | Coussins pour housses de protège-vêtements, la paire | Uniquement avec 0680 | 15,17 | 16,00 | | |
| Options d'assise | | | | | | | |
| BNB0710 | <input type="checkbox"/> | Housse de coussin d'assise imperméable | | 41,71 | 44,00 | | |
| BNB0720 | <input type="checkbox"/> | Plot d'abduction | | 246,45 | 260,00 | 69,84 ⁽¹⁾ | |

| Rea® Azalea® Assist | | | | Euros | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|---|---|-------------|--------|--------------------------|---|---|
| | | | | Prix Public | | LPPR | | |
| | | | | HT | TTC | | | |
| Options de dossier | | | | | | |  |  |
| Appuis-tête | | | | | | | 0730 | 0750 |
| BNB0730 | <input type="checkbox"/> | Appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables | NC : 0742, 0744, 0746, 0750, 0770 | ○ | ○ | | | |
| BNB0750 | <input type="checkbox"/> | Appui-joue demi-lune avec réglage latéral et oreillettes réglables longues | NC : 0742, 0744, 0746, 0740, 0742, 0770 | 225,59 | 238,00 | |  |  |
| BNB0731 | <input type="checkbox"/> | Appui-tête Matrx Elan Standard (254 mm/10") housse respirante | NC : 0740, 0770 | 218,01 | 230,00 | | | 0736 |
| BNB0736 | <input type="checkbox"/> | Appui-tête Matrx Elan 4 Points M (L280xH254 mm/L11"xH10") housse respirante | NC : 0740, 0770 | 408,53 | 431,00 | | 0731/ 0742 | |
| Fixation appuis-tête Matrx | | | | | | | | |
| BNB0742 | <input type="checkbox"/> | Fixation appui-tête Matrx Elan, multi-réglable | | 201,90 | 213,00 | | | |
| Autres options appuis-tête | | | | | | | | |
| BNB0740 | <input type="checkbox"/> | Housse de coussin d'appui-tête | | 59,72 | 63,00 | |  | |
| BNB0770 | <input type="checkbox"/> | Appui-nuque | | ◆ | ◆ | | | |
| BNB0782 | <input type="checkbox"/> | Support appui-tête/appui-nuque universel | | 67,30 | 71,00 | | | |
| BNB0790 | <input type="checkbox"/> | Kit de 2 molettes de réglage pour appui-tête | | 28,44 | 30,00 | | | 0782 |
| Cale-tronc gauche | | | | | | | | |
| BNB0800 | <input type="checkbox"/> | Cale-tronc gauche, amovible, réglable en largeur, en profondeur et en hauteur - Revêtement PU bi-extensible noir | | 174,41 | 184,00 | 34,92 ⁽¹⁾ |  | 0800 / 0810 |
| BNB0880 | <input type="checkbox"/> | Cale-tronc gauche, amovible, escamotable, réglable en angle, en largeur, en profondeur et en hauteur - Revêtement PU bi-extensible noir | | 156,40 | 165,00 | 34,92 ⁽¹⁾ | | |
| Cale-tronc droit | | | | | | | | |
| BNB0810 | <input type="checkbox"/> | Cale-tronc droit, amovible, réglable en largeur, en profondeur et en hauteur - Revêtement PU bi-extensible noir | | 174,41 | 184,00 | 34,92 ⁽¹⁾ |  | 0880 / 0890 |
| BNB0890 | <input type="checkbox"/> | Cale-tronc droit, amovible, escamotable, réglable en angle, en largeur, en profondeur et en hauteur - Revêtement PU bi-extensible noir | | 156,40 | 165,00 | 34,92 ⁽¹⁾ | | |
| Autres options de dossier | | | | | | | | |
| BNB0905 | <input type="checkbox"/> | Cale-tronc pour dossier réglable en tension (la paire) (dimension du coussin : largeur : 35 mm, hauteur : 115 mm, profondeur 130 mm) | | 237,91 | 251,00 | 34,92 ⁽¹⁾ x 2 |  | 0905 |
| BNB0915 | <input type="checkbox"/> | Indicateur d'inclinaison du dossier | | 67,30 | 71,00 | |  | 0915 |
| BNB0920 | <input type="checkbox"/> | Kit de 2 cales de positionnement triangulaires | | 16,11 | 17,00 | | | |
| Options de potences/palettes | | | | | | | | |
| BNB0941 | <input type="checkbox"/> | Revêtements rembourrés pour palettes | | 101,42 | 107,00 | |  | 0941 |
| BNB0942 | <input type="checkbox"/> | Sangle appui-mollets confort rembourrée, Revêtement PU bi-extensible noir | | 119,43 | 126,00 | | | |
| BNB0952 | <input type="checkbox"/> | Maintiens de cheville Bodypoint ouverte à boucle, ajustables sur le côté, Large (paire) - livrés non montés avec fixations | | 170,62 | 180,00 | | | |
| BNB0954 | <input type="checkbox"/> | Maintiens de cheville Bodypoint ouverte à boucle, ajustables sur le côté, Medium (paire) - livrés non montés avec fixations | | 170,62 | 180,00 | |  | 0952 / 0954 / 0956 |
| BNB0956 | <input type="checkbox"/> | Maintiens de cheville Bodypoint ouverte à boucle, ajustables sur le côté, Small (paire) - livrés non montés avec fixations | | 161,14 | 170,00 | | | |
| CHASSIS | | | | | | | | |
| Coloris de châssis | | | | | | | | |
| BNB0944 | <input type="checkbox"/> | Gris perle | | ◆ | ◆ | |  |  |
| BNB0946 | <input type="checkbox"/> | Bleu nuit | | ○ | ○ | | 0944 | 0946 |
| BNB0947 | <input type="checkbox"/> | Sable | | ○ | ○ | |  |  |
| BNB0948 | <input type="checkbox"/> | Vert électrique | | ○ | ○ | | 0947 | 0948 |
| BNB0949 | <input type="checkbox"/> | Rouge vif | | ○ | ○ | |  | |
| Extension de châssis | | | | | | | | |
| BNB0950 | <input type="checkbox"/> | Extension de châssis + 50 mm | | 87,20 | 92,00 | | 0949 | |
| Fixation des fourches | | | | | | | | |
| BNB0960 | <input type="checkbox"/> | Fixes | | ◆ | ◆ | | | |

| Rea® Azalea® Assist | | | | Euros | | |
|---|--------------------------|---|---|-------------|--------|---|
| | | | | Prix Public | | LPPR |
| | | | | HT | TTC | |
| Roues avant | | | | | | |
| BNB0982 | <input type="checkbox"/> | 5,5" x 1.3/4" - 140 x 45 mm - Bandage noir souple | | 36,02 | 38,00 | |
| BNB0992 | <input type="checkbox"/> | 6" x 1.1/4" - 150 x 30 mm - Bandage noir souple | | 58,77 | 62,00 | |
| BNB1015 | <input type="checkbox"/> | 8" x 1.1/4" - 200 x 32 mm - Bandage noir | | ◆ | ◆ | |
| BNB1022 | <input type="checkbox"/> | 8" x 1.1/4" - 200 x 32 mm - Pneumatique noir | | ○ | ○ | |
| BNB1025 | <input type="checkbox"/> | 8" x 2" - 200 x 45 mm - Bandage noir | | 126,07 | 133,00 | |
| ROUES ARRIERE | | | | | | |
| Diamètre des roues arrière | | | | | | |
| BNB1047 | <input type="checkbox"/> | 16" - 405 mm avec axes fixes | | ◆ | ◆ | |
| Type de roues arrière | | | | | | |
| BNB1076 | <input type="checkbox"/> | Frein tambour (moyeu frein tambour et jante en composite noir) | | ◆ | ◆ | |
| Type de revêtement roues arrière | | | | | | |
| BNB1092 | <input type="checkbox"/> | Bandage noir | | ◆ | ◆ | |
| SECURITE | | | | | | |
| BNB1170 | <input type="checkbox"/> | Freins à tirer utilisateur | | 205,69 | 217,00 | |
| Ceintures | | | | | | |
| BNB1200 | <input type="checkbox"/> | Ceinture de maintien - boucle plastique | | ◆ | ◆ | |
| BNB1201 | <input type="checkbox"/> | Ceinture de hanche, 2 points, Medium, Flat-Mount TM | | 120,38 | 127,00 |  1201 / 1202 |
| BNB1202 | <input type="checkbox"/> | Ceinture de hanche, 2 points, Large, Flat-Mount TM | | 127,01 | 134,00 |  1203 / 1204 |
| BNB1203 | <input type="checkbox"/> | Ceinture de hanche, 4 points, Medium, Flat-Mount TM | | 134,60 | 142,00 | |
| BNB1204 | <input type="checkbox"/> | Ceinture de hanche, 4 points, Large, Flat-Mount TM | | 142,18 | 150,00 |  1206 / 1207 |
| Harnais | | | | | | |
| BNB1206 | <input type="checkbox"/> | Harnais d'épaule PivotFit Dynamic, MD, Medium, Cinch-Mount | Uniquement avec dossiers Matrx ou avec appui-tête/nuque | 220,85 | 233,00 | |
| BNB1207 | <input type="checkbox"/> | Harnais d'épaule PivotFit Dynamic, MD, Large, Cinch-Mount | Uniquement avec dossiers Matrx ou avec appui-tête/nuque | 227,49 | 240,00 | |
| OPTIONS DE POSITIONNEMENT | | | | | | |
| <i>Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.</i> | | | | | | |
|  | | | | | | |
| AUTRES OPTIONS | | | | | | |
| Tablettes | | | | | | |
| BNB1230 | <input type="checkbox"/> | Tablette amovible réglable en profondeur | NC : 1237 | 72,82 | 76,82 | 76,82 (1) |
| BNB1231 | <input type="checkbox"/> | Tablette amovible réglable en profondeur avec coussins appui-coudes | NC : 1237 | 154,50 | 163,00 | 76,82 (1) |
| BNB1232 | <input type="checkbox"/> | Demi-tablette escamotable à gauche | NC : 1235 | 72,82 | 76,82 | 76,82 (1) |
| BNB1233 | <input type="checkbox"/> | Demi-tablette escamotable à droite | NC : 1235 | 72,82 | 76,82 | 76,82 (1) |
| BNB1240 | <input type="checkbox"/> | Tablette escamotable pour accoudoirs enveloppants | NC : 1235, 1237, 1250 | 300,47 | 317,00 | 76,82 (1) |
| BNB1245 | <input type="checkbox"/> | Tablette escamotable avec coussins appui-coudes | NC : 1235, 1237, 1250 | 348,82 | 368,00 | 76,82 (1) |
| Coussins de tablette | | | | | | |
| BNB1235 | <input type="checkbox"/> | Coussin de tablette | | 104,27 | 110,00 | |
| BNB1237 | <input type="checkbox"/> | Coussin pour demi-tablette | | 90,05 | 95,00 | |
| Autres options | | | | | | |
| BNB1250 | <input type="checkbox"/> | Goupille de verrouillage pour tablette | | 59,72 | 63,00 | |
| BNB1266 | <input type="checkbox"/> | Fixation pour assistance électrique à la poussée et au freinage pour la tierce-personne alber viamobil V25 | NC : 1268 | 313,74 | 331,00 |  1240 |
| BNB1268 | <input type="checkbox"/> | Fixation pour assistance électrique à la poussée et au freinage pour la tierce-personne alber viaplus | | 414,25 | 437,03 |  1245 |
| BNB1290 | <input type="checkbox"/> | Kit Clinique | | 56,87 | 60,00 | |
| BNB1300 | <input type="checkbox"/> | Attache pour harnais | | 78,67 | 83,00 | |
| BNB1305 | <input type="checkbox"/> | Système de verrouillage des fourches | | 336,49 | 355,00 | |
| BNB1310 | <input type="checkbox"/> | Kit d'attaches pour ceinture de positionnement | | 28,44 | 30,00 |  1300 |
| BNB1320 | <input type="checkbox"/> | Tige porte-sérum | | 105,21 | 111,00 | |

| Rea[®] Azalea[®] Assist | | | Euros | | | |
|--|--------------------------|--|-------------|--------|------|--|
| | | | Prix Public | | LPPR | |
| | | | HT | TTC | | |
| Rampes en accessoire | | | | | | |
| 1654128 | <input type="checkbox"/> | Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg | 402,84 | 425,00 | |  1654128 |
| 1654129 | <input type="checkbox"/> | Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg | 805,69 | 850,00 | |  1654129 |
| 1654130 | <input type="checkbox"/> | Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg | 426,54 | 450,00 | |  1654130 |