



Yes, you can.®



## NOUVEAU

Retrouvez les coussins d'assise et de dossier Vicair !

**VICAIR**  
**UNIQUE**

Personnalisez votre fauteuil grâce aux fabrications spéciales Unique !

À partir de :  
**1 214,39 € TTC**

Codes LPPK :

- 9225663 - VHP, POUSETTE MULTIREGLABLE & EVOLUTIVE, < 16 ANS, INVACARE : 962,20 €
- 9225657 - VHP, POUS. OU FAUTEUIL, >= 16 ANS, DOSSIER ET/OU SIEGE INCLINABLE, INVACARE : 403,50 €
- 9325850 - VHP, POU, < 16 ANS, DISPOSITIF D'IMMOBILISATION, FREIN A TAMBOUR, INVACARE : 28,71 €
- 9325904 - VHP, POU, < 16 ANS, ACCOUDOIRS REGLABLES & ORIENTABLES, LA PAIRE, INVACARE : 114,84 €
- 9325732 - VHP, POUSETTE, INFERIEUR A 16 ANS, APPUI-TETE REGLABLE, INVACARE : 108,64 €
- 9325844 - VHP, POU, < 16 ANS, SUPPORT D'INCLINAISON/ECARTEMENT DES JAMBES, INVACARE : 105,53 €



### Informations client

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :

### Caractéristiques produit

Type de châssis	Pliant
Matière	Acier
Largeur d'assise	390 mm à 490 mm, réglable à +50 mm
Inclinaison d'assise	+1° à -24° par vérins pneumatiques, à translation
Inclinaison de dossier	0 à 30° par vérins pneumatiques
Repose-jambes	Réglables de 0° à 80°
Roues arrière	16"
Freins	Freins tambour
Poids total	A partir de 34 kg
Crash-testé	Oui
Positionnement	Compatible avec les produits <i>Bodypoint</i>
Poids max utilisateur	135 kg
Garantie	2 ans hors pièces d'usure

### Commandes



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace Invacare Pro** sur [www.invacare.fr](http://www.invacare.fr), ou commandez par e-mail à : [commandesfr@invacare.com](mailto:commandesfr@invacare.com)

Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas *Invacare*®.

Utilisez le configurateur en ligne sur *Invacare Pro* pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.

Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases

◆ Configuration standard

○ Option sans supplément de prix

Rea® Azalea® Assist				Euros		
				Prix Public		LPPR
CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC	
BNB0012	<input type="checkbox"/>	Rea® Azalea® Assist (< 16 ans) Code LPPR 9225663		1 151,08	1 214,39	1 214,39 <sup>(1)</sup>
BNB0012	<input type="checkbox"/>	Rea® Azalea® Assist (> 16 ans) Code LPPR 9225657		1 151,08	1 214,39	403,50 <sup>(2)</sup>
<b>ASSISE</b>						
<b>Largeur d'assise</b>						
BNB0040	<input type="checkbox"/>	390 mm - réglable de 390 à 440 mm	NC : 0244, 0245, 0246, 0247	○	○	
BNB0050	<input type="checkbox"/>	440 mm - réglable de 440 à 490 mm	NC : 0241, 0242, 0246, 0247	○	○	
BNB0060	<input type="checkbox"/>	490 mm - réglable de 490 à 540 mm	NC : 0206, 0241, 0242, 0243, 0244	○	○	
<b>Pré-réglable en largeur de l'assise</b>						
BNB0065	<input type="checkbox"/>	Livré avec réglage + 50 mm (à 440, 490 ou 540 mm)		○	○	
BNB0075	<input type="checkbox"/>	Livré avec réglage + 100 mm (à 490, 540 ou 590 mm)		○	○	
<b>Profondeur d'assise</b>						
BNB0100	<input type="checkbox"/>	Réglable de 430 à 500 mm		◆	◆	
<b>Hauteur sol/siège</b>						
BNB0110	<input type="checkbox"/>	400 mm	NC : 0370, 0476, 1015, 1022, 1025, 1266, 1268	○	○	
BNB0120	<input type="checkbox"/>	450 mm		◆	◆	
<b>Inclinaison d'assise</b>						
BNB0127	<input type="checkbox"/>	Inclinaison d'assise de -1° à +23° (+1° à 24° en standard)		○	○	
<b>Type d'assise</b>						
BNB0130	<input type="checkbox"/>	Plane, réglable en profondeur		◆	◆	
BNB0140	<input type="checkbox"/>	Sur rail, réglable en profondeur sans outil	NC : 0720	337,44	356,00	
<b>Coussin d'assise</b>						
BNB0164	<input type="checkbox"/>	Coussin <i>Matrx Contour Visco</i> <sub>NG</sub> épaisseur 100 mm	NC : 0191, 0201, 0202	67,50	81,00	81,00
BNB0165	<input type="checkbox"/>	<i>Flo-Shape</i> - coussin galbé hauteur 90 mm		◆	◆	
BNB0167	<input type="checkbox"/>	Coussin <i>Vicair Adjuster O2</i> épaisseur 100 mm, livré avec deux housses type charlotte	NC : 0191, 0201, 0202, 1225	574,84	606,46	34,90
BNB0175	<input type="checkbox"/>	<i>Mistral</i> - coussin plat hauteur 70 mm	NC : 0191, 0201, 0202	○	○	
BNB0179	<input type="checkbox"/>	Coussin <i>Vicair Vector O2</i> épaisseur 100 mm, livré avec deux housses type charlotte	NC : 0191, 0201, 0202, 1225	718,85	758,39	34,90
<b>Coloris de garniture de coussin</b>						
BNB0191	<input type="checkbox"/>	Velours noir (TR35)		79,62	84,00	
BNB0201	<input type="checkbox"/>	Revêtement PU bi-extensible noir (TR26)		◆	◆	
BNB0202	<input type="checkbox"/>	Mesh micro-aéré noir (TR36)		○	○	
<b>DOSSIER</b>						
<b>Pré-réglage en largeur du dossier Flex 3 (livré avec coussin de dossier adapté)</b>						
BNB0205	<input type="checkbox"/>	Livré avec réglage + 50 mm		○	○	
BNB0206	<input type="checkbox"/>	Livré avec réglage + 100 mm	NC : 0220	○	○	
BNB0207	<input type="checkbox"/>	Livré sans pré-réglage		◆	◆	
<b>Type de dossier</b>						
BNB0210	<input type="checkbox"/>	Plaque dossier <i>Flex 3</i> - réglable en largeur et en hauteur de 560 à 790 mm	NC : 0235, 0240, 0241 à 0247, 0341, 0343, 0905	○	○	
BNB0215	<input type="checkbox"/>	Plaque dossier <i>Laguna 2</i> - réglable en hauteur de 600 à 710 mm	NC : 0235, 0240, 0241 à 0247, 0260, 0270, 0335, 0343, 0905	◆	◆	
BNB0220	<input type="checkbox"/>	Dossier <i>Flex 3</i> - réglable en tension et en largeur et en hauteur de 540 à 720 mm	NC : 0235, 0241 à 0247, 0341, 0343	○	○	
BNB0221	<input type="checkbox"/>	Dossier <i>Matrx Elite E2</i>	NC : 0240, 0250, 0260, 0270, 0311, 0321, 0322, 0341, 0800, 0810, 0880, 0890, 0905, 0920	717,98	757,47	757,47*



0140



0165

NOUVEAU



NOUVEAU



0210





0215







0220


Rea® Azalea® Assist				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
BNB0223	<input type="checkbox"/>	Dossier <i>Matrx Elite Deep E2</i>	NC : 0240, 0250, 0260, 0270, 0311, 0321, 0322, 0341, 0800, 0810, 0880, 0890, 0905, 0920	717,98	757,47	757,47*
BNB0225	<input type="checkbox"/>	Dossier <i>Matrx Posture Back</i>	NC : 0235, 0240, 0241 à 0247, 0250, 0260, 0270, 0311, 0321, 0322, 0335, 0341, 0800, 0810, 0880, 0890, 0905, 0920	717,98	757,47	757,47*
* 838,47 € - 81,00€ ( <i>Matrx Contour Visco NG</i> ) = 757,57 €						
<b>Hauteur de dossier pour dossiers Matrx</b>						
BNB0233	<input type="checkbox"/>	Hauteur de dossier Matrx 410 mm - fixations <i>Mini</i>		○	○	
BNB0235	<input type="checkbox"/>	Hauteur de dossier Matrx 460 mm - fixations <i>Standard</i>		○	○	
BNB0234	<input type="checkbox"/>	Hauteur de dossier Matrx 510 mm - fixations <i>Standard</i>		○	○	
<b>Largeur du dossier Matrx</b>						
BNB0241	<input type="checkbox"/>	360 mm - largeur de buste indicative 265 mm		○	○	
BNB0242	<input type="checkbox"/>	380 mm - largeur de buste indicative 290 mm		○	○	
BNB0243	<input type="checkbox"/>	410 mm - largeur de buste indicative 315 mm		○	○	
BNB0244	<input type="checkbox"/>	430 mm - largeur de buste indicative 340 mm		○	○	
BNB0245	<input type="checkbox"/>	460 mm - largeur de buste indicative 370 mm		○	○	
BNB0246	<input type="checkbox"/>	480 mm - largeur de buste indicative 390 mm		○	○	
BNB0247	<input type="checkbox"/>	510 mm - largeur de buste indicative 420 mm		○	○	
<b>Coussin de dossier</b>						
BNB0240	<input type="checkbox"/>	<i>Latéral</i> , plat et large, hauteur 540 mm (conseillé pour dossier réglable en tension)		○	○	
BNB0250	<input type="checkbox"/>	<i>Laguna</i> , plat avec légers maintiens latéraux	NC : 0905	◆	◆	
BNB0260	<input type="checkbox"/>	<i>Mistral 2</i> , maintien de la taille, épaules dégagées	NC : 0322, 0905	146,92	155,00	
BNB0270	<input type="checkbox"/>	<i>Passad 2</i> , maintien du buste et des épaules	NC : 0905	217,06	229,00	
BNB0276	<input type="checkbox"/>	<i>Vicair Multifonction</i>	NC : 0305, 0311, 0321, 0322, 1225	640,48	675,71	<b>NOUVEAU</b>
BNB0277	<input type="checkbox"/>	<i>Vicair Flex</i>	NC : 0305, 0311, 0321, 0322, 1225	776,36	819,06	<b>NOUVEAU</b>
<b>Garniture de dossier</b>						
BNB0311	<input type="checkbox"/>	Velours noir (TR35)		79,62	84,00	
BNB0321	<input type="checkbox"/>	Revêtement PU bi-extensible noir (TR26)		◆	◆	
BNB0322	<input type="checkbox"/>	Mesh micro-aéré noir (TR36)		○	○	
<b>Poignées à pousser</b>						
BNB0335	<input type="checkbox"/>	Poignées à pousser réglables en hauteur et amovibles		◆	◆	
BNB0341						
BNB0343						
BNB0345	<input type="checkbox"/>	Barre de poussée réglable en angle	NC : 1266, 1268	145,97	154,00	
<b>Inclinaison de l'assise et du dossier</b>						
BNB0350	<input type="checkbox"/>	MANUELLE par vérins pneumatiques, commande tierce-personne		◆	◆	
BNB1263	<input type="checkbox"/>	Système de verrouillage de l'inclinaison (dossier et/ou assise)		◆	◆	
<b>POTENCES</b>						
<b>Repose jambe central</b>						
BNB0370	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe central réglable en angle (de 80° à 50°) avec appui mollet et palettes articulées	NC : 0376, 0378, 0380, 0390, 0410, 0430, 0440, 0460, 0476, 0520, 0580, 0720, 0941, 0942, 0952, 0954, 0956	900,47	950,00	211,52
<b>Ajustement des potences et repose-jambes</b>						
BNB0375	<input type="checkbox"/>	Position standard		◆	◆	
BNB0376	<input type="checkbox"/>	Position haute (+ 50 mm) pour les utilisateurs de grande taille		109,00	115,00	
BNB0378	<input type="checkbox"/>	Support pour position à 85° - angulation du repose-jambe 10° à 85°	NC : 0390, 0410, 0440, 0460, 0510	52,13	55,00	



Rea <sup>®</sup> Azalea <sup>®</sup> Assist				Euros			0380 / 0430 
				Prix Public		LPPR	
				HT	TTC		
<b>Potence gauche</b>							
BNB0380	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet, protection de genou, UL réglable de 290 mm à 520 mm	NC : 0475, 0490, 0942	100,03	105,53	105,53 <sup>(1)</sup>	0390 / 0440 
BNB0390	<input type="checkbox"/>	Potence fixe à 80°, escamotable int/ext.		◆	◆		
BNB0410	<input type="checkbox"/>	Support amputé	NC : 0475, 0476, 0520, 0941, 0942	140,28	148,00		
<b>Potence droite</b>							
BNB0430	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet, protection de genou, UL réglable de 290 mm à 520 mm	NC : 0475, 0550, 0942	100,03	105,53	105,53 <sup>(1)</sup>	0410 / 0460 
BNB0440	<input type="checkbox"/>	Potence fixe à 80°, escamotable int/ext.		◆	◆		
BNB0460	<input type="checkbox"/>	Support amputé	NC : 0475, 0476, 0550, 0570, 0580, 0941, 0942	140,28	148,00		
<b>PALETTES</b>							
<b>Palette monobloc</b>							
BNB0475	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc réglable en profondeur et en angle, <b>non réglable en largeur</b> - tube court	NC: 0490, 0510, 0520, 0550, 0570, 0580, 0952, 0954, 0956	202,84	214,00		0475 / 0476 
BNB0476	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc réglable en profondeur et en angle, <b>non réglable en largeur</b> - tube long	NC: 0490, 0510, 0520, 0550, 0570, 0580, 0952, 0954, 0956	249,29	263,00		
<b>Palette gauche</b>							
BNB0490	<input type="checkbox"/>	Réglable en profondeur et en angle, tube court, sangle talonnière		○	○		0510 / 0570 
BNB0510	<input type="checkbox"/>	Fixe, tube long, sangle talonnière	NC : 0952, 0954, 0956	○	○		
BNB0520	<input type="checkbox"/>	Réglable en profondeur, en angle ( <b>et en largeur si commandée avec repose-jambe</b> ), sangle talonnière		◆	◆		
<b>Palette droite</b>							
BNB0550	<input type="checkbox"/>	Réglable en profondeur et en angle, tube court, sangle talonnière		○	○		0520 / 0580 si potence 80° 
BNB0570	<input type="checkbox"/>	Fixe, tube long, sangle talonnière	NC : 0952, 0954, 0956	○	○		
BNB0580	<input type="checkbox"/>	Réglable en profondeur, en angle ( <b>et en largeur si commandée avec repose-jambe</b> ), sangle talonnière		◆	◆		
<b>ACCOUDOIRS</b>							
<b>Accoudoir gauche (verrou d'accoudoir inclus)</b>							
BNB0600	<input type="checkbox"/>	Confort, réglable en hauteur de 230 à 340 mm	NC : 1232	○	○	-57,42 <sup>(1)</sup>	0600 / 0630 
BNB0605	<input type="checkbox"/>	Réglable en hauteur, manchette large	NC : 1232	○	○	-57,42 <sup>(1)</sup>	
BNB0606	<input type="checkbox"/>	Gouttière étroite sans rotation, réglable en hauteur et en profondeur sur 70 mm <b>SANS OUTIL</b> (compatible avec la tablette)	NC : 1232	◆	◆	-57,42 <sup>(1)</sup>	
BNB0610	<input type="checkbox"/>	Enveloppant, réglable en hauteur de 230 à 340 mm - Largeur d'assise utile - 20 mm	NC : 0680, 0690, 1230, 1231, 1233, 1250	○	○	-57,42 <sup>(1)</sup>	0606 / 0636 
BNB0615	<input type="checkbox"/>	Gouttière à rotation latérale indéxée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 1230, 1231, 1233, 1240, 1245, 1250	○	○		
BNB0620	<input type="checkbox"/>	Manchette étroite, réglable en hauteur de 230 à 320 mm pour demi-tablette gauche <b>UNIQUEMENT</b>	NC : 0690, 1230, 1231, 1240, 1245, 1250	○	○	-57,42 <sup>(1)</sup>	
<b>Accoudoir droit (verrou d'accoudoir inclus)</b>							
BNB0630	<input type="checkbox"/>	Confort, réglable en hauteur de 230 à 340 mm	NC : 1233	○	○	-57,42 <sup>(1)</sup>	0610 / 0640 
BNB0635	<input type="checkbox"/>	Réglable en hauteur, manchette large	NC : 1233	○	○	-57,42 <sup>(1)</sup>	
BNB0636	<input type="checkbox"/>	Gouttière étroite sans rotation, réglable en hauteur et en profondeur sur 70 mm <b>SANS OUTIL</b> (compatible avec la tablette)	NC : 1233	◆	◆		
BNB0640	<input type="checkbox"/>	Enveloppant, réglable en hauteur de 230 à 340 mm - Largeur d'assise utile - 20 mm	NC : 0680, 0690, 1230, 1231, 1232, 1250	○	○	-57,42 <sup>(1)</sup>	0615 / 0645 
BNB0645	<input type="checkbox"/>	Gouttière à rotation latérale indéxée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 1230, 1231, 1232, 1240, 1245, 1250	○	○		
BNB0650	<input type="checkbox"/>	Manchette étroite, réglable en hauteur de 230 à 320 mm pour demi-tablette droite <b>UNIQUEMENT</b>	NC : 0690, 1230, 1231, 1240, 1245, 1250	○	○	-57,42 <sup>(1)</sup>	

Rea <sup>®</sup> Azalea <sup>®</sup> Assist				Euros			
				Prix Public		LPPR	
				HT	TTC		
<b>OPTIONS D'ASSISE</b>							
<b>Options d'accoudoir</b>							
BNB0680	<input type="checkbox"/>	Housses de protège-vêtements, la paire		69,19	73,00		 0720
BNB0690	<input type="checkbox"/>	Coussins pour housses de protège-vêtements, la paire	Uniquement avec 0680	15,17	16,00		
<b>Options d'assise</b>							
BNB0710	<input type="checkbox"/>	Housse de coussin d'assise imperméable		41,71	44,00		 0730
BNB0720	<input type="checkbox"/>	Plot d'abduction		246,45	260,00	69,84 <sup>(1)</sup>	
<b>Options de dossier</b>							
<b>Appuis-tête</b>							
BNB0730	<input type="checkbox"/>	Appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables	NC : 0742, 0744, 0746, 0750, 0770	○	○		 0750
BNB0750	<input type="checkbox"/>	Appui-joue demi-lune avec réglage latéral et oreillettes réglables longues	NC : 0742, 0744, 0746, 0740, 0742, 0770	225,59	238,00		
BNB0731	<input type="checkbox"/>	Appui-tête <b>Matrix</b> Elan Standard (254 mm/10") housse respirante	NC : 0740, 0770	218,01	230,00		 0736
BNB0736	<input type="checkbox"/>	Appui-tête <b>Matrix</b> Elan 4 Points M (L280xH254 mm/L11"xH10") housse respirante	NC : 0740, 0770	408,53	431,00		
<b>Fixation appuis-tête Matrix</b>							
BNB0742	<input type="checkbox"/>	Fixation appui-tête <b>Matrix</b> Elan, multi-réglable		201,90	213,00		 0770
<b>Autres options appuis-tête</b>							
BNB0740	<input type="checkbox"/>	Housse de coussin d'appui-tête		59,72	63,00		 0782
BNB0770	<input type="checkbox"/>	Appui-nuque		◆	◆		
BNB0782	<input type="checkbox"/>	Support appui-tête/appui-nuque universel		67,30	71,00		
BNB0790	<input type="checkbox"/>	Kit de 2 molettes de réglage pour appui-tête		28,44	30,00		
<b>Cale-tronc gauche</b>							
BNB0800	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc gauche, amovible, réglable en largeur, en profondeur et en hauteur - Revêtement PU bi-extensible noir		174,41	184,00	34,92 <sup>(1)</sup>	 0800 / 0810
BNB0880	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc gauche, amovible, escamotable, réglable en angle, en largeur, en profondeur et en hauteur - Revêtement PU bi-extensible noir		156,40	165,00	34,92 <sup>(1)</sup>	
<b>Cale-tronc droit</b>							
BNB0810	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc droit, amovible, réglable en largeur, en profondeur et en hauteur - Revêtement PU bi-extensible noir		174,41	184,00	34,92 <sup>(1)</sup>	 0880 / 0890
BNB0890	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc droit, amovible, escamotable, réglable en angle, en largeur, en profondeur et en hauteur - Revêtement PU bi-extensible noir		156,40	165,00	34,92 <sup>(1)</sup>	
<b>Autres options de dossier</b>							
BNB0905	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc pour dossier réglable en tension (la paire) (dimension du coussin : largeur : 35 mm, hauteur : 115 mm, profondeur 130 mm)		237,91	251,00	34,92 <sup>(1)</sup> x 2	 0905
BNB0915	<input type="checkbox"/>	Indicateur d'inclinaison du dossier		67,30	71,00		 0915
BNB0920	<input type="checkbox"/>	Kit de 2 cales de positionnement triangulaires		16,11	17,00		
<b>Options de potences/palettes</b>							
BNB0941	<input type="checkbox"/>	Revêtements rembourrés pour palettes		101,42	107,00		 0941
BNB0942	<input type="checkbox"/>	Sangle appui-mollets confort rembourrée, Revêtement PU bi-extensible noir		119,43	126,00		
BNB0952	<input type="checkbox"/>	Maintiens de cheville <b>Bodypoint</b> ouverte à boucle, ajustables sur le côté, Large (paire) - livrés non montés avec fixations		170,62	180,00		 0952 / 0954 / 0956
BNB0954	<input type="checkbox"/>	Maintiens de cheville <b>Bodypoint</b> ouverte à boucle, ajustables sur le côté, Medium (paire) - livrés non montés avec fixations		170,62	180,00		
BNB0956	<input type="checkbox"/>	Maintiens de cheville <b>Bodypoint</b> ouverte à boucle, ajustables sur le côté, Small (paire) - livrés non montés avec fixations		161,14	170,00		

Rea® Azalea® Assist				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
<b>CHASSIS</b>						
<b>Coloris de châssis</b>						
BNB0944	<input type="checkbox"/>	Gris perle		◆	◆	
BNB0946	<input type="checkbox"/>	Bleu nuit		○	○	
BNB0947	<input type="checkbox"/>	Sable		○	○	
BNB0948	<input type="checkbox"/>	Vert électrique		○	○	
BNB0949	<input type="checkbox"/>	Rouge vif		○	○	
<b>Extension de châssis</b>						
BNB0950	<input type="checkbox"/>	Extension de châssis + 50 mm		87,20	92,00	
<b>Fixation des fourches</b>						
BNB0960	<input type="checkbox"/>	Fixes		◆	◆	
<b>Roues avant</b>						
BNB0982	<input type="checkbox"/>	5,5" x 1.3/4" - 140 x 45 mm - Bandage noir souple		36,02	38,00	
BNB0992	<input type="checkbox"/>	6" x 1.1/4" - 150 x 30 mm - Bandage noir souple		58,77	62,00	
BNB1015	<input type="checkbox"/>	8" x 1.1/4" - 200 x 32 mm - Bandage noir		◆	◆	
BNB1022	<input type="checkbox"/>	8" x 1.1/4" - 200 x 32 mm - Pneumatique noir		○	○	
BNB1025	<input type="checkbox"/>	8" x 2" - 200 x 45 mm - Bandage noir		126,07	133,00	
<b>ROUES ARRIERE</b>						
<b>Diamètre des roues arrière</b>						
BNB1047	<input type="checkbox"/>	16" - 405 mm avec axes fixes		◆	◆	
<b>Type de roues arrière</b>						
BNB1076	<input type="checkbox"/>	Frein tambour (moyeu frein tambour et jante en composite noir)		◆	◆	
<b>Type de revêtement roues arrière</b>						
BNB1092	<input type="checkbox"/>	Bandage noir		◆	◆	
<b>SECURITE</b>						
BNB1170	<input type="checkbox"/>	Freins à tirer utilisateur		205,69	217,00	
<b>Ceintures</b>						
BNB1200	<input type="checkbox"/>	Ceinture de maintien - boucle plastique		◆	◆	
BNB1201	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 2 points, Medium, Flat-Mount TM		120,38	127,00	
BNB1202	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 2 points, Large, Flat-Mount TM		127,01	134,00	
BNB1203	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 4 points, Medium, Flat-Mount TM		134,60	142,00	
BNB1204	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 4 points, Large, Flat-Mount TM		142,18	150,00	
<b>Harnais</b>						
BNB1206	<input type="checkbox"/>	Harnais d'épaule PivotFit Dynamic, MD, Medium, Cinch-Mount	Uniquement avec dossiers MatrX ou avec appui-tête/nuque	220,85	233,00	
BNB1207	<input type="checkbox"/>	Harnais d'épaule PivotFit Dynamic, MD, Large, Cinch-Mount	Uniquement avec dossiers MatrX ou avec appui-tête/nuque	227,49	240,00	
<b>OPTIONS DE POSITIONNEMENT</b>						
<i>Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.</i>						
<b>AUTRES OPTIONS</b>						
<b>Tablettes</b>						
BNB1230	<input type="checkbox"/>	Tablette amovible réglable en profondeur	NC : 1237	72,82	76,82	76,82 (1)
BNB1231	<input type="checkbox"/>	Tablette amovible réglable en profondeur avec coussins appui-coudes	NC : 1237	154,50	163,00	76,82 (1)
BNB1232	<input type="checkbox"/>	Demi-tablette escamotable à gauche	NC : 1235	72,82	76,82	76,82 (1)
BNB1233	<input type="checkbox"/>	Demi-tablette escamotable à droite	NC : 1235	72,82	76,82	76,82 (1)
BNB1240	<input type="checkbox"/>	Tablette escamotable pour accoudoirs enveloppants	NC : 1235, 1237, 1250	300,47	317,00	76,82 (1)
BNB1245	<input type="checkbox"/>	Tablette escamotable avec coussins appui-coudes	NC : 1235, 1237, 1250	348,82	368,00	76,82 (1)
<b>Coussins de tablette</b>						
BNB1235	<input type="checkbox"/>	Coussin de tablette		104,27	110,00	
BNB1237	<input type="checkbox"/>	Coussin pour demi-tablette		90,05	95,00	



Rea <sup>®</sup> Azalea <sup>®</sup> Assist				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
<b>Autres options</b>						
BNB1250	<input type="checkbox"/>	Goupille de verrouillage pour tablette		59,72	63,00	
BNB1266	<input type="checkbox"/>	Fixation pour assistance électrique à la poussée et au freinage pour la tierce-personne <b>alber viamobil V25</b>	NC : 1268	313,74	331,00	 1240
BNB1268	<input type="checkbox"/>	Fixation pour assistance électrique à la poussée et au freinage pour la tierce-personne <b>alber viaplus</b>		414,25	437,03	 1245
BNB1290	<input type="checkbox"/>	Kit Clinique		54,03	57,00	
BNB1300	<input type="checkbox"/>	Attache pour harnais		78,67	83,00	
BNB1305	<input type="checkbox"/>	Système de verrouillage des fourches		336,49	355,00	
BNB1310	<input type="checkbox"/>	Kit d'attaches pour ceinture de positionnement		28,44	30,00	 1300
BNB1320	<input type="checkbox"/>	Tige porte-sérum		105,21	111,00	
<b>Rampes en accessoire</b>						
1654128	<input type="checkbox"/>	<b>Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant</b> Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		402,84	425,00	
1654129	<input type="checkbox"/>	<b>Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant</b> Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		805,69	850,00	 1654129
1654130	<input type="checkbox"/>	<b>Mono rampe pliante en aluminium</b> Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00	 1654130