



UNIQUE

Personnalisez votre fauteuil grâce aux fabrications spéciales Unique !

À partir de :
1 390,00 € TTC

- Codes LPPR :
- 9225924 - VHP, CHASSIS ROULANT POUR SYSTEME DE SOUTIEN DU CORPS, INVACARE : 263,83 €
 - 9325850 - VHP, POU, < 16 ANS, DISPOSITIF D'IMMOBILISATION, FREIN A TAMBOUR, INVACARE : 28,71 €
 - 9325904 - VHP, POU, < 16 ANS, ACCOUDOIRS REGLABLES & ORIENTABLES, LA PAIRE, INVACARE : 114,84 €
 - 9325732 - VHP, POUSSETTE, INFERIEUR A 16 ANS, APPUI-TETE REGLABLE, INVACARE : 108,64 €
 - 9325844 - VHP, POU, < 16 ANS, SUPPORT D'INCLINAISON/ECARTEMENT DES JAMBES, INVACARE : 105,53 €
 - 9325867 - VHP, POU, < 16 ANS, ACCOUDOIRS REGLABLES VERTICALEMENT, LA PAIRE, INVACARE : 38,80 €
 - 9325809 - VHP, POU, < 16 ANS, TABLETTE DE TRAVAIL FACILEMENT DEMONTABLE, INVACARE : 76,82 €



Informations client

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :



Caractéristiques produit

Type de châssis	Châssis porte-coquille
Matière	Acier
Largeur d'assise	340 mm à 490 mm avec réglage jusqu'à +50 mm
Inclinaison d'assise	+1° à -24° par vérins pneumatiques, à translation
Inclinaison de dossier	0 à 30° par vérins pneumatiques
Poignées à pousser	Réglables en hauteur
Freins	Freins tambour avec frein de parking
Poids total	A partir de 20 kg
Crash-testé	Oui
Positionnement	Compatible avec les produits Bodypoint
Poids max utilisateur	135 kg
Garantie	2 ans hors pièces d'usure




Commandes




Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace Invacare Pro** sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com
Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas **Invacare®**.

Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.


☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases ☒ Configuration standard ☐ Option sans supplément de prix

Rea [®] Azalea [®] Base				Euros			
				Prix Public		LPPR	
				HT	TTC		
CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999				
BQA0010	☐	Rea [®] Azalea Base [®]		1 317,54	1 390,00	292,54	
BQA0010	☐	Rea [®] Azalea Minor Base [®] (largeur d'assise 340 mm)	NC : 0120	1 317,54	1 390,00	292,54	
TYPES DE PROPULSION							
BQA0020	☐	Fauteuil transit, roues arrière de 16", freins tambour , commande tierce-personne	NC : 0705, 0715, 0722, 0724, 0790, 0810, 0850, 0863, 0867	◆	◆		
BQA0030	☐	Fauteuil à propulsion manuelle, roues arrières de 22" ou 24"	NC : 0100, 0702, 0726	○	○		
BQA0040	☐	Fauteuil à propulsion manuelle, roues arrières de 22" ou 24", freins tambour , commande tierce-personne	NC : 0100, 0722, 0724	○	○		
ASSISE							
Largeur d'assise							
BQA0050	☐	340 mm - Réglable de 340 à 390 mm (340 à 440 mm avec roues arrière 16")	NC : 0120, 0180, 0186, 0600, 0665, 0672, 0675, 0863, 0867, 0900, 0902, 0936, 0938	○	○		
BQA0060	☐	390 mm - Réglable de 390 à 440 mm (390 à 490 mm avec roues arrière 16")	NC : 0110	○	○		
BQA0070	☐	440 mm - Réglable de 440 à 490 mm (440 à 540 mm avec roues arrière 16")	NC : 0110	○	○		
BQA0080	☐	490 mm - Réglable de 490 à 540 mm (490 à 590 mm avec roues arrière 16")	NC : 0110	○	○		
Pré-réglage en largeur des accoudoirs et des repose-jambes							
BQA0090	☐	+ 50 mm (+25 mm par côté)	NC : 0863, 0867	○	○		
BQA0100	☐	+ 100 mm (+50 mm par côté)	Uniquement avec roues arrière 16"	○	○		
Profondeur d'assise							
BQA0110	☐	Réglable de 380 à 450 mm	Uniquement largeur d'assise 340 mm	○	○		
BQA0120	☐	Réglable de 430 à 500 mm		○	○		
Hauteur sol/siège							 BQA0150
BQA0130	☐	400 mm	NC : 0180, 0330, 0340, 0390, 0400, 0665, 0672, 0675, 0715, 0936, 0938	○	○		
BQA0140	☐	450 mm	NC : 0705	◆	◆		
Inclinaison d'assise							 BQA0155  BQA0170
BQA0145	☐	Inclinaison d'assise de +1° à +25° (-1° à +23° en standard)		○	○		
Type d'assise							
BQA0150	☐	Plaque d'assise plane réglable en profondeur sur 70 mm		235,07	248,00		
BQA0155	☐	Plaque d'assise avec pente d'assise de -5° ou + 5 °, réglable en profondeur sur 70 mm		283,41	299,00		
BQA0170	☐	Sans interface (livré avec support d'assise fixe)		◆	◆		
DOSSIER							
Inclinaison du dossier							 BQA0160  BQA0161
BQA0160	☐	Réglable par vérin		◆	◆		
BQA0161	☐	Réglable mécaniquement		○	○		
BQA0932	☐	Système de verrouillage de l'inclinaison (dossier et/ou assise)		◆	◆		
POTENCES							
Repose jambe central							
BQA0180	☐	Repose-jambe central réglable en angle (de 80° à 50°) avec appui mollet et palettes articulées	NC : 0186, 0188, 0190, 0200, 0220, 0240, 0250, 0270, 0290, 0300, 0310, 0330, 0340, 0360, 0370, 0390, 0400, 0572	900,47	950,00	211,06	


Rea [®] Azalea [®] Base				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
Ajustement des potences et repose-jambes						
BQA0185	☐	Position standard		◆	◆	
BQA0186	☐	Position haute (+ 50 mm) pour les utilisateurs de grande taille		108,06	114,00	
BQA0188	☐	Support pour position 85° - angulation du repose-jambe 10° à 85°	NC : 0200, 0220, 0250, 0270	52,13	55,00	
Potence gauche (noire)						
BQA0190	☐	Repose-jambe réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet, protection de genou, UL réglable de 290 mm à 520 mm	NC : 0300, 0310	100,03	105,53	105,53
BQA0200	☐	Potence fixe à 80°, escamotable int/ext	NC : 0572	59,72	63,00	
BQA0220	☐	Support amputé	NC : 0290, 0300, 0310, 0330, 0340, 0572	140,28	148,00	
BQA0230	☐	Sans potences et palettes	NC : 0290, 0360, 0370, 0390, 0400	◆	◆	
Potence droite (noire)						
BQA0240	☐	Repose-jambe réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet, protection de genou, UL réglable de 290 mm à 520 mm	NC : 0360, 0370	100,03	105,53	105,53
BQA0250	☐	Potence fixe à 80°, escamotable int/ext	NC : 0572	59,72	63,00	
BQA0270	☐	Support amputé	NC : 0290, 0360, 0370, 0390, 0400, 0572	140,28	148,00	
BQA0280	☐	Sans potences et palettes	NC : 0290, 0360, 0370, 0390, 0400	◆	◆	
PALETTES						
Palette monobloc						
BQA0290	☐	Palette monobloc réglable en profondeur et en angle, non réglable en largeur	NC : 0300, 0310, 0330, 0340, 0360, 0370, 0390, 0400	202,84	214,00	
Palette gauche						
BQA0300	☐	Fixe, tube court, sangle talonnière	NC : 0572	○	○	
BQA0310	☐	Réglable en profondeur, en angle, tube court, sangle talonnière		○	○	
BQA0330	☐	Fixe, tube long, sangle talonnière	NC : 0572	○	○	
BQA0340	☐	Réglable en profondeur, en angle, tube long (et en largeur si commandée avec repose-jambe), sangle talonnière		○	○	
Palette droite						
BQA0360	☐	Fixe, tube court, sangle talonnière	NC : 0572	○	○	
BQA0370	☐	Réglable en profondeur, en angle, tube court, sangle talonnière		○	○	
BQA0390	☐	Fixe, tube long, sangle talonnière	NC : 0572	○	○	
BQA0400	☐	Réglable en profondeur, en angle, tube long (et en largeur si commandée avec repose-jambe), sangle talonnière		○	○	
ACCOUDOIRS						
Accoudoir gauche (verrou d'accoudoir inclus)						
BQA0420	☐	Confort, réglable en hauteur de 230 à 340 mm	NC : 0903	102,37	108,00	38,80 ⁽¹⁾
BQA0425	☐	Gouttière étroite sans rotation, réglable en hauteur et en profondeur sur 70 mm SANS OUTIL (compatible avec la tablette)	NC : 0903	163,03	172,00	114,84 ⁽¹⁾
BQA0440	☐	Enveloppant, réglable en hauteur de 230 à 340 mm - Largeur d'assise utile - 20 mm	NC : 0520, 0530, 0900, 0902, 0903, 0920, 0930	102,37	108,00	38,80 ⁽¹⁾
BQA0450	☐	Gouttière à rotation latérale indéxée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 0900, 0902, 0903, 0910, 0915, 0920, 0930	163,03	172,00	114,84 ⁽¹⁾
BQA0460	☐	Sans accoudoirs	NC : 0520, 0530, 0900, 0902, 0910, 0915, 0930	◆	◆	




0190 / 0240




0200 / 0250




0220 / 0270




0290




0310 / 0340



0420/0470



0425 / 0475

Rea [®] Azalea [®] Base				Euros			 0440 / 0490  0450 / 0500
				Prix Public		LPPR	
				HT	TTC		
Accoudoir droit (verrou d'accoudoir inclus)							
BQA0470	☐	Confort, réglable en hauteur de 230 à 340 mm	NC : 0904	102,37	108,00	38,80 ⁽¹⁾	
BQA0475	☐	Gouttière étroite sans rotation, réglable en hauteur et en profondeur sur 70 mm SANS OUTIL (compatible avec la tablette)	NC : 0903	163,03	172,00	114,84 ⁽¹⁾	
BQA0490	☐	Enveloppant, réglable en hauteur de 230 à 340 mm - Largeur d'assise utile - 20 mm	NC : 0520, 0530, 0900, 0902, 0904, 0920, 0930	102,37	108,00	38,80 ⁽¹⁾	
BQA0500	☐	Gouttière à rotation latérale indéxée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 0900, 0902, 0904, 0910, 0915, 0920, 0930	163,03	172,00	114,84 ⁽¹⁾	
BQA0510	☐	Sans accoudoirs	NC : 0520, 0530, 0900, 0902, 0910, 0915, 0920, 0930	◆	◆		
⁽¹⁾ montant du remboursement valable pour la paire d'accoudoirs							
OPTIONS D'ASSISE							
Options d'accoudoir							
BQA0520	☐	Housses de protège-vêtements, la paire		69,19	73,00		
BQA0530	☐	Coussins pour housses de protège-vêtements, la paire, uniquement avec 0520		15,17	16,00		
Options de dossier							
BQA0540	☐	Appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables	NC : 0560, 0565	102,98	108,64	108,64	
BQA0550	☐	Appui-joue avec réglage latéral et oreillettes longues réglables	NC : 0545, 0560, 0567	225,59	238,00	108,64	
BQA0545	☐	Housse de coussin d'appui-tête		54,03	57,00		
BQA0560	☐	Appui-nuque		102,98	108,64	108,64	
BQA0565	☐	Housse de coussin d'appui-nuque		41,71	44,00		
BQA0570	☐	Kit de 2 molettes de réglage pour appui-tête		29,38	31,00		
Options de potences / palettes							
BQA0572	☐	Revêtements rembourrés pour palettes		101,42	107,00		
CHASSIS							
Coloris de châssis							
BQA0591	☐	Gris perle		◆	◆		
BQA0592	☐	Bleu nuit		○	○		
BQA0593	☐	Sable		○	○		
BQA0594	☐	Vert electrique		○	○		
BQA0596	☐	Rouge vif		○	○		
Options de châssis							
BQA0600	☐	Extension de châssis + 50 mm		87,20	92,00		
Fixation des fourches							
BQA0610	☐	Fixes		◆	◆		
Roues avant							
BQA0638	☐	5,5" x 1.3/4" - 140 x 45 mm - Bandage noir souple		31,28	33,00		
BQA0645	☐	6" x 1.1/4" - 150 x 30 mm - Bandage noir souple		○	○		
BQA0665	☐	8" x 1.1/4" - 200 x 32 mm - Bandage noir		◆	◆		
BQA0672	☐	8"x 1.1/4"- 200 x 32 mm - Pneumatique noir		○	○		
BQA0675	☐	8" x 2" - 200 x 45 mm - Bandage noir		126,07	133,00		
ROUES ARRIERES							
Diamètre des roues arrière							
BQA0702	☐	16" - 405 mm avec axes fixes	NC : 0722, 0724, 0745, 0785, 0790, 0810, 0850, 0863, 0867	◆	◆		
BQA0705	☐	22" - 560 mm avec axes à démontage rapide		○	○		
BQA0715	☐	24" - 600 mm avec axes à démontage rapide		○	○		
Type de roues arrière							
BQA0722	☐	Standard (moyeu noir, jante grise et rayons gris)	NC : 0810	○	○		
BQA0724	☐	Renforcée (moyeu gris, jante grise, et rayons gris renforcés en acier)		36,02	38,00		
BQA0726	☐	Frein tambour (moyeu frein tambour gris, jante grise et rayons gris renforcés en acier)	NC : 0785	◆	◆		

Rea [®] Azalea [®] Base				Euros			1"1.3/8" 07850745
				Prix Public		LPPR	
				HT	TTC		
Type de revêtement roues arrière							
BQA0745	☐	Pneumatique noir à crampons 1.3/8" - 35 mm					
BQA0775	☐	Bandage noir 1.3/8" - 35 mm					
BQA0785	☐	Pneumatique noir fin et lisse - moyenne pression 1" - 25 mm					
Mains-courantes							
BQA0790	☐	Aluminium					
BQA0810	☐	Anti-dérapantes noires		200,00	211,00		
OPTIONS DE CHASSIS							
Protège-rayons							
BQA0850	☐	Protège-rayons "Frost"		219,91	232,00		
SECURITE							
BQA0860	☐	Freins à tirer					
BQA0863	☐	Freins à câble à commande unilatérale à gauche		327,01	345,00		
BQA0867	☐	Freins à câble à commande unilatérale à droite		327,01	345,00		
OPTIONS DE POSITIONNEMENT							
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.							
AUTRES OPTIONS							
Tablettes						0902 0903 / 0904 0907 0915 0910	
BQA0900	☐	Tablette amovible réglable en profondeur	NC : 0907	72,82	76,82		76,82
BQA0902	☐	Tablette amovible réglable en profondeur avec coussins appui-coudes	NC : 0907	154,50	163,00		76,82
BQA0903	☐	Demi-tablette escamotable à gauche	NC : 0905	72,82	76,82		76,82
BQA0904	☐	Demi-tablette escamotable à droite	NC : 0905	72,82	76,82		76,82
BQA0910	☐	Tablette escamotable	NC : 0905, 0907	300,47	317,00		76,82
BQA0915	☐	Tablette escamotable avec coussins appui-coudes	NC : 0905, 0907	250,24	264,00		76,82
Coussins de tablette							
BQA0905	☐	Coussin de tablette	NC : 0910, 0915	104,27	110,00		
BQA0907	☐	Coussin pour demi-tablette	NC : 0910, 0915	90,05	95,00		
Autres options							
BQA0936	☐	Fixation pour assistance électrique à la poussée et au freinage pour la tierce-personne alber viamobil V25	NC : 0938	453,08	478,00		
BQA0938	☐	Fixation pour assistance électrique à la poussée et au freinage pour la tierce-personne alber viaplus		414,25	437,03		
BQA0920	☐	Goupille de verrouillage pour tablette		59,72	63,00		
BQA0970	☐	Attache pour harnais		78,67	83,00		
Rampes en accessoire						1654128 1654129 1654130	
1654128	☐	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		402,84	425,00		
1654129	☐	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		805,69	850,00		
1654130	☐	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00		