



## UNIQUE

Personnalisez votre fauteuil grâce aux fabrications spéciales **Unique** !

# À partir de : 5 836,00 € TTC

#### Codes LPPR :

- 9124689 - VHP, PROPULSION MANUELLE, PLIANT, A DOSSIER INCLINABLE, INVACARE : 603,65 €

- 2 x 9325590 - VHP, MANUEL, PLIANT, COUSSIN DE SIEGE OU DE DOSSIER AVEC HOUSSE, INVACARE : 34,90 € x 2

- 9324804 - VHP, PROPULSION MANUELLE, APPUI-TETE, INVACARE : 63,41 €

- 2 x 9325488 - VHP, MANUEL, REPOSE-JAMBE DROIT OU GAUCHE, REPOSE-PIED ARTICULE, INVACARE : 105,76 € x 2



**UNIQUE**  
Designed by you. Built by us.



#### Informations client

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :



#### Caractéristiques produit

Type de châssis	Pliant, pour personne à forte corpulence
Matière	Acier
Largeur d'assise	550 mm et 610 mm
Inclinaison d'assise	0° à -20° par vérins pneumatiques, à translation
Inclinaison de dossier	0 à 30° par vérins pneumatiques
Repose-jambes	Réglables de 0° à 80°
Accoudoirs	Réglables en largeur
Freins	Freins tambour
Coloris	Gris Perle
Poids total	A partir de 54 kg
Crash-testé	Oui
Positionnement	Compatible avec les produits <b>Bodypoint</b>
Poids max utilisateur	180 kg
Garantie	2 ans hors pièces d'usure

#### Commandes



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace Invacare Pro** sur [www.invacare.fr](http://www.invacare.fr), ou commandez par e-mail à : [commandesfr@invacare.com](mailto:commandesfr@invacare.com)

Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas *Invacare*®.


**Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.**

Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases


◆ Configuration standard

○ Option sans supplément de prix

Rea <sup>®</sup> Azalea <sup>®</sup> Max				Euros		
				Prix Public		LPPR*
CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC		
BSA0010	<input type="checkbox"/> Rea <sup>®</sup> Azalea <sup>®</sup> Max		5 531,75	5 836,00	948,38	
<b>TYPES DE PROPULSION</b>						
BSA0030	<input type="checkbox"/> Standard	NC : 0524, 0545	◆	◆		
BSA0040	<input type="checkbox"/> Freins tambour à démontage rapide, commande tierce-personne	NC : 0522	213,27	225,00		
<b>ASSISE</b>						
<b>Largeur d'assise</b>						
BSA0050	<input type="checkbox"/> 550 mm - Réglable jusqu'à 600 mm		○	○		
BSA0060	<input type="checkbox"/> 610 mm - Réglable jusqu'à 660 mm		○	○		
<b>Pré-réglage en largeur de l'assise</b>						
BSA0070	<input type="checkbox"/> Livré avec réglage + 50 mm (à 600 ou 660 mm)		○	○		
<b>Profondeur d'assise</b>						
BSA0090	<input type="checkbox"/> Réglable de 530 à 600 mm		◆	◆		
<b>Hauteur sol/siège (mesurée sans coussin)</b>						
BSA0100	<input type="checkbox"/> 400 mm	NC : 0290, 0495, 0516	○	○		
BSA0110	<input type="checkbox"/> 450 mm	NC : 0480, 0514	◆	◆		
<b>Type d'assise</b>						
BSA0120	<input type="checkbox"/> Rigide réglable en profondeur		◆	◆		
<b>Coussin d'assise</b>						
BSA0130	<input type="checkbox"/> Coussin mousse HR, hauteur 100 mm		◆	◆		
<b>Coloris des garnitures de coussin</b>						
BSA0155	<input type="checkbox"/> Revêtement PU bi-extensible noir (TR26)		◆	◆		
<b>DOSSIER</b>						
<b>Type de dossier</b>						
BSA0160	<input type="checkbox"/> Dossier réglable en tension - courbure haute (peut être retourné pour avoir une courbure basse)		◆	◆		
<b>Coussin de dossier</b>						
BSA0170	<input type="checkbox"/> <i>Latéral</i> , plat et large		◆	◆		
BSA0180	<input type="checkbox"/> <i>Laguna</i> , plat avec légers maintiens latéraux	NC : 0415	○	○		
<b>Garniture de dossier</b>						
BSA0215	<input type="checkbox"/> Revêtement PU bi-extensible noir (TR26)		◆	◆		
<b>Poignées à pousser</b>						
BSA0220	<input type="checkbox"/> Poignées à pousser droites réglables en hauteur		◆	◆		
BSA0230	<input type="checkbox"/> Poignées à pousser courbées		50,24	53,00		
<b>Inclinaison de l'assise et du dossier</b>						
BSA0240	<input type="checkbox"/> MANUELLE par vérins pneumatiques, commande tierce-personne		◆	◆		
BSA0250	<input type="checkbox"/> ELECTRIQUE par télécommande - Conforme à la norme EN 12184 : 2014	NC : 0450, 0605	1 518,48	1 602,00		
BSA0605	<input type="checkbox"/> Système de verrouillage de l'inclinaison (dossier et/ou assise)		◆	◆		
<b>POTENCES</b>						
<b>Potences</b>						
BSA0260	<input type="checkbox"/> Repose-jambes réglables de 0° à 75° avec appui-mollets renforcés fixés sur le châssis et protection de genou, la paire, UL réglable de 290 mm à 520 mm		◆	◆		
<b>PALETTES</b>						
<b>Palettes</b>						
BSA0280	<input type="checkbox"/> Palette monobloc 3 parties escamotable réglable en hauteur, profondeur et angle - tubes courts		○	○		
BSA0290	<input type="checkbox"/> Palette monobloc 3 parties escamotable réglable en hauteur, profondeur et angle - tubes longs		◆	◆		




0130



0160









0220





0180

0170



Rea® Azalea® Max				Euros			
				Prix Public			LPPR*
				HT	TTC		
<b>ACCOUDOIRS</b>							
<b>Accoudoir gauche</b>							
BSA0300	<input type="checkbox"/>	Large, réglable en hauteur		◆	◆		
<b>Accoudoir droit</b>							
BSA0320	<input type="checkbox"/>	Large, réglable en hauteur		◆	◆		
<b>OPTIONS D'ASSISE</b>							
<b>Options d'accoudoir</b>							
BSA0340	<input type="checkbox"/>	Housse de protège-vêtements		69,19	73,00		
BSA0350	<input type="checkbox"/>	Coussin pour housse de protège-vêtements		15,17	16,00		
<b>Options d'assise</b>							
BSA0360	<input type="checkbox"/>	Housse de coussin d'assise imperméable		41,71	44,00		
BSA0365	<input type="checkbox"/>	Indicateur d'inclinaison d'assise		67,30	71,00		
<b>Options de dossier</b>							
BSA0370	<input type="checkbox"/>	Appui-tête multi-réglable	NC : 0400	○	○		
BSA0390	<input type="checkbox"/>	Appui-joue avec réglage latéral et oreillettes longues réglables	NC : 0380, 0400	225,59	238,00		
BSA0380	<input type="checkbox"/>	Housse d'appui-tête		54,03	57,00		
BSA0400	<input type="checkbox"/>	Appui-nuque		◆	◆		
<b>Autres options de dossier</b>							
BSA0415	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc pour dossier réglable en tension (la paire) (dimension du coussin : largeur : 35 mm, hauteur : 115 mm, profondeur 130 mm)		237,91	251,00	 0415	
BSA0420	<input type="checkbox"/>	Kit de 2 molettes de réglage pour appui-tête		29,38	31,00		
BSA0430	<input type="checkbox"/>	Soutien lombaire (à insérer sous le coussin de dossier)		35,07	37,00	 0430	
BSA0440	<input type="checkbox"/>	Kit de 2 cales de positionnement triangulaires (à insérer sous le coussin de dossier)		16,11	17,00		
<b>CHASSIS</b>							
<b>Coloris de châssis</b>							
BSA0441	<input type="checkbox"/>	Gris perle		◆	◆	 0441	
BSA0442	<input type="checkbox"/>	Bleu nuit		○	○	 0442	
BSA0443	<input type="checkbox"/>	Sable		○	○	 0443	
BSA0444	<input type="checkbox"/>	Vert électrique		○	○	 0444	
BSA0445	<input type="checkbox"/>	Rouge vif		○	○	 0445	
<b>Options châssis</b>							
BSA0450	<input type="checkbox"/>	Extension de châssis + 50 mm (vers l'avant)		87,20	92,00		
<b>Fixation des fourches</b>							
BSA0460	<input type="checkbox"/>	Fixes		◆	◆		
<b>Roues avant</b>							
BSA0480	<input type="checkbox"/>	5,5" x 1.3/4" - 140 x 45 mm - Bandage noir souple		36,02	38,00		
BSA0495	<input type="checkbox"/>	8" x 2" - 200 x 45 mm - Bandage noir		◆	◆		
<b>ROUES ARRIERE</b>							
<b>Diamètre des roues arrière</b>							
BSA0514	<input type="checkbox"/>	22" - 560 mm avec axes à démontage rapide		○	○		
BSA0516	<input type="checkbox"/>	24" - 600 mm avec axes à démontage rapide		◆	◆		
<b>Type de roues arrière</b>							
BSA0522	<input type="checkbox"/>	Renforcée (moyeu gris, jante grise, et rayons gris renforcés en acier)		◆	◆		
BSA0524	<input type="checkbox"/>	Frein tambour (moyeu frein tambour gris, jante grise et rayons gris renforcés en acier)		○	○		
<b>Type de revêtement roues arrière</b>							
BSA0535	<input type="checkbox"/>	Bandage noir 1.3/8" - 35 mm		◆	◆		
<b>Mains-courantes</b>							
BSA0540	<input type="checkbox"/>	Aluminium		◆	◆		
BSA0545	<input type="checkbox"/>	Anti-dérapantes noires		196,21	207,00		
<b>Option de roues</b>							
BSA0550	<input type="checkbox"/>	Protège-rayons "Frost"		219,91	232,00		

Rea <sup>®</sup> Azalea <sup>®</sup> Max				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
<b>SECURITE</b>						
<b>Freins</b>						
BSA0560	<input type="checkbox"/>	Freins à pousser		◆	◆	
BSA0561	<input type="checkbox"/>	Freins à pousser avec extension de frein		58,77	62,00	
<b>Options de sécurité</b>						
BSA0570	<input type="checkbox"/>	Ceinture de maintien - boucle plastique		73,93	78,00	
BSA0590	<input type="checkbox"/>	Kit réflecteurs - roues et châssis		41,71	44,00	
<b>OPTIONS DE POSITIONNEMENT</b>						
<i>Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles .</i>						
<b>AUTRES OPTIONS</b>						
BSA0600	<input type="checkbox"/>	Tablette escamotable avec coussins appuyés		453,08	478,00	76,84
<b>Rampes en accessoire</b>						
1654128	<input type="checkbox"/>	<b>Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant</b> Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		402,84	425,00	
1654129	<input type="checkbox"/>	<b>Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant</b> Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		805,69	850,00	
1654130	<input type="checkbox"/>	<b>Mono rampe pliante en aluminium</b> Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00	



Bodypoint