

Rea[®] Azalea[®] Minor



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com



Yes, you can.[®]

Rea[®] Azalea[®] Minor



Date :

Fauteuil manuel en acier à châssis pliant - pour utilisateurs de petite taille



Descriptif :

- Inclinaison d'assise avec maintien du centre de gravité et de la bonne position des repose-jambes : +1°/+24° et de dossier : 0°/30° par vérins pneumatiques.
- Repose-jambes réglables en largeur.
- Sangles talonnières.
- Coloris de châssis : Gris perle (RAL 0515).
- Poids : à partir de 32 kg.
- Poids maxi utilisateur : 75 kg.
- Durée de garantie 2 ans hors pièces d'usure



Désignations et codes LPPR⁽¹⁾ :

- * Fauteuil pliant à dossier inclinable : 9124689 = 603,65 €
- * Coussin de dossier et de siège : 9325590 = 34,90 € (x 2)
- * Appui-tête : 9324804 = 63,41 €
- * Repose-jambes avec palettes articulées : 9325488 = 105,76 € (x 2)
- * Codes LPPR⁽²⁾ Fauteuil pour jeunes enfants > 18 mois 9124710 = 962,20 € + 2 x 9325590 (coussins dossier et siège) = 34,90 € + 2 x 9325488 (RJ palettes articulées) = 105,76 € + 1 x 9324804 (appui-tête) = 63,41 €

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :

* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare[®].



Service de personnalisation Invacare Unique
Merci de préciser le numéro de devis ou de fabrication spéciale :

Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.


- Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases Configuration standard Options sans supplément de prix

CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	Euros		
				Prix Public	LPPR*	
BNC0014	<input type="checkbox"/>	Rea [®] Azalea [®] Minor pour adultes - Code LPPR 9124689		1 900,47	2 005,00	948,38 ⁽¹⁾
BNC0014	<input type="checkbox"/>	Rea [®] Azalea [®] Minor pour jeunes enfants à partir de 18 mois - Code LPPR 9124710		1 900,47	2 005,00	1306,93 ⁽²⁾
TYPES DE PROPULSION						
BNC0025	<input type="checkbox"/>	Standard	NC : 1074, 1076	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
BNC0030	<input type="checkbox"/>	Freins tambour à démontage rapide, commande tierce-personne	NC : 1072, 1074, 1095	213,27	225,00	
ASSISE						
Largeur d'assise (SW)						
BNC0038	<input type="checkbox"/>	340 mm - Réglable de 340 à 390 mm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Pré-réglage en largeur de l'assise						
BNC0065	<input type="checkbox"/>	Livré avec réglage + 50 mm (soit 390 mm)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Profondeur d'assise (SD)						
BNC0095	<input type="checkbox"/>	Réglable de 380 à 450 mm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Hauteur sol/siège (mesurée sans coussin)						
BNC0110	<input type="checkbox"/>	400 mm	NC : 0476, 1062	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
BNC0120	<input type="checkbox"/>	450mm	NC : 1055	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Inclinaison d'assise						
BNC0127	<input type="checkbox"/>	Inclinaison d'assise de -1° à +23° (+1° à 24° en standard)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Type d'assise						
BNC0130	<input type="checkbox"/>	Plane réglable en profondeur		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Coussin d'assise						
BNC0165	<input type="checkbox"/>	Coussin Flo-Shape		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Coloris des garnitures de coussin						
BNC0191	<input type="checkbox"/>	Velours noir (TR35)		79,62	84,00	
BNC0201	<input type="checkbox"/>	Revêtement PU bi-extensible noir (TR26)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
BNC0202	<input type="checkbox"/>	Mesh micro-aéré noir (TR36)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	


SW



SD



0° / +30°





+1° à +24°





0165

Rea [®] Azalea [®] Minor				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
DOSSIER						
Type de dossier						
BNC0217	<input type="checkbox"/>	Dossier <i>Flex 2</i> - réglable en tension		○	○	
BNC0218	<input type="checkbox"/>	Plaque dossier, <i>Flex 2</i> - réglable en hauteur		◆	◆	
Coussin de dossier						
BNC0250	<input type="checkbox"/>	<i>Laguna</i> , plat avec légers maintiens latéraux		◆	◆	
BNC0260	<input type="checkbox"/>	<i>Mistral 2</i> , maintien de la taille, épaules dégagées	NC : 0322	146,92	155,00	
Garniture de dossier						
BNC0311	<input type="checkbox"/>	Velours noir (TR35)		79,62	84,00	
BNC0321	<input type="checkbox"/>	Revêtement PU bi-extensible noir (TR26)		◆	◆	
BNC0322	<input type="checkbox"/>	Mesh micro-aéré noir (TR36)		○	○	
Poignées à pousser						
BNC0340	<input type="checkbox"/>	Poignées à pousser réglables en hauteur et amovibles		◆	◆	
BNC0345	<input type="checkbox"/>	Barre de poussée réglable en angle		145,97	154,00	
Inclinaison de l'assise et du dossier						
BNC0350	<input type="checkbox"/>	Vérins pneumatiques, commande tierce-personne		◆	◆	
BNC1263	<input type="checkbox"/>	Système de verrouillage de l'inclinaison		◆	◆	
POTENCES						
Ajustement des potences et repose-jambes						
BNC0378	<input type="checkbox"/>	Support pour position à 85° - angulation du repose-jambe 10° à 85°	NC : 0390, 0410, 0440, 0460	52,13	55,00	
Potence gauche (noire)						
BNC0380	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet, protection de genou, UL réglable de 290 mm à 520 mm	NC : 0475, 0490, 0942	◆	◆	
BNC0390	<input type="checkbox"/>	Potence fixe à 80°, escamotable int/ext		○	○	-105,76
BNC0410	<input type="checkbox"/>	Support amputé	NC : 0475, 0476, 0490, 0510, 0520, 0941, 0942	140,28	148,00	-105,76
Potence droite (noire)						
BNC0430	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet, protection de genou, UL réglable de 290 mm à 520 mm	NC : 0475, 0550, 0942	◆	◆	
BNC0440	<input type="checkbox"/>	Potence fixe à 80°, escamotable int/ext		○	○	-105,76
BNC0460	<input type="checkbox"/>	Support amputé	NC : 0475, 0476, 0550, 0570, 0580, 0941, 0942	140,28	148,00	-105,76
PALETTES						
Palette monobloc						
BNC0475	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc réglable en profondeur et en angle, non réglable en largeur - tube court	NC : 0510, 0520, 0570, 0580, 0954, 0956	203,79	215,00	
BNC0476	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc réglable en profondeur et en angle, non réglable en largeur - tube long	NC : 0510, 0520, 0570, 0580, 0954, 0956	249,29	263,00	
Palette gauche						
BNC0490	<input type="checkbox"/>	Réglable en profondeur et en angle, tube court, sangle talonnière		○	○	
BNC0510	<input type="checkbox"/>	Fixe, tube long, sangle talonnière	NC : 0954, 0956	○	○	-27,88
BNC0520	<input type="checkbox"/>	Réglable en profondeur, en angle, tube long (et en largeur si commandée avec repose-jambe), sangle talonnière		◆	◆	
Palette droite						
BNC0550	<input type="checkbox"/>	Réglable en profondeur et en angle, tube court, sangle talonnière		○	○	
BNC0570	<input type="checkbox"/>	Fixe, tube long, sangle talonnière	NC : 0954, 0956	○	○	-27,88
BNC0580	<input type="checkbox"/>	Réglable en profondeur, en angle, tube long (et en largeur si commandée avec repose-jambe), sangle talonnière		◆	◆	

Rea [®] Azalea [®] Minor				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
ACCOUDOIRS							
Accoudoir gauche (verrou d'accoudoir inclus)							
BNC0600	<input type="checkbox"/>	Confort, réglable en hauteur de 230 à 340 mm	NC : 1232	○	○		 0600 / 0630  0606 / 0636  0610 / 0640  0615 / 0645
BNC0606	<input type="checkbox"/>	Gouttière étroite sans rotation, réglable en hauteur et en profondeur sur 70 mm SANS OUTIL (compatible avec la tablette)	NC : 1232	113,17	119,39	119,39	
BNC0610	<input type="checkbox"/>	Enveloppant, réglable en hauteur de 230 à 340 mm - Largeur d'assise utile - 20 mm	NC : 0680, 0690, 1230, 1231, 1233	◆	◆		
BNC0615	<input type="checkbox"/>	Gouttière à rotation latérale indéxée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 1230, 1231, 1233, 1240	113,17	119,39	119,39	
BNC0620	<input type="checkbox"/>	Manchette étroite, réglable en hauteur de 230 à 320 mm pour demi-tablette gauche UNIQUEMENT	NC : 0680, 0690, 1230, 1231, 1240	○	○		
Accoudoir droit (verrou d'accoudoir inclus)							
BNC0630	<input type="checkbox"/>	Confort, réglable en hauteur de 230 à 340 mm	NC : 1233	○	○		
BNC0636	<input type="checkbox"/>	Gouttière étroite sans rotation, réglable en hauteur et en profondeur sur 70 mm SANS OUTIL (compatible avec la tablette)	NC : 1233	113,17	119,39	119,39	
BNC0640	<input type="checkbox"/>	Enveloppant, réglable en hauteur de 230 à 340 mm - Largeur d'assise utile - 20 mm	NC : 0680, 0690, 1230, 1231, 1232, 1240	◆	◆		
BNC0645	<input type="checkbox"/>	Gouttière à rotation latérale indéxée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 1230, 1240	113,17	119,39	119,39	
BNC0650	<input type="checkbox"/>	Manchette étroite, réglable en hauteur de 230 à 320 mm pour demi-tablette droite UNIQUEMENT	NC : 0680, 0690, 1230, 1231, 1240	○	○		
OPTIONS D'ASSISE							
Options d'accoudoir							
BNC0680	<input type="checkbox"/>	Housse de protège-vêtements		69,19	73,00		
BNC0690	<input type="checkbox"/>	Coussins pour housses de protège-vêtements	Uniquement avec 0680	15,17	16,00		
Options d'assise							
BNC0710	<input type="checkbox"/>	Housse de coussin d'assise imperméable		41,71	44,00		
BNC0720	<input type="checkbox"/>	Plot d'abduction		246,45	260,00		
Options de dossier							
Appuis-tête							
BNC0730	<input type="checkbox"/>	Appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables	NC : 0742, 0744, 0746, 0750, 0770	○	○		
BNC0750	<input type="checkbox"/>	Appui-joue avec réglage latéral et oreillettes longues réglables	NC : 0740, 0742, 0744, 0746, 0770, 0780	225,59	238,00		
BNC0731	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Matrix Elan Standard (254 mm/10") housse respirante	NC : 0740, 0770	218,01	230,00		
BNC0735	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Matrix Elan 4 Points M (L229xH177 mm/L9"xH7") housse respirante	NC : 0740, 0770	408,53	431,00		
Autres options appuis-tête							
BNC0740	<input type="checkbox"/>	Housse de coussin d'appui-tête		54,03	57,00		
BNC0770	<input type="checkbox"/>	Appui-nuque		◆	◆		
BNC0782	<input type="checkbox"/>	Support appui-tête/appui-nuque universel		69,19	73,00		
BNC0790	<input type="checkbox"/>	Kit de 2 molettes de réglage pour appui-tête		29,38	31,00		
Cale-tronc gauche							
BNC0800	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc gauche, amovible, réglable en largeur, en profondeur et en hauteur - Revêtement PU bi-extensible noir		174,41	184,00		
BNC0880	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc gauche, amovible, escamotable, réglable en angle, en largeur, en profondeur et en hauteur - Revêtement PU bi-extensible noir		157,35	166,00		
Cale-tronc droit							
BNC0810	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc droit, amovible, réglable en largeur, en profondeur et en hauteur - Revêtement PU bi-extensible noir		174,41	184,00		
BNC0890	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc droit, amovible, escamotable, réglable en angle, en largeur, en profondeur et en hauteur - Revêtement PU bi-extensible noir		157,35	166,00		

Rea [®] Azalea [®] Minor				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Autres options de dossier						
BNC0915	<input type="checkbox"/>	Indicateur d'inclinaison du dossier		67,30	71,00	
BNC0920	<input type="checkbox"/>	Kit de 2 cales de positionnement triangulaires (à insérer sous le coussin de dossier)		16,11	17,00	
BNC0954	<input type="checkbox"/>	Maintiens de cheville Bodypoint ouverte à boucle, ajustables sur le côté, Medium (paire) - livrés non montés avec fixations		170,62	180,00	
BNC0956	<input type="checkbox"/>	Maintiens de cheville Bodypoint ouverte à boucle, ajustables sur le côté, Small (paire) - livrés non montés avec fixations		161,14	170,00	
Options de potences / palettes						
BNC0941	<input type="checkbox"/>	Revêtements rembourrés pour palettes		102,37	108,00	
BNC0942	<input type="checkbox"/>	Sangle appui-mollets confort rembourrée, Revêtement PU bi-extensible noir		119,43	126,00	
CHASSIS						
Coloris de châssis						
BNC0944	<input type="checkbox"/>	Gris perle		◆	◆	 0944
BNC0946	<input type="checkbox"/>	Bleu nuit		○	○	 0946
BNC0947	<input type="checkbox"/>	Sable		○	○	 0947
BNC0948	<input type="checkbox"/>	Vert électrique		○	○	 0948
BNC0949	<input type="checkbox"/>	Rouge vif		○	○	 0949
Fixation des fourches						
BNC0960	<input type="checkbox"/>	Fixes		◆	◆	
Roues avant						
BNC0982	<input type="checkbox"/>	5,5" x 1.3/4" - 140 x 45 mm - Bandage noir souple		36,02	38,00	
BNC0992	<input type="checkbox"/>	6" x 1.1/4" - 150 x 35 mm - Bandage noir souple		◆	◆	
ROUES ARRIERE						
Diamètre des roues arrière						
BNC1055	<input type="checkbox"/>	22" - 560 mm avec axes à démontage rapide		○	○	
BNC1062	<input type="checkbox"/>	24" - 600 mm avec axes à démontage rapide		◆	◆	
Type de roues arrière						
BNC1072	<input type="checkbox"/>	Standard (moyeu noir, jante grise et rayons gris)	NC : 1120	◆	◆	
BNC1074	<input type="checkbox"/>	Renforcée (moyeu gris, jante grise, et rayons gris renforcés en acier)		○	○	
BNC1076	<input type="checkbox"/>	Frein tambour (moyeu frein tambour gris, jante grise et rayons gris renforcés en acier)	NC : 1086	○	○	
Type de revêtement roues arrière						
BNC1082	<input type="checkbox"/>	Pneumatique noir à crampons 1.3/8" - 35 mm		○	○	
BNC1086	<input type="checkbox"/>	Pneumatique noir fin et lisse - moyenne pression 1" - 25 mm		○	○	
BNC1092	<input type="checkbox"/>	Bandage noir 1.3/8" - 35 mm		◆	◆	
Mains-courantes						
BNC1100	<input type="checkbox"/>	Aluminium		◆	◆	
BNC1120	<input type="checkbox"/>	Anti-dérapantes noires		200,00	211,00	
OPTIONS DE CHASSIS						
Protège-rayons						
BNC1160	<input type="checkbox"/>	Protège-rayons "Frost"		219,91	232,00	
SECURITE						
BNC1170	<input type="checkbox"/>	Freins à tirer		◆	◆	
Ceintures						
BNC1200	<input type="checkbox"/>	Ceinture de maintien - boucle plastique		73,93	78,00	 1200
OPTIONS DE POSITIONNEMENT						
<i>Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.</i>						

Rea [®] Azalea [®] Minor				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
AUTRES OPTIONS							
Tablettes							
BNC1230	<input type="checkbox"/>	Tablette amovible réglable en profondeur 100% LPPR	NC : 1237	72,83	76,84	76,84	
BNC1231	<input type="checkbox"/>	Tablette amovible réglable en profondeur avec coussins appui-coudes	NC : 1237	154,50	163,00	76,84	1230 1231
BNC1232	<input type="checkbox"/>	Demi-tablette escamotable à gauche	NC : 1235	72,83	76,84	76,84	
BNC1233	<input type="checkbox"/>	Demi-tablette escamotable à droite	NC : 1235	72,83	76,84	76,84	1232 / 1233
BNC1240	<input type="checkbox"/>	Tablette escamotable	NC : 1235, 1237	300,47	317,00	76,84	
Coussins de tablette							
BNC1235	<input type="checkbox"/>	Coussin de tablette		104,27	110,00		1237
BNC1237	<input type="checkbox"/>	Coussin pour demi-tablette		90,05	95,00		1240
Autres options							
BNC1300	<input type="checkbox"/>	Attache pour harnais		78,67	83,00		
BNC1310	<input type="checkbox"/>	Kit d'attaches pour ceinture de positionnement		28,44	30,00		1300
Rampes en accessoire							
1440530	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en fibre de verre Dimensions repliée : 2000 x 230 mm 16,3 kg - capacité maximum : 300 kg		1 787,68	1 886,00		
1654128	<input type="checkbox"/>	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		402,84	425,00		1440530 
1654129	<input type="checkbox"/>	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		805,69	850,00		1654128 
1654130	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00		1654129 