



UNIQUE

Personnalisez votre fauteuil grâce aux fabrications spéciales **Unique** !

À partir de :
2 005,00 € TTC

Codes LPPR :

- 9124689 - VHP, PROPULSION MANUELLE, PLIANT, A DOSSIER INCLINABLE, INVACARE : 603,65 €

- 2 x 9325590 - VHP, MANUEL, PLIANT, COUSSIN DE SIEGE OU DE DOSSIER AVEC HOUSSE, INVACARE : 34,90 € x 2

- 9324804 - VHP, PROPULSION MANUELLE, APPUI-TETE, INVACARE : 63,41 €

- 2 x 9325488 - VHP, MANUEL, REPOSE-JAMBE DROIT OU GAUCHE, REPOSE-PIED ARTICULE, INVACARE : 105,76 €

Codes LPPR (Jeunes enfants à partir de 18 mois) :

- 9124710 - VHP, MANUEL, EVOLUTIF, POUR ENFANT A PARTIR DE 18 MOIS, INVACARE : 962,20 €

- 2 x 9325590 - VHP, MANUEL, PLIANT, COUSSIN DE SIEGE OU DE DOSSIER AVEC HOUSSE, INVACARE : 34,90 € x 2

- 9324804 - VHP, PROPULSION MANUELLE, APPUI-TETE, INVACARE : 63,41 €

- 2 x 9325488 - VHP, MANUEL, REPOSE-JAMBE DROIT OU GAUCHE, REPOSE-PIED ARTICULE, INVACARE : 105,76 €



UNIQUE
Designed by you. Built by us.



Informations client

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :



Caractéristiques produit

Type de châssis	Pliant, pour personne de petite taille
Matière	Acier
Largeur d'assise	340 mm, réglable à 390 mm
Inclinaison d'assise	+1° à -24° par vérins pneumatiques, à translation
Inclinaison de dossier	0 à 30° par vérins pneumatiques
Repose-jambes	Réglables de 0° à 80°
Coloris	Gris Perle
Poids total	A partir de 32 kg
Crash-testé	Oui
Positionnement	Compatible avec les produits Bodypoint
Poids max utilisateur	75 kg
Garantie	2 ans hors pièces d'usure

Commandes



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace Invacare Pro** sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com

Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas *Invacare*®.



Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.


Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases

◆ Configuration standard


Option sans supplément de prix

Rea [®] Azalea [®] Minor				Euros		
				Prix Public		LPPR*
CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC	
BNC0014	<input type="checkbox"/>	Rea [®] Azalea [®] Minor pour adultes - Code LPPR 9124689		1 900,47	2 005,00	948,38 ⁽¹⁾
BNC0014	<input type="checkbox"/>	Rea [®] Azalea [®] Minor pour jeunes enfants à partir de 18 mois - Code LPPR 9124710		1 900,47	2 005,00	1306,93 ⁽²⁾
TYPES DE PROPULSION						
BNC0025	<input type="checkbox"/>	Standard	NC : 1074, 1076	◆	◆	
BNC0030	<input type="checkbox"/>	Freins tambour à démontage rapide, commande tierce-personne	NC : 1072, 1074, 1095	213,27	225,00	
ASSISE						
Largeur d'assise (SW)						
BNC0038	<input type="checkbox"/>	340 mm - Réglable de 340 à 390 mm		◆	◆	
Pré-réglage en largeur de l'assise						
BNC0065	<input type="checkbox"/>	Livré avec réglage + 50 mm (soit 390 mm)		○	○	
Profondeur d'assise (SD)						
BNC0095	<input type="checkbox"/>	Réglable de 380 à 450 mm		◆	◆	
Hauteur sol/siège (mesurée sans coussin)						
BNC0110	<input type="checkbox"/>	400 mm	NC : 0476, 1062	○	○	
BNC0120	<input type="checkbox"/>	450mm	NC : 1055	◆	◆	
Inclinaison d'assise						
BNC0127	<input type="checkbox"/>	Inclinaison d'assise de -1° à +23° (+1° à 24° en standard)		○	○	
Type d'assise						
BNC0130	<input type="checkbox"/>	Plane réglable en profondeur		◆	◆	
Coussin d'assise						
BNC0165	<input type="checkbox"/>	Coussin <i>Flo-Shape</i>		◆	◆	
Coloris des garnitures de coussin						
BNC0191	<input type="checkbox"/>	Velours noir (TR35)		79,62	84,00	
BNC0201	<input type="checkbox"/>	Revêtement PU bi-extensible noir (TR26)		◆	◆	
BNC0202	<input type="checkbox"/>	Mesh micro-aéré noir (TR36)		○	○	
DOSSIER						
Type de dossier						
BNC0217	<input type="checkbox"/>	Dossier <i>Flex 2</i> - réglable en tension		○	○	
BNC0218	<input type="checkbox"/>	Plaque dossier, <i>Flex 2</i> - réglable en hauteur		◆	◆	
Coussin de dossier						
BNC0250	<input type="checkbox"/>	<i>Laguna</i> , plat avec légers maintiens latéraux		◆	◆	
BNC0260	<input type="checkbox"/>	<i>Mistral 2</i> , maintien de la taille, épaules dégagées	NC : 0322	146,92	155,00	
Garniture de dossier						
BNC0311	<input type="checkbox"/>	Velours noir (TR35)		79,62	84,00	
BNC0321	<input type="checkbox"/>	Revêtement PU bi-extensible noir (TR26)		◆	◆	
BNC0322	<input type="checkbox"/>	Mesh micro-aéré noir (TR36)		○	○	
Poignées à pousser						
BNC0340	<input type="checkbox"/>	Poignées à pousser réglables en hauteur et amovibles		◆	◆	
BNC0345	<input type="checkbox"/>	Barre de poussée réglable en angle		145,97	154,00	
Inclinaison de l'assise et du dossier						
BNC0350	<input type="checkbox"/>	Vérins pneumatiques, commande tierce-personne		◆	◆	
BNC1263	<input type="checkbox"/>	Système de verrouillage de l'inclinaison		◆	◆	
POTENCES						
Ajustement des potences et repose-jambes						
BNC0378	<input type="checkbox"/>	Support pour position à 85° - angulation du repose-jambe 10° à 85°	NC : 0390, 0410, 0440, 0460	52,13	55,00	
Potence gauche (noire)						
BNC0380	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet, protection de genou, UL réglable de 290 mm à 520 mm	NC : 0475, 0490, 0942	◆	◆	
BNC0390	<input type="checkbox"/>	Potence fixe à 80°, escamotable int/ext		○	○	-105,76
BNC0410	<input type="checkbox"/>	Support amputé	NC : 0475, 0476, 0490, 0510, 0520, 0941, 0942	140,28	148,00	-105,76



Rea [®] Azalea [®] Minor				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
Potence droite (noire)							
BNC0430	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet, protection de genou, UL réglable de 290 mm à 520 mm	NC : 0475, 0550, 0942	◆	◆		0410 / 0460
BNC0440	<input type="checkbox"/>	Potence fixe à 80°, escamotable int/ext		○	○	-105,76	
BNC0460	<input type="checkbox"/>	Support amputé	NC : 0475, 0476, 0550, 0570, 0580, 0941, 0942	140,28	148,00	-105,76	
PALETTES							
Palette monobloc							
BNC0475	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc réglable en profondeur et en angle, non réglable en largeur - tube court	NC : 0510, 0520, 0570, 0580, 0954, 0956	203,79	215,00		 0475 / 0476
BNC0476	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc réglable en profondeur et en angle, non réglable en largeur - tube long	NC : 0510, 0520, 0570, 0580, 0954, 0956	249,29	263,00		
Palette gauche							
BNC0490	<input type="checkbox"/>	Réglable en profondeur et en angle, tube court, sangle talonnière		○	○		 0510 / 0570
BNC0510	<input type="checkbox"/>	Fixe, tube long, sangle talonnière	NC : 0954, 0956	○	○	-27,88	
BNC0520	<input type="checkbox"/>	Réglable en profondeur, en angle, tube long (et en largeur si commandée avec repose-jambe) , sangle talonnière		◆	◆		 0520 / 0580 si potence 80°
Palette droite							
BNC0550	<input type="checkbox"/>	Réglable en profondeur et en angle, tube court, sangle talonnière		○	○		
BNC0570	<input type="checkbox"/>	Fixe, tube long, sangle talonnière	NC : 0954, 0956	○	○	-27,88	
BNC0580	<input type="checkbox"/>	Réglable en profondeur, en angle, tube long (et en largeur si commandée avec repose-jambe) , sangle talonnière		◆	◆		0520 / 0580 si repose-jambe
ACCOUDOIRS							
Accoudoir gauche (verrou d'accoudoir inclus)							
BNC0600	<input type="checkbox"/>	Confort, réglable en hauteur de 230 à 340 mm	NC : 1232	○	○		 0600 / 0630
BNC0606	<input type="checkbox"/>	Gouttière étroite sans rotation, réglable en hauteur et en profondeur sur 70 mm SANS OUTIL (compatible avec la tablette)	NC : 1232	113,17	119,39	119,39	
BNC0610	<input type="checkbox"/>	Enveloppant, réglable en hauteur de 230 à 340 mm - Largeur d'assise utile - 20 mm	NC : 0680, 0690, 1230, 1231, 1233	◆	◆		
BNC0615	<input type="checkbox"/>	Gouttière à rotation latérale indéchirable, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 1230, 1231, 1233, 1240	113,17	119,39	119,39	 0606 / 0636
BNC0620	<input type="checkbox"/>	Manchette étroite, réglable en hauteur de 230 à 320 mm pour demi-tablette gauche UNIQUEMENT	NC : 0680, 0690, 1230, 1231, 1240	○	○		
Accoudoir droit (verrou d'accoudoir inclus)							
BNC0630	<input type="checkbox"/>	Confort, réglable en hauteur de 230 à 340 mm	NC : 1233	○	○		 0610 / 0640
BNC0636	<input type="checkbox"/>	Gouttière étroite sans rotation, réglable en hauteur et en profondeur sur 70 mm SANS OUTIL (compatible avec la tablette)	NC : 1233	113,17	119,39	119,39	
BNC0640	<input type="checkbox"/>	Enveloppant, réglable en hauteur de 230 à 340 mm - Largeur d'assise utile - 20 mm	NC : 0680, 0690, 1230, 1231, 1232, 1240	◆	◆		
BNC0645	<input type="checkbox"/>	Gouttière à rotation latérale indéchirable, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 1230, 1240	113,17	119,39	119,39	 0615 / 0645
BNC0650	<input type="checkbox"/>	Manchette étroite, réglable en hauteur de 230 à 320 mm pour demi-tablette droite UNIQUEMENT	NC : 0680, 0690, 1230, 1231, 1240	○	○		
OPTIONS D'ASSISE							
Options d'accoudoir							
BNC0680	<input type="checkbox"/>	Housse de protège-vêtements		69,19	73,00		 0720
BNC0690	<input type="checkbox"/>	Coussins pour housses de protège-vêtements	Uniquement avec 0680	15,17	16,00		
Options d'assise							
BNC0710	<input type="checkbox"/>	Housse de coussin d'assise imperméable		41,71	44,00		
BNC0720	<input type="checkbox"/>	Plot d'abduction		246,45	260,00		

Rea® Azalea® Minor				Euros	
				Prix Public	LPPR*
				HT	TTC
Options de dossier					
Appuis-tête					
BNC0730	<input type="checkbox"/>	Appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables	NC : 0742, 0744, 0746, 0750, 0770	○	○
BNC0750	<input type="checkbox"/>	Appui-joue avec réglage latéral et oreillettes longues réglables	NC : 0740, 0742, 0744, 0746, 0770, 0780	225,59	238,00
Autres options appuis-tête					
BNC0740	<input type="checkbox"/>	Housse de coussin d'appui-tête		54,03	57,00
BNC0770	<input type="checkbox"/>	Appui-nuque		◆	◆
BNC0782	<input type="checkbox"/>	Support appui-tête/appui-nuque universel		69,19	73,00
BNC0790	<input type="checkbox"/>	Kit de 2 molettes de réglage pour appui-tête		29,38	31,00
Cale-tronc gauche					
BNC0800	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc gauche, amovible, réglable en largeur, en profondeur et en hauteur - Revêtement PU bi-extensible noir		174,41	184,00
BNC0880	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc gauche, amovible, escamotable, réglable en angle, en largeur, en profondeur et en hauteur - Revêtement PU bi-extensible noir		157,35	166,00
Cale-tronc droit					
BNC0810	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc droit, amovible, réglable en largeur, en profondeur et en hauteur - Revêtement PU bi-extensible noir		174,41	184,00
BNC0890	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc droit, amovible, escamotable, réglable en angle, en largeur, en profondeur et en hauteur - Revêtement PU bi-extensible noir		157,35	166,00
Autres options de dossier					
BNC0915	<input type="checkbox"/>	Indicateur d'inclinaison du dossier		67,30	71,00
BNC0920	<input type="checkbox"/>	Kit de 2 cales de positionnement triangulaires (à insérer sous le coussin de dossier)		16,11	17,00
BNC0954	<input type="checkbox"/>	Maintiens de cheville Bodypoint ouverte à boucle, ajustables sur le côté, Medium (paire) - livrés non montés avec fixations		170,62	180,00
BNC0956	<input type="checkbox"/>	Maintiens de cheville Bodypoint ouverte à boucle, ajustables sur le côté, Small (paire) - livrés non montés avec fixations		161,14	170,00
Options de potences / palettes					
BNC0941	<input type="checkbox"/>	Revêtements rembourrés pour palettes		102,37	108,00
BNC0942	<input type="checkbox"/>	Sangle appui-mollets confort rembourrée, Revêtement PU bi-extensible noir		119,43	126,00
CHASSIS					
Coloris de châssis					
BNC0944	<input type="checkbox"/>	Gris perle		◆	◆
BNC0946	<input type="checkbox"/>	Bleu nuit		○	○
BNC0947	<input type="checkbox"/>	Sable		○	○
BNC0948	<input type="checkbox"/>	Vert électrique		○	○
BNC0949	<input type="checkbox"/>	Rouge vif		○	○
Fixation des fourches					
BNC0960	<input type="checkbox"/>	Fixes		◆	◆
Roues avant					
BNC0982	<input type="checkbox"/>	5,5" x 1.3/4" - 140 x 45 mm - Bandage noir souple		36,02	38,00
BNC0992	<input type="checkbox"/>	6" x 1.1/4" - 150 x 35 mm - Bandage noir souple		◆	◆



0730 0750



0770 0782



0800 / 0810



0880 / 0890



0954/0956




0944 0946



0947 0948



0949

Rea® Azalea® Minor				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
ROUES ARRIERE						
Diamètre des roues arrière						
BNC1055	<input type="checkbox"/>	22" - 560 mm avec axes à démontage rapide		○	○	
BNC1062	<input type="checkbox"/>	24" - 600 mm avec axes à démontage rapide		◆	◆	
Type de roues arrière						
BNC1072	<input type="checkbox"/>	Standard (moyeu noir, jante grise et rayons gris)	NC : 1120	◆	◆	
BNC1074	<input type="checkbox"/>	Renforcée (moyeu gris, jante grise, et rayons gris renforcés en acier)		○	○	
BNC1076	<input type="checkbox"/>	Frein tambour (moyeu frein tambour gris, jante grise et rayons gris renforcés en acier)	NC : 1086	○	○	
Type de revêtement roues arrière						
BNC1082	<input type="checkbox"/>	Pneumatique noir à crampons 1.3/8" - 35 mm		○	○	
BNC1086	<input type="checkbox"/>	Pneumatique noir fin et lisse - moyenne pression 1" - 25 mm		○	○	
BNC1092	<input type="checkbox"/>	Bandage noir 1.3/8" - 35 mm		◆	◆	
Mains-courantes						
BNC1100	<input type="checkbox"/>	Aluminium		◆	◆	
BNC1120	<input type="checkbox"/>	Anti-dérapantes noires		200,00	211,00	
OPTIONS DE CHASSIS						
Protège-rayons						
BNC1160	<input type="checkbox"/>	Protège-rayons "Frost"		219,91	232,00	
SECURITE						
BNC1170	<input type="checkbox"/>	Freins à tirer		◆	◆	
Ceintures						
BNC1200	<input type="checkbox"/>	Ceinture de maintien - boucle plastique		73,93	78,00	 1200
OPTIONS DE POSITIONNEMENT						
<i>Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.</i>						
						
AUTRES OPTIONS						
Tablettes						
BNC1230	<input type="checkbox"/>	Tablette amovible réglable en profondeur 100% LPPR	NC : 1237	72,83	76,84	76,84
BNC1231	<input type="checkbox"/>	Tablette amovible réglable en profondeur avec coussins appui-coudes	NC : 1237	154,50	163,00	76,84
BNC1232	<input type="checkbox"/>	Demi-tablette escamotable à gauche	NC : 1235	72,83	76,84	76,84
BNC1233	<input type="checkbox"/>	Demi-tablette escamotable à droite	NC : 1235	72,83	76,84	76,84
BNC1240	<input type="checkbox"/>	Tablette escamotable	NC : 1235, 1237	300,47	317,00	76,84
Coussins de tablette						
BNC1235	<input type="checkbox"/>	Coussin de tablette		104,27	110,00	
BNC1237	<input type="checkbox"/>	Coussin pour demi-tablette		90,05	95,00	
Autres options						
BNC1300	<input type="checkbox"/>	Attache pour harnais		78,67	83,00	
BNC1310	<input type="checkbox"/>	Kit d'attaches pour ceinture de		28,44	30,00	
Rampes en accessoire						
1654128	<input type="checkbox"/>	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		402,84	425,00	 1230 1231
1654129	<input type="checkbox"/>	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		805,69	850,00	 1232 / 1233
1654130	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00	 1237 1240
						 1300
						 1654128
						 1654129
						 1654130