

# Rea® Azalea® S Visco et Azalea® S



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur [www.invacare.fr](http://www.invacare.fr), ou commandez par e-mail à : [commandesfr@invacare.com](mailto:commandesfr@invacare.com)



## Rea® Azalea® S Visco et Azalea® S

Fauteuil de confort manuel en acier à châssis pliant



Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :



### Descriptif :

- Assise à translation (+1°/+25°) et de dossier (0°/30°) par vérins pneumatiques.
- Assise réglable en largeur et en profondeur (430 à 500 mm).
- Gouttière étroite sans rotation, réglable en hauteur et en profondeur sur 70 mm
- Hauteur d'assise sol-siège avant 450 mm
- une roulette anti-bascule de série
- Poids : à partir de 34 kg.
- Poids maximum de l'utilisateur : 135 kg.
- Durée de garantie 2 ans hors pièces d'usure

### Désignations et codes LPPR :

- \* Fauteuil pliant à dossier inclinable : 9124689 = 603,65 €
- \* Coussin de dossier : 9325590 = 34,90 €
- \* Coussin de siège : 9325590 = 34,90 € ou 1204839 = 81,00 €
- \* Appui-tête : 9324804 = 63,41 €
- \* Repose-jambes avec palettes articulées : 9325488 = 105,76 € x 2
- \* Gouttières Droite et Gauche : 9325554 = 119,39 € x 2

\* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.

**Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.**

CODE	Quantité	DESIGNATION	Euros		
			HT	Prix Public	LPPR*
			TTC		
<b>Rea® Azalea® S Visco - Dossier réglable en tension Flex 3 - Coloris Bleu Nuit</b>					
Coussin de dossier <i>Latéral hauteur 540 mm</i> + coussin d'assise <i>Matrx Contour Visco NG</i> . Hauteur sol/siège avant 450 mm. Roues arrière 24" <b>bandage noir</b> & roues avant 8" (200 x 32 mm) <b>bandage noir</b> .					
1572609		Largeur d'assise 390 mm, réglable de 390 à 440 mm	1 168,97	1 233,26	1 233,26
1572610		Largeur d'assise 440 mm, réglable de 440 à 490 mm	1 168,97	1 233,26	1 233,26
1572611		Largeur d'assise 490 mm, réglable de 490 à 540 mm	1 168,97	1 233,26	1 233,26
<b>Rea® Azalea® S - Dossier réglable en tension Flex 3 - Coloris Bleu Nuit</b>					
Coussin de dossier <i>Latéral hauteur 540 mm</i> + coussin d'assise <i>Mistral</i> . Hauteur sol/siège avant 450 mm. Roues arrière 24" <b>bandage noir</b> & roues avant 8" (200 x 32 mm) <b>bandage noir</b> .					
1572657		Largeur d'assise 390 mm, réglable de 390 à 440 mm	1 125,27	1 187,16	1 187,16
1572658		Largeur d'assise 440 mm, réglable de 440 à 490 mm	1 125,27	1 187,16	1 187,16
1572659		Largeur d'assise 490 mm, réglable de 490 à 540 mm	1 125,27	1 187,16	1 187,16
<b>Rea® Azalea® S Visco - Dossier rigide Laguna 2 - Coloris Gris</b>					
Coussin de dossier <i>Laguna</i> + coussin d'assise <i>Matrx Contour Visco NG</i> . Hauteur sol/siège avant 450 mm. Roues arrière 24" <b>bandage noir</b> & roues avant 8" (200 x 32 mm) <b>bandage noir</b> .					
1572606		Largeur d'assise 390 mm, réglable de 390 à 440 mm	1 168,97	1 233,26	1 233,26
1572607		Largeur d'assise 440 mm, réglable de 440 à 490 mm	1 168,97	1 233,26	1 233,26
1572608		Largeur d'assise 490 mm, réglable de 490 à 540 mm	1 168,97	1 233,26	1 233,26
<b>Rea® Azalea® S - Dossier rigide Laguna 2 - Coloris Gris</b>					
Coussin de dossier <i>Laguna</i> + coussin d'assise <i>Mistral</i> . Hauteur sol/siège avant 450 mm. Roues arrière 24" <b>bandage noir</b> & roues avant 8" (200 x 32 mm) <b>bandage noir</b> .					
1572654		Largeur d'assise 390 mm, réglable de 390 à 440 mm	1 125,27	1 187,16	1 187,16
1572655		Largeur d'assise 440 mm, réglable de 440 à 490 mm	1 125,27	1 187,16	1 187,16
1572656		Largeur d'assise 490 mm, réglable de 490 à 540 mm	1 125,27	1 187,16	1 187,16



Rea® Azalea® S Visco et Azalea® S			Euros			
			Prix Public		LPPR*	
CODE	Quantité	DESIGNATION	HT	TTC		
<b>ACCESSOIRES (livrés séparément)</b>						
<b>Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.</b>						
1631220		Invacare <b>Matrx Contour ViscoNG</b> , portance très ferme. Hauteur 90 mm, largeur 355 mm, profondeur 530 mm. Poids max utilisateur : 100 kg	67,50	81,00	81,00	 Contour ViscoNG
1631221		Invacare <b>Matrx Contour ViscoNG</b> , portance très ferme. Hauteur 90 mm, largeur 405 mm, profondeur 530 mm. Poids max utilisateur : 120 kg	67,50	81,00	81,00	
1631223		Invacare <b>Matrx Contour ViscoNG</b> , portance très ferme. Hauteur 90 mm, largeur 455 mm, profondeur 530 mm. Poids max utilisateur : 130 kg	67,50	81,00	81,00	
1631224		Invacare <b>Matrx Contour ViscoNG</b> , portance très ferme. Hauteur 90 mm, largeur 505 mm, profondeur 530 mm. Poids max utilisateur : 140 kg	67,50	81,00	81,00	
1631222		Invacare <b>Matrx Contour ViscoNG</b> , portance très ferme. Hauteur 80 mm, largeur 555 mm, profondeur 530 mm. Poids minimum utilisateur : 60 kg. Poids max utilisateur : 140 kg	67,50	81,00	81,00	
SP1561641		Cale-tronc gauche, amov., escam., multi-réglable, pour dossier régl. en tension Flex 3 - Revêtement PU bi-extensible noir	148,82	157,00		
SP1561642		Cale-tronc droit, amov., escam., multi-réglable, pour dossier réglable en tension Flex 3 - Revêtement PU bi-extensible noir	148,82	157,00		
AP1552651		Cale-tronc gauche, amovible, réglable en largeur et en profondeur, pour dossier rigide Laguna 2 - Revêtement PU bi-extensible noir	126,07	133,00		 Cale-tronc
AP1552652		Cale-tronc droit amovible, réglable en largeur et en profondeur, pour dossier rigide Laguna 2 - Revêtement PU bi-extensible noir	126,07	133,00		
1491368		Tige porte-sérum avec support	100,47	106,00		 Plot d'abduction
AP1663114		Plot d'abduction, Revêtement PU bi-extensible noir	237,91	251,00		
<b>Rampes en accessoire</b>						
1440530		<b>Mono rampe pliante en fibre de verre</b> Dimensions repliée : 2000 x 230 mm 16,3 kg - capacité maximum : 300 kg	1 787,68	1 886,00		 1440530
1654128		<b>Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant</b> Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg	402,84	425,00		 1654128
1654129		<b>Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant</b> Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg	805,69	850,00		 1654129
1654130		<b>Mono rampe pliante en aluminium</b> Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg	426,54	450,00		 1654130