

**NOUVEAU**

Retrouvez les coussins  
d'assise et de dossier Vicair !

**VICAIR****UNIQUE**

Personnalisez votre fauteuil  
grâce aux fabrications  
spéciales **Unique** !

À partir de :  
**1 233,26 € TTC**

Codes LPPR :

- 9124689 - VHP, PROPULSION MANUELLE, PLIANT, A DOSSIER INCLINABLE, INVACARE : 603,65 €
- 9325590 - VHP, MANUEL, PLIANT, COUSSIN DE SIEGE OU DE DOSSIER AVEC HOUSSE, INVACARE : 34,90 €
- 1204839 - ESCARRES, COUSSIN VISCO, CLASSE II, INVACARE, MATRX CONTOUR VISCO, TECHNIQUE : 81,00 €
- 9324804 - VHP, PROPULSION MANUELLE, APPUI-TETE, INVACARE : 63,41 €
- 2 x 9325488 - VHP, MANUEL, REPOSE-JAMBE DROIT OU GAUCHE, REPOSE-PIED ARTICULE, INVACARE : 105,76 € x 2
- 2 x 9325554 - VHP, PROPULSION MANUELLE, GOUTTIERE DROITE OU GAUCHE, INVACARE : 119,39 € x 2


**UNIQUE**  
Designed by you. Built by us.
**Informations client**

Date :  
Référence d'achat :  
Code client :  
Cachet du distributeur :

**Caractéristiques produit**

Type de châssis	Pliant
Matière	Acier
Largeur d'assise	390 mm à 490 mm, réglable à + 50 mm
Inclinaison d'assise	+1° à -24° par vérins pneumatiques, à translation
Inclinaison de dossier	0 à 30° par vérins pneumatiques
Repose-jambes	Réglables de 0° à 80°
Coloris	Gris Perle
Poids total	A partir de 34 kg
Crash-testé	Oui
Positionnement	Compatible avec les produits <b>Bodypoint</b> , <b>Matrx</b> et <b>Vicair</b>
Poids max utilisateur	135 kg
Garantie	2 ans hors pièces d'usure

**Commandes**

Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace Invacare Pro** sur [www.invacare.fr](http://www.invacare.fr), ou commandez par e-mail à : [commandesfr@invacare.com](mailto:commandesfr@invacare.com)

Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas **Invacare®**.


**Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.**

Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases

Configuration standard

Option sans supplément de prix

Rea <sup>®</sup> Azalea <sup>®</sup>				Euros		
				Prix Public		LPPR*
CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC		
BNA0010	<input type="checkbox"/> Rea <sup>®</sup> Azalea <sup>®</sup>		1168,967	1233,26	1233,26	
<b>TYPES DE PROPULSION</b>						
BNA0025	<input type="checkbox"/> Standard	NC : 1076	◆	◆		
BNA0030	<input type="checkbox"/> Freins tambour à démontage rapide, commande tierce-personne	NC : 1072, 1074, 1095	213,27	225,00		
<b>ASSISE</b>						
<b>Largeur d'assise (SW)</b>						
BNA0040	<input type="checkbox"/> 390 mm - Réglable de 390 à 440 mm	NC : 0244, 0245, 0246, 0247	○	○		
BNA0050	<input type="checkbox"/> 440 mm - Réglable de 440 à 490 mm	NC : 0241, 0242, 0246, 0247	○	○		
BNA0060	<input type="checkbox"/> 490 mm - Réglable de 490 à 540 mm	NC : 0206, 0241, 0242, 0243, 0244	○	○		
<b>Pré-réglable en largeur de l'assise</b>						
BNA0065	<input type="checkbox"/> Livré avec réglage + 50 mm (à 440, 490 ou 540 mm)		○	○		
<b>Profondeur d'assise (SD)</b>						
BNA0100	<input type="checkbox"/> Réglable de 430 à 500 mm		◆	◆		
<b>Hauteur sol/siège (mesurée sans coussin)</b>						
BNA0110	<input type="checkbox"/> 400 mm uniquement avec roues arrière 22"	NC : 0370, 0476, 1015, 1022, 1025, 1062, 1266, 1268	○	○		
BNA0120	<input type="checkbox"/> 450 mm uniquement avec roues arrière 24"	NC : 1055	◆	◆		
<b>Inclinaison d'assise</b>						
BNA0127	<input type="checkbox"/> Inclinaison d'assise de -1° à +23° (+1° à 24° en standard)		○	○		
<b>Type d'assise</b>						
BNA0130	<input type="checkbox"/> Plane réglable en profondeur		◆	◆		
BNA0140	<input type="checkbox"/> Sur rail réglable en profondeur sans outil	NC : 0720	337,44	356,00		
<b>Coussin d'assise</b>						
BNA0164	<input type="checkbox"/> <b>Matrx Contour Visco NG</b> - coussin galbé hauteur 100 cm	NC : 0191,0201, 0202	◆	◆		
BNA0165	<input type="checkbox"/> <b>Flo-Shape</b> - coussin galbé hauteur 90 mm		-43,70	-46,10	-46,10	
BNA0167	<input type="checkbox"/> <b>Vicair Ajuster O2</b> - hauteur 100 mm, livré avec deux housses type charlotte	NC : 0191, 0201, 0202, 1225	498,07	525,46	-46,10	
BNA0175	<input type="checkbox"/> <b>Mistral</b> - coussin plat hauteur 70 mm	NC : 0191, 0201, 0202	-43,70	-46,10	-46,10	
BNA0179	<input type="checkbox"/> <b>Vicair Vector O2</b> - hauteur 100 mm, livré avec deux housses type charlotte	NC : 0191, 0201, 0202, 1225	642,08	677,39	-46,10	
<b>Coloris des garnitures de coussin</b>						
BNA0191	<input type="checkbox"/> Velours noir (TR35)		79,62	84,00		
BNA0201	<input type="checkbox"/> Revêtement PU bi-extensible noir (TR26)		◆	◆		
BNA0202	<input type="checkbox"/> Mesh micro-aéré noir (TR36)		○	○		
<b>DOSSIER</b>						
<b>Pré-réglage en largeur du dossier Flex 3 (livré avec coussin de dossier adapté)</b>						
BNA0205	<input type="checkbox"/> Livré avec réglage + 50 mm		○	○		
BNA0206	<input type="checkbox"/> Livré avec réglage + 100 mm	NC : 0220	○	○		
BNA0207	<input type="checkbox"/> Sans pré-réglage		◆	◆		
<b>Type de dossier</b>						
BNA0210	<input type="checkbox"/> Plaque dossier <b>Flex 3</b> - réglable en largeur et en hauteur de 560 à 790 mm	NC : 0235, 0240, 0241 à 0247, 0341, 0343, 0905	○	○		
BNA0215	<input type="checkbox"/> Plaque dossier <b>Laguna 2</b> - réglable en hauteur de 600 à 710 mm	NC : 0235, 0240, 0241 à 0247, 0260, 0270, 0335, 0343, 0905	◆	◆		
BNA0220	<input type="checkbox"/> Dossier <b>Flex 3</b> - réglable en tension, en largeur et en hauteur de 540 à 720 mm	NC : 0235, 0241 à 0247, 0277, 0341, 0343	○	○		
BNA0221	<input type="checkbox"/> Dossier <b>Matrx Elite E2</b>	NC : 0240, 0250, 0260, 0270, 276, 0277, 0311, 0321, 0322, 0341, 0800, 0810, 0880, 0890, 0905, 0920	717,98	757,47	757,47*	
BNA0223	<input type="checkbox"/> Dossier <b>Matrx Elite Deep E2</b>	NC : 0240, 0250, 0260, 0270, 0276, 0277, 0311, 0321, 0322, 0341, 0800, 0810, 0880, 0890, 0905, 0920	717,98	757,47	757,47*	
BNA0225	<input type="checkbox"/> Dossier <b>Matrx Posture Back</b>	NC : 0235, 0240, 0241 à 0247, 0250, 0260, 0270, 0276, 0277, 0311, 0321, 0322, 0335, 0341, 0800, 0810, 0880, 0890, 0905, 0920	717,98	757,47	757,47*	



\* 838,47 € - 81,00€ ( **Matrx Contour Visco NG** ) = 757,57 €

Rea <sup>®</sup> Azalea <sup>®</sup>				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
<b>Hauteur de dossier pour dossiers Matrx</b>						
BNA0233	<input type="checkbox"/>	Hauteur de dossier Matrx 410 mm - fixations <b>Mini</b>		○	○	
BNA0235	<input type="checkbox"/>	Hauteur de dossier Matrx 460 mm - fixations <b>Standard</b>		○	○	
BNA0234	<input type="checkbox"/>	Hauteur de dossier Matrx 510 mm - fixations <b>Standard</b>		○	○	
<b>Largeur du dossier Matrx</b>						
BNA0241	<input type="checkbox"/>	360 mm - largeur de buste indicative 265 mm		○	○	
BNA0242	<input type="checkbox"/>	380 mm - largeur de buste indicative 290 mm		○	○	
BNA0243	<input type="checkbox"/>	410 mm - largeur de buste indicative 315 mm		○	○	
BNA0244	<input type="checkbox"/>	430 mm - largeur de buste indicative 340 mm		○	○	
BNA0245	<input type="checkbox"/>	460 mm - largeur de buste indicative 370 mm		○	○	
BNA0246	<input type="checkbox"/>	480 mm - largeur de buste indicative 390 mm		○	○	
BNA0247	<input type="checkbox"/>	510 mm - largeur de buste indicative 420 mm		○	○	
<b>Coussin de dossier</b>						
BNA0240	<input type="checkbox"/>	<b>Latéral</b> , plat et large, hauteur 540 mm (conseillé pour dossier réglable en tension)		○	○	
BNA0250	<input type="checkbox"/>	<b>Laguna</b> , plat avec légers maintiens latéraux	NC : 0905	◆	◆	
BNA0260	<input type="checkbox"/>	<b>Mistral 2</b> , maintien de la taille, épaules dégagées	NC : 0322, 0905	146,92	155,00	
BNA0270	<input type="checkbox"/>	<b>Passad 2</b> , maintien du buste et des épaules	NC : 0905	217,06	229,00	
BNA0276	<input type="checkbox"/>	<b>Vicair Multifonction O2</b>	NC : 0311, 0321, 0322, 1225	640,48	675,71	
BNA0277	<input type="checkbox"/>	<b>Vicair Flex</b> - livré avec cales de dossier	NC : 0311, 0321, 0322, 1225	776,36	819,06	
<b>Garniture de dossier</b>						
BNA0311	<input type="checkbox"/>	Velours noir (TR35)		79,62	84,00	
BNA0321	<input type="checkbox"/>	Revêtement PU bi-extensible noir (TR26)		◆	◆	
BNA0322	<input type="checkbox"/>	Mesh micro-aéré noir (TR36)		○	○	
<b>Poignées à pousser</b>						
BNA0335 BNA0341 BNA0343	<input type="checkbox"/>	Poignées à pousser réglables en hauteur et amovibles		◆	◆	
BNA0345	<input type="checkbox"/>	Barre de poussée réglable en angle	NC : 1266, 1268	145,97	154,00	
<b>Inclinaison de l'assise et du dossier</b>						
BNA0350	<input type="checkbox"/>	MANUELLE par vérins pneumatiques, commande tierce-personne		◆	◆	
BNA0360	<input type="checkbox"/>	ELECTRIQUE par télécommande - Conforme à la norme EN 12184 : 2014	NC: 1263, 1266, 1268	995,26	1 050,00	
BNA1263	<input type="checkbox"/>	Système de verrouillage de l'inclinaison (dossier et/ou assise)		◆	◆	
<b>POTENCES</b>						
<b>Repose jambe central</b>						
BNA0370	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe central réglable en angle (de 80° à 50°) avec appui mollet et palettes articulées	NC : 0376, 0378, 0380, 0390, 0410, 0430, 0440, 0460, 0476, 0520, 0580, 0720, 0941, 0942, 0952, 0954, 0956	900,47	950,00	211,52
<b>Ajustement des potences et repose-jambes</b>						
BNA0375	<input type="checkbox"/>	Position standard		◆	◆	
BNA0376	<input type="checkbox"/>	Position haute (+ 50 mm) pour les utilisateurs de grande taille		109,00	115,00	
BNA0378	<input type="checkbox"/>	Support pour position à 85° - angulation du repose-jambe 10° à 85°	NC : 0390, 0410, 0440, 0460	52,13	55,00	
<b>Potence gauche (noire)</b>						
BNA0380	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet, protection de genou, UL réglable de 290 mm à 520 mm	NC : 0475, 0490, 0942	◆	◆	
BNA0390	<input type="checkbox"/>	Potence fixe à 80°, escamotable int/ext		○	○	-105,76
BNA0410	<input type="checkbox"/>	Support amputé	NC : 0475, 0476, 0490, 0510, 0520, 0941, 0942	140,28	148,00	-105,76



0240



0250



0260



0270

NOUVEAU

VICAIR

NOUVEAU



0345



0370



0380 / 0430



0390 / 0440

Rea <sup>®</sup> Azalea <sup>®</sup>				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
<b>Potence droite (noire)</b>						
BNA0430	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet, protection de genou, UL réglable de 290 mm à 520 mm	NC : 0475, 0550, 0942	◆	◆	
BNA0440	<input type="checkbox"/>	Potence fixe à 80°, escamotable int/ext		○	○	-105,76
BNA0460	<input type="checkbox"/>	Support amputé	NC : 0475, 0476, 0550,0570, 0580, 0941, 0942	140,28	148,00	-105,76
<b>PALETTES</b>						
<b>Palette monobloc</b>						
BNA0475	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc réglable en profondeur et en angle, <b>non réglable en largeur</b> - tube court	NC : 0490, 0510, 0520, 0550, 0570, 0580, 0952, 0954, 0956	202,84	214,00	
BNA0476	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc réglable en profondeur et en angle, <b>non réglable en largeur</b> - tube long	NC : 0490, 0510, 0520, 0550, 0570, 0580, 0952, 0954, 0956	249,29	263,00	
<b>Palette gauche</b>						
BNA0490	<input type="checkbox"/>	Réglable en profondeur et en angle, tube court, sangle talonnière		○	○	
BNA0510	<input type="checkbox"/>	Fixe, tube long, sangle talonnière	NC : 0952, 0954, 0956	○	○	-27,88
BNA0520	<input type="checkbox"/>	Réglable en profondeur, en angle, tube long ( <b>et en largeur si commandée avec repose-jambe</b> ), sangle talonnière		◆	◆	
<b>Palette droite</b>						
BNA0550	<input type="checkbox"/>	Réglable en profondeur et en angle, tube court, sangle talonnière		○	○	
BNA0570	<input type="checkbox"/>	Fixe, tube long, sangle talonnière	NC : 0952, 0954, 0956	○	○	-27,88
BNA0580	<input type="checkbox"/>	Réglable en profondeur, en angle, tube long ( <b>et en largeur si commandée avec repose-jambe</b> ), sangle talonnière		◆	◆	
<b>ACCOUDOIRS</b>						
<b>Accoudoir gauche (verrou d'accoudoir inclus)</b>						
BNA0600	<input type="checkbox"/>	Confort, réglable en hauteur de 230 à 340 mm	NC : 1232	○	○	-119,39
BNA0606	<input type="checkbox"/>	Gouttière étroite sans rotation, réglable en hauteur et en profondeur sur 70 mm <b>SANS OUTIL</b> (compatible avec la tablette)	NC : 1232	◆	◆	
BNA0610	<input type="checkbox"/>	Enveloppant, réglable en hauteur de 230 à 340 mm - Largeur d'assise utile - 20 mm	NC : 0680, 0690, 1230, 1231, 1233, 1250	○	○	-119,39
BNA0615	<input type="checkbox"/>	Gouttière à rotation latérale indéxée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 1230, 1231, 1233, 1240, 1245, 1250	○	○	
BNA0620	<input type="checkbox"/>	Manchette étroite, réglable en hauteur de 230 à 320 mm, pour demi-tablette gauche <b>UNIQUEMENT</b>	NC : 0690, 1230, 1231, 1240, 1245, 1250	○	○	-119,39
<b>Accoudoir droit (verrou d'accoudoir inclus)</b>						
BNA0630	<input type="checkbox"/>	Confort, réglable en hauteur de 230 à 340 mm	NC : 1233	○	○	-119,39
BNA0636	<input type="checkbox"/>	Gouttière étroite sans rotation, réglable en hauteur et en profondeur sur 70 mm <b>SANS OUTIL</b> (compatible avec la tablette)	NC : 1233	◆	◆	
BNA0640	<input type="checkbox"/>	Enveloppant, réglable en hauteur de 230 à 340 mm - Largeur d'assise utile - 20 mm	NC : 0680, 0690, 1230, 1231, 1232, 1250	○	○	-119,39
BNA0645	<input type="checkbox"/>	Gouttière à rotation latérale indéxée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 1230, 1231, 1232, 1240, 1245, 1250	○	○	
BNA0650	<input type="checkbox"/>	Manchette étroite, réglable en hauteur de 230 à 320 mm, pour demi-tablette droite <b>UNIQUEMENT</b>	NC : 0690, 1230, 1231, 1240, 1245, 1250	○	○	-119,39
<b>OPTIONS D'ASSISE</b>						
<b>Options d'accoudoir</b>						
BNA0680	<input type="checkbox"/>	Housses de protège-vêtements, la paire		69,19	73,00	
BNA0690	<input type="checkbox"/>	Coussins pour housses de protège-vêtements, la paire (uniquement avec 0680)		15,17	16,00	
<b>Options d'assise</b>						
BNA0710	<input type="checkbox"/>	Housse de coussin d'assise imperméable		41,71	44,00	
BNA0720	<input type="checkbox"/>	Plot d'abduction		246,45	260,00	



0410 / 0460



0475 / 0476




0510 / 0570



0520 / 0580 si potence 80°



0520 / 0580 si repose-jambe



0600 / 0630



0606 / 0636


















0610 / 0640






0615 / 0645










0720

Rea <sup>®</sup> Azalea <sup>®</sup>				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
<b>Options de dossier</b>						
<b>Appuis-tête</b>						
BNA0730	<input type="checkbox"/>	Appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables	NC : 0742, 0744, 0746, 0750, 0770	○	○	 
BNA0750	<input type="checkbox"/>	Appui-joue avec réglage latéral et oreillettes longues réglables	NC : 0740, 0742, 0744, 0746, 0770, 0780	225,59	238,00	0730 0750
BNA0731	<input type="checkbox"/>	Appui-tête <b>Matrix</b> Elan Standard (254 mm/10") housse respirante	NC : 0740, 0770	218,01	230,00	 
BNA0736	<input type="checkbox"/>	Appui-tête <b>Matrix</b> Elan 4 Points M (L280xH254 mm/L11"xH10") housse respirante	NC : 0740, 0770	408,53	431,00	0736
<b>Fixation appuis-tête Matrix</b>						
BNA0742	<input type="checkbox"/>	Fixation appui-tête <b>Matrix</b> Elan, multi-réglable		201,90	213,00	0731/
<b>Autres options appuis-tête</b>						
BNA0740	<input type="checkbox"/>	Housse de coussin d'appui-tête		54,03	57,00	
BNA0770	<input type="checkbox"/>	Appui-nuque		◆	◆	
BNA0782	<input type="checkbox"/>	Support appui-tête/appui-nuque universel		69,19	73,00	
BNA0790	<input type="checkbox"/>	Kit de 2 molettes de réglage pour appui-tête		29,38	31,00	0770
<b>Cale-tronc gauche</b>						
BNA0800	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc gauche, amovible, réglable en largeur, en profondeur et en hauteur - Revêtement PU bi-extensible noir TR26		174,41	184,00	
BNA0880	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc gauche, amovible, escamotable, réglable en angle, en largeur, en profondeur et en hauteur - Revêtement PU bi-extensible noir TR26		157,35	166,00	 0800 / 0810
<b>Cale-tronc droit</b>						
BNA0810	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc droit, amovible, réglable en largeur, en profondeur et en hauteur - Revêtement PU bi-extensible noir TR26		174,41	184,00	
BNA0890	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc droit, amovible, escamotable, réglable en angle, en largeur, en profondeur et en hauteur - Revêtement PU bi-extensible noir TR26		157,35	166,00	 0880 / 0890
<b>Autres options de dossier</b>						
BNA0905	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc pour dossier réglable en tension (la paire) (dimension du coussin : largeur : 35 mm, hauteur : 115 mm, profondeur 130 mm)		237,91	251,00	 0905
BNA0915	<input type="checkbox"/>	Indicateur d'inclinaison du dossier		67,30	71,00	
BNA0920	<input type="checkbox"/>	Kit de 2 cales de positionnement triangulaires (à insérer sous le coussin de dossier)		16,11	17,00	
<b>Options de potences / palettes</b>						
BNA0941	<input type="checkbox"/>	Revêtements rembourrés pour palettes		101,42	107,00	
BNA0942	<input type="checkbox"/>	Sangle appui-mollets confort rembourrée, Revêtement PU bi-extensible noir TR26		119,43	126,00	
BNA0952	<input type="checkbox"/>	Maintiens de cheville <b>Bodypoint</b> ouverte à boucle, ajustables sur le côté, Large (paire) - livrés non montés avec fixations		170,62	180,00	
BNA0954	<input type="checkbox"/>	Maintiens de cheville <b>Bodypoint</b> ouverte à boucle, ajustables sur le côté, Medium (paire) - livrés non montés avec fixations		170,62	180,00	0952 / 0954 / 0956
BNA0956	<input type="checkbox"/>	Maintiens de cheville <b>Bodypoint</b> ouverte à boucle, ajustables sur le côté, Small (paire) - livrés non montés avec fixations		161,14	170,00	
<b>CHASSIS</b>						
<b>Coloris de châssis</b>						
BNA0944	<input type="checkbox"/>	Gris perle		◆	◆	 
BNA0946	<input type="checkbox"/>	Bleu nuit		○	○	0944 0946
BNA0947	<input type="checkbox"/>	Sable		○	○	 
BNA0948	<input type="checkbox"/>	Vert électrique		○	○	0947 0948
BNA0949	<input type="checkbox"/>	Rouge vif		○	○	 0949
<b>Extension de châssis</b>						
BNA0950	<input type="checkbox"/>	Extension de châssis + 50 mm		87,20	92,00	 0950
<b>Fixation des fourches</b>						
BNA0960	<input type="checkbox"/>	Fixes		◆	◆	

Rea <sup>®</sup> Azalea <sup>®</sup>				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
<b>Roues avant</b>						
BNA0982	<input type="checkbox"/>	5,5" x 1.3/4" - 140 x 45 mm - Bandage noir souple		36,02	38,00	
BNA0992	<input type="checkbox"/>	6" x 1.1/4" - 150 x 30 mm - Bandage noir souple		58,77	62,00	
BNA1015	<input type="checkbox"/>	8" x 1.1/4" - 200 x 32 mm - Bandage noir		◆	◆	
BNA1022	<input type="checkbox"/>	8" x 1.1/4" - 200 x 32 mm - Pneumatique noir		○	○	
BNA1025	<input type="checkbox"/>	8" x 2" - 200 x 45 mm - Bandage noir		126,07	133,00	
<b>ROUES ARRIERE</b>						
<b>Diamètre des roues arrière</b>						
BNA1055	<input type="checkbox"/>	22" - 560 mm avec axes à démontage rapide	NC : 1266	○	○	
BNA1062	<input type="checkbox"/>	24" - 600 mm avec axes à démontage rapide		◆	◆	
<b>Type de roues arrière</b>						
BNA1072	<input type="checkbox"/>	Standard (moyeu noir, jante grise et rayons gris)	NC : 1120	◆	◆	
BNA1074	<input type="checkbox"/>	Renforcée (moyeu gris, jante grise, et rayons gris renforcés en acier)		36,02	38,00	
BNA1076	<input type="checkbox"/>	Frein tambour (moyeu frein tambour gris, jante grise et rayons gris renforcés en acier)	NC : 1086	○	○	
<b>Type de revêtement roues arrière</b>						
BNA1082	<input type="checkbox"/>	Pneumatique noir à crampons 1.3/8" - 35 mm		○	○	
BNA1086	<input type="checkbox"/>	Pneumatique noir fin et lisse - moyenne pression 1" - 25 mm		○	○	
BNA1092	<input type="checkbox"/>	Bandage noir 1.3/8" - 35 mm		◆	◆	
<b>Mains-courantes</b>						
BNA1100	<input type="checkbox"/>	Aluminium		◆	◆	
BNA1120	<input type="checkbox"/>	Anti-dérapantes noires		200,00	211,00	
<b>OPTIONS DE CHASSIS</b>						
<b>Protège-rayons</b>						
BNA1160	<input type="checkbox"/>	Protège-rayons "Frost"		219,91	232,00	
<b>SECURITE</b>						
BNA1170	<input type="checkbox"/>	Freins à tirer		◆	◆	
BNA1180	<input type="checkbox"/>	Freins à câble à commande unilatérale à gauche		327,01	345,00	
BNA1185	<input type="checkbox"/>	Freins à câble à commande unilatérale à droite		327,01	345,00	
<b>Ceintures</b>						
BNA1200	<input type="checkbox"/>	Ceinture de maintien - boucle plastique		73,93	78,00	
BNA1201	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 2 points, Medium, Flat-Mount TM		120,38	127,00	
BNA1202	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 2 points, Large, Flat-Mount TM		127,01	134,00	
BNA1203	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 4 points, Medium, Flat-Mount TM		134,60	142,00	
BNA1204	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 4 points, Large, Flat-Mount TM		142,18	150,00	
<b>Harnais</b>						
BNA1206	<input type="checkbox"/>	Harnais d'épaule PivotFit Dynamic, MD, Medium, Cinch-Mount	Uniquement avec dossiers Matrix ou avec appui-tête/nuque	220,85	233,00	
BNA1207	<input type="checkbox"/>	Harnais d'épaule PivotFit Dynamic, MD, Large, Cinch-Mount	Uniquement avec dossiers Matrix ou avec appui-tête/nuque	227,49	240,00	
<b>Accroche-taxi</b>						
BNA1225	<input type="checkbox"/>	Kit accroche-taxi	NC: 1266, 1268	24,64	26,00	
<b>OPTIONS DE POSITIONNEMENT</b>						
<b>Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.</b>						
						
<b>AUTRES OPTIONS</b>						
<b>Tablettes</b>						
BNA1230	<input type="checkbox"/>	Tablette amovible réglable en profondeur	NC : 1237	72,83	76,84	76,84
BNA1231	<input type="checkbox"/>	Tablette amovible réglable en profondeur avec coussins appui-coudes	NC : 1237	154,50	163,00	76,84
BNA1232	<input type="checkbox"/>	Demi-tablette escamotable à gauche	NC : 1235	72,83	76,84	76,84
BNA1233	<input type="checkbox"/>	Demi-tablette escamotable à droite	NC : 1235	72,83	76,84	76,84
BNA1240	<input type="checkbox"/>	Tablette escamotable	NC : 1235, 1237, 1250	300,47	317,00	76,84
BNA1245	<input type="checkbox"/>	Tablette escamotable avec coussins appui-coudes	NC : 1235, 1237, 1250	348,82	368,00	76,84



Rea <sup>®</sup> Azalea <sup>®</sup>				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
<b>Coussins de tablette</b>						
BNA1235	<input type="checkbox"/>	Coussin de tablette		104,27	110,00	
BNA1237	<input type="checkbox"/>	Coussin pour demi-tablette		90,05	95,00	
<b>Autres options</b>						
BNA1250	<input type="checkbox"/>	Goupille de verrouillage pour tablette		59,72	63,00	
BNA1266	<input type="checkbox"/>	Fixation pour assistance électrique à la poussée et au freinage pour la tierce-personne <b>alber viamobil V25</b>	NC : 1268	313,74	331,00	 1240
BNA1268	<input type="checkbox"/>	Fixation pour assistance électrique à la poussée et au freinage pour la tierce-personne <b>alber viaplus</b>		414,25	437,03	 1245
BNA1268	<input type="checkbox"/>	Fixation pour assistance électrique à la poussée et au freinage pour la tierce-personne <b>alber viaplus</b>		414,25	437,03	 1237
BNA1300	<input type="checkbox"/>	Attache pour harnais		78,67	83,00	 1300
BNA1310	<input type="checkbox"/>	Kit d'attaches pour ceinture de positionnement		28,44	30,00	
BNA1320	<input type="checkbox"/>	Tige porte-sérum		105,21	111,00	
<b>Rampes en accessoire</b>						
1654128	<input type="checkbox"/>	<b>Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant</b> Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		402,84	425,00	 1654128
1654129	<input type="checkbox"/>	<b>Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant</b> Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		805,69	850,00	 1654129
1654130	<input type="checkbox"/>	<b>Mono rampe pliante en aluminium</b> Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00	 1654130