

FRMP



Retrouvez les versions stock du **Rea® Azalea®** en page 2 et la version configurée en page 3

Profitez de la gouttière hémiplegique et des appuis palmaires grâce à Unique !

Retrouvez le **Rea® Azalea® Max** en page 9

Prix public TTC (LPPR/PLV)

2 753,00 € TTC

Forfait MAD Niveau 3 : 375,00 € (LPPR)

Forfait de livraison : 50,00 (LPPR)

Prescripteurs :

- Médecins spécialistes MPR
- Médecins titulaires d'un DU Appareillage
- Ergothérapeutes



Informations client

Date :



Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :

Caractéristiques produit

Type de châssis	Pliant
Matière	Acier
Assise	Réglable en largeur (+50mm) et profondeur (de 430 à 500 mm)
Largeur d'assise	390 mm à 490 mm, réglable à + 50 mm
Inclinaison d'assise	+1° à -24° et +25° par vérins pneumatiques, à translation
Inclinaison de dossier	0 à 30° par vérins pneumatiques
Repose-jambes	Réglables de 0° à 80°
Poids total	A partir de 34 kg
Crash-testé	Oui
Poids max utilisateur	135 kg
Garantie	2 ans hors pièces d'usure

Commandes



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace DHCare Pro** sur www.dhcare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@dhcare.com

Les codes et montants LPPR/PLV sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas DHCare. Les tarifs publics et les options sans supplément de prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être revus sans délai pour toute nouvelle commande.

Utilisez le configurateur en ligne sur DHCare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.

☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases

☒ Configuration standard

☐ Option sans supplément de prix

Rea [®] Azalea [®] S - les versions Stock			Euros		
			Prix Public		LPPR/PLV
CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC	
Rea [®] Azalea [®] S Visco - Dossier réglable en tension Flex 3 - Coloris Bleu Nuit					
Coussin de dossier Latéral hauteur 540 mm + coussin d'assise Matrx Contour Visco_{NG} . Hauteur sol/siège avant 450 mm . Roues arrière 24" bandage noir & roues avant 8" (200 x 32 mm) bandage noir, accoudoirs gouttières étroites sans rotation.					
Code LPPR : 9539433 - VPH, Achat neuf, FRMP : 2753,00 € + 1204839 - Matrx Contour Visco_{NG} : 81,00 €					
1572609	Largeur d'assise 390 mm, réglable de 390 à 440 mm		2 686,26	2 834,00	2 834,00
1572610	Largeur d'assise 440 mm, réglable de 440 à 490 mm		2 686,26	2 834,00	2 834,00
1572611	Largeur d'assise 490 mm, réglable de 490 à 540 mm		2 686,26	2 834,00	2 834,00
Rea [®] Azalea [®] S - Dossier réglable en tension Flex 3 - Coloris Bleu Nuit					
Coussin de dossier Latéral hauteur 540 mm + coussin d'assise Mistral . Hauteur sol/siège avant 450 mm . Roues arrière 24" bandage noir & roues avant 8" (200 x 32 mm) bandage noir, accoudoirs gouttières étroites sans rotation.					
Code LPPR : 9539433 - VPH, Achat neuf, FRMP : 2753,00 €					
1572657	Largeur d'assise 390 mm, réglable de 390 à 440 mm		2 609,48	2 753,00	2 753,00
1572658	Largeur d'assise 440 mm, réglable de 440 à 490 mm		2 609,48	2 753,00	2 753,00
1572659	Largeur d'assise 490 mm, réglable de 490 à 540 mm		2 609,48	2 753,00	2 753,00
Rea [®] Azalea [®] S Visco - Dossier rigide Laguna 2 - Coloris Gris					
Coussin de dossier Laguna + coussin d'assise Matrx Contour Visco_{NG} . Hauteur sol/siège avant 450 mm . Roues arrière 24" bandage noir & roues avant 8" (200 x 32 mm) bandage noir, accoudoirs gouttières étroites sans rotation.					
Code LPPR : 9539433 - VPH, Achat neuf, FRMP : 2753,00 € + 1204839 - Matrx Contour Visco_{NG} : 81,00 €					
1572606	Largeur d'assise 390 mm, réglable de 390 à 440 mm		2 686,26	2 834,00	2 834,00
1572607	Largeur d'assise 440 mm, réglable de 440 à 490 mm		2 686,26	2 834,00	2 834,00
1572608	Largeur d'assise 490 mm, réglable de 490 à 540 mm		2 686,26	2 834,00	2 834,00
Rea [®] Azalea [®] S - Dossier rigide Laguna 2 - Coloris Gris					
Coussin de dossier Laguna + coussin d'assise Mistral . Hauteur sol/siège avant 450 mm . Roues arrière 24" bandage noir & roues avant 8" (200 x 32 mm) bandage noir, accoudoirs gouttières étroites sans rotation.					
Code LPPR : 9539433 - VPH, Achat neuf, FRMP : 2753,00 €					
1572654	Largeur d'assise 390 mm, réglable de 390 à 440 mm		2 609,48	2 753,00	2 753,00
1572655	Largeur d'assise 440 mm, réglable de 440 à 490 mm		2 609,48	2 753,00	2 753,00
1572656	Largeur d'assise 490 mm, réglable de 490 à 540 mm		2 609,48	2 753,00	2 753,00
ACCESSOIRES (livrés séparément)					
1631220	Invacare Matrx Contour Visco_{NG} , portance très ferme. Hauteur 90 mm, largeur 355 mm, profondeur 530 mm. Poids max utilis. : 100 kg		67,50	81,00	81,00 (12)
1631221	Invacare Matrx Contour Visco_{NG} , portance très ferme. Hauteur 90 mm, largeur 405 mm, profondeur 530 mm. Poids max utilis. : 120 kg		67,50	81,00	81,00 (12)
1631223	Invacare Matrx Contour Visco_{NG} , portance très ferme. Hauteur 90 mm, largeur 455 mm, profondeur 530 mm. Poids max utilis. : 130 kg		67,50	81,00	81,00 (12)
1631224	Invacare Matrx Contour Visco_{NG} , portance très ferme. Hauteur 90 mm, largeur 505 mm, profondeur 530 mm. Poids max utilis. : 140 kg		67,50	81,00	81,00 (12)
1631222	Invacare Matrx Contour Visco_{NG} , portance très ferme. Hauteur 80 mm, largeur 555 mm, profondeur 530 mm. Poids minimum utilisateur : 60 kg. Poids max utilis. : 140 kg		67,50	81,00	81,00 (12)
SP1681978	Cale-tronc gauche, amov., escam., réglable en angle, en largeur, en profondeur et en hauteur, pour dossier régl. en tension Flex 3 - Revêtement PU bi-extensible noir	NOUVEAU	118,48	125,00	600 (4)
SP1681979	Cale-tronc droit, amov., escam., réglable en angle, en largeur, en profondeur et en hauteur, pour dossier régl. en tension Flex 3 - Revêtement PU bi-extensible noir	NOUVEAU	118,48	125,00	600 (4)
AP1681997	Cale-tronc gauche, amov., escam., réglable en angle, en largeur, en profondeur et en hauteur, pour dossier Laguna 2 - Revêtement PU bi-extensible noir	NOUVEAU	118,48	125,00	600 (4)
AP1681998	Cale-tronc droit, amov., escam., réglable en angle, en largeur, en profondeur et en hauteur, pour dossier Laguna 2 - Revêtement PU bi-extensible noir	NOUVEAU	118,48	125,00	600 (4)
1491368	Tige porte-sérum avec support		100,47	106,00	
AP1663114	Plot d'abduction, Revêtement PU bi-extensible noir		237,91	251,00	600 (4)
(4) Code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 €					
(12) Code LPPR : 1204839 - Escarres, coussin visco. Classe II. Invacare. Matrx Contour Visco. Technique					



Contour ViscoNG



Cale tronc



Plot d'abduction




Contour ViscoNG



Cale tronc



Plot d'abduction

Rea® Azalea® - Version configurée			Euros				
			Prix Public	LPPR/PLV			
CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC		
BNA0010	☐	Rea® Azalea® FRMP - Code LPPR 9539433		2609,48	2 753,00	2753,00	
TYPE D'AZALEA							
BNA0010	☐	Rea® Azalea® (profondeur réglable de 450 à 500 mm)	NC : 0090	○	○		
BNC0014	☐	Rea® Azalea® Minor (largeur d'assise 340 mm, profondeur réglable de 380 à 450 mm, coussin d'assise Flo-Shape et dossier Flex 2)	NC : 0042, 0043, 0125, 0140, 0168, 0169, 0240, 0270, 0276, 0277, 0360, 0370, 0376, 0905 , 0952	○	○		
BNH0019	☐	Rea® Azalea® Tall (Profondeur d'assise réglable de 480 à 550 mm, hauteur d'assise 500 mm)	NC : 0042, 0090	○	○		
TYPE DE PROPULSION							
BNA0020	☐	Version Assist (roues 16"), avec freins tambour		○	○		
BNA0025	☐	Standard	NC : 1076	◆	◆		
BNA0030	☐	Freins tambour à démontage rapide, commande tierce-personne	NC : 1072, 1074	○	○		
PACKS DE POSITIONNEMENT							
BNA0042	☐	PACK 1 : Coussin d'assise Vicair au choix + Coussin de dossier Vicair au choix + Ceinture BodyPoint au choix + Appui-joue		1289,10	1360,00	1360,00 (4 + 5 + 1)	
BNA0043	☐	PACK 2 : Coussin d'assise Matrx Libra ou Flo-tech Solution Xtra + Dossier Matrx au choix + Harnais BodyPoint au choix + Ceinture Bodypoint au choix + Appui-joue	NC : 0731, 0736	1289,10	1360,00	1360,00 (4 + 5 + 1)	
ASSISE							
Largeur d'assise (SW)							
BNA0038	☐	340 mm - réglable de 340 à 390 mm	NC : 0244, 0245, 0246, 0247	○	○		
BNA0040	☐	390 mm - Réglable de 390 à 440 mm	NC : 0244, 0245, 0246, 0247	○	○		
BNA0050	☐	440 mm - Réglable de 440 à 490 mm	NC : 0241, 0242, 0246, 0247	○	○		
BNA0060	☐	490 mm - Réglable de 490 à 540 mm	NC : 0206, 0241, 0242, 0243, 0244	○	○		
Pré-réglable en largeur de l'assise							
BNA0065	☐	Livré avec réglage + 50 mm (à 390, 440, 490 ou 540 mm)		○	○		
Profondeur d'assise (SD)							
BNA0090	☐	Réglable de 380 à 450 mm		○	○		
BNA0100	☐	Réglable de 430 à 500 mm		◆	◆		
Hauteur sol/siège (mesurée sans coussin)							
BNA0110	☐	400 mm uniquement avec roues arrière 22"	NC : 0370, 0476, 1015, 1022, 1025, 1062, 1266, 1268	○	○		
BNA0120	☐	450 mm uniquement avec roues arrière 24"	NC : 1055	◆	◆		
BNA0125	☐	500 mm uniquement pour Azalea Tall		○	○		
Inclinaison d'assise							
BNA0127	☐	Inclinaison d'assise de -1° à +23° (+1° à 24° en standard)		○	○		
Type d'assise							
BNA0130	☐	Plane réglable en profondeur		◆	◆		
BNA0140	☐	Sur rail réglable en profondeur sans outil	NC : 0720	○	○		
Coussin d'assise							
BNA0164	☐	Matrx Contour Visco NG - coussin galbé hauteur 100 cm, livré avec deux housses noires	NC : 0191,0201, 0202	76,78	81,00	81,00 (12)	
BNA0165	☐	Flo-Shape - coussin galbé hauteur 90 mm		◆	◆		
BNA0167	☐	Vicair Ajuster O2 - hauteur 100 mm, livré avec deux housses type charlotte	NC : 0191, 0201, 0202	568,72	600,00	600,00 (5)	
BNA0168	☐	Matrx Libra - hauteur 70 mm, livré avec deux housses noires		426,54	450,00	600,00 (5)	
BNA0169	☐	Flo-tech Solution Xtra - hauteur 70 mm, livré avec deux housses noires		426,54	450,00	600,00 (5)	
BNA0175	☐	Mistral - coussin plat hauteur 70 mm	NC : 0191, 0201, 0202	○	○		
BNA0179	☐	Vicair Vector O2 - hauteur 100 mm, livré avec deux housses type charlotte	NC : 0191, 0201, 0202, 1225	568,72	600,00	600,00 (5)	
(1) code LPPR : 9913245 - VPH, adjonction, supplément appui-tête réglable, DHCare - 160,00 € (4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 € (5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 € (12) code LPPR : 1204839 - Escarres, coussin visco, Classe II, Invacare, Matrx Contour Visco, Technique - 81,00 €							


Rea® Azalea®			Euros		
			Prix Public		LPPR/PLV
			HT	TTC	
Profondeur de coussin, uniquement pour coussins Libra et Solution Xtra					
BNA0182	☐	Court (405 mm pour Libra , 430 mm pour Solution Xtra)	☐	☐	
BNA0183	☐	Long (455 mm pour Libra et Solution Xtra)	☐	☐	
Premier accessoire de positionnement facultatif, uniquement pour coussins Libra et Solution Xtra					
BNA0186	☐	Biseau fessier, la paire	☐	☐	
BNA0187	☐	Plot d'abduction	☐	☐	
BNA0188	☐	Biseau latéral	☐	☐	
BNA0189	☐	Biseau crural	☐	☐	
Second accessoire de positionnement facultatif, uniquement pour coussins Libra et Solution Xtra					
BNA0186	☐	Biseau fessier, la paire	☐	☐	
BNA0187	☐	Plot d'abduction	☐	☐	
BNA0188	☐	Biseau latéral	☐	☐	
BNA0189	☐	Biseau crural	☐	☐	
Coloris des garnitures de coussin					
BNA0191	☐	Velours noir (TR35)	☐	☐	
BNA0201	☐	Revêtement PU bi-extensible noir (TR26)	☒	☒	
BNA0202	☐	Mesh micro-aéré noir (TR36)	☐	☐	
DOSSIER					
Pré-réglage en largeur du dossier Flex 3 (livré avec coussin de dossier adapté)					
BNA0205	☐	Livré avec réglage + 50 mm	☐	☐	
BNA0206	☐	Livré avec réglage + 100 mm	NC : 0220	☐	☐
BNA0207	☐	Sans pré-réglage	☒	☒	
Type de dossier					
BNA0210	☐	Plaque dossier Flex 3 - réglable en largeur et en hauteur de 560 à 790 mm	NC : 0235, 0240, 0241 à 0247, 0341, 0343, 0905	☐	☐
BNA0215	☐	Plaque dossier Laguna 2 - réglable en hauteur de 600 à 710 mm	NC : 0235, 0240, 0241 à 0247, 0260, 0270, 0335, 0343, 0905	☒	☒
BNA0217	☐	Dossier Flex 2 - réglable en tension, équipé d'un tendeur de dossier		☐	☐
BNA0218	☐	Plaque dossier, Flex 2 - réglable en hauteur		☐	☐
BNA0219	☐	Dossier Flex 3 +- réglable en tension, en largeur et en hauteur de 540 à 720 mm, équipé d'un tendeur de dossier <i>Permet un double réglage en inclinaison du haut et du bas du dossier</i>	NOUVEAU	189,57	200,00 600,00 (4)
BNA0220	☐	Dossier Flex 3 - réglable en tension, en largeur et en hauteur de 540 à 720 mm, équipé d'un tendeur de dossier	NC : 0235, 0241 à 0247, 0277, 0341, 0343	☐	☐
BNA0221	☐	Dossier Matrx Elite E2	NC : 0240, 0250, 0260, 0270, 276, 0277, 0311, 0321, 0322, 0341, 0800, 0810, 0880, 0890, 0905, 0920	568,72	600,00 600,00 (4)
BNA0223	☐	Dossier Matrx Elite Deep E2	NC : 0240, 0250, 0260, 0270, 0276, 0277, 0311, 0321, 0322, 0341, 0800, 0810, 0880, 0890, 0905, 0920	568,72	600,00 600,00 (4)
BNA0225	☐	Dossier Matrx Posture Back	NC : 0235, 0240, 0241 à 0247, 0250, 0260, 0270, 0276, 0277, 0311, 0321, 0322, 0335, 0341, 0800, 0810, 0880, 0890, 0905, 0920	568,72	600,00 600,00 (4)
Hauteur de dossier pour dossiers Matrx					
BNA0233	☐	Hauteur de dossier Matrx 410 mm - fixations Mini		☐	☐
BNA0235	☐	Hauteur de dossier Matrx 460 mm - fixations Standard		☐	☐
BNA0234	☐	Hauteur de dossier Matrx 510 mm - fixations Standard		☐	☐
Largeur du dossier Matrx					
BNA0241	☐	360 mm - largeur de buste indicative 265 mm		☐	☐
BNA0242	☐	380 mm - largeur de buste indicative 290 mm		☐	☐
BNA0243	☐	410 mm - largeur de buste indicative 315 mm		☐	☐
BNA0244	☐	430 mm - largeur de buste indicative 340 mm		☐	☐
BNA0245	☐	460 mm - largeur de buste indicative 370 mm		☐	☐
BNA0246	☐	480 mm - largeur de buste indicative 390 mm		☐	☐
BNA0247	☐	510 mm - largeur de buste indicative 420 mm		☐	☐
(4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 €					
(5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 €					



0210



0215



0219



0220




Matrx Elite E2 / Elite Deep E2



0210



0215



0219



0220



**Matrx Elite E2
/ Elite Deep
E2**

Rea® Azalea®			Euros		
			Prix Public		LPPR/PLV
			HT	TTC	
Coussin de dossier					
BNA0240	☐	Latéral, plat et large, hauteur 540 mm (conseillé pour dossier réglable en tension)	○	○	
BNA0250	☐	Laguna, plat avec légers maintiens latéraux	◆	◆	
BNA0260	☐	Mistral 2, maintien de la taille, épaules dégagées	○	○	
BNA0270	☐	Passad 2, maintien du buste et des épaules	○	○	
BNA0276	☐	Vicair Multifonction O2	568,72	600,00	600,00 (4)
BNA0277	☐	Vicair Flex - livré avec cales de dossier	568,72	600,00	600,00 (4)
Garniture de dossier					
BNA0311	☐	Velours noir (TR35)	○	○	
BNA0321	☐	Revêtement PU bi-extensible noir (TR26)	◆	◆	
BNA0322	☐	Mesh micro-aéré noir (TR36)	○	○	
Poignées à pousser					
BNA0335	☐	Poignées à pousser réglables en hauteur et amovibles	◆	◆	
BNA0340					
BNA0341					
BNA0343					
BNA0345	☐	Barre de poussée réglable en angle	○	○	
Inclinaison de l'assise et du dossier					
BNA0350	☐	MANUELLE par vérins pneumatiques, commande tierce-personne	◆	◆	
BNA0360	☐	ELECTRIQUE par télécommande - Conforme à la norme EN 12184 : 2014	900,47	950,00	Sur devis (9)
BNA1263	☐	Système de verrouillage de l'inclinaison (dossier et/ou assise)	◆	◆	
POTENCES					
Repose jambe central					
BNA0370	☐	Repose-jambe central réglable en angle (de 80° à 50°) avec appui mollet et palettes articulées	○	○	
Ajustement des potences et repose-jambes					
BNA0375	☐	Position standard	◆	◆	
BNA0376	☐	Position haute (+ 50 mm) pour les utilisateurs de grande taille	○	○	
BNA0378	☐	Support pour position à 85° - angulation du repose-jambe 10° à 85°	○	○	
Potence gauche (noire), escamotable et amovible					
BNA0380	☐	Repose-jambe réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet réglables en hauteur, en profondeur et pivotant, protection de genou, UL réglable de 290 mm à 520 mm	◆	◆	
BNA0390	☐	Potence fixe à 80°, escamotable int/ext	○	○	
BNA0410	☐	Support amputé	○	○	
Potence droite (noire), escamotable et amovible					
BNA0430	☐	Repose-jambe réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet réglables en hauteur, en profondeur et pivotant, protection de genou, UL réglable de 290 mm à 520 mm	◆	◆	
BNA0440	☐	Potence fixe à 80°, escamotable int/ext	○	○	
BNA0460	☐	Support amputé	○	○	
PALETTES					
Palette monobloc, réglable en hauteur					
BNA0475	☐	Palette monobloc réglable en profondeur et en angle, non réglable en largeur - tube court	○	○	
BNA0476	☐	Palette monobloc réglable en profondeur et en angle, non réglable en largeur - tube long	○	○	
(4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 € (9) code LPPR : 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant FRMP - sur devis					



0240



0250



0260



0270



0345



0370



0380 / 0430



0390 / 0440



0410 / 0460



0475 / 0476





0240



0250



0260



0270



0345



0370



0380 / 0430



0390 / 0440








0410 / 0460



0475 / 0476

Rea® Azalea®				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
Palette gauche, relevable et réglable en hauteur						
BNA0490	☐	Réglable en profondeur et en angle, tube court, sangle talonnière		○	○	
BNA0510	☐	Fixe, tube long, sangle talonnière	NC : 0952, 0954, 0956	○	○	
BNA0520	☐	Réglable en profondeur, en angle, tube long (et en largeur si commandée avec repose-jambe), sangle talonnière		◆	◆	
Palette droite, relevable et réglable en hauteur						
BNA0550	☐	Réglable en profondeur et en angle, tube court, sangle talonnière		○	○	
BNA0570	☐	Fixe, tube long, sangle talonnière	NC : 0952, 0954, 0956	○	○	
BNA0580	☐	Réglable en profondeur, en angle, tube long (et en largeur si commandée avec repose-jambe), sangle talonnière		◆	◆	
ACCOUDOIRS						
Accoudoir gauche, réglable en largeur, en hauteur et en profondeur (verrou d'accoudoir inclus)						
BNA0600	☐	Confort, réglable en hauteur de 230 à 340 mm	NC : 1232	◆	◆	
DE258440	☐	Gouttière concave HÉMI, avec appui palmaire plat et accoudoir BNA0600	Fabrication spéciale, choisir BNA0600 NOUVEAU	331,75	350,00	600,00 (4)
DE260267	☐	Gouttière concave HÉMI, avec appui palmaire bombé et accoudoir BNA0600	Fabrication spéciale, choisir BNA0600 NOUVEAU	331,75	350,00	600,00 (4)
DE258442	☐	Gouttière concave HÉMI, avec appui palmaire à corne et accoudoir BNA0600	Fabrication spéciale, choisir BNA0600 NOUVEAU	331,75	350,00	600,00 (4)
BNA0606	☐	Gouttière étroite sans rotation, réglable en hauteur et en profondeur sur 70 mm SANS OUTIL (compatible avec la tablette)	NC : 1232	○	○	
BNA0610	☐	Enveloppant, réglable en hauteur de 230 à 340 mm - Largeur d'assise utile - 20 mm	NC : 0690, 1230, 1231, 1233, 1250	○	○	
BNA0615	☐	Gouttière à rotation latérale indexée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 1230, 1231, 1233, 1240, 1245, 1250	○	○	
BNA0620	☐	Manchette étroite, réglable en hauteur de 230 à 320 mm, pour demi-tablette gauche UNIQUEMENT	NC : 0690, 1230, 1231, 1240, 1245, 1250	○	○	
Accoudoir droit, réglable en largeur, en hauteur et en profondeur (verrou d'accoudoir inclus)						
BNA0630	☐	Confort, réglable en hauteur de 230 à 340 mm	NC : 1233	◆	◆	
DE258439	☐	Gouttière concave HÉMI, avec appui palmaire plat et accoudoir BNA0630	Fabrication spéciale, choisir BNA0630 NOUVEAU	331,75	350,00	600,00 (4)
DE260266	☐	Gouttière concave HÉMI, avec appui palmaire bombé et accoudoir BNA0630	Fabrication spéciale, choisir BNA0630 NOUVEAU	331,75	350,00	600,00 (4)
DE258441	☐	Gouttière concave HÉMI, avec appui palmaire à corne et accoudoir BNA0630	Fabrication spéciale, choisir BNA0630 NOUVEAU	331,75	350,00	600,00 (4)
BNA0636	☐	Gouttière étroite sans rotation, réglable en hauteur et en profondeur sur 70 mm SANS OUTIL (compatible avec la tablette)	NC : 1233	○	○	
BNA0640	☐	Enveloppant, réglable en hauteur de 230 à 340 mm - Largeur d'assise utile - 20 mm	NC : 0690, 1230, 1231 1250	○	○	
BNA0645	☐	Gouttière à rotation latérale indexée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 1230, 1231, 1232, 1240, 1245, 1250	○	○	
BNA0650	☐	Manchette étroite, réglable en hauteur de 230 à 320 mm, pour demi-tablette droite UNIQUEMENT	NC : 0690, 1230, 1231, 1240, 1245, 1250	○	○	
OPTIONS D'ASSISE						
Options d'accoudoir						
BNA0680	☐	Housses de protège-vêtements, la paire		○	○	
BNA0690	☐	Coussins pour housses de protège-vêtements, la paire (uniquement avec 0680)		○	○	
Options d'assise						
BNA0710	☐	Housse de coussin d'assise imperméable		○	○	
BNA0720	☐	Plot d'abduction		236,97	250,00	600,00 (5)
Options de dossier						
Appuis-tête						
BNA0730	☐	Appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglable (avec outils)	NC : 0742, 0750, 0770	○	○	
BNA0750	☐	Appui-joue avec réglage latéral et oreillettes longues réglables	NC : 0740, 0742, 0770	○	○	○
(1) code LPPR : 9913245 - VPH, adjonction, supplément appui-tête réglable - 160,00 € (5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 €						

Rea® Azalea®				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
BNA0731	☐	Appui-tête Matrix Elan Standard (254 mm/10") housse respirante	NC : 0740, 0770	○	○	○
BNA0736	☐	Appui-tête Matrix Elan 4 Points M (L280xH254 mm/L11"xH10") housse respirante	NC : 0740, 0770	○	○	○
Fixation appuis-tête Matrix						
BNA0742	☐	Fixation appui-tête Matrix Elan, multi-réglable		○	○	
Autres options appuis-tête						
BNA0740	☐	Housse de coussin d'appui-tête		○	○	
BNA0770	☐	Appui-nuque		◆	◆	
BNA0782	☐	Support appui-tête/appui-nuque universel		○	○	
BNA0790	☐	Kit de 2 molettes de réglage pour appui-tête		○	○	
Cale-tronc gauche						
BNA0800	☐	Cale-tronc gauche, amovible, réglable en largeur, en profondeur et en hauteur - Revêtement PU bi-extensible noir TR26		94,79	100,00	600,00 (4)
BNA0880	☐	Cale-tronc gauche, escamotable, réglable en angle, en largeur, en profondeur et en hauteur	NOUVEAU	118,48	125,00	600,00 (4)
Cale-tronc droit						
BNA0810	☐	Cale-tronc droit, amovible, réglable en largeur, en profondeur et en hauteur - Revêtement PU bi-extensible noir TR26		94,79	100,00	600,00 (4)
BNA0890	☐	Cale-tronc droit, escamotable, réglable en angle, en largeur, en profondeur et en hauteur	NOUVEAU	118,48	125,00	600,00 (4)
Autres options de dossier						
BNA0905	☐	Cale-tronc pour dossier réglable en tension (la paire) (dimension du coussin : largeur : 35 mm, hauteur : 115 mm, profondeur 130 mm)		142,18	150,00	600,00 (4)
BNA0915	☐	Indicateur d'inclinaison du dossier		○	○	
BNA0920	☐	Kit de 2 cales de positionnement triangulaires (à insérer sous le coussin de dossier)		○	○	
Options de potences / palettes						
BNA0941	☐	Revêtements rembourrés pour palettes		○	○	
BNA0942	☐	Sangle appui-mollets confort rembourrée, Revêtement PU bi-extensible noir TR26		○	○	
BNA0945	☐	Sangle appui-mollets pour palette monobloc		○	○	
BNA0952	☐	Maintiens de cheville Bodypoint ouverte à boucle, ajustables sur le côté, Large (paire) - livrés non montés avec fixations		170,62	180,00	600,00 (5)
BNA0954	☐	Maintiens de cheville Bodypoint ouverte à boucle, ajustables sur le côté, Medium (paire) - livrés non montés avec fixations		170,62	180,00	600,00 (5)
BNA0956	☐	Maintiens de cheville Bodypoint ouverte à boucle, ajustables sur le côté, Small (paire) - livrés non montés avec fixations		170,62	180,00	600,00 (5)
CHASSIS						
Coloris de châssis						
BNA0944	☐	Gris perle		◆	◆	
BNA0946	☐	Bleu nuit		○	○	
BNA0947	☐	Sable		○	○	
BNA0948	☐	Vert électrique		○	○	
BNA0949	☐	Rouge vif		○	○	
Extension de châssis						
BNA0950	☐	Extension de châssis + 50 mm		○	○	
Fixation des fourches						
BNA0960	☐	Fixes		◆	◆	
Roues avant						
BNA0982	☐	5,5" x 1.3/4" - 140 x 45 mm - Bandage noir souple		○	○	
BNA0992	☐	6" x 1.1/4" - 150 x 30 mm - Bandage noir souple		○	○	
BNA1015	☐	8" x 1.1/4" - 200 x 32 mm - Bandage noir		◆	◆	
BNA1022	☐	8"x 1.1/4"- 200 x 32 mm - Pneumatique noir		○	○	
BNA1025	☐	8" x 2" - 200 x 45 mm - Bandage noir		○	○	
ROUES ARRIERE						
Diamètre des roues arrière						
BNA1047	☐	16" - 405 mm avec axes fixes		○	○	
BNA1055	☐	22" - 560 mm avec axes à démontage rapide	NC : 1266	○	○	
BNA1062	☐	24" - 600 mm avec axes à démontage rapide		◆	◆	
(4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 € (5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 €						



Rea® Azalea®			Euros		
			Prix Public		LPPR/PLV
			HT	TTC	
Type de roues arrière, livré en position standard, réglage en position passive possible					
BNA1072	☐ Standard (moyeu noir, jante grise et rayons gris)	NC : 1110, 1120	◆	◆	
BNA1074	☐ Renforcée (moyeu gris, jante grise, et rayons gris renforcés en acier)		○	○	
BNA1076	☐ Frein tambour (moyeu frein tambour gris, jante grise et rayons gris renforcés en acier)	NC : 1086	○	○	
Type de revêtement roues arrière					
BNA1082	☐ Pneumatique noir à crampons 1.3/8" - 35 mm		○	○	
BNA1086	☐ Pneumatique noir fin et lisse - moyenne pression 1" - 25 mm		○	○	
BNA1092	☐ Bandage noir 1.3/8" - 35 mm		◆	◆	
Mains-courantes					
BNA1100	☐ Aluminium		◆	◆	
BNA1110	☐ Acier inoxydable		○	○	
BNA1120	☐ Anti-dérapantes noires		○	○	
OPTIONS DE CHASSIS					
Protège-rayons					
BNA1160	☐ Protège-rayons "Frost"		○	○	
SECURITE					
BNA1170	☐ Freins à tirer		◆	◆	
BNA1180	☐ Freins à câble à commande unilatérale à gauche		○	○	
BNA1185	☐ Freins à câble à commande unilatérale à droite		○	○	
Ceintures					
BNA1200	☐ Ceinture de maintien - boucle plastique		○	○	
BNA1201	☐ Ceinture de hanche, 2 points, Medium, Flat-Mount TM		189,57	200,00	600,00 (5)
BNA1202	☐ Ceinture de hanche, 2 points, Large, Flat-Mount TM		189,57	200,00	600,00 (5)
BNA1203	☐ Ceinture de hanche, 4 points, Medium, Flat-Mount TM		189,57	200,00	600,00 (5)
BNA1204	☐ Ceinture de hanche, 4 points, Large, Flat-Mount TM		189,57	200,00	600,00 (5)
Harnais					
BNA1206	☐ Harnais d'épaule PivotFit Dynamic, MD, Medium, Cinch-Mount	Uniquement avec dossiers Matrx ou avec appui-tête/nuque	189,57	200,00	600,00 (4)
BNA1207	☐ Harnais d'épaule PivotFit Dynamic, MD, Large, Cinch-Mount	Uniquement avec dossiers Matrx ou avec appui-tête/nuque	189,57	200,00	600,00 (4)
Accroche-taxi					
BNA1225	☐ Kit accroche-taxi conforme crash-test	NC: 1266, 1268	○	○	
AUTRES OPTIONS					
Tablettes					
BNA1230	☐ Tablette amovible réglable en profondeur	NC : 1237	125,12	132,00	132,00 (2)
BNA1231	☐ Tablette amovible réglable en profondeur avec coussins appui-coudes	NC : 1237	125,12	132,00	132,00 (2)
BNA1232	☐ Demi-tablette escamotable à gauche	NC : 1235	125,12	132,00	132,00 (2)
BNA1233	☐ Demi-tablette escamotable à droite	NC : 1235	125,12	132,00	132,00 (2)
BNA1240	☐ Tablette escamotable	NC : 1237, 1250	125,12	132,00	132,00 (2)
BNA1245	☐ Tablette escamotable avec coussins appui-coudes	NC : 1237, 1250	125,12	132,00	132,00 (2)
Coussins de tablette					
BNA1235	☐ Coussin de tablette		○	○	
BNA1237	☐ Coussin pour demi-tablette		○	○	
Autres options					
BNA1250	☐ Goupille de verrouillage pour tablette		○	○	
BNA1266	☐ Fixation pour assistance électrique à la poussée et au freinage pour la tierce-personne alber viamobil V25	NC : 1268	313,74	331,00	331,00 (13)
BNA1268	☐ Fixation pour assistance électrique à la poussée et au freinage pour la tierce-personne alber viaplus		414,25	437,03	437,03 (13)
BNA1300	☐ Attache pour harnais		○	○	
BNA1310	☐ Kit d'attaches pour ceinture de positionnement		○	○	
BNA1320	☐ Tige porte-sérum		○	○	
(2) code LPPR : 9947184 - VPH, adjonction, tablette complète - 132,00 € (4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 € (5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 € (13) code LPPR : 9912139 - VPH, adjonction, achat produit d'assistance à la propulsion à commande uniquement par l'accompagnant, neuf pour FRM - 3 500,00 € - Cf Fiche de mesures de la motorisation choisie					

1"

1086

1.3/8"




1092

1200


1201 / 1202

1203 / 1204

1206 / 1207



Rea® Azalea® Max						
Informations client			Caractéristiques produit			
Date :			Type de châssis		Pliant, pour personne à forte corpulence	
Référence d'achat :			Matière		Acier	
			Largeur d'assise		550 mm et 610 mm	
			Inclinaison d'assise		0° à -20° par vérins pneumatiques, à translation	
			Inclinaison de dossier		0 à 30° par vérins pneumatiques	
Code client :			Repose-jambes		Réglables de 0° à 80°	
Cachet du distributeur :			Accoudoirs		Réglables en largeur	
			Poids total		A partir de 54 kg	
			Crash-testé		Oui	
			Positionnement		Compatible avec les produits Bodypoint	
			Poids max utilisateur		180 kg	
			Garantie		2 ans hors pièces d'usure	
Commandes  Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre Espace DHCAre Pro sur www.dhcare.fr , ou commandez par e-mail à : commandesfr@dhcare.com Les codes et montants LPPR/PLV sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas DHCAre. Les tarifs publics et les options sans supplément de prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être revus sans délai pour toute nouvelle commande.						
Utilisez le configurateur en ligne sur DHCAre Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur. ☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases ☒ Configuration standard ☐ Option sans supplément de prix						
Rea® Azalea® Max			Euros			
			Prix Public		LPPR/PLV	
CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC		
BSA0010	☐ Rea®Azalea® Max Dossier de positionnement réglable en tension PAP A, coussin d'assise avec deux housses PAP B et supplément bariatrique inclus FRMP : Codes LPPR : 9539433 + 9981399 + 9977848 + 9998193		4 410,43	4 653,00	4 653,00	
TYPES DE PROPULSION						
BSA0020	☐ Transit - Roues 16" freins tambour		☐	☐		
BSA0030	☐ Standard	NC : 0524, 0545	☒	☒		
BSA0040	☐ Freins tambour à démontage rapide, commande tierce-personne	NC : 0522	☐	☐		
ASSISE						
Largeur d'assise						
BSA0050	☐ 550 mm - Réglable jusqu'à 600 mm		☐	☐		
BSA0060	☐ 610 mm - Réglable jusqu'à 660 mm		☐	☐		
Pré-réglage en largeur de l'assise						
BSA0070	☐ Livré avec réglage + 50 mm (à 600 ou 660 mm)		☐	☐		
BSA0080	☐ 100 mm (seulement pour les roues 16")	NC : 0561	☐	☐		
Profondeur d'assise						
BSA0090	☐ Réglable de 530 à 600 mm		☒	☒		
Hauteur sol/siège (mesurée sans coussin)						
BSA0100	☐ 400 mm	NC : 0290, 0495, 0516	☐	☐		
BSA0110	☐ 450 mm	NC : 0480, 0514	☒	☒		
Type d'assise						
BSA0120	☐ Rigide réglable en profondeur		☒	☒		
Coussin d'assise						
BSA0130	☐ Coussin mousse HR, hauteur 100 mm, livré avec l'option BSA0360 (housse de coussin d'assise imperméable)		☒	☒		 0130
Coloris des garnitures de coussin						
BSA0155	☐ Revêtement PU bi-extensible noir (TR26)		☒	☒		
DOSSIER						
Type de dossier						
BSA0160	☐ Dossier réglable en tension - courbure haute (peut être retourné pour avoir une courbure basse)		☒	☒		 0160 0220
Coussin de dossier						
BSA0170	☐ Latéral , plat et large		☒	☒		 0180 0170
BSA0180	☐ Laguna , plat avec légers maintiens latéraux	NC : 0415	☐	☐		
Revêtement de dossier						
BSA0215	☐ Revêtement PU bi-extensible noir (TR26)		☒	☒		
Poignées à pousser						
BSA0220	☐ Poignées à pousser droites réglables en hauteur		☒	☒		
BSA0230	☐ Poignées à pousser courbées		☐	☐		

Rea® Azalea® Max				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
Inclinaison de l'assise et du dossier						
BSA0240	☐	MANUELLE par vérins pneumatiques, commande tierce-personne		◆	◆	
BSA0250	☐	ELECTRIQUE par télécommande - Conforme à la norme EN 12184 : 2014	NC : 0450, 0605	900,47	950,00	Sur devis (9)
BSA0605	☐	Système de verrouillage de l'inclinaison (dossier et/ou assise)		◆	◆	
POTENCES						
Potences						
BSA0260	☐	Repose-jambes réglables de 0° à 75° avec appui-mollets renforcés fixés sur le châssis et protection de genou, la paire, UL réglable de 290 mm à 520 mm		◆	◆	
PALETTES						
Palettes						
BSA0280	☐	Palette monobloc 3 parties escamotable réglable en hauteur, profondeur et angle - tubes courts		○	○	
BSA0290	☐	Palette monobloc 3 parties escamotable réglable en hauteur, profondeur et angle - tubes longs		◆	◆	
ACCOUDOIRS						
Accoudoir gauche						
BSA0300	☐	Large, réglable en hauteur		◆	◆	
Accoudoir droit						
BSA0320	☐	Large, réglable en hauteur		◆	◆	
OPTIONS D'ASSISE						
Options d'accoudoir						
BSA0340	☐	Housse de protège-vêtements		○	○	
BSA0350	☐	Coussin pour housse de protège-vêtements		○	○	
Options d'assise						
BSA0360	☐	Housse de coussin d'assise imperméable		◆	◆	0390
BSA0365	☐	Indicateur d'inclinaison d'assise		○	○	
Options de dossier						
BSA0370	☐	Appui-tête multi-réglable	NC : 0400	○	○	
BSA0390	☐	Appui-joue avec réglage latéral et oreillettes longues réglables	NC : 0380, 0400	○	○	
BSA0380	☐	Housse d'appui-tête		○	○	
BSA0400	☐	Appui-nuque		○	○	
Autres options de dossier						
BSA0415	☐	Cale-tronc pour dossier réglable en tension (la paire) (dimension du coussin : largeur : 35 mm, hauteur : 115 mm, profondeur 130 mm)		○	○	0415
BSA0420	☐	Kit de 2 molettes de réglage pour appui-tête		○	○	
BSA0430	☐	Soutien lombaire (à insérer sous le coussin de dossier)		○	○	0430
BSA0440	☐	Kit de 2 cales de positionnement triangulaires (à insérer sous le coussin de dossier)		○	○	
CHASSIS						
Coloris de châssis						
BSA0441	☐	Gris perle		◆	◆	
BSA0442	☐	Bleu nuit		○	○	
BSA0443	☐	Sable		○	○	
BSA0444	☐	Vert électrique		○	○	
BSA0445	☐	Rouge vif		○	○	
Options châssis						
BSA0450	☐	Extension de châssis + 50 mm (vers l'avant)		87,20	92,00	Sur devis (9)
Fixation des fourches						
BSA0460	☐	Fixes		◆	◆	
Roues avant						
BSA0480	☐	5,5" x 1.3/4" - 140 x 45 mm - Bandage noir souple		○	○	
BSA0495	☐	8" x 2" - 200 x 45 mm - Bandage noir		◆	◆	
ROUES ARRIERE						
Diamètre des roues arrière						
BSA0512	☐	16" - 405 mm avec fixation arrière fixe	NC : 0522, 0540, 0545, 0550, 0561	○	○	
BSA0514	☐	22" - 560 mm avec axes à démontage rapide		○	○	
BSA0516	☐	24" - 600 mm avec axes à démontage rapide		◆	◆	
(4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 €						
(9) code LPPR : 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant FRMP - sur devis						

Rea® Azalea® Max			Euros		
			Prix Public		LPPR/PLV
			HT	TTC	
Type de roues arrière					
BSA0522	☐	Renforcée (moyeu gris, jante grise, et rayons gris renforcés en acier)	◆	◆	
BSA0524	☐	Frein tambour (moyeu frein tambour gris, jante grise et rayons gris renforcés en acier)	○	○	
Type de revêtement roues arrière					
BSA0535	☐	Bandage noir 1.3/8" - 35 mm	◆	◆	
Mains-courantes					
BSA0540	☐	Aluminium	◆	◆	
BSA0545	☐	Anti-dérapantes noires	○	○	
Option de roues					
BSA0550	☐	Protège-rayons "Frost "	219,91	232,00	
SECURITE					
Freins					
BSA0560	☐	Freins à pousser	◆	◆	
BSA0561	☐	Freins à pousser avec extension de frein	○	○	
Options de sécurité					
BSA0570	☐	Ceinture de maintien - boucle plastique	○	○	
BSA0595	☐	Kit de transport	○	○	
OPTIONS DE POSITIONNEMENT					
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles .					
AUTRES OPTIONS					
BSA0600	☐	Tablette escamotable avec coussins appui-coudes	125,12	132,00	132,00 (2)
ACCESSOIRES POUR COUSSIN D'ASSISE					
Premier accessoire de positionnement, facultatif					
1487155	☐	Biseau latéral, à l'unité	○	○	
1487157	☐	Biseau crural, à l'unité	○	○	
1487158	☐	Biseaux fessiers, la paire	○	○	
Second accessoire de positionnement, facultatif					
1487155	☐	Biseau latéral, à l'unité	○	○	
1487157	☐	Biseau crural, à l'unité	○	○	
1487158	☐	Biseaux fessiers, la paire	○	○	
(2) : code LPPR : 9947184 - VPH, adjonction, tablette complète - 132,00 €					
(5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 €					
(9) code LPPR : 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant FRMP - sur devis					
Rampes en accessoire					
1654128	☐	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg	402,84	425,00	Sur devis (9)
1654129	☐	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg	805,69	850,00	Sur devis (9)
1654130	☐	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg	426,54	450,00	Sur devis (9)



0561 0590




0570



0600



1654128



1654129



1654130

