

300 kg
max.

755
Largeur
max



ACTION® AMPLA™

- Châssis fixe en aluminium
- Dossier rabattable sur l'assise et verrouillable
- Position active des roues arrière pour faciliter la propulsion
- Poignées de transfert de série
- En option : déplacement du fauteuil à la verticale pour faciliter le passage des portes
- Poids de transport : à partir de 19,5 kg

180 kg
max.

605
Largeur
max



XLT MAX

- Châssis fixe en titane
- Dossier rabattable, réglable en hauteur, en tension et en inclinaison
- Large choix d'options et d'accessoires
- Poids de transport : à partir de 11,1 kg

160 kg
max.

605
Largeur
max



ACTION® 4 NG XLT

- Fauteuil pliant en aluminium par double croisillon avec châssis arrière fermé
- Version renforcée du célèbre **Action⁴ NG**
- Disponible en dossier fixe ou inclinable par vérins
- Multi-configurable
- Poids de transport : à partir de 14,7 kg

180 kg
max.

660
Largeur
max



AZALEA® MAX

- Fauteuil de confort multi-positions
- Bascule d'assise par translation et inclinaison de dossier par vérins pneumatiques
- Repose-jambes escamotables et amovibles avec palette monobloc démontable en 3 parties sans outils
- Existe également en version **Assist**
- Poids de transport : à partir de 33 kg

160 kg
max.

5,5
km/h

20
km
d'autonomie



VIAMOBIL® V25

- Assistance à la poussée et au freinage pour la tierce-personne
- Effort très limité pour la personne accompagnante
- Facilement démontable et transportable grâce notamment à sa batterie au lithium légère
- Adaptable sur la plupart des fauteuils roulants manuels

180 kg
max.

8
km/h

20
km
d'autonomie



E-FIX® E36

- Transforme un fauteuil roulant manuel en fauteuil roulant électrique
- Poids de l'élément le plus lourd : 8 kg
- Entièrement démontable sans outils
- Disponible en 24"
- Manipulateur avec écran couleur et connectivité Bluetooth
- Compatible avec la plupart des fauteuils roulants manuels
- Batterie lithium-ion compatible avec transport aérien

160 kg
max.

600
Largeur
max

10
km/h



ASSISE MODULITE™ HD

- Accoudoirs réglables en largeur
- Profondeur réglable en continu
- Disponible avec assise et dossier électrique, et lift

Disponible sur:

AVIVA RX 20/40

- Utilisation mixte, intérieure et extérieure
- Design moderne
- Conduite facilitée grâce à une répartition des poids optimisée entre roues avant et arrière
- Système de suspension CTC pour plus de confort



710
Largeur
max

10
km/h

ASSISE MAX

- Dossier réversible anatomique
- Palette monobloc pour une robustesse accrue
- Disponible avec assise et dossier électrique, et lift

Disponible sur:

STORM® 4

220 kg
max.

- Destiné à un usage principal en extérieur
- Moteurs 4 pôles 340 W, module de puissance 120 A et batteries 73 Ah
- Suspensions des roues arrière

TDX® SP2

180 kg
max.

- Idéal pour un usage mixte intérieur / extérieur
- Technologies SureStep et StabilityLock pour un maximum de confort et de stabilité
- Batteries 73 Ah de série

200 kg
max.



DOLOMITE MAXI+

Largeur hors-tout : 700 mm
Profondeur : 640 mm

- Siège rabattable
- Large espace de marche
- Plateau transparent, panier et sangle de dossier de série
- Divers accessoires disponibles

220 kg
max.

5,5
km/h

20
km
d'autonomie



COMET ULTRA

- Assise Ultra de 26" pivotante à 360°, réglable en hauteur et profondeur
- 4 suspensions
- Un ordinateur de bord avec écran LCD intuitif : affichage de la vitesse, de l'heure, de la température et compteur kilométrique
- Allumage automatique des feux stop
- Accoudoirs et support d'assise renforcés
- Réduction automatique de la vitesse dans les virages

Vous souhaitez nous consulter pour de plus amples informations, ou tout simplement faire un essai avec l'un de nos produits ?

C'est avec plaisir !

Nous sommes là pour vous.

Cachet du distributeur


Vous souhaitez en savoir plus sur nos produits ?
Rendez-vous sur notre site :

www.invacare.fr



Invacare Poirier S.A.S
Route de Saint Roch
37230 Fondettes France
Tél: +33 2 47 62 64 00
Fax : +33 2 47 42 12 24
Email : contactfr@invacare.com
www.invacare.fr

227 kg max.
610
Largeur max



MATRX® ELITE MAX / ELITE DEEP MAX / ELITE TR MAX

- Structure en aluminium permettant de moduler le galbe
- Dossier réglable en profondeur, en angle et en rotation
- Coque de dossier ajourée pour meilleure circulation de l'air

227 kg max.
610
Largeur max



MATRX® POSTURE BACK MAX / DEEP MAX

- Coque de dossier entièrement recouverte d'une mousse haute résilience
- Coque de dossier à structure ABS, avec fixation d'appui-tête intégrée

Pour les versions Deep Max
• Galbe plus profond pour un meilleur maintien latéral

227 kg max.
560
Largeur max



MATRX® LIBRA® BARIATRIQUE

- Design innovant avec une base en mousse et une poche de gel fluide pour optimiser la protection de la peau et le positionnement
- Galbe favorisant l'équilibre et la stabilité du bassin
- Poche de gel fluide compartimentée pour améliorer la gestion du cisaillement
- Durabilité de la mousse grâce au traitement Ultra-Fresh
- Découpe biseautée à l'avant pour faciliter la traction podale

227 kg max.
610
Largeur max



MATRX® VI BARIATRIQUE

- Conçu pour le positionnement et la prévention des escarres
- Conception unique en trois parties grâce à une combinaison de différentes mousses
- Apporte stabilité et confort
- Découpe biseautée à l'avant pour faciliter la traction podale

210 kg max.

BIRDIE® EVO X PLUS

- Ecartement électrique des pieds
- Batterie lithium de série, gage de longévité et simplicité
- Système smartlock pour faciliter l'accroche de différents fléau
- Démontage sans outils
- Descente d'urgence électrique et mécanique de série



200 kg max.

ISA™ X PLUS

- Ecartement électrique des pieds
- Batterie lithium de série, gage de longévité et simplicité
- Poignées ergonomiques
- Bras de levage extensible TelescoLift



210 kg max.

ROBIN®

- Système de levage sur rail.
- Deux sangles motorisées qui assurent la montée et la descente de la personne
- Fixation au plafond, dans les murs ou sur portiques



Retrouvez la gamme de sangles Invacare avec un poids max. utilisateur de 250 kg.



235 kg max.

OCTAVE®

- 4 fonctions électriques
- Télécommande haut de gamme permettant de combiner les fonctions du lit à translation
- Potence d'angle et poignée d'appui renforcées
- Frein centralisé



350 kg max.

SB 755®

- Système de relèvement-buste à translation de série
- Démontable et transportable
- Conception innovante du relèvement-jambes qui descend en dessous de l'horizontal du plan de couchage

180 kg max.

I-FIT

Chaise ou tabouret de douche avec assise réglable en hauteur ainsi que des perforations pour faciliter l'écoulement de l'eau



160 kg max.

PICO COMMODE

La chaise percée modulaire et évolutive avec une conception originale 3 en 1 permettant de l'utiliser dans les toilettes, la chambre, ou dans la douche



180 kg max.

OCEAN ERGO XL

Chaise de douche à pousser en acier inoxydable



200 kg max.

MARINA XL

Planche de bain conçu pour plus de confort lors de la toilette

- 4 patins de fixations qui s'adaptent à toutes les baignoires pour plus de stabilité
- Revêtement antidérapant
- Perforations pour faciliter l'écoulement de l'eau
- Ecartement maximal entre les pieds ; 68 cm



170 kg max.

ORCA XL

Élévateur de bain permettant d'accéder à la baignoire en toute sécurité

- Base antidérapante
- Housse amovible et lavable à 60°
- Poignée de transport



INVACARE
SOLUTIONS
BARIATRIQUES

