

BORA Indoor Stock

Dati Cliente / Rivenditore autorizzato

ragione sociale _____
 indirizzo _____
 email _____
 num telefono _____

Dati Utente

Nome & Cognome _____
 indirizzo _____
 email _____
 num telefono _____



La configurazione più variare dall'immagine



Codici N.T. (configurazione standard):

ASA0064 BORA Indoor Stock

Prezzo al pubblico

€ 2.850

12.21.27.006
 12.24.03.115
 12.24.06.163
 12.24.06.172
 12.24.06.175
 18.09.39.103 + aggiuntivi

◆ Configurazione Standard

Configurazione di serie

Telaio smontabile

Basculamento elettrico da 0° a 20°

Comando di ultima generazione LINX REM211 programmabile in bluetooth

Innovativa seduta Modulite fissa

Batterie 50 Ah sigillate al GEL


Motori 6 km/h SSD

Ruote anteriori da 8" (ingombro laterale 590mm)

Caricabatteria da 8 A (200-250 V)

LINX

Leggere sempre le note a fianco



Invacare LINX è la prima ed unica elettronica interamente integrata, espandibile e costantemente aggiornabile senza modifiche all'hardware. Programmazione smart in bluetooth. Regolazioni, diagnostica e telemetria sono tutti parametri visualizzabili realtime su smartphone o PC.

(1) Dimensioni della seduta

<input type="checkbox"/>	ASA2100	Innovativa seduta Modulite	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ASA2110	Base fissa	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ASA2122	larghezza da 430 mm, allargabile a mezzo braccioli fino a 480 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Profondità seduta			
<input type="checkbox"/>	ASA2134	profondità 460 mm	<input checked="" type="checkbox"/>

(2) Completa la seduta con cuscini e schienali

Scegli il tipo di cuscino seduta

<input type="checkbox"/>	ASA2141	Cuscino standart spessore 50 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	Regolazioni in altezza dei braccioli misurati dalla base della seduta, senza cuscino.
<input type="checkbox"/>	ASA2161	Tubi schienale alti 480 mm, estraibili, per seduta Modulite fissa e reclinazione meccanica	<input checked="" type="checkbox"/>	

(3) Scegli il tipo di schienale

<input type="checkbox"/>	ASA2161	Tubi schienale alti 480 mm, estraibili, per seduta Modulite fissa e reclinazione meccanica	<input checked="" type="checkbox"/>	Per i braccioli a "T" estraibili e allargabili +25 mm per lato e in altezza da 290 a 360 mm misurati dalla base seduta senza cuscino
<input type="checkbox"/>	ASA2171	Schienale Tensionabile	<input checked="" type="checkbox"/>	

(4) Tipo di fodera e rivestimento

<input type="checkbox"/>	ASA2151	Tessuto nero	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------	---------	--------------	-------------------------------------

(5) Bracciolo

<input type="checkbox"/>	ASA2191	Braccioli a "T" estraibili allargabili di + 25 mm per lato regolabili in altezza da 290 a 360 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------	---------	--	-------------------------------------

(6) Imbottitura bracciolo

<input type="checkbox"/>	ASA2195	Imbottitura corta 325 mm, regolabile in profondità 50 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------	---------	--	-------------------------------------

(8) Basculamento

<input type="checkbox"/>	ASA1092	Basculamento elettrico da 0° a 20°	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------	---------	------------------------------------	-------------------------------------

(9) Pedane & poggiatesta

<input type="checkbox"/>	ASA0526	Pedane ad angolo fisso a 80°	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ASA0512	Poggiatesta ribaltabili regolabili in altezza	<input checked="" type="checkbox"/>

(10) Scegli Comandi aggiuntivi ed Elettronica

(9a) Elettronica di ultima generazione

<input type="checkbox"/>	ASA2203	Comando REM211 con elettronica LINX programmabile in bluetooth	<input checked="" type="checkbox"/>	LINX
<input type="checkbox"/>	ASA1707	Supporto snodabile a destra	<input checked="" type="checkbox"/>	

(11) Colore telaio

<input type="checkbox"/>	ASA0228	Nero	<input checked="" type="checkbox"/>	Colore carena	<input type="checkbox"/>	ASA0224	Nero	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------	---------	------	-------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------	------	-------------------------------------

(12) Colore carena

<input type="checkbox"/>	ASA0292	Cerchione Argento	<input checked="" type="checkbox"/>	(13) Ruote anteriori	<input type="checkbox"/>	ASA0828	8" antiforatura (sigillate) nere	<input checked="" type="checkbox"/>	solo con 6 Km/h
--------------------------	---------	-------------------	-------------------------------------	-----------------------------	--------------------------	---------	----------------------------------	-------------------------------------	-----------------

(14) Ruote posteriori

<input type="checkbox"/>	ASA0714	12,5 x 2,25 pneumatiche nere	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ASA1264	Sospensioni a molla posteriori color grigio	<input checked="" type="checkbox"/>

BORA Indoor Stock

(15) Motori & Batterie

- | | | | |
|--------------------------|---------|---|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | ASA1282 | Motori 6 km/h SSD obbligatori se in combinazione con lifter | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | ASA1257 | 50 Ah sigillate al GEL | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | ASA1343 | OptiCharge Charger 8A | <input checked="" type="checkbox"/> |

(16) Scegli Optional & Accessori

- | | | | |
|--------------------------|---------|--|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | ASA1205 | Routine antiribaltamento | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | ASA1254 | Senza luci | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | ASA1493 | Ganci di fissaggio a 4 punti Posteriore e anteriore (per blocco in auto senza occupante) | <input checked="" type="checkbox"/> |



microsite LiNX SimplySmart

Rimani sempre in contatto con Invacare e scopri la nuova elettronica Invacare LiNX, la prima al mondo programmabile wireless, sul microsite dedicato

<http://linx.invacareproducts.com/italia-it>

Invacare Mecc san s.r.l. Via dei Pini, 62 - 36016 THIENE (VI) - Italy Tel.: +39 0445 380059 Fax: +39 0445 380034

www.invacare.it e-mail: italia@invacare.com

© 2016 Invacare International Sârl All rights reserved.

Tutte le informazioni sono aggiornate al momento di andare in stampa. Invacare si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, i dati tecnici e/o le specifiche indicate.