

**matrx**<sup>®</sup>  
SEATING SERIES

# MX2 Rygsystem



Rygsystem i carbon for  
maksimal performance



Yes, you can.

**MX2** er et ultralet rygsystem, designet til aktive brugere og lette kørestole. Med **MX2** får du ultimativ støtte og komfort.



#### Let carbonskal

**MX2** er opbygget af flere lag kulfiber, der giver aktive brugere mulighed for at opretholde en god siddestilling. Det stive materiale sikrer en ubetinget fastholdelse af siddestillingen, der ofte er vigtig for de aktive brugere.

#### Den perfekte carbon-skål

**MX2** har en 76mm anatomisk formet skål, der giver øget sidestabilitet og komfort. Carbon-ryggen har udkæringer med en god tilpasning til hoften og skulderbladene. Disse udkæringer gør at man kan køre med en effektiv kraftoverførsel til hjulene.



## Funktioner

### Rygskal i carbon

- Findes i fem bredder og to højder
- Perforeret for øget ventilation og kontrol af mikroklima
- Højdejusterbar, selv med bruger i stolen
- Kvalitetsskum som beskyttelse og øget komfort



### Montering

**MX2** kan monteres med to typer af monteringsbeslag: fast montering eller quick release. Begge beslag gør det muligt at justere ryggen i højde, dybde og vinkel, så man opnår den bedste tilpasning og komfort.

**MX2** er justerbar i bredden med +/- 25 mm - en ideel funktion for personer med en bred ryg eller smalle hofter, som vil opnå en meget præcis tilpasning.

**MX2** kan monteres på kørestole med en rygrør diameter på 19, 22 og 25 mm.



#### Monteringsbeslag fast

Carbon beslag der er meget let

#### Monteringsbeslag quick release

Hurtig af- og påmontering.



## Tekniske data

For flere oplysninger om dette produkt, inkl. brugermanual, se venligst Invacare website: [www.invacare.dk](http://www.invacare.dk)

	Bredde	Højde	Vinkeljusterbar	Dybdejusterbar
<b>Matrx MX2</b>	 360, 380, 410, 430 og 460 mm.	 230 og 310 mm.	 +/- 15°	 76 mm <sup>1</sup> 108 mm <sup>2</sup>

	Vægt	Vasketemperatur	Max. brugervægt	Garanti
<b>Matrx MX2</b>	 Fra 770 g.	 60°	 113 kg	 2 years

## Farve

Mesh tekstil



1. Faste beslag
2. Quick release beslag

**Tlf.: 3690 0000**  
Fax: 3690 0001  
[denmark@invacare.com](mailto:denmark@invacare.com)  
[www.invacare.dk](http://www.invacare.dk)

Invacare A/S  
Sdr. Ringvej 37, 2605 Brøndby  
Denmark



**Yes, you can.®**