

VICAIR®

Vicair® Active O2



Puden til den aktive bruger



Yes, you can.

Invacare **Vicair Active O2** er en siddepude designet til aktive kørestolsbrugere med behov for trykaflastning bagtil ved siddeknuderne og stabilitet foran i forbindelse med forflytninger. Aktive brugere har ofte behov for en siddepude med trykaflastning, der kan anvendes kontinuerligt over længere perioder.

Aktive brugere foretager ofte selvstændige forflytninger, hvilket stiller krav til siddepudens stabilitet og afsæt under forflytning. **Active O2** understøtter de fleste aktive brugeres behov for trykaflastning og afsæt, samt understøtter en funktionel og komfortabel siddestilling.

Smart og funktionel

Active O2 består af en kombination af trykaflastende luft og stabilt skum. Den forreste del består af en ergonomisk skumdel, der støtter op om en aktiv positionering, og bagtil er der fire kamre fyldt med trykaflastende, luftfyldte Vicair Smartcells.

Active O2 leveres klar til brug med mulighed for individuel tilpasning og positionering.

- Klar til brug
- Lav vægt
- Vedligeholdelsesfri
- Vaskbar ved 60°C (Betræk og SmartCells)
- Fremmer et sundt mikroklima



Egenskaber og tilbehør



Stabil og støttende

Den forreste del af **Vicair Active O2** består af en stabiliserende og konturformet skumdel, som støtter og samtidig letter forflytning til og fra kørestolen.

Komfortabel og trykaflastende

Vicair Active O2 er bagtil fyldt med luftfyldte SmartCells, der giver komfort og mulighed for individuel tilpasning.

Betræk med lomme

Active O2 leveres med et behageligt, åndbart, strækbart og vaskbart Aero betræk, der fortil er forsynet med en lille lomme med lynlås.

Tekniske data

For mere information om dette produkt henvises til www.invacare.dk. For oplysninger om anvendelse se venligst brugervejledningen, der kan downloades på www.invacare.dk.

	Størrelser	Højde	Vægt	Max. brugervægt:	Rengøring af betræk og SmartCells		Sort
Vicair Active O2	350x400, 400x400, 450x400 mm, 400x450, 400x500, 450x450, 500x450 og 500x500 mm	60 mm og 100 mm	Ca. 1,1 kg	200 kg	60°		

Vicair Active O2 leveres i en række specialstørrelser. Kontakt Invacare for bestilling.

Tlf.: 3690 0000
 Fax: 3690 0001
denmark@invacare.com
www.invacare.dk

Invacare A/S
 Sdr. Ringvej 37,
 2605 Brøndby
 Denmark



Yes, you can.®