

Ceintures de transferts

SystemRoMedic™



Une gamme complète pour apporter sécurité et confort à tous les patients tout en prévenant les TMS des aidants

Couverture de tous types de transfert manuel : Transferts en position assise, passage de la position assise à la position debout, station debout et marche



FlexiBelt

Ceinture de transfert polyvalente pour les transferts en position assise et l'assistance active – conçue pour le confort et une prise en main sûre en toutes circonstances.

La FlexiBelt facilite les transferts de la position assise à la position debout et les transferts en position assise du fauteuil roulant au lit, aux toilettes ou à la voiture. Elle peut également être utilisée en position debout et en marchant. La ceinture se porte autour de la taille ou des hanches et comporte plusieurs poignées robustes – verticales et horizontales – offrant aux soignants une prise ferme et sûre quelle que soit leur position.

La ceinture FlexiBelt classique est dotée d'une surface intérieure douce en velours de polyester pour un confort optimal tout au long de la journée. Le matériau extérieur en nylon durable assure une longue durée de vie au produit. La surface intérieure antidérapante maintient la ceinture fermement en place. Des coutures renforcées dans les zones exposées et une finition robuste des bords augmentent la durée de vie.

> **Disponible du S au XL**

Quatre tailles pour s'adapter à des tours de taille de 45 à 160 cm.

> **Poignées ergonomiques**

Les poignées verticales et horizontales offrent une prise ferme quelle que soit la position.

> **Boucle à connexion rapide**

Solide, sûr et facile à ouvrir, fermer et serrer.

> **Sangle de serrage**

Robuste et facile à ajuster pour un maintien sûr.



> **Surface intérieure douce**

Doublure en velours de polyester pour un confort optimal même en cas de port prolongé.

> **Coutures renforcées**

Coutures renforcées aux endroits exposés pour une durabilité maximale.

> **Traitement antidérapant**

La surface intérieure empêche la courroie de bouger pendant le transfert.

EasyBelt

Ceinture de transfert robuste pour les transferts en position assise et l'assistance active – avec un matériau hydrofuge pour une utilisation dans des environnements sensibles à l'hygiène.



EasyBelt facilite les transferts de la position assise à la position debout et les transferts en position assise du fauteuil roulant au lit, aux toilettes ou à la voiture. Elle peut également être utilisée en position debout et en marchant. La ceinture se porte autour de la taille ou des hanches et comporte plusieurs poignées robustes – verticales et horizontales – offrant aux soignants une prise ferme et sûre en toutes circonstances.

La surface intérieure d'EasyBelt est fabriquée en nylon enduit de PU hydrofuge. Elle s'avère donc idéale pour une utilisation dans des environnements humides ou présentant des exigences d'hygiène particulières. Disponible en tailles XS à L pour convenir à un large éventail d'utilisateurs.

> **Surface intérieure hydrofuge**

Nylon enduit de

> **Poignées ergonomiques**

Les poignées verticales et horizontales offrent une prise ferme quelle que soit la position. PU – convient aux environnements sensibles à l'hygiène.

> **Disponible du XS au L**

Quatre tailles pour s'adapter à des tours de taille de 45 à 175 cm.

> **Poignées ergonomiques**

Les poignées verticales et horizontales offrent une prise ferme quelle que soit la position.



> **Sangle de serrage**

Robuste et facile à ajuster pour un maintien sûr.

> **Boucle à connexion rapide**

Solide, sûr et facile à ouvrir, fermer et serrer.

ReadyBelt

Ceinture de transfert pour les transferts en position assise et l'assistance active.

ReadyBelt est une ceinture conçue pour apporter un soutien et une aide à l'utilisateur lors des exercices de mobilité et de différentes situations de transfert. Grâce à ReadyBelt, le soignant peut aider l'utilisateur facilement et de manière ergonomique lors du lever et des transferts, par exemple entre le lit et le fauteuil

roulant, ou entre le fauteuil roulant et les toilettes ou la voiture.

Plusieurs poignées ergonomiques offrent au soignant une prise en main sûre, lui permettant d'adopter une posture de travail idéale dans toutes les situations.

> **Tailles et ajustement**
Disponible en différentes tailles, convient à la plupart des utilisateurs.

> **Sangle de serrage**
Robuste et facile à ajuster pour un maintien sûr.

> **Confort et sécurité**
Doux et confortable à porter. La surface intérieure antidérapante empêche la ceinture de remonter



FlexiMove

Sangle de transfert pour passer de la position assise à la position debout et pour le positionnement au lit, mais aussi pour les transferts en position assise.

FlexiMove offre de multiples possibilités d'utilisation: soutien pour aider une personne à se lever d'un lit ou d'une chaise, à se repositionner plus haut dans son lit ou à effectuer un transfert vers ou depuis un fauteuil roulant – dans ce cas, souvent à l'aide d'une planche de transfert EasyGlide.

FlexiMove est disponible en deux versions avec des revêtements intérieurs différents. L'une est dotée d'un revêtement intérieur en velours de polyester doux et confortable. L'autre version dispose d'un revêtement intérieur en nylon hydrofuge et résiste aux salissures - recommandé en institution lors de l'usage par plusieurs patients. Cette dernière variante se nettoie facilement à l'aide de lingettes désinfectantes.

> **Options de préhension**
Les poignées courtes et longues offrent davantage d'options de préhension.

> **Deux matériaux de surface différents sont disponibles :**
du nylon résistant aux salissures et hydrofuge, ou du velours de polyester doux et confortable.

> **Fonction anti-dérapante :**
Les deux versions sont dotées d'une fonction antidérapante pour empêcher l'appareil de glisser contre le corps.



Caractéristiques techniques ▼

	Taille ▼	Mesure ▼	Tour de taille ▼	Poignées ▼
FlexiBelt	S	105 cm	60–100 cm	7 pcs
	M	120 cm	70–120 cm	9 pcs
	L	135 cm	100–160 cm	11 pcs
	XL	150 cm	115–175 cm	13 pcs
EasyBelt	XS	75 cm	45–70 cm	5 pcs
	S	105 cm	60–100 cm	7 pcs
	M	120 cm	70–120 cm	9 pcs
	L	135 cm	100–160 cm	11 pcs
FlexiMove		20 x 60 cm		
ReadyBelt	S	105 x 10 cm		7 pcs
	M	120 x 10 cm		9 pcs
	L	140 x 10 cm		11 pcs

Tel: +33 2 47 62 64 00
contactfr@invacare.com
www.invacare.fr

Invacare Poirier S.A.S.
Route de Saint Roch
37230 Fondettes
France

