

Ceintures de transfert

SystemRoMedic™



Un soutien à chaque étape

Transferts en position assise, passage de la position assise à la position debout, station debout et marche



FlexiBelt

Ceinture de transfert polyvalente pour les transferts en position assise et l'assistance active – conçue pour le confort et une prise en main sûre en toutes circonstances.

La FlexiBelt facilite les transferts de la position assise à la position debout et les transferts en position assise du fauteuil roulant au lit, aux toilettes ou à la voiture. Elle peut également être utilisée en position debout et en marchant. La ceinture se porte autour de la taille ou des hanches et comporte plusieurs poignées robustes – verticales et horizontales – offrant aux soignants une prise ferme et sûre quelle que soit leur position.

La ceinture FlexiBelt classique est dotée d'une surface intérieure douce en velours de polyester pour un confort optimal tout au long de la journée. Le matériau extérieur en nylon durable assure une longue durée de vie au produit. La surface intérieure antidérapante maintient la ceinture fermement en place. Des coutures renforcées dans les zones exposées et une finition robuste des bords augmentent la durée de vie.

> Poignées ergonomiques

Les poignées verticales et horizontales offrent une prise ferme quelle que soit la position.

> Boucle à connexion rapide

Solide, sûr et facile à ouvrir, fermer et serrer.

> Sangle de serrage

Robuste et facile à ajuster pour un maintien sûr.



> Surface intérieure douce

Doublure en velours de polyester pour un confort optimal même en cas de port prolongé.

> Coutures renforcées

Coutures renforcées aux endroits exposés pour une durabilité maximale.

> Traitement antidérapant

La surface intérieure empêche la courroie de bouger pendant le transfert.

EasyBelt

Ceinture de transfert robuste pour les transferts en position assise et l'assistance active – avec un matériau hydrofuge pour une utilisation dans des environnements sensibles à l'hygiène.

EasyBelt facilite les transferts de la position assise à la position debout et les transferts en position assise du fauteuil roulant au lit, aux toilettes ou à la voiture. Elle peut également être utilisée en position debout et en marchant. La ceinture se porte autour de la taille ou des hanches et comporte plusieurs poignées robustes – verticales et horizontales – offrant aux soignants une prise ferme et sûre en toutes circonstances.

La surface intérieure d'EasyBelt est fabriquée en nylon enduit de PU hydrofuge. Elle s'avère donc idéale pour une utilisation dans des environnements humides ou présentant des exigences d'hygiène particulières. Disponible en tailles XS à L pour convenir à un large éventail d'utilisateurs.

> Sangle de serrage

Robuste et facile à ajuster pour un maintien sûr.

> Poignées ergonomiques

Les poignées verticales et horizontales offrent une prise ferme quelle que soit la position.

> Surface intérieure hydrofuge

Nylon enduit de PU – convient aux environnements sensibles à l'hygiène.

> Disponible du XS au L

Quatre tailles pour s'adapter à des tours de taille de 45 à 160 cm.



> Sangle de serrage

Robuste et facile à ajuster pour un maintien sûr.

> Boucle à connexion rapide

Solide, sûr et facile à ouvrir, fermer et serrer.

Caractéristiques techniques ▼

Pour plus d'informations sur ce produit, y compris le manuel d'utilisation, veuillez consulter notre site Internet : www.dhcare.com

	Dimensions ▼	Mesure ▼	Tour de taille ▼	Poignées ▼
EasyBelt	XS	75 cm	45-70 cm	5 pcs
	S	105 cm	60-100 cm	7 pcs
	M	120 cm	70-120 cm	9 pcs
	L	135 cm	100-160 cm	11 pcs
FlexiBelt	S	105 cm	60-100 cm	7 pcs
	M	120 cm	70-120 cm	9 pcs
	L	135 cm	100-160 cm	11 pcs
	XL	150 cm	115-175 cm	13 pcs

Tel: +33 2 47 62 64 00
contactfr@invacare.com
www.invacare.fr

Invacare Poirier S.A.S.
Route de Saint Roch
37230 Fondettes
France

