



Beställningsunderlag - Alber E-motion M25



# E-motion från Alber

## *Extrakraft till rullstolen*

En manuell rullstol gör det möjligt att ta sig fram och främjar aktivitet. För de flesta rullstolsanvändare är det emellertid ofta omöjligt att få tillgång till alla områden i vardagen – även med tillräcklig fysisk styrka.

Sluttningar, trottoarkanter, trösklar utgör ofta oöverstigliga hinder. Alber e-motion M25 hjälper till att upprätthålla och till och med utöka möjligheterna till en aktiv livsstil och ger samtidigt en rad olika terapeutiska fördelar.

Nu finns även versionen E-Motion M25 DuoDrive med kontinuerlig drift. För mer information om denna modell, ta kontakt med den ansvariga säljaren i ditt distrikt. Se kontaktuppgifter på sista sidan.

### **Portabel och mångsidig**

- Tack vare Quick Release-systemet kan e-motion tas bort från rullstolen på nolltid.
- Med en vikt på endast 7,8 kg per hjul är e-motion en av de lättaste aktiva drivordningarna på marknaden.
- e-motion kan monteras på nästan vilken manuell rullstol som helst. Allt som krävs för att kunna installera e-motion är att man monterar några små fästen.
- Befintliga manuella hjul kan bytas ut mot e-motion-drivhjulet, vilket gör att rullstolen kan användas helt manuellt.



Simply mobile.

# Följande komponenter ingår i standardkonfigurationer av E-motion, M25.

Vid beställning av E-motionhjul finns en del val att göra. Det underlättar att följa ordningen nedan. Nedan framgår även att vissa kombinationer inte är möjliga. Tabellen på sidan tre visar vilka konfigurationer som är möjliga och vilka artikelnummer som den önskade konfigurationen har. Glöm inte välja monteringsatts till rätt rullstol på sidan fyra.

## 1. Val av dimension



25" - däckstorlek 19-559

24" - däckstorlek 19-540

22" - däckstorlek 19-489

## 2. Val av däcktyp



**Right Run**



**Marathon Plus**



**Rolko Pro Speed hel massiv**



**Airless massivt inlägg**

## 3. Val av drivring



**Rostfri**



**Tetra**



**Quadro**



**Curve L**

# Följande komponenter finns som tillval för e-motionhjul, M25.

## 4. Fjärrkontroll (ECS)

### Extra funktioner med fjärrkontroll:

- Av/På
- 2 körprogram (inomhus/utomhus)
- Roll back delay
- Batteri indikation



Fjärrkontroll (ECS)



Simply mobile.

Dessa funktioner går även att få via en app till smart-phone mot en kostnad i App Store / Googleplay

## 5. Val av tillbehör till E-motionhjul

<u>Artikel nr.</u>	<u>Tillbehör</u>
1592425	Drivringsöverdrag 22" (beställ 2st)
1592421	Drivringsöverdrag 24" (beställ 2st)
1592426	Drivringsöverdrag 25" (beställ 2st)
1592266	Ekerskydd 22" Alber, Comic (beställ 2st)
1592553	Ekerskydd 24" Alber Plain (beställ 2st)
1592268	Ekerskydd 24" Alber Sphere (beställ 2st)
1592269	Ekerskydd 25" Alber Sphere (beställ 2st)
1592972	Quick release axel ergonomisk (par)
1592486	Fjärrkontroll e-motion M25
1591362	Transportaxel
1592232	Fäste för ECS fjärrkontroll M25
1593206	Tippskydd med uppställningsfunktion, svarta



Drivringsöverdrag



Quick release axel



Fjärrkontroll (ECS)



Fäste för ECS fjärrkontroll M25



Ekerskydd Cosmic



Ekerskydd Sphere



Transportaxel



Tippskydd med uoställningsfunktion

Som standard ingår: Litium-Ion batteri och laddare

Möjliga konfigurationer av e-motionhjul, beroende på däckval & drivring.  
 Artikelnr avser beställning av komplett konfiguration e-motionhjul  
 exkl monteringsatts.

### **Right Run**

<u>22"</u>		<u>24"</u>		<u>25"</u>	
Max brukarvikt: 125kg		Max brukarvikt: 150kg		Max brukarvikt: 150kg	
Komplett		Komplett		Komplett	
<u>Art.nr</u>	<u>Drivring</u>	<u>Art.nr</u>	<u>Drivring</u>	<u>Art.nr</u>	<u>Drivring</u>
1592698	Rostfri	1592680	Rostfri	1592688	Rostfri
1592699	Tetra	1592681	Tetra	1592704	Curve L
		1592685	Quadro		
		1592693	Curve L		

### **Right Run med ECS (Fjärrkontroll)**

<u>22"</u>		<u>24"</u>		<u>25"</u>	
Max brukarvikt: 125kg		Max brukarvikt: 150kg		Max brukarvikt: 150kg	
Komplett		Komplett		Komplett	
<u>Art.nr</u>	<u>Drivring</u>	<u>Art.nr</u>	<u>Drivring</u>	<u>Art.nr</u>	<u>Drivring</u>
1592670	Rostfri	1592559	Rostfri	1592658	Rostfri
1592671	Tetra	1592651	Tetra	1592678	Curve L
		1592656	Quadro		
		1592663	Curve L		

### **Marathon Plus**

<u>22"</u>		<u>24"</u>		<u>25"</u>	
Max brukarvikt: 125kg		Max brukarvikt: 150kg		Max brukarvikt: 150kg	
Komplett		Komplett		Komplett	
<u>Art.nr</u>	<u>Drivring</u>	<u>Art.nr</u>	<u>Drivring</u>	<u>Art.nr</u>	<u>Drivring</u>
1592700	Rostfri	1592682	Rostfri	1592689	Rostfri
1592701	Tetra	1592683	Tetra	1592705	Curve L
		1592687	Quadro		
		1592694	Curve L		

### **Marathon Plus med ECS (Fjärrkontroll)**

<u>22"</u>		<u>24"</u>		<u>25"</u>	
Max brukarvikt: 125kg		Max brukarvikt: 150kg		Max brukarvikt: 150kg	
Komplett		Komplett		Komplett	
<u>Art.nr</u>	<u>Drivring</u>	<u>Art.nr</u>	<u>Drivring</u>	<u>Art.nr</u>	<u>Drivring</u>
1592673	Rostfri	1592652	Rostfri	1592659	Rostfri
1592675	Tetra	1592653	Tetra	1592679	Curve L
		1592657	Quadro		
		1592666	Curve L		

Möjliga konfigurationer av e-motionhjul, beroende på däckval & drivring.  
 Artikelnr avser beställning av komplett konfiguration e-motionhjul  
 exkl monteringsatts.

**Rolko Pro Speed hel massiv**

<u>22"</u> Max brukarvikt: 125kg	<u>24"</u> Max brukarvikt: 150kg	<u>25"</u> Max brukarvikt: 150kg
<u>Komplett</u>	<u>Komplett</u>	<u>Komplett</u>
<u>Art.nr</u> <u>Drivring</u>	<u>Art.nr</u> <u>Drivring</u>	<u>Art.nr</u> <u>Drivring</u>
saknas	1592690      Rostfri	Kombinationen ej tillgänglig
	1592691      Tetra	
	1592692      Quadro	
	1592695      Curve L	

**Rolko Pro Speed hel massiv med ECS (Fjärrkontroll)**

<u>22"</u> Max brukarvikt: 125kg	<u>24"</u> Max brukarvikt: 150kg	<u>25"</u> Max brukarvikt: 150kg
<u>Komplett</u>	<u>Komplett</u>	<u>Komplett</u>
<u>Art.nr</u> <u>Drivring</u>	<u>Art.nr</u> <u>Drivring</u>	<u>Art.nr</u> <u>Drivring</u>
1592670      Rostfri	1592660      Rostfri	Kombinationen ej tillgänglig
1592671      Tetra	1592661      Tetra	
	1592662      Quadro	
	1592667      Curve L	

**Airless massivt inlägg**

<u>22"</u> Max brukarvikt: 125kg	<u>24"</u> Max brukarvikt: 150kg	<u>25"</u> Max brukarvikt: 150kg
<u>Komplett</u>	<u>Komplett</u>	<u>Komplett</u>
<u>Art.nr</u> <u>Drivring</u>	<u>Art.nr</u> <u>Drivring</u>	<u>Art.nr</u> <u>Drivring</u>
1592702      Rostfri	1592686      Rostfri	Kombinationen ej tillgänglig
1592703      Tetra	1592684      Tetra	
	1592696      Quadro	
	1592697      Curve L	

**Airless massivt inlägg med ECS (Fjärrkontroll)**

<u>22"</u> Max brukarvikt: 125kg	<u>24"</u> Max brukarvikt: 150kg	<u>25"</u> Max brukarvikt: 150kg
<u>Komplett</u>	<u>Komplett</u>	<u>Komplett</u>
<u>Art.nr</u> <u>Drivring</u>	<u>Art.nr</u> <u>Drivring</u>	<u>Art.nr</u> <u>Drivring</u>
1592676      Rostfri	1592654      Rostfri	Kombinationen ej tillgänglig
1592677      Tetra	1592655      Tetra	
	1592668      Quadro	
	1592669      Curve L	

Komplettera med en monteringssats. E-Motion M25 passar till de flesta manuella rullstolar på marknaden. Nedan har vi listat de vanligaste stolsmodellerna på den svenska marknaden samt angett artikelnummer till monteringssatsen för dessa. Skulle just den stolen som du behöver monteringssats till inte stå angiven här nedan så går det bra att ringa kundservice på nummer 08-5223 7025 eller maila kundservice.el@invacare.com

### **XLT Swing**

<u>Art.nr</u>	<u>Beskrivning</u>
1585092	Mont.sats M24/M25 Invacare XLT 2008

<u>Tillval</u>	
1490924	Fäste Tippskydd Invacare XLT 2008 (beställ även tippskydd)
1521191	Modifieringskit std drivhjul 12,7/12X104mm

### **SPIREA 4NG**

<u>Art.nr</u>	<u>Beskrivning</u>
1585312	Mont.sats M24/M25 Rea Spirea4

<u>Tillval</u>	
1489221	Fäste Tippskydd (beställ även tippskydd)
1521191	Modifieringskit std drivhjul 12,7/12X104mm

### **Küschall K-serie**

<u>Art.nr</u>	<u>Beskrivning</u>
1585097	Mont.sats M24/M25 Küschall K-Serie 0°
1585098	Mont.sats M24/M25 Küschall K-Serie 3°

<u>Tillval</u>	
1457664	Fäste Tippskydd e-motion Küschall K4
1521439	Modifieringskit drivhjul Spinerogy



### **Modifierings-kit**

Monteras på "standardhjulen" för att kunna växla mellan dessa och E-motionhjulen

### **Etac Cross 5**

<u>Art.nr</u>	<u>Beskrivning</u>
1653510	Mont.sats M24/M25 Etac Cross 5

<u>Tillval</u>	
1565527	Fäste Tippskydd Etac Cross 5 (beställ även tippskydd)
1521191	Modifieringskit std drivhjul 12,7/12X104mm

### **Panthera S3/U3**

<u>Art.nr</u>	<u>Beskrivning</u>
1653509	Mont.sats M24/M25 Panthera S3/U3 Panthera standard-bakaxel (Ej i kombination med Albers tippskydd)

<u>Tillval</u>	
1521261	Fäste Tippskydd (beställ även tippskydd)
1521439	Modifieringskit drivhjul Spinerogy
1457835	Modifieringskit std drivhjul axel 104,05mm

### **Panthera S2/U2**

<u>Art.nr</u>	<u>Beskrivning</u>
1585094	Mont.sats Panthera S2/U2 med Pantheras aluminiumaxel (Ej i kombination med Albers tippskydd)

<u>Tillval</u>	
1521439	Modifieringskit drivhjul Spinerogy
1457835	Modifieringskit std drivhjul axel 104,05mm

### **Sunrise Helium 0° OBS!** Byt till Albers tippskydd

<u>Art.nr</u>	<u>Beskrivning</u>
1585089	Mont.sats Sunrise Helium 0°

<u>Tillval</u>	
1519971	Tippskyddsfäste Quickie Helium (beställ även tippskydd)

### **Sunrise Helium 3° OBS!** Byt till Albers tippskydd

<u>Art.nr</u>	<u>Beskrivning</u>
1585090	Mont.sats Sunrise Helium 3°

<u>Tillval</u>	
1519971	Tippskyddsfäste Quickie Helium (beställ även tippskydd)

Vill du boka upp ett personligt möte med en produkt-specialist för att ställa dina specifika frågor så finns vi här för dig.

För att ta del av hela sortimentet från Invacare ber vi dig ta en titt på vår hemsida: [Invacare.se](https://www.invacare.se)



***Peder Tägtström***

*Distriktsansvarig*  
Västra Götaland,  
Jönköping, Kalmar,  
Västervik, Blekinge,  
Kronoberg, Halland,  
Skåne, Gotland,  
Östergötland

*ptagtstr@invacare.com*  
070-313 70 33



***Bertil Lundh***

*Distriktsansvarig*  
Uppsala,  
Stockholm,  
Dalarna,  
Västmanland,  
Södermanland,  
Gävleborg, Örebro,  
Värmland

*llundh@invacare.com*  
070-202 43 32



***Martin Tornberg***

*Distriktsansvarig*  
Norrbotten,  
Västerbotten,  
Västernorrland,  
Jämtland

*mtornber@invacare.com*  
070-347 63 96