



Beställningsguide - Alber E-fix

e-fix från Alber

Liten, lätt och snabb

e-fix är utformad för att kombinera fördelarna hos en eldriven och en manuell rullstol för inomhus- och utomhusbruk. Alla som använder en manuell rullstol kan dra fördel av detta unika "två-i-ett"-koncept.

e-fix-komponenterna kan enkelt tas av på bara ett par sekunder och är enkla att transportera. De elektriska motorerna sitter i navet på drivhjulen och den diskreta designen gör e-fix till en rullstol som väl passar ett aktivt liv.



Maximal rörlighet

Komponenterna är, med sin relativt låga vikt, enkla att transportera. Drivhjulen, batteripaketet och manöverboxen kan tas av från rullstolen på bara några sekunder med hjälp av patenterade snabbfästen.

e-fix ryms i bagageutrymmet också på en liten bil, vilket ger maximal personlig frihet.



Simply mobile.

Vid beställning av E-fix finns en del val att göra. Nedan följer en kort beskrivning av E-Fix E35 och E-Fix E36 samt tillbehör med artikelnummer för att underlätta beställningen.

Glöm inte välja monteringssats till rätt rullstol på sidan sex.

E-Fix E35, följande ingår vid beställning

Manöverbox

- Med färgdisplay som visar återstående körsträcka, batterikapacitet m.m.
- Med enkelt fäste i ramen för brukarstyrning.
- Hastighetsreglering (0,5-6 km/h).
- Knappar för på/av, tuta och belysning.
- Menyknapp för programmerbara inställningar för individuell anpassning.



Batteri

- 6,0 Ah (standard till E35)
- Körsträcka 16 km
- Litium-Ion
- 7,5 Ah (tillval till E35)
- Körsträcka 22 km
- Litium-Ion



6.0 Ah

Batterihållare

- Fungerar som "interface" mellan batteri och drivhjulen.
- Inklusive velcrobånd för montering under stol med sittbredd 40-50 cm. Vid behov av andra längder, se tillbehör.



Drivhjul

- Motor, broms och växel ingrerat i navet
- 22" eller 24"
- Massiva däck, Schwalbe Downtown
- Breddar stolen 2-5 cm beroende på stolsmodell och modell på standarddrivhjulen



22"

24"

Art.nr

1566295
1566296

e-fix E35

hjul med 6 Ah Litium-Ion batteri
hjul med 7,5 Ah Litium-Ion batteri

Art.nr

1566293
1566301

e-fix E35

hjul med 6 Ah Litium-Ion batteri
hjul med 7,5 Ah Litium-Ion batteri

Batteriladdare

- "EasyConnex" (magnetisk laddkontakt)
- "Smartladdare"



E-Fix E36, följande ingår vid beställning:

Manöverbox

- Med färgdisplay som visar återstående körsträcka, batterikapacitet m.m.
- Med enkelt fäste i ramen för brukarstyrning.
- Hastighetsreglering (0,5-6 km/h).
- Knappar för på/av, tuta och belysning.
- Menyknapp för programmerbara inställningar för individuell anpassning.



Batteri

- 7,5 Ah
- Körsträcka 20 km
- Litium-Ion



7.5 Ah

Batterihållare

- Fungerar som "interface" mellan batteri och drivhjulen.
- Inklusive velcrobånd för montering under stol med sittbredd 40-50 cm. Vid behov av andra längder, se tillbehör.



Drivhjul

- Motor, broms och växel ingrerat i navet
- 24"
- Punkteringsskyddade däck, Schwalbe Marathon Plus
- Breddar stolen 2-5 cm beroende på stolsmodell och modell på standarddrivhjulen



Batteriladdare

- "EasyConnex" (magnetisk laddkontakt)
- "Smartladdare"



24"

Art.nr	e-fix E36
1566302	hjul med 7.5 Ah Litium-Ion batteri
1566303	hjul med 6.0 Ah Litium-Ion batteri

Följande komponenter finns som tillbehör för e-fix,E35/E36.



Drivringsöverdrag/
gummiklädsel



Joystickknopp,
Stor kula 40cm



Joystickknopp,
tetra



Joystickknopp,
Skumboll 70cm



Påkörningsskydd
för joystick



Förlängare, hastig-
hetspotentiometer



Parallellbeslag/
Swing away
E-Fix E35/E36



Tippskydd med
uppställningsfunktion



Vårdarstyrning Intuitiv E-Fix E35/36
Adapterkabel beställs separat



Adapterkabel E35/E36



Förlängningsreglage
(Tillval E-Fix E35
Standard E-Fix E36)

Tillbehör (Stolsspecifika, se respektive monteringsats för artikelnummer)



Batteribox fast hylla

Batterihållare monteras med klämmor direkt i chassit istället för med velcrobånd



Fäste för manöverbox

E-fix i armstöd
Montering av fäste i armstödet istället för i ramen



Modifieringsset

Monteras på "standard" hjulen för att kunna växla mellan dessa och E-fix hjulen

Artikel nr.

Tillbehör

1566203	Ekerskydd 22" utan dekor
1566666	Ekerskydd 24" utan dekor
1456301	Gummiklädsel till drivring 22"
1456273	Gummiklädsel till drivring 24"
1565669	Joystickknopp stor kula 40mm
1565670	Joystickknopp tetra
1566196	Joystickknopp skumboll 70mm (Dartexklädd)
1565836	Påkörningsskydd för joystick
1566197	Förlängare hastighetspotentiometer
1593361	Swing away E-Fix E35/E36 2019
1566313	Kardborreband vid SB < 40cm
1566314	Kardborreband vid SB > 50cm
1593206	Tippskydd med uppställningsfunktion, svarta
1566165	Vårdarstyrning Intuitiv E-Fix E35/36 (inkl. expanderfäste)
1467804	Extrahandtag Vårdarstyrning E-Fix exkl expander
1566177	Adapterkabel E35/E36

Artikel nr.

Tillbehör

1566178	Förlängningsreglage Frikoppling, tillval E35
---------	---

Komplettera med en monteringssats. E-fix E35/E36 passar till de flesta manuella rullstolar på marknaden. **Nedan har vi listat de vanligaste stolsmodellerna på den svenska marknaden** samt angett artikelnummer till monteringssatsen för dessa. Skulle just den Rullstolsmodell eller konfiguration som du behöver monteringssats till inte stå angiven här nedan så går det bra att ringa kundservice på nummer 08-5223 7025 eller maila kundservice.el@invacare.com

XLT

<u>Art.nr</u>	<u>Beskrivning</u>
1587766	Mont.sats E-fix E35/E36 XLT 2008
<u>Tillval</u>	
1566357	Battbox fast till ramdiameter 23,3mm
1521298	Fäste för manöverbox e-fix, hö armstöd Rio
1564934	Fäste för manöverbox e-fix, vä armstöd Rio
1521297	Fäste för manöverbox E-Fix hö
	Swing Away Rio (Beställ även 1593361)
1564935	Fäste för manöverbox E-Fix vä
	Swing Away Rio (Beställ även 1593361)
1490924	Fäste Tippskydd E-Fix Invacare XLT
	(beställ även tippskydd)
1521191	Modifieringskit std drivhjul 12,7/12X104mm

SPIREA 4NG

<u>Art.nr</u>	<u>Beskrivning</u>
1604598	Mont.sats E-fix E35/E36 Rea Spirea4
<u>Tillval</u>	
1566346	Batteribox fast 19mm (Kryssram)
1521298	Fäste för manöverbox e-fix, hö armstöd Rio
1564934	Fäste för manöverbox e-fix, vä armstöd Rio
1521297	Fäste för manöverbox E-Fix hö
	Swing Away Rio (Beställ även 1593361)
1564935	Fäste för manöverbox e-fix, vä armstöd Rio
	(Beställ även 1593361)
1489221	Fäste Tippskydd 12mm E-Fix
	(beställ även tippskydd)
1521191	Modifieringskit std drivhjul 12,7/12X104mm

Küschall K-serie (lång hjulbas)

<u>Art.nr</u>	<u>Beskrivning</u>
1653743	Mont.sats E-fix E35/E36 Küschall K-series
<u>Tillval</u>	
1566359	Batteribox fast till ramdiameter 30mm
1591801	Fäste för manöverbox E-fix Küschall hö
1591799	Fäste för manöverbox E-fix Küschall vä
1591802	Fäste för manöverbox E-fix Küschall
	Swing Away Kuscall hö
1591800	Fäste för manöverbox E-fix Küschall
	Swing Away Kuscall hö
1521438	Fäste tippskydd Küschall
	(beställ även 1593361)
1521439	Modifieringskit drivhjul Spinergy

Panthera S2/U2

<u>Art.nr</u>	<u>Beskrivning</u>
1587893	Mont.sats E-fix E35/E36 Panthera S2/U2, Bakaxel Tidigare Standard. (Ej i kombination med Albers tippskydd)
<u>Tillval</u>	
1566484	Batteribox fast till Prisma
1521439	Modifieringskit drivhjul Spinergy
1457835	Modifieringskit std drivhjul axel 104,05mm

Panthera S3/U3

<u>Art.nr</u>	<u>Beskrivning</u>
1607012	Mont.sats E-fix E35/E36 Panthera S3/U3, Bakaxel Tidigare Standard (Ej i kombination med Albers tippskydd)

1647097	Mont.sats E-fix E35/E36 Panthera S3/U3, Om rullstolen är utsustad med annat än "Bak axel tidigare Standard" eller Albers tippskydd ska användas
---------	---

<u>Tillval</u>	
1566484	Batteribox fast till Prisma
1593218	Fäste för manöverbox e-fix armstöd (hö alt vä)
1593219	Fäste för manöverbox E-fix i armstöd med Swing away (hö alt vä)
	(beställ även 1593361)
1521261	Fäste tippskydd (Beställ även tippskydd) (endast i kombination med monterings-sats 1647097)
1521439	Modifieringskit drivhjul Spinergy
1457835	Modifieringskit std drivhjul axel 104,05mm

Etac Cross 5

<u>Art.nr</u>	<u>Beskrivning</u>
1587854	Mont.sats E-fix E35/E36 Etac Cross 5
<u>Tillval</u>	
1592102	Batteribox fast 22,3mm (kryssram)
1591776	Fäste för manöverbox E-Fix Etac Cross5 fast
1591777	Fäste för manöverbox E-fix Etac Cross5 med Swing away
	(beställ även 1593361)
1565527	Fäste tippskydd E-fix Etac Cross5
	(beställ även tippskydd)

Etac Cross 6

<u>Art.nr</u>	<u>Beskrivning</u>
1663847	Mont.sats E-Fix E35/E36 Etac Cross 6
<u>Tillval</u>	
1592102	Batteribox fast 22,3mm (Rekommenderas)
1591776	Fäste för manöverbox E-Fix Etac Cross5 fast
1591777	Fäste för manöverbox E-fix Etac Cross5 med Swing away (Beställ även 1593361)
1594310	Fäste tippskydd Etac Cross 6

Etac Prio 3A

<u>Art.nr</u>	<u>Beskrivning</u>
1677390	Mont.sats E-Fix E35/E36 Etac Prio 3A

Tillval

1566360	Batteribox Fast Prisma (Rekommenderas)
1591776	Fäste för manöverbox E-Fix Etac Cross5 fast
1591777	Fäste för manöverbox E-fix Etac Cross5 med Swing away (Beställ även 1593361) 1
566038	Fäste tippskydd

Etac Xact

<u>Art.nr</u>	<u>Beskrivning</u>
1595804	Mont.sats E-Fix E35/E36 Etac Xact inkl. Fäste Batteribox fast
<u>Tillval</u>	
1595643	Fäste för manöverbox E-Fix Etac Xact fast (Används även som fäste till Swing away 1593361)
1595642	Fäste Tippskydd Etac Xact


E-Fix Mobility app

En smart assistent på vägen.

Med denna app kopplad till din E-fix får du kostnadsfritt information och tips direkt till din Smartphone. Allt från tips till när du ska ut och resa till hur lång körsträcka som finns kvar innan den behöver laddas igen.

Kostnadsfria funktioner

- Batterikapacitet
- Återstående körsträcka
- Färdator med total körsträcka
- Felkoder med föreslagna åtgärder
- Med mera....



Mobility plus-paket

Mobility plus-paketet innehåller en rad extrafunktioner så som bland annat ökad hastighet, navigering och möjligheten att fjärrstyra din E-fix

Högre hastighet

Möjlighet att justera motorkraften i motorerna och öka max hastighet från 6 km/h till 8 km/h



Navigering

Med "easyNavi" får man en navigator som visar närmaste väg till målet för rullstolsanvändare där man tar hänsyn till trappor och dyligt.



Fjärrstyrning

Via bluetooth ges möjligheten att styra din E-fix från en smartphone och på så vis till exempel flytta undan rullstolen utan att sitta i den.



Telefon

Notiser på inkommande samtal, meddelanden med mera syns på displayen för din E-Fix (Fungerar endast på Android)



Vill du boka upp ett personligt möte med en produkt-specialist för att ställa dina specifika frågor så finns vi här för dig.

För att ta del av hela sortimentet från Invacare ber vi dig ta en titt på vår hemsida: [Invacare.se](https://www.invacare.se)



Peder Tägtström

Distriktsansvarig
Västra Götaland,
Jönköping, Kalmar,
Västervik, Blekinge,
Kronoberg, Halland,
Skåne, Gotland,
Östergötland

*ptagtstr@invacare.com
070-313 70 33*



Peder Hansson

Distriktsansvarig
Norrbotten,
Västerbotten,
Jämtland/Härjedalen
Västernorrland

*phansson@invacare.com
070-347 63 96*



Bertil Lundh

Distriktsansvarig
Stockholm, Uppsala
Värmland, Dalarna
Örebro län
Västmanland,
Sörmland, Gävleborg

*blundh@invacare.com
070-202 43 32*

Kundservice El

Mail: kundservice.el@invacare.com

Tele: 08-52 23 70 25