



Beställningsguide - Alber viamobil V25



viamobil V25 från Alber

Kraftfull och säker förflyttning av rullstol

Alber viamobil är inte bara ett hjälpmedel för påskjutning av rullstolar, utan även en effektiv lösning för säker bromsning i nedförsbackar. Lutningar på upp till 18% hanteras enkelt utan fysisk ansträngning från vårdaren.

Den kraftfulla motorn klarar brukare med en vikt på upp till 160 kg, vilket gör Viamobil flexibel för olika behov. Modern teknik, inklusive Lithium-Ion-batteri och det innovativa EasyConnex Magnetic Plug System, gör Viamobil till ett drivaggregat i en egen klass.

Viamobil passar till nästan alla rullstolar och är både enkel att använda och säker för vårdare, anhöriga eller assistenter – även om något oväntat skulle inträffa under färden.



Portabel och mångsidig

Enkelt dockningssystem för rullstol viamobil kan enkelt demonteras till små, smidiga komponenter för transport.

Viamobil kan monteras på nästan vilken manuell rullstol som helst. Allt som krävs för att kunna installera Viamobil är att man monterar några små fästen på rullstolen.

Tack vare sin kompakta storlek påverkas inte komfortrullstolens sitsinställningar såsom rygg och tilt negativt.



Vid beställning av viamobil V25 finns en del val att göra. Det underlättas att följa ordningen nedan vid beställning.



1. Viamobil std inkl. batteri och laddare

I detta artikelnummer ingår drivmotor, batteri, laddare, främre & bakre bulthållare (ej bild), manöverbox & körhandtag samt fästen till körhandtagen för dessa.

Notera: Om rullstolen har en körbåge så beställer man en klämma för att montera manöverbox & körhandtag. Vid beställning ange om rullstolsmodellen är utrustad med körbåge.

Art Nr	Benämning
1521003N	Viamobil std inkl. batteri och laddare

Vilken rullstolsmodell & sittbredd skall den monteras på?

Olika monteringsbracket passar till olika rullstolsmodeller. Nedan har vi listat de vanligaste stolsmodellerna på den svenska marknaden samt angett artikelnummer till monteringsfästet för dessa. Generellt sett så kan man montera viamobil på alla rullstolar med sitsbredd mellan 38-60cm. En längsta sitshöjd mätt i bakkant på rullstolen bör inte understiga 38cm. Skulle just den stolsmodell eller konfiguration som du behöver monteringsset till inte stå angiven här nedan så går det bra att ringa vår kundservice på nummer 08-5223 7025 eller mejla kundservice.el@invacare.com

2. Monteringsbracket beroende på leverantör:

Rullstolar från Invacare

Art Nr	Benämning
1566408	Monteringsbracket Azalea 2016
1520285	Monteringsbracket Azalea Max
1593078	Monteringsbracket Azalea Tall
1565999	Monteringsbracket Rea Dahlia 30gr
1566162	Monteringsbracket Rea Dahlia 45gr
1520365	Monteringsbracket Spirea4 NG kort hjulbas
1520366	Monteringsbracket Spirea4 NG lång hjulbas

Rullstolar från Etac

Art Nr	Benämning
1594503	Monteringsbracket Etac Prio 3
1566074	Monteringsbracket Etac Prio
1565550	Monteringsbracket Etac Cross5
1594371	Monteringsbracket Etac Cross 6

Rullstolar från HD Rehab

Art Nr	Benämning
1564900	Monteringsbracket HD Balance

3. Kompletterande bultpar beroende på leverantör:

Ett Bakre och ett främre bultpar behöver beställas beroende på rullstolens sitsbredd. Nedan har vi listat vilka bultpar som krävs för respektive rullstolsmodell & sittbredd.

Rullstolar från Invacare

Art Nr	Benämning
<u>Azalea & Azalea Tall SB 39</u>	
1521219	Bult Viamobil v25 115 mm bak par
1521226	Bult Viamobil v25 112 mm fram par
<u>Azalea & Azalea Tall SB 44</u>	
1521220	Bult Viamobil V25 140mm bak par
1521227	Bult Viamobil V25 162mm fram par
<u>Azalea & Azalea Tall SB 49</u>	
1521221	Bult Viamobil V25 165mm bak par
1521227	Bult Viamobil V25 162mm fram par
<u>Azalea Max SB 55</u>	
1521221	Bult Viamobil V25 165mm bak par
1521225	Bult Viamobil V25 222mm fram par
<u>Azalea Max SB 61</u>	
1521222	Bult Viamobil V25 190mm bak par
1521225	Bult Viamobil V25 222mm fram par
<u>Rea Dahlia 30/45 SB 39/44</u>	
1521218	Bult Viamobil V25 90mm bak par
1521226	Bult Viamobil V25 112mm fram par
<u>Rea Dahlia 30/45 SB 49</u>	
1521219	Bult Viamobil V25 115mm bak par
1521226	Bult Viamobil V25 112mm fram par
<u>Spiera 4 NG SB 38/40,5</u>	
1521218	Bult Viamobil V25 90mm bak par
1521226	Bult Viamobil V25 112mm fram par
<u>Spiera 4 NG SB 43/45,5</u>	
1521219	Bult Viamobil V25 115mm bak par
1521227	Bult Viamobil V25 162mm fram par
<u>Spiera 4 NG SB 48/50,5</u>	
1521220	Bult Viamobil V25 140mm bak par
1521227	Bult Viamobil V25 162mm fram par

Rullstolar från Etac

Art Nr	Benämning
<u>Cross 5/XL SB 40</u>	
1521218	Bult Viamobil V25 90mm bak par
1521226	Bult Viamobil V25 112mm fram par
<u>Cross 5/XL SB 42,5/45</u>	
1521219	Bult Viamobil V25 115mm bak par
1521227	Bult Viamobil V25 162mm fram par
<u>Cross 5/XL SB 47,5/50</u>	
1521220	Bult Viamobil V25 140mm bak par
1521227	Bult Viamobil V25 162mm fram par
<u>Cross 5/XL SB 60</u>	
1521222	Bult Viamobil V25 190mm bak par
1521225	Bult Viamobil V25 222mm fram par
<u>Cross 6 SB 37,5/40</u>	
1521218	Bult Viamobil V25 90mm bak par
1521226	Bult Viamobil V25 112mm fram par
<u>Cross 6 SB 42,5/45</u>	
1521219	Bult Viamobil V25 115mm bak par
1521227	Bult Viamobil V25 162mm fram par
<u>Cross 6 SB 47,5/50</u>	
1521220	Bult Viamobil V25 140mm bak par
1521227	Bult Viamobil V25 162mm fram par
<u>Cross 6 SB 52,5</u>	
1521221	Bult Viamobil V25 165mm bak par
1521225	Bult Viamobil V25 222mm fram par
<u>Prio 3 SB 40</u>	
1521219	Bult Viamobil V25 115mm bak par
1521226	Bult Viamobil V25 112mm fram par
<u>Prio 3 SB 45</u>	
1521220	Bult Viamobil V25 140mm bak par
1521227	Bult Viamobil V25 162mm fram par

Rullstolar från Etac

Art Nr	Benämning
<u>Prio 3 SB 50</u>	
1521221	Bult Viamobil V25 165mm bak par
1521227	Bult Viamobil V25 162mm fram par
<u>Prio 3 SB 55</u>	
1521222	Bult Viamobil V25 190mm bak par
1521225	Bult Viamobil V25 222mm fram par
<u>Transit SB 37,5</u>	
1521218	Bult Viamobil V25 90mm bak par
1521226	Bult Viamobil V25 112mm fram par
<u>Transit SB 40</u>	
1521219	Bult Viamobil V25 115mm bak par
1521226	Bult Viamobil V25 112mm fram par
<u>Transit SB 42,5</u>	
1521219	Bult Viamobil V25 115mm bak par
1521227	Bult Viamobil V25 162mm fram par
<u>Transit SB 45/47,5</u>	
1521220	Bult Viamobil V25 140mm bak par
1521227	Bult Viamobil V25 162mm fram par
<u>Transit SB 50</u>	
1521221	Bult Viamobil V25 165mm bak par
1521227	Bult Viamobil V25 162mm fram par
<u>Transit SB 52,5</u>	
1521221	Bult Viamobil V25 165mm bak par
1521225	Bult Viamobil V25 222mm fram par
<u>Transit SB 55</u>	
1521222	Bult Viamobil V25 190mm bak par
1521225	Bult Viamobil V25 222mm fram par
<u>Transit SB 60</u>	
1521223	Bult Viamobil V25 215mm bak par
1521225	Bult Viamobil V25 222mm fram par

Rullstolar från HD Rehab


Art Nr	Benämning
<u>Balance SB 38</u>	
1521218	Bult Viamobil V25 90mm bak par
1521226	Bult Viamobil V25 112mm fram par
<u>Balance SB 42</u>	
1521219	Bult Viamobil V25 115mm bak par
1521226	Bult Viamobil V25 112mm fram par
<u>Balance SB 46/50</u>	
1521220	Bult Viamobil V25 140mm bak par
1521227	Bult Viamobil V25 162mm fram par

4. Följande komponenter finns som tillval för Viamobil V25

Art Nr	Benämning
1593418	Körhandtag Viamobil V25 höjdställbara Vers. 2020 par
1593389	Tippskydd V25 Vers. 2020 par
1489339	Tippskydd Viamobil rak kpl (Dessa tippskydd kan fästas i den bakre bulthållaren när man dockat av Viamobil V25 och rullstolen saknar tippskydd)



Artnr. 1593418



Artnr. 1593389



Artnr. 1489339

Kontaktpersoner i ditt distrikt

Kundservice El

Mail: kundservice.el@invacare.com

Tele: 08-52 23 70 25



Peder Tägtström

Distriktsansvarig
Västra Götaland,
Jönköping, Kalmar,
Blekinge,
Kronoberg, Halland,
Skåne, Gotland,
Östergötland

ptagtstr@invacare.com
070-313 70 33



Bertil Lundh

Distriktsansvarig
Stockholm,
Uppsala,
Västernorrland,
Värmland,
Dalarna

blundh@invacare.com
070-202 43 32



Peder Hansson

Distriktsansvarig
Norrbotten, Västerbotten,
Jämtland/
Härjedalen

phansson@invacare.com
070-347 63 96