

Invacare® Bora® AA1



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com

ARRÊT DE COMMERCIALISATION AU 31/08/2020

Pensez aux nouveaux fauteuils roulants électriques AVIVA RX20 & RX40 !



Invacare® Bora® AA1

Fauteuil électrique démontable à châssis rigide d'intérieur et d'extérieur



Date :



Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :



Descriptif :

- Poids : à partir de 98 kg
- Poids max. de l'utilisateur : 130 kg.
- Garantie 2 ans hors batteries et pièces d'usure.

Nouveautés :

- Coussin d'assise *Matrx Contour Visco_{NG}*

Tarif maximal de remboursement au titre de la PCH (Prestation de Compensation pour le Handicap) = 6 975,90 € TTC (inclus LPPR), pris en charge par la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées). Arrêté du 28 décembre 2005, paru au Journal Officiel du 30 décembre 2005.

* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.



Service de personnalisation Invacare Unique

Merci de préciser le numéro de devis ou de fabrication spéciale :

Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités.






Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases


◆ Configuration standard

○ Options sans supplément de prix

CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	Euros		
			HT	TTC	LPPR*
ASA0015	<input type="checkbox"/> Invacare® Bora AA1 - Code LPPR 9125967		3 306,11	3 487,95	3 487,95
			+ 7,00 € HT d'éco-participation		
ASSISE MODULITE STANDARD					
ASA2110	<input type="checkbox"/> Assise Modulite Standard - Largeur d'assise 430 mm, accoudoirs réglables de 44 à 48 cm	NC : 0977, 1093, 1094, 2113, 2192, 2193, 2194, 2229, cale-cuisses, Bodypoint	◆	◆	
Profondeur d'assise - REGLABLE EN CONTINU					
ASA2132	<input type="checkbox"/> 410 mm	NC : 2196, 2197, 2198	○	○	
ASA2134	<input type="checkbox"/> 460 mm		◆	◆	
ASA2136	<input type="checkbox"/> 510 mm	NC : 2143	○	○	
Coussin d'assise					
ASA2141	<input type="checkbox"/> Coussin d'assise standard, nylon noir, hauteur 50 mm	NC : 2152, 2153, 2155	◆	◆	
ASA2142	<input type="checkbox"/> Coussin d'assise <i>Flo-tech Lite</i> (hauteur 75 mm, poids max 127 kg)		○	○	
ASA2143	<input type="checkbox"/> Coussin d'assise <i>Matrx Contour Visco_{NG}</i> 430 x 430 mm (hauteur 100 mm, poids max 100 kg)	NC : 2155 NOUVEAU	76,78	81,00	81,00
ASA2147	<input type="checkbox"/> Coussin d'assise <i>Matrx Libra</i> , (hauteur 90mm, poids max 136kg)	NC : 2155	293,84	310,00	
ASA2144	<input type="checkbox"/> Coussin d'assise <i>Matrx Vi</i> (Housse micro aérée)	NC : 2155	293,84	310,00	
Type de dossier - DOSSIER DEMONTABLE SANS OUTILS DE SERIE					
ASA2161	<input type="checkbox"/> Hauteur 480 mm, avec démontage rapide sans outils		◆	◆	
ASA2171	<input type="checkbox"/> Dossier réglable en tension, avec toile rembourrée bi-matière et pochette arrière	NC : 2152, 2153, 2155, 1445, 1446, Appuis-tête Elan	◆	◆	
ASA2174	<input type="checkbox"/> <i>Matrx Posture Back</i> , hauteur 400 mm		717,98	757,47	
ASA2175	<input type="checkbox"/> <i>Matrx Posture Back</i> , hauteur 500 mm		717,98	757,47	
ASA2176	<input type="checkbox"/> <i>Matrx Elite</i> , hauteur 500 mm		717,98	757,47	
ASA2177	<input type="checkbox"/> <i>Matrx Elite TR</i> , hauteur 500 mm		717,98	757,47	
ASA2178	<input type="checkbox"/> <i>Matrx Elite Deep</i> , hauteur 500 mm		717,98	757,47	

Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure *Matrx* !

Invacare® Bora® AA1			Euros			
			Prix Public		LPPR*	
			HT	TTC		
ASSISE MODULITE MODULABLE						
Type d'assise						
ASA2111	<input type="checkbox"/>	Assise Modulite rigide réglable en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) Largeur : 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur : 410 à 510 mm REGLABLE EN CONTINU		88,15	93,00	 2111
ASA2112	<input type="checkbox"/>	Assise Modulite souple réglable en tension, en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) - réhausse la hauteur d'assise de 30 mm Largeur : 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur : 410 à 510 mm REGLABLE EN CONTINU		98,58	104,00	 2112
Largeur d'assise (Préréglage d'usine)						
		330mm (choisir largeur d'assise 380 mm 2121 et accoudoirs courbés vers l'intérieur 2183)	NC : 2143			
ASA2121	<input type="checkbox"/>	380 mm	NC : 2143, 2701, 2703, 2705	○	○	
ASA2122	<input type="checkbox"/>	430 mm	NC : 2701, 2703, 2705	◆	◆	
ASA2123	<input type="checkbox"/>	480 mm	NC : 2702, 2704, 2706	○	○	
ASA2124	<input type="checkbox"/>	530 mm	NC : dossiers Matr, 2143, 2702, 2704, 2706	98,58	104,00	
Profondeur d'assise (Préréglage d'usine)						
ASA2132	<input type="checkbox"/>	410 mm	NC : 2196, 2197, 2198, Bodypoint	○	○	
ASA2134	<input type="checkbox"/>	460 mm		◆	◆	
ASA2136	<input type="checkbox"/>	510 mm - Rail d'assise rallongé de 35 mm si fauteuil commandé en profondeur 510 mm avec un dossier rigide Flex 3	NC : 2143	○	○	
Coussin d'assise						
ASA2142	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Flo-tech Lite (Pour largeur 380 à 480 mm, hauteur 75 mm, poids max 127 kg) / Contour (Pour largeur 530mm, hauteur 100 mm, poids max 152 kg)		◆	◆	 2143
ASA2143	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Matrx Contour Visco NG 430 x 430 mm (hauteur 100 mm, poids max 100 kg)	NC : 2155 NOUVEAU	76,78	81,00	81,00
ASA2147	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Matrx Libra , (hauteur 90mm, poids max 136kg)	NC : 2155	293,84	310,00	
ASA2144	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Matrx Vi (Housse micro aérée)	NC : 2155	293,84	310,00	 2147 2144
Cannes de dossier						
ASA2162	<input type="checkbox"/>	Hauteur 540 mm		○	○	
ASA2163	<input type="checkbox"/>	Hauteur 480 mm	NC : 2173	○	○	
Poignées à pousser						
ASA2107	<input type="checkbox"/>	Poignées à pousser		◆	◆	
ASA2108	<input type="checkbox"/>	Sans poignées à pousser	NC : 1307, 2220, 2227, 2228	166,82	176,00	
Type de dossier						
ASA2171	<input type="checkbox"/>	Dossier réglable en tension, avec toile rembourrée bi-matière et pochette arrière	NC : 1445, 1446, 2152, 2153, 2155, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, Appuis-tête Elan	◆	◆	 2171
ASA2179	<input type="checkbox"/>	Dossier réglable en tension Flex 3 livré avec coussin de dossier Lateral , revêtement Dartex (avec supplément)	NC : 2151, 2153, 2155, 2192, 2193, 2194, 1446, 2229, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, Appuis-tête Elan	162,09	171,00	

Invacare® Bora® AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
ASA2173	<input type="checkbox"/>	Dossier rigide Flex 3 réglable en largeur et en hauteur (de 560 à 790 mm) avec coussin de dossier Laguna	NC : 2128	135,55	143,00	 2173
ASA2174	<input type="checkbox"/>	Matrx Posture Back , hauteur 400 mm		717,98	757,47	
ASA2175	<input type="checkbox"/>	Matrx Posture Back , hauteur 500 mm		717,98	757,47	
ASA2176	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite , hauteur 500 mm		717,98	757,47	
ASA2177	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite TR , hauteur 500 mm		717,98	757,47	
ASA2178	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite Deep , hauteur 500 mm		717,98	757,47	
Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure Matrx !						
OPTIONS COMMUNES AUX ASSISES MODULITE						
Revêtement du coussin de dossier et/ou de l'assise (selon configuration)						
ASA2151	<input type="checkbox"/>	Nylon noir		◆	◆	 2191  2198
ASA2152	<input type="checkbox"/>	Dartex noir		57,82	61,00	
ASA2153	<input type="checkbox"/>	Extra LK (Skaï noir, coutures orange)		72,04	76,00	
ASA2155	<input type="checkbox"/>	Mesh noir		72,04	76,00	
Accoudoirs						
ASA2191	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs réglables en hauteur de 290 à 360 mm, en profondeur et amovible, la paire		◆	◆	 2191  2198
ASA2181	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs réglables en hauteur de 340 à 400 mm, en profondeur et amovible, la paire		51,18	54,00	
ASA2198	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs enveloppants, revêtement Dartex, la paire	NC : 2195, 2196, 2197, cale-cuisses	202,84	214,00	
ASA2183	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs courbés vers l'intérieur (jusqu'à -50 mm de largeur utile, 25 mm par côté)	NC : cale-cuisses	98,58	104,00	
ASA2193	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables, hauteur ajustable de 230 à 360 mm	NC : 1445, 1446	107,11	113,00	
ASA2192	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 230 à 300 mm	NC : 1445, 1446	307,11	324,00	
ASA2194	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 300 à 360 mm	NC : 1445, 1446	307,11	324,00	
Manchettes						
ASA2195	<input type="checkbox"/>	Manchettes standard, longueur 325 mm, la paire		◆	◆	 Gouttière hémiplegique
ASA2196	<input type="checkbox"/>	Manchettes longues, longueur 375 mm, la paire		64,45	68,00	
ASA2197	<input type="checkbox"/>	Manchettes longues ergonomiques, longueur 397 mm, la paire		92,89	98,00	
Gouttières hémiplegiques						
	<input type="checkbox"/>	Gouttière hémiplegique en fabrication spéciale		Sur devis		 Gouttière concave hémiplegique
	<input type="checkbox"/>	Gouttière concave hémiplegique avec appui palmaire plat ou à corne courbé et rotateur réversible droite ou gauche à 360°, par pas de 18°		Sur devis		
Cale-cuisses						
ASA2184	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, gauche, taille 140 x 100 mm	NC : Bodypoint	238,86	252,00	 Cale-cuisse
ASA2186	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, gauche, taille 230 x 100mm	NC : Bodypoint	238,86	252,00	
ASA2188	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, gauche, taille 330 x 100mm	NC : Bodypoint	238,86	252,00	
ASA2185	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, droite, taille 140 x 100mm	NC : Bodypoint	238,86	252,00	
ASA2187	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, droite, taille 230 x 100mm	NC : Bodypoint	238,86	252,00	
ASA2189	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, droite, taille 330 x 100mm	NC : Bodypoint	238,86	252,00	
Hauteur des supports de cale-cuisse - si cale-cuisse sélectionné						
ASA2164	<input type="checkbox"/>	Supports pour cale-cuisse 155 mm		◆	◆	 1432  1427  2323, 2324, 2322  2325, 2326
ASA2165	<input type="checkbox"/>	Supports pour cale-cuisse 206 mm		○	○	
Appuis-têtes et autres accessoires						
ASA1432	<input type="checkbox"/>	Appui-tête revêtement Dartex réglable en profondeur et en largeur	NC : 2229	196,21	207,00	
ASA1427	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Kontour multi-réglable avec oreillettes latérales revêtement Dartex	NC : 2229	258,77	273,00	
ASA2323	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan Standard 6" - housse noire respirante		369,67	390,00	
ASA2324	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan Standard 10" - housse noire respirante		331,75	350,00	
ASA2322	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan Standard 14" - housse noire respirante	NC : 2229 + 1288/1289	369,67	390,00	
ASA2325	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan Occipital 9" - housse noire respirante		369,67	390,00	

Les prix publics des options valables que si commandées avec le fauteuil.
 Pour des options commandées séparément, consulter votre distributeur.
 © 2020 Invacare International Sarl

Tous droits réservés
 3/8

Invacare® Bora® AA1				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
ASA2326	<input type="checkbox"/>	Appui-tête <i>Elan</i> Occipital 12" - housse noire respirante		369,67	390,00		
ASA2327	<input type="checkbox"/>	Appui-tête <i>Elan</i> 4 points 11" - housse noire respirante		483,41	510,00		2327
ASA1307	<input type="checkbox"/>	Tendeur de dossier, diamètre 22mm (avec cannes de dossier télescopiques)		36,02	38,00		
ASA1445	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc articulé, amovible, réglable en profondeur/hauteur/largeur, revêtement Dartex (la paire)	NC : dossiers Matrix	276,78	292,00		 1445
ASA1446	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc amovible, réglable en profondeur/hauteur/largeur, revêtement Dartex (la paire)	NC : dossiers Matrix	251,18	265,00		 1446
AJUSTEMENT DE L'ASSISE ET DU DOSSIER POUR ASSISE MODULITE							
Inclinaison d'assise							
ASA1091	<input type="checkbox"/>	Manuelle de 0° à 20°		◆	◆		
ASA1092	<input type="checkbox"/>	Electrique de 0° à 20°	NC : 1438, 2201, 2136+1367	339,34	358,00		
ASA1093	<input type="checkbox"/>	Electrique à compensation de 0° à 30°	NC : 1264, 2201	649,29	685,00		
ASA1094	<input type="checkbox"/>	Electrique à compensation de 0° à 30° + Lift 300 mm - Assise élévatrice électriquement (Poids max.130 kg) de 450 à 750 mm	NC : 1264, 1438, 2201	1 845,50	1 947,00		
Inclinaison de dossier							
ASA0975	<input type="checkbox"/>	Manuelle de 0° à 30° par paliers de 3,75° DOSSIER DEMONTABLE SANS OUTILS		◆	◆		 0975
ASA0977	<input type="checkbox"/>	Electrique de 0° à 30° DOSSIER RABATTABLE SANS OUTILS	NC : 2201	583,89	616,00		 0977
REPOSE-PIEDS & REPOSE-JAMBES							
Repose-jambes central réglable en inclinaison avec appui-mollet et palette réglable en angle							
PW-2006	<input type="checkbox"/>	Manuel <i>LNX</i> (réglable de 1,5° à 63°)	NC : cale-cuisses		Sur devis		
PW-2007	<input type="checkbox"/>	Electrique <i>LNX</i> avec compensation, positionné à 90° réglable à +7°/-7°			Sur devis		
Potences / Repose-pieds (la paire)							
ASA0526	<input type="checkbox"/>	Potences repose-pieds fixes 80°, escamotables intérieur/extérieur	NC : 0504, 0522	◆	◆		
ASA0529	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes manuels réglables en angle type <i>Azalea</i> ®	NC : 0504, 0522	135,55	143,00		 0529
ASA0503	<input type="checkbox"/>	Potences repose-pieds réglable 90° - 65°, escamotables int/ext, type <i>Storm</i> ®4		○	○		
ASA0533	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes manuels réglables en angle type <i>Storm</i> ®4	NC : 0512, 0522	222,75	235,00		 0533
ASA0531	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes ergonomiques électriques de 0° à 80°	NC : 0512, 0522, 2201	1 242,65	1 311,00		 0513
Palettes (la paire)							
ASA0512	<input type="checkbox"/>	Fixes		◆	◆		
ASA0504	<input type="checkbox"/>	Réglables en angle		○	○		
ASA0513	<input type="checkbox"/>	Réglables en angle et profondeur		88,15	93,00		 0522
ASA0522	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc	NC : 1244	96,68	102,00		
COMMANDES ELECTRONIQUES LINX							
Commande principale pour Electronique LINX							
ASA2201	<input type="checkbox"/>	Manipulateur <i>LiNX</i> REM110 : Conduite	NC : 2231, 2232, 2229, 2245, 2270, 2219	◆	◆		
ASA2203	<input type="checkbox"/>	Manipulateur <i>LiNX</i> REM211 : Conduite et contrôle des vérins	NC : 2231, 2232, 2229, 2270	○	○		 REM2
ASA2204	<input type="checkbox"/>	Manipulateur <i>LiNX</i> REM216 : Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage	NC : 2231, 2232, 2229, 2270	○	○		REM110
ASA2205	<input type="checkbox"/>	Manipulateur <i>LiNX</i> REM400 : Ecran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris	NC : 2220	938,39	990,00		 REM216
ASA2206	<input type="checkbox"/>	Ecran de contrôle <i>LiNX</i> REM500 : Ecran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris - NÉCESSITE UNE COMMANDE SPÉCIALE (2231, 2232, 2229)	NC : 2220, 2270	1 412,32	1 490,00		 REM400 Bluetooth

Invacare® Bora® AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Option REM400						
ASA2270	<input type="checkbox"/>	Interrupteurs à bascule programmables pour manipulateur REM400 (par défaut : marche /arrêt et potentiomètre de vitesse), la paire		279,62	295,00	
Fixation de la commande principale (REM110/211/216/400)						
ASA1207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite réversible, non escamotable	NC : 1404	○	○	
ASA1208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche réversible, non escamotable	NC : 1405	○	○	
ASA1707	<input type="checkbox"/>	Escamotable à droite + réglable en hauteur, renforcé	NC : 1404	◆	◆	
ASA1708	<input type="checkbox"/>	Escamotable à gauche + réglable en hauteur, renforcé	NC : 1405	○	○	
ASA2213	<input type="checkbox"/>	Fixation centrale, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 1415	563,98	595,00	
ASA2214	<input type="checkbox"/>	Fixation centrale, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405, 1339	563,98	595,00	
ASA2227	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 1287, 2128, 2219, 2220	131,75	139,00	35,71
ASA2228	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 1286, 2128, 2219, 2220	131,75	139,00	35,71
ASA2239	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Montage de l'écran de contrôle LiNX REM500						
ASA2209	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable à droite, multi-réglable	NC : 1404	◆	◆	
ASA2210	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable à gauche, multi-réglable	NC : 1405	○	○	
ASA2213	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 1415	563,98	595,00	
ASA2214	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405, 1339	563,98	595,00	
ASA2239	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Double commande LiNX (Utilisateur + tierce-personne)						
ASA2220	<input type="checkbox"/>	Double commande LiNX (REM050 - utilise le profil de conduite du REM110 ou le profil de conduite 1 du REM211/216)	NC : 1221, 1222	677,02	714,26	714,26
ASA2219	<input type="checkbox"/>	Double commande Compact LiNX - 3 profils de conduite dédiés et contrôle des vérins	NC : 1221, 1222, 2227, 2228	900,47	950,00	714,26
ASA2245	<input type="checkbox"/>	Double commande intuitive LiNX - profil de conduite dédié	NC : 1207, 1208, 2108, 2227, 2228	1 354,05	1 428,52	714,26
ASA1207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite - uniquement avec REM050 et Compact		◆	◆	
ASA1208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche - uniquement avec REM050 et Compact		○	○	
ASA1221	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite, amovible - uniquement avec commande intuitive LiNX		◆	◆	
ASA1222	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche, amovible - uniquement avec commande intuitive LiNX		○	○	
Si plusieurs joysticks doivent être montés sur le support escamotable pour montage en position centrale (2213/2214), sélectionnez l'option 2215						
Joysticks Compact proportionnels - Uniquement avec REM400 et REM500						
ASA2231	<input type="checkbox"/>	Joystick LiNX Compact proportionnel (force de déflexion : 160 g)		938,39	990,00	
ASA2232	<input type="checkbox"/>	Joystick LiNX Compact proportionnel Low force (force de déflexion : 112 g)		1 033,18	1 090,00	
ASA2207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite	NC : 1404	◆	◆	
ASA2208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche	NC : 1405	○	○	
ASA2213	<input type="checkbox"/>	Fixation centrale, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 1415	563,98	595,00	
ASA2214	<input type="checkbox"/>	Fixation centrale, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405, 1339	563,98	595,00	
ASZ2215	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Commande au menton - Uniquement avec REM400 et REM500						
ASA2229	<input type="checkbox"/>	Commande au menton ASL138 + contacteur egg	NC : 2128	2 369,67	2 500,00	714,26
ASA1289	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable manuellement, à droite (Appui-tête ELAN obligatoire)		◆	◆	
ASA1288	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable manuellement, à gauche (Appui-tête ELAN obligatoire)		○	○	
ASA1287	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable électriquement, à droite	NC : 1404, 1415, 1312	1 137,44	1 200,00	
ASA1286	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable électriquement, à gauche	NC : 1405, 1339, 1363	1 137,44	1 200,00	



2270



REM500



REM050



2219



2245



2231

2232

1288 1286
1289 1287

Invacare® Bora® AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Options complémentaires LiNX						
ASA2251	<input type="checkbox"/>	Clavier multifonctions 10 contacteurs, livré avec câble sortie double Jack 2252		417,06	440,00	
ASA2217	<input type="checkbox"/>	Fixation utilisateur à droite	NC : 1415	○	○	
ASA2218	<input type="checkbox"/>	Fixation utilisateur à gauche	NC : 1339	○	○	
ASA2227	<input type="checkbox"/>	Fixation tierce-personne à droite	NC : 2128	○	○	
ASA2228	<input type="checkbox"/>	Fixation tierce-personne à gauche	NC : 1286, 2128	○	○	
ASA2225	<input type="checkbox"/>	Sans montage		○	○	
ASA2252	<input type="checkbox"/>	Câble sortie double Jack (pour connexion contacteur) - défilement des fonctions et activation des vérins		68,25	72,00	
Accessoires LiNX						
ASA2253	<input type="checkbox"/>	Prises de charge USB (2 prises USB)	NC : 2110, Bodypoint	184,83	195,00	
ASA2207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite	NC : 1404	○	○	
ASA2208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche	NC : 1405	○	○	
Autres accessoires et contacteurs						
ASA2300	<input type="checkbox"/>	A inclure avec le fauteuil		○	○	
ASZ2301	<input type="checkbox"/>	A connecter et programmer (Spécial)		Sur devis		
Contacteurs ronds et plats (diamètre 63 mm - livrés non montés - prendre option 2252 obligatoirement si pas de REM400 ou REM500)						
ASA1685	<input type="checkbox"/>	Contacteur Rouge		102,37	108,00	
ASA1686	<input type="checkbox"/>	Contacteur Jaune		102,37	108,00	
ASA1687	<input type="checkbox"/>	Contacteur Vert		102,37	108,00	
ASA1690	<input type="checkbox"/>	Contacteur Bleu		102,37	108,00	
Contacteur Egg (option 2252 obligatoire si pas de REM400 ou REM500)						
ASA2254	<input type="checkbox"/>	Contacteur Egg, noir		81,52	86,00	
Mini contacteurs ronds et plats (diamètre 30 mm - livrés non montés - prendre option 2252 obligatoirement, si pas de REM400 ou REM500)						
ASA1711	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Rouge		102,37	108,00	
ASA1712	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Jaune		102,37	108,00	
ASA1713	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Vert		102,37	108,00	
ASA1714	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Orange		102,37	108,00	
ASA1715	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Bleu		102,37	108,00	
ASA1716	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Noir		102,37	108,00	
Joysticks Bodypoint - livrés non montés						
ASA2721	<input type="checkbox"/>	Embout ergonomique en U - largeur 76 mm (3")		79,00	83,35	
ASA2722	<input type="checkbox"/>	Embout ergonomique en U - largeur 100 mm (4")		79,00	83,35	
ASA2723	<input type="checkbox"/>	Embout dôme en caoutchouc - diamètre 66 mm		79,00	83,35	
ASA2724	<input type="checkbox"/>	Embout champignon rainuré (possible de le couper pour réduire sa hauteur) - diamètre 42 mm		79,00	83,35	
BASE MOTRICE						
Coloris de châssis						
ASA0228	<input type="checkbox"/>	Noir		○	○	
ASA0233	<input type="checkbox"/>	Gris Métallique		○	○	
ASA0252	<input type="checkbox"/>	Blanc Arctique		○	○	
Roues avant						
ASA0811	<input type="checkbox"/>	230 x 60 - 2.5/2.8 - 4 Pneumatique Gris 9" et jantes grises (largeur hors tout 610 mm)		○	○	
ASA0813	<input type="checkbox"/>	230 x 60 - 2.5/2.8 - 4 Bandage plein Gris 9" et jantes grises (largeur hors tout 610 mm)		○	○	
ASA0807	<input type="checkbox"/>	200 x 45 - 1.1/4 Bandage PU Gris 8" et jantes noires (largeur hors tout 580 mm)	NC : 1283	◆	◆	
Roues arrière						
ASA0711	<input type="checkbox"/>	12 1/2 x 2 1/4 - Pneumatique gris 12"		○	○	
ASA0727	<input type="checkbox"/>	12 1/2 x 2 1/4 - Bandage plein gris 12"		◆	◆	
Suspensions						
ASA1264	<input type="checkbox"/>	Suspensions arrière standards orange		◆	◆	
ASA1265	<input type="checkbox"/>	Suspensions arrière rigides grises		○	○	



2251



2253

2721
2722

2723












2724




0811




0807

Invacare® Bora® AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
PERFORMANCES						
Moteurs						
ASA1282	<input type="checkbox"/>	6 km/h		◆	◆	
ASA1283	<input type="checkbox"/>	10 km/h		○	○	
Batteries & Chargeur						
ASA1343	<input type="checkbox"/>	Chargeur automatique OptiCharge 8 A		◆	◆	
ASA1313	<input type="checkbox"/>	Chargeur OptiCharge 10 A		447,39	472,00	
ASA1255	<input type="checkbox"/>	40Ah		◆	◆	
GYROSCOPE						
G-Trac						
ASA1215	<input type="checkbox"/>	Module G-Trac (Contrôle directionnel de la trajectoire durant la conduite)		852,13	899,00	
OPTIONS DE POSITIONNEMENT						
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles. 						
OPTIONS						
<i>Les roulettes anti-bascule sont montées de série</i>						
Eclairage						
ASA1367	<input type="checkbox"/>	Equipement de sécurité sur route - Clignotants, feux de position, warning - Choisir REM216 , REM400 ou REM500	NC : 1438	516,59	545,00	
ASA1437	<input type="checkbox"/>	Equipement route de sécurité LED - Clignotants, feux de position, warning (il est obligatoire de cocher l'option 1417 pour cette option) - Choisir REM216 , REM400 ou REM500		535,55	565,00	
ASA1254	<input type="checkbox"/>	Sans éclairage		◆	◆	
Monte-trottoir						
ASA1244	<input type="checkbox"/>	Monte-trottoir (incluant la position Parking)		239,81	253,00	
Accroche-taxi						
ASA1493	<input type="checkbox"/>	4 Fixations avant et arrière		◆	◆	
ASA1494	<input type="checkbox"/>	Accroche-taxis conformes à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes, appui-tête obligatoire		○	○	
Ceinture de maintien						
ASA1329	<input type="checkbox"/>	Fermeture à boucle type automobile avec points d'attache fixe	NC : Bodypoint	◆	◆	
ASA2113	<input type="checkbox"/>	Fermeture à boucle type automobile avec points d'attache réglable sur l'assise	NC : Bodypoint	40,76	43,00	
Ceintures de positionnement Bodypoint (fixations incluses)						
ASA2701	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille L		134,60	142,00	
ASA2702	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille M		134,60	142,00	
ASA2703	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille L		114,69	121,00	
ASA2704	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille M		114,69	121,00	
ASA2705	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille L		99,53	105,00	
ASA2706	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille M		99,53	105,00	
Rétroviseur						
ASA1415	<input type="checkbox"/>	Droit		56,87	60,00	
ASA1339	<input type="checkbox"/>	Gauche		56,87	60,00	
Crochets porte-sac (Charge max. : 6kg)						
ASA2128	<input type="checkbox"/>	Crochets porte-sac (Uniquement avec Assise Modulite Modulable)		124,17	131,00	
Porte-bagage (uniquement possible avec l'inclinaison d'assise manuelle 0-20°)						
ASA1438	<input type="checkbox"/>	Porte-bagage arrière		299,53	316,00	
Porte-canne						
ASA1312	<input type="checkbox"/>	Côté droit		54,98	58,00	
ASA1363	<input type="checkbox"/>	Côté gauche		54,98	58,00	
Garde-boue (la paire)						
ASA1417	<input type="checkbox"/>	Garde-boue pour roues arrière	Les prix publics des options valables que si commandées avec le fauteuil. Pour des options commandées séparément, consulter votre distributeur.	94,79	100,00	



Invacare® Bora® AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Tablette escamotable						
ASA1404	<input type="checkbox"/>	Côté droit		414,22	437,00	
ASA1405	<input type="checkbox"/>	Côté gauche		414,22	437,00	
Trousse à outils						
ASA1333	<input type="checkbox"/>	Trousse à outils		23,70	25,00	







1404
1405

Tableau des hauteurs d'assise pour assises Modulite :

Invacare® BORA AA1 <i>Type d'assise</i>	Hauteur d'assise sol/Plaque d'assise (en mm)		
	Assise Standard AS*2110	Assise modulable rigide AS*2111	Assise modulable souple AS*2112
Type d'inclinaison			
AS*1091 : Manuelle 0 à 20°	450	450	480
AS*1092 : Electrique 0 à 20°	450	450	480
AS*1093 : Electrique à compensation de 0 à 30°	NC	450	480
AS*1094 : Electrique à compensation de 0 à 30° + lift (300 mm)	NC	450	480

NC: Non compatible

Rampes en accessoire

1440530	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en fibre de verre Dimensions repliée : 2000 x 820 mm 16,3 kg - capacité maximum : 300 kg		1 787,68	1 886,00		1440530
1654128	<input type="checkbox"/>	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		298,58	315,00		1654128
1654129	<input type="checkbox"/>	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		559,24	590,00		1654129
1654130	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		317,54	335,00		1654130