

# Invacare® Bora® Plus AA1



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur [www.invacare.fr](http://www.invacare.fr), ou commandez par e-mail à : [commandesfr@invacare.com](mailto:commandesfr@invacare.com)

**ARRÊT DE COMMERCIALISATION AU 31/08/2020**

Pensez aux nouveaux fauteuils roulants électriques AVIVA RX20 & RX40 !



## Invacare® Bora® Plus AA1



Fauteuil électrique démontable à châssis rigide d'intérieur et d'extérieur



### Descriptif :

- Electronique **LiNX** évolutive en standard.
- Repose-jambes ergonomiques électriques ou équipement de sécurité sur route de série.
- Bascule d'assise électrique de 0° à 20° en option sans supplément.
- Poids : à partir de 98 kg
- Poids maximum de l'utilisateur : 130 kg.
- Garantie 2 ans hors batteries et pièces d'usure.

### Nouveautés :

- Coussin d'assise **Matrx Contour Visco<sub>NG</sub>**

Date :



Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :

Tarif maximal de remboursement au titre de la PCH (Prestation de Compensation pour le Handicap) = **6 975,90 € TTC** (inclus LPPR), pris en charge par la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées). Arrêté du 28 décembre 2005, paru au Journal Officiel du 30 décembre 2005.

\* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.



Service de personnalisation Invacare Unique







Merci de préciser le numéro de devis ou de fabrication spéciale :

**Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités.**

Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases

Configuration standard









Options sans supplément de prix

				Euros			
				Prix Public	LPPR*		
CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC			
ASF0082	<input type="checkbox"/> Invacare® Bora Plus AA1 - avec Repose-jambes ergonomiques électriques de 0° à 80° et batteries gel 50 Ah INCLUS - Code LPPR 9125967	NC : 0526, 0529, 0503, 0533	3 306,11	3 487,95	3 487,95		
				+ 7,00 € HT d'éco-participation			
ASF0083	<input type="checkbox"/> Invacare® Bora Plus AA1 - avec Equipement de sécurité sur route (Clignotants, feux de position, warning) et batteries gel 50 Ah INCLUS - Code LPPR 9125967	NC : 1254, 1437, 1438, 2203, 2136+1092	3 306,11	3 487,95	3 487,95		
				+ 7,00 € HT d'éco-participation			
ASSISE MODULITE STANDARD							
ASF2110	<input type="checkbox"/> Assise Modulite Standard - Largeur d'assise 430 mm, accoudoirs réglables de 44 à 48 cm	NC : 0977, 1445, 1446, 1093, 1094, 2113, 2192, 2193, 2194, commande au menton, Bodypoint	◆	◆			 2110
Profondeur d'assise - REGLABLE EN CONTINU							
ASF2132	<input type="checkbox"/> 410 mm	NC : 2196, 2197, 2198	○	○			
ASF2134	<input type="checkbox"/> 460 mm		◆	◆			
ASF2136	<input type="checkbox"/> 510 mm	NC : 2143	○	○			
Coussin d'assise							
ASF2141	<input type="checkbox"/> Coussin d'assise standard, nylon noir, hauteur 50 mm	NC : 2152, 2153, 2155	◆	◆			 2143
ASF2143	<input type="checkbox"/> Coussin d'assise <b>Matrx Contour Visco<sub>NG</sub></b> 430 x 430 mm (hauteur 100 mm, poids max 100 kg)	NC : 2155 <b>NOUVEAU</b>	76,78	81,00	81,00		
ASF2147	<input type="checkbox"/> Coussin d'assise <b>Matrx Libra</b> , (hauteur 90mm, poids max 136kg)	NC : 2155	293,84	310,00			 2147
ASF2144	<input type="checkbox"/> Coussin d'assise <b>Matrx Vi</b> (Housse micro aérée)	NC : 2155	293,84	310,00			 2144
Type de dossier - DOSSIER DEMONTABLE SANS OUTILS DE SERIE							
ASF2161	<input type="checkbox"/> Hauteur 480 mm, avec démontage rapide sans outils		◆	◆			
ASF2171	<input type="checkbox"/> Dossier <b>réglable en tension</b> , avec toile rembourrée bi-matière et pochette arrière	NC : 2152, 2153, 2155, 1445, 1446, Appuis-tête Elan	◆	◆			 2171

Les prix publics des options variables que si commandées avec le fauteuil.  
Pour des options commandées séparément, consulter votre distributeur.  
© 2020 Invacare International Sarl

Tous droits réservés  
1/8



Invacare® Bora® Plus AA1				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
ASF2174	<input type="checkbox"/>	Matrx Posture Back , hauteur 400 mm		717,98	757,47		
ASF2175	<input type="checkbox"/>	Matrx Posture Back , hauteur 500 mm		717,98	757,47		
ASF2176	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite , hauteur 500 mm		717,98	757,47		
ASF2177	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite TR , hauteur 500 mm		717,98	757,47		
ASF2178	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite Deep , hauteur 500 mm		717,98	757,47		
Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure <b>Matrx</b> !							
ASSISE MODULITE MODULABLE							
Type d'assise							
ASF2111	<input type="checkbox"/>	Assise Modulite rigide réglable en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) Largeur : 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur : 410 à 510 mm <b>REGLABLE EN CONTINU</b>		88,15	93,00	 2111	
ASF2112	<input type="checkbox"/>	Assise Modulite souple réglable en tension, en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) - réhausse la hauteur d'assise de 30 mm Largeur : 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur : 410 à 510 mm <b>REGLABLE EN CONTINU</b>		98,58	104,00	 2112	
Largeur d'assise (Préréglage d'usine)							
		330mm (choisir largeur d'assise 380 mm 2121 et accoudoirs courbés vers l'intérieur 2183)	NC : 2143				
ASF2121	<input type="checkbox"/>	380 mm	NC : 2143, 2701, 2703, 2705	○	○		
ASF2122	<input type="checkbox"/>	430 mm	NC : 2701, 2703, 2705	◆	◆		
ASF2123	<input type="checkbox"/>	480 mm	NC : 2702, 2704, 2706	○	○		
ASF2124	<input type="checkbox"/>	530 mm	NC : dossiers Matrx, 2143, 2702, 2704, 2706	98,58	104,00		
Profondeur d'assise (Préréglage d'usine)							
ASF2132	<input type="checkbox"/>	410 mm	NC : 2196, 2197, 2198, Bodypoint	○	○		
ASF2134	<input type="checkbox"/>	460 mm		◆	◆		
ASF2136	<input type="checkbox"/>	510 mm - Rail d'assise rallongé de 35 mm si fauteuil commandé en profondeur 510 mm avec un dossier rigide <b>Flex 3</b>	NC : 2143	○	○		
Coussin d'assise							
ASF2142	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <b>Flo-tech Lite</b> (Pour largeur 380 à 480 mm, hauteur 75 mm, poids max 127 kg) / <b>Contour</b> (Pour largeur 530mm, hauteur 100 mm, poids max 152 kg)		◆	◆	 2143	
ASF2143	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <b>Matrx Contour Visco NG</b> 430 x 430 mm (hauteur 100 mm, poids max 100 kg)	NC : 2155 	76,78	81,00	81,00	
ASF2147	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <b>Matrx Libra</b> , (hauteur 90mm, poids max 136kg)	NC : 2155	293,84	310,00		 2147
ASF2144	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <b>Matrx Vi</b> (Housse micro aérée)	NC : 2155	293,84	310,00		 2144
Cannes de dossier							
ASF2162	<input type="checkbox"/>	Hauteur 540 mm		○	○		
ASF2163	<input type="checkbox"/>	Hauteur 480 mm	NC : 2173	○	○		
Poignées à pousser							
ASF2107	<input type="checkbox"/>	Poignées à pousser		◆	◆		
ASF2108	<input type="checkbox"/>	Sans poignées à pousser	NC : 1307, 2220, 2221, 2222, 2227, 2228	166,82	176,00		 2171
Type de dossier							
ASF2171	<input type="checkbox"/>	Dossier réglable en tension, avec toile rembourrée bi-matière et pochette arrière	NC : 1445, 1446, 2152, 2153, 2155, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, Appuis-tête Elan	◆	◆		



Invacare® Bora® Plus AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
ASF2179	<input type="checkbox"/>	Dossier réglable en tension <b>Flex 3</b> livré avec coussin de dossier <b>Lateral</b> , revêtement Dartex (avec supplément)	NC : 2151, 2153, 2155, 2192, 2193, 2194, 1446, 2229, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, Appuis-tête Elan	162,09	171,00	
ASF2173	<input type="checkbox"/>	Dossier rigide <b>Flex 3</b> réglable en largeur et en hauteur (de 560 à 790 mm) avec coussin de dossier <b>Laguna</b>	NC : 2128	135,55	143,00	
ASF2174	<input type="checkbox"/>	<b>Matrx Posture Back</b> , hauteur 400 mm		717,98	757,47	
ASF2175	<input type="checkbox"/>	<b>Matrx Posture Back</b> , hauteur 500 mm		717,98	757,47	
ASF2176	<input type="checkbox"/>	<b>Matrx Elite</b> , hauteur 500 mm		717,98	757,47	
ASF2177	<input type="checkbox"/>	<b>Matrx Elite TR</b> , hauteur 500 mm		717,98	757,47	
ASF2178	<input type="checkbox"/>	<b>Matrx Elite Deep</b> , hauteur 500 mm		717,98	757,47	
Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure <b>Matrx</b> !						
<b>OPTIONS COMMUNES AUX ASSISES MODULITE</b>						
<b>Revêtement du coussin de dossier et/ou de l'assise (selon configuration)</b>						
ASF2151	<input type="checkbox"/>	Nylon noir			◆	
ASF2152	<input type="checkbox"/>	Dartex noir		57,82	61,00	
ASF2153	<input type="checkbox"/>	Extra LK (Skaï noir, coutures orange)		72,04	76,00	
ASF2155	<input type="checkbox"/>	Mesh noir		72,04	76,00	
<b>Accoudoirs</b>						
ASF2191	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs réglables en hauteur de 290 à 360 mm, en profondeur et amovible, la paire		◆	◆	
ASF2181	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs réglables en hauteur de 340 à 400 mm, en profondeur et amovible, la paire		51,18	54,00	
ASF2198	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs enveloppants, revêtement Dartex, la paire	NC : 2195, 2196, 2197, cale-cuisses	202,84	214,00	
ASF2183	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs courbés vers l'intérieur (jusqu'à -50 mm de largeur utile, 25 mm par côté)	NC : cale-cuisses	98,58	104,00	
ASF2193	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables, hauteur ajustable de 230 à 360 mm	NC : 1445, 1446	○	○	
ASF2192	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 230 à 300 mm	NC : 1445, 1446	307,11	324,00	
ASF2194	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 300 à 360 mm	NC : 1445, 1446	307,11	324,00	
<b>Manchettes</b>						
ASF2195	<input type="checkbox"/>	Manchettes standard, longueur 325 mm, la paire		◆	◆	
ASF2196	<input type="checkbox"/>	Manchettes longues, longueur 375 mm, la paire		64,45	68,00	
ASF2197	<input type="checkbox"/>	Manchettes longues ergonomiques, longueur 397 mm, la paire		92,89	98,00	
<b>Gouttières hémiplégiques</b>						
	<input type="checkbox"/>	Gouttière hémiplégique en fabrication spéciale		Sur devis		
	<input type="checkbox"/>	Gouttière concave hémi avec appui palmaire plat ou à corne courbé et rotateur réversible droite ou gauche à 360°, par pas de 18°		Sur devis		
<b>Cale-cuisses</b>						
ASF2184	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, gauche, taille 140 x 100 mm	NC : Bodypoint	238,86	252,00	
ASF2186	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, gauche, taille 230 x 100 mm	NC : Bodypoint	238,86	252,00	
ASF2188	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, gauche, taille 330 x 100 mm	NC : Bodypoint	238,86	252,00	
ASF2185	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, droite, taille 140 x 100 mm	NC : Bodypoint	238,86	252,00	
ASF2187	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, droite, taille 230 x 100 mm	NC : Bodypoint	238,86	252,00	
ASF2189	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, droite, taille 330 x 100 mm	NC : Bodypoint	238,86	252,00	
<b>Hauteur des supports de cale-cuisse - si cale-cuisse sélectionné</b>						
ASF2164	<input type="checkbox"/>	Supports pour cale-cuisse 155 mm		◆	◆	
ASF2165	<input type="checkbox"/>	Supports pour cale-cuisse 206 mm		○	○	
<b>Appuis-têtes et autres accessoires</b>						
ASF1432	<input type="checkbox"/>	Appui-tête revêtement Dartex réglable en profondeur et en largeur	NC : 2229	196,21	207,00	
ASF1427	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Kontour multi-réglable avec oreillettes latérales revêtement Dartex	NC : 2229	258,77	273,00	
ASF2323	<input type="checkbox"/>	Appui-tête <b>Elan</b> Standard 6" - housse noire respirante		369,67	390,00	
ASF2324	<input type="checkbox"/>	Appui-tête <b>Elan</b> Standard 10" - housse noire respirante		331,75	350,00	



2173



2191



2198



Gouttière hémiplégique



Gouttière concave hémiplégique



Cale-cuisse



1432



1427



















Les prix publics des options valables que si commandées avec le fauteuil.  
Pour des options commandées séparément, consulter votre distributeur.

© 2020 Invacare International Sarl

Tous droits réservés

3/8






Invacare® Bora® Plus AA1				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
ASF2322	<input type="checkbox"/>	Appui-tête <b>Elan</b> Standard 14" - housse noire respirante		369,67	390,00		
ASF2325	<input type="checkbox"/>	Appui-tête <b>Elan</b> Occipital 9" - housse noire respirante		369,67	390,00		2323, 2324, 2322
ASF2326	<input type="checkbox"/>	Appui-tête <b>Elan</b> Occipital 12" - housse noire respirante		369,67	390,00		
ASF2327	<input type="checkbox"/>	Appui-tête <b>Elan</b> 4 points 11" - housse noire respirante		483,41	510,00		2325, 2326
ASF1307	<input type="checkbox"/>	Tendeur de dossier, diamètre 22mm (avec cannes de dossier télescopiques)		36,02	38,00		
ASF1445	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc articulé, amovible, réglable en profondeur/hauteur/largeur, revêtement Dartex (la paire)	NC : dossiers Matrix	276,78	292,00		2327
ASF1446	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc amovible, réglable en profondeur/hauteur/largeur, revêtement Dartex (la paire)	NC : dossiers Matrix	251,18	265,00		 1445  1446
<b>AJUSTEMENT DE L'ASSISE ET DU DOSSIER POUR ASSISE MODULITE</b>							
<b>Inclinaison d'assise</b>							
ASF1091	<input type="checkbox"/>	Manuelle de 0° à 20°		◆	◆		
ASF1092	<input type="checkbox"/>	Electrique de 0° à 20°	NC : 1438, 2136+1367	○	○		
ASF1093	<input type="checkbox"/>	Electrique à compensation de 0° à 30°	NC : 1264, 1244	649,29	685,00		
ASF1094	<input type="checkbox"/>	Electrique à compensation de 0° à 30° + Lift 300 mm - Assise élévatrice électriquement (Poids max.130 kg) de 450 à 750 mm	NC : 1264, 1438	1 845,50	1 947,00		
<b>Inclinaison de dossier</b>							
ASF0975	<input type="checkbox"/>	Manuelle de 0° à 30° par paliers de 3,75° DOSSIER DEMONTABLE SANS OUTILS		◆	◆		 0975
ASF0977	<input type="checkbox"/>	Electrique de 0° à 30° DOSSIER RABATTABLE SANS OUTILS		583,89	616,00		 0977
<b>REPOSE-PIEDS &amp; REPOSE-JAMBES</b>							
<b>Repose-jambes central réglable en inclinaison avec appui-mollet et palette réglable en angle</b>							
PW-2006	<input type="checkbox"/>	Manuel LNX (réglable de 1,5° à 63°)	NC : cale-cuisses		Sur devis		
PW-2007	<input type="checkbox"/>	Electrique LNX avec compensation, positionné à 90° réglable à +7°/-7°			Sur devis		
<b>Potences / Repose-pieds (la paire)</b>							
ASF0526	<input type="checkbox"/>	Potences repose-pieds fixes 80°, escamotables intérieur/extérieur	NC : 0504, 0522	◆	◆		 0526  0529
ASF0529	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes manuels réglables en angle type <b>Azalea</b> ®	NC : 0504, 0522	135,55	143,00		
ASF0503	<input type="checkbox"/>	Potences repose-pieds réglable 90°- 65°, escamotables int/ext, type <b>Storm</b> ®4		○	○		 0533
ASF0533	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes manuels réglables en angle type <b>Storm</b> ®4	NC : 0512, 0522	222,75	235,00		
ASF0531	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes ergonomiques électriques de 0° à 80°	NC : 0512, 0522	1 242,65	1 311,00		
<b>Palettes (la paire)</b>							
ASF0512	<input type="checkbox"/>	Fixes		◆	◆		 0513  0522
ASF0504	<input type="checkbox"/>	Réglables en angle		○	○		
ASF0513	<input type="checkbox"/>	Réglables en angle et profondeur		88,15	93,00		
ASF0522	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc	NC : 1244	96,68	102,00		
<b>COMMANDES ELECTRONIQUES LINX</b>							
<b>Commande principale pour Electronique LINX</b>							
ASF2203	<input type="checkbox"/>	Manipulateur LINX REM211 : Conduite et contrôle des vérins	NC : 2231, 2232, 2229, 2270	◆	◆		  REM211  REM216  REM400 Bluetooth
ASF2204	<input type="checkbox"/>	Manipulateur LINX REM216 : Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage	NC : 2231, 2232, 2229, 2270	○	○		
ASF2205	<input type="checkbox"/>	Manipulateur LINX REM400 : Écran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris	NC : 2220	938,39	990,00		
ASF2206	<input type="checkbox"/>	Ecran de contrôle LINX REM500 : Ecran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris - NÉCESSITE UNE COMMANDE SPÉCIALE (2231, 2232, 2229)	NC : 2220, 2270	1 412,32	1 490,00		

Les prix publics des options valables que si commandées avec le fauteuil.  
Pour des options commandées séparément, consulter votre distributeur.

Tous droits réservés



Invacare® Bora® Plus AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
<b>Option REM400</b>						
ASF2270	<input type="checkbox"/>	Interrupteurs à bascule programmables pour manipulateur REM400 (par défaut : marche /arrêt et potentiomètre de vitesse), la paire		279,62	295,00	 2270
<b>Fixation de la commande principale (REM211/216/400)</b>						
ASF1207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite réversible, non escamotable	NC : 1404	○	○	
ASF1208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche réversible, non escamotable	NC : 1405	○	○	
ASF1707	<input type="checkbox"/>	Escamotable à droite + réglable en hauteur, renforcé	NC : 1404	◆	◆	
ASF1708	<input type="checkbox"/>	Escamotable à gauche + réglable en hauteur, renforcé	NC : 1405	○	○	
ASF2213	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 1415	563,98	595,00	
ASF2214	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405, 1339	563,98	595,00	
ASF2227	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 1287, 2128, 2219, 2220	131,75	139,00	35,71
ASF2228	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 1286, 2128, 2219, 2220	131,75	139,00	35,71
ASZ2239	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
<b>Montage de l'écran de contrôle LiNX REM500</b>						
ASF2209	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable à droite, multi-réglable	NC : 1404	◆	◆	
ASF2210	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable à gauche, multi-réglable	NC : 1405	○	○	
ASF2213	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 1415	563,98	595,00	
ASF2214	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405, 1339	563,98	595,00	
ASZ2239	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		 Bluetooth® REM500
<b>Double commande LiNX (Utilisateur + tierce-personne)</b>						
ASF2220	<input type="checkbox"/>	Double commande <b>LiNX</b> (REM050 - utilise le profil de conduite du REM110 ou le profil de conduite 1 du REM211/216 - Vitesse limitée à 6km/h)	NC : 1221, 1222	677,02	714,26	714,26
ASF2219	<input type="checkbox"/>	Double commande <b>Compact LiNX</b> - 3 profils de conduite dédiés et contrôle des vérins	NC : 1221, 1222, 2227, 2228	677,02	714,26	714,26
ASF2245	<input type="checkbox"/>	Double commande intuitive <b>LiNX</b> - profil de conduite dédié	NC : 1207, 1208, 2227, 2228	1 354,05	1 428,52	714,26
ASF1207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite - uniquement avec REM050 et Compact		◆	◆	
ASF1208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche - uniquement avec REM050 et Compact		○	○	
ASF1221	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite, amovible - uniquement avec commande intuitive <b>LiNX</b>		◆	◆	
ASF1222	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche, amovible - uniquement avec commande intuitive <b>LiNX</b>		○	○	
Si plusieurs joysticks doivent être montés sur le support escamotable pour montage en position centrale (2213/2214), sélectionnez l'option 2215						
<b>Joysticks Compact proportionnels - Uniquement avec REM400 et REM500</b>						
ASF2231	<input type="checkbox"/>	Joystick <b>LiNX</b> Compact proportionnel (force de déflexion : 160 g)		938,39	990,00	 2231
ASF2232	<input type="checkbox"/>	Joystick <b>LiNX</b> Compact proportionnel Low force (force de déflexion : 112 g)		1 033,18	1 090,00	2232
ASF2207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite	NC : 1404	◆	◆	
ASF2208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche	NC : 1405	○	○	
ASF2213	<input type="checkbox"/>	Fixation centrale, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 1415	563,98	595,00	
ASF2214	<input type="checkbox"/>	Fixation centrale, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405, 1339	563,98	595,00	
ASZ2215	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
<b>Commande au menton - Uniquement avec REM400 et REM500</b>						
ASF2229	<input type="checkbox"/>	Commande au menton ASL138 + contacteur egg	NC : 2128	2 369,67	2 500,00	714,26
ASF1289	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable manuellement, à droite (Appui-tête <b>ELAN</b> obligatoire)		◆	◆	
ASF1288	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable manuellement, à gauche (Appui-tête <b>ELAN</b> obligatoire)		○	○	
ASF1287	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable électriquement, à droite	NC : 1404, 1415, 1312	1 137,44	1 200,00	
ASF1286	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable électriquement, à gauche	NC : 1405, 1339, 1363	0,00		 2229



Invacare® Bora® Plus AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
ASF2242	<input type="checkbox"/>	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à gauche	NC : 1404, 1405, 1339	563,98	595,00	
AVZ2215	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
<b>Options complémentaires LiNX</b>						
ASF2251	<input type="checkbox"/>	Clavier multifonctions 10 contacteurs		417,06	440,00	
ASF2217	<input type="checkbox"/>	Fixation utilisateur à droite	NC : 1415	○	○	
ASF2218	<input type="checkbox"/>	Fixation utilisateur à gauche	NC : 1339	○	○	
ASF2227	<input type="checkbox"/>	Fixation tierce-personne à droite	NC : 1287, 2128	○	○	
ASF2228	<input type="checkbox"/>	Fixation tierce-personne à gauche	NC : 1286, 2128	○	○	
ASF2225	<input type="checkbox"/>	Sans montage		○	○	
ASF2252	<input type="checkbox"/>	Câble sortie double Jack (pour connexion contacteur et/ou clavier multifonctions) - défilement des fonctions et activation des vérins		68,25	72,00	
<b>Accessoires LiNX</b>						
ASF2253	<input type="checkbox"/>	Prises de charge USB (2 prises USB)	NC : 2110, Bodypoint	184,83	195,00	
ASF2207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite	NC : 1404	○	○	
ASF2208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche	NC : 1405	○	○	
<b>Autres accessoires et contacteurs</b>						
ASF2300	<input type="checkbox"/>	A inclure avec le fauteuil		○	○	
ASZ2301	<input type="checkbox"/>	A connecter et programmer (Spécial)		Sur devis		
<b>Contacteurs ronds et plats (diamètre 63 mm - livrés non montés - prendre option 2252 obligatoirement si pas de REM400 ou REM500)</b>						
ASF1685	<input type="checkbox"/>	Contacteur Rouge		102,37	108,00	
ASF1686	<input type="checkbox"/>	Contacteur Jaune		102,37	108,00	
ASF1687	<input type="checkbox"/>	Contacteur Vert		102,37	108,00	
ASF1690	<input type="checkbox"/>	Contacteur Bleu		102,37	108,00	
<b>Contacteur Egg (option 2252 obligatoire si pas de REM400 ou REM500)</b>						
ASF2254	<input type="checkbox"/>	Contacteur Egg, noir		81,52	86,00	
<b>Mini contacteurs ronds et plats (diamètre 30 mm - livrés non montés - prendre option 2252 obligatoirement, si pas de REM400 ou REM500)</b>						
ASF1711	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Rouge		102,37	108,00	
ASF1712	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Jaune		102,37	108,00	
ASF1713	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Vert		102,37	108,00	
ASF1714	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Orange		102,37	108,00	
ASF1715	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Bleu		102,37	108,00	
ASF1716	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Noir		102,37	108,00	
<b>Joysticks Bodypoint - livrés non montés</b>						
ASF2721	<input type="checkbox"/>	Embout ergonomique en U - largeur 76 mm (3")		79,00	83,35	
ASF2722	<input type="checkbox"/>	Embout ergonomique en U - largeur 100 mm (4")		79,00	83,35	
ASF2723	<input type="checkbox"/>	Embout dôme en caoutchouc - diamètre 66 mm		79,00	83,35	
ASF2724	<input type="checkbox"/>	Embout champignon rainuré (possible de le couper pour réduire sa hauteur) - diamètre 42 mm		79,00	83,35	
<b>BASE MOTRICE</b>						
<b>Coloris de châssis</b>						
ASF0228	<input type="checkbox"/>	Noir		○	○	
ASF0252	<input type="checkbox"/>	Blanc Arctique		○	○	
<b>Coloris du carénage arrière</b>						
ASF0242	<input type="checkbox"/>	Bleu Nuit Brillant		○	○	
ASF0243	<input type="checkbox"/>	Gris Métallique		○	○	
ASF0224	<input type="checkbox"/>	Noir		○	○	
ASF0204	<input type="checkbox"/>	Rouge Cerise Transparent		○	○	
ASF0222	<input type="checkbox"/>	Blanc Arctique		○	○	
ASF0248	<input type="checkbox"/>	Vert		○	○	
ASF0279	<input type="checkbox"/>	Jaune		○	○	
<b>Coloris des jantes</b>						
ASF0290	<input type="checkbox"/>	Blanc Arctique	NC : 0828	41,71	44,00	
ASF0292	<input type="checkbox"/>	Gris Métallique		○	○	
ASF0291	<input type="checkbox"/>	Noir	NC : 0828	◆	◆	



2251




2253









2721  
2722

2723




2724



Invacare® Bora® Plus AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
<b>Roues avant</b>						
ASF0835	<input type="checkbox"/>	230 x 60 - 9" Pneumatique noir		○	○	
ASF0836	<input type="checkbox"/>	230 x 60 - 9" Bandage plein noir		◆	◆	
ASF0828	<input type="checkbox"/>	200 x 45 - 8" Bandage PU noir	NC : 1283	○	○	
<b>Roues arrière</b>						
ASF0714	<input type="checkbox"/>	12,5" x 1,25" Pneumatique noir		○	○	
ASF0715	<input type="checkbox"/>	12" x 1,25" Bandage plein noir		◆	◆	
<b>Suspensions</b>						
ASF1264	<input type="checkbox"/>	Suspensions arrière standards grises		◆	◆	
ASF1265	<input type="checkbox"/>	Suspensions arrière rigides noires		○	○	
<b>PERFORMANCES</b>						
<b>Moteurs</b>						
ASF1282	<input type="checkbox"/>	6 km/h		◆	◆	
ASF1283	<input type="checkbox"/>	10 km/h		○	○	
<b>Batteries &amp; Chargeur</b>						
ASF1343	<input type="checkbox"/>	Chargeur automatique OptiCharge 8 A		◆	◆	
ASF1313	<input type="checkbox"/>	Chargeur OptiCharge 10 A		447,39	472,00	
ASF1257	<input type="checkbox"/>	50Ah		◆	◆	
<b>GYROSCOPE</b>						
<b>G-Trac</b>						
ASF1215	<input type="checkbox"/>	Module <i>G-Trac</i> (Contrôle directionnel de la trajectoire durant la conduite)		852,13	899,00	
<b>OPTIONS DE POSITIONNEMENT</b>						
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : harnais, maintiens de chevilles. 						
<b>OPTIONS</b>						
<i>Les roulettes anti-bascule sont montées de série</i>						
<b>Eclairage</b>						
ASF1367	<input type="checkbox"/>	Equipement de sécurité sur route - Clignotants, feux de position, warning - Choisir <b>REM216</b> , <b>REM400</b> ou <b>REM500</b>	NC : 1438	516,59	545,00	
ASF1437	<input type="checkbox"/>	Equipement route de sécurité LED-Clignotants, feux de position, warning (il est obligatoire de cocher l'option 1417 pour cette option) - Choisir <b>REM216</b> , <b>REM400</b> ou <b>REM500</b>		535,55	565,00	
ASF1254	<input type="checkbox"/>	Sans éclairage		◆	◆	
<b>Monte-trottoir</b>						
ASF1244	<input type="checkbox"/>	Monte-trottoir (incluant la position Parking)		239,81	253,00	 1244
<b>Accroche-taxi</b>						
ASF1493	<input type="checkbox"/>	4 Fixations avant et arrière		◆	◆	
ASF1494	<input type="checkbox"/>	Accroche-taxis conformes à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes, appui-tête obligatoire		○	○	 1493
<b>Ceinture de maintien</b>						
ASF1329	<input type="checkbox"/>	Fermeture à boucle type automobile avec points d'attache fixe	NC : Bodypoint	◆	◆	 1329
ASF2113	<input type="checkbox"/>	Fermeture à boucle type automobile avec points d'attache réglable sur l'assise	NC : Bodypoint	40,76	43,00	
<b>Ceintures de positionnement Bodypoint (fixations incluses)</b>						
ASF2701	<input type="checkbox"/>	Ceinture <b>Bodypoint</b> Evoflex, Loquet Rehab, taille L		134,60	142,00	 2701, 2702
ASF2702	<input type="checkbox"/>	Ceinture <b>Bodypoint</b> Evoflex, Loquet Rehab, taille M		134,60	142,00	
ASF2703	<input type="checkbox"/>	Ceinture <b>Bodypoint</b> 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille L		114,69	121,00	 2703, 2704
ASF2704	<input type="checkbox"/>	Ceinture <b>Bodypoint</b> 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille M		114,69	121,00	
ASF2705	<input type="checkbox"/>	Ceinture <b>Bodypoint</b> 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille L		99,53	105,00	
ASF2706	<input type="checkbox"/>	Ceinture <b>Bodypoint</b> 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille M		99,53	105,00	 2705, 2706
<b>Rétroviseur</b>						
ASF1415	<input type="checkbox"/>	Droit		56,87	60,00	
ASF1339	<input type="checkbox"/>	Gauche		56,87	60,00	



Invacare® Bora® Plus AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
<b>Crochets porte-sac (Charge max. : 6kg)</b>						
ASF2128	<input type="checkbox"/>	Crochets porte-sac (Uniquement avec Assise Modulite Modulable)		124,17	131,00	
<b>Porte-bagage (uniquement possible avec l'inclinaison d'assise manuelle 0-20°)</b>						
ASF1438	<input type="checkbox"/>	Porte-bagage arrière		299,53	316,00	
<b>Porte-canne</b>						
ASF1312	<input type="checkbox"/>	Côté droit		54,98	58,00	
ASF1363	<input type="checkbox"/>	Côté gauche		54,98	58,00	
<b>Garde-boue (la paire)</b>						
ASF1417	<input type="checkbox"/>	Garde-boue pour roues arrière		94,79	100,00	
<b>Tablette escamotable</b>						
ASF1404	<input type="checkbox"/>	Côté droit		414,22	437,00	
ASF1405	<input type="checkbox"/>	Côté gauche		414,22	437,00	
<b>Trousse à outils</b>						
ASF1333	<input type="checkbox"/>	Trousse à outils		23,70	25,00	






2128

#### Tableau des hauteurs d'assise pour assises Modulite :

Invacare® BORA AAI	Hauteur d'assise sol/Plaque d'assise (en mm)			
	Type d'assise	Assise Standard AS*2110	Assise modulable rigide AS*2111	Assise modulable souple AS*2112
<b>Type d'inclinaison</b>				
AS*1091 : Manuelle 0 à 20°		450	450	480
AS*1092 : Electrique 0 à 20°		450	450	480
AS*1093 : Electrique à compensation de 0 à 30°		NC	450	480
AS*1094 : Electrique à compensation de 0 à 30° + lift (300 mm)		NC	450	480

NC: Non compatible

#### Rampes en accessoires

1440530	<input type="checkbox"/>	<b>Mono rampe pliante en fibre de verre</b> Dimensions repliée : 2000 x 820 mm 16,3 kg - capacité maximum : 300 kg		1 787,68	1 886,00		
1654128	<input type="checkbox"/>	<b>Rampe Basic 2 parties télescopiques</b> en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		298,58	315,00		
1654129	<input type="checkbox"/>	<b>Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques</b> en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		559,24	590,00		
1654130	<input type="checkbox"/>	<b>Mono rampe pliante en aluminium</b> Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		317,54	335,00		