

Invacare® Bora® AA1



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com

ARRÊT DE COMMERCIALISATION AU 31/08/2020

Pensez aux nouveaux fauteuils roulants électriques AVIVA RX20 & RX40 !



Invacare® Bora® AA1

Fauteuil électrique à châssis rigide d'intérieur et d'extérieur



Descriptif :

- Electronique LiNX évolutive en standard
- Poids : à partir de 98 kg
- Poids maximum de l'utilisateur : 130 kg
- Garantie 2 ans hors batteries et pièces d'usure

Nouveautés :

- Coussin d'assise **Matrx Contour Visco_{NG}**



Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :



Tarif maximal de remboursement au titre de la PCH (Prestation de Compensation pour le Handicap) = **6 975,90 € TTC** (inclus LPPR), pris en charge par la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées). Arrêté du 28 décembre 2005, paru au Journal Officiel du 30 décembre 2005.

* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.



Service de personnalisation Invacare Unique

Merci de préciser le numéro de devis ou de fabrication spéciale :

Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités.

Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases

Configuration standard

Options sans supplément de prix

CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	Euros		
			HT	TTC	LPPR*
ASH0075	<input type="checkbox"/> Invacare® Bora AA1 - Code LPPR 9125967	NC : 1254, 2201, 2203, 2205, 2206, 2136+1092, 2227, 2228, 2219, 2245	3 306,11	3 487,95	3 487,95
			+ 7,00 € HT d'éco-participation		
ASH0077	<input type="checkbox"/> Invacare® Bora AA1 - Option Pack Dualight - Codes LPPR 9125967 et 9326022 Incluant la double commande utilisateur LiNX REM050 montée sur le fauteuil et l'équipement de sécurité sur route - clignotants, feux de position	NC : 1254, 1437, 2201, 2203, 2205, 2206, 2136+1092, 2227, 2228, 2219, 2245	3 983,14	4 202,21	4 202,21
			+ 7,00 € HT d'éco-participation		
ASH0063	<input type="checkbox"/> Invacare® Bora AA1 - Option Pack Duatech - Codes LPPR 9125967 et 9326022 Incluant une double commande utilisateur LiNX Compact montée sur le fauteuil et le manipulateur REM400	NC : 2220, 2245, 2201, 2203, 2204, 2206, 2227, 2228, 2108, 2128	4 921,53	5 192,21	4 202,21
			+ 7,00 € HT d'éco-participation		
ASSISE MODULITE STANDARD					
ASH2110	<input type="checkbox"/> Assise Modulite Standard - Largeur d'assise 430 mm, accoudoirs réglables de 44 à 48 cm	NC : 0977, 1445, 1446, 1093, 1094, 2113, 2192, 2193, 2194, 2229, cale-cuisses, Bodypoint	◆	◆	
Profondeur d'assise - REGLABLE EN CONTINU					
ASH2132	<input type="checkbox"/> 410 mm	NC : 2196, 2197, 2198	○	○	
ASH2134	<input type="checkbox"/> 460 mm		◆	◆	
ASH2136	<input type="checkbox"/> 510 mm	NC : 2143	○	○	
Coussin d'assise					
ASH2141	<input type="checkbox"/> Coussin d'assise standard, nylon noir, hauteur 50 mm	NC : 2152, 2153, 2155	◆	◆	
ASH2142	<input type="checkbox"/> Coussin d'assise Flo-tech Lite (hauteur 75 mm, poids max 127 kg)		○	○	
ASH2143	<input type="checkbox"/> Coussin d'assise Matrx Contour Visco_{NG} 430 x 430 mm (hauteur 100 mm, poids max 100 kg)	NC : 2155 NOUVEAU	76,78	81,00	81,00
ASH2147	<input type="checkbox"/> Coussin d'assise Matrx Libra , (hauteur 90mm, poids max 136kg)	NC : 2155	293,84	310,00	
ASH2144	<input type="checkbox"/> Coussin d'assise Matrx Vi (Housse micro aérée)	NC : 2155	293,84	310,00	
Type de dossier - DOSSIER DEMONTABLE SANS OUTILS DE SERIE					
ASH2161	<input type="checkbox"/> Hauteur 480 mm, avec démontage rapide sans outils		◆	◆	
ASH2171	<input type="checkbox"/> Dossier réglable en tension , avec toile rembourrée bi-matière et pochette arrière	NC : 2152, 2153, 2155, 1445, 1446, Appuis-tête Elan	◆	◆	











2147





























2171

Les prix publics des options valables que si commandées avec le fauteuil.
Pour des options commandées séparément, consulter votre distributeur.
© 2020 Invacare International Sarl

Invacare® Bora® AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
ASH2174	<input type="checkbox"/>	Matrx Posture Back , hauteur 400 mm		717,98	757,47	
ASH2175	<input type="checkbox"/>	Matrx Posture Back , hauteur 500 mm		717,98	757,47	
ASH2176	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite , hauteur 500 mm		717,98	757,47	
ASH2177	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite TR , hauteur 500 mm		717,98	757,47	
ASH2178	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite Deep , hauteur 500 mm		717,98	757,47	
Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure Matrx !						
ASSISE MODULITE MODULABLE						
Type d'assise						
ASH2111	<input type="checkbox"/>	Assise Modulite rigide réglable en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) Largeur : 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur : 410 à 510 mm REGLABLE EN CONTINU		88,15	93,00	 2111
ASH2112	<input type="checkbox"/>	Assise Modulite souple réglable en tension, en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) - réhausse la hauteur d'assise de 30 mm Largeur : 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur : 410 à 510 mm REGLABLE EN CONTINU		98,58	104,00	 2112
Largeur d'assise (Préréglage d'usine)						
		330mm (choisir largeur d'assise 380 mm 2121 et accoudoirs courbés vers l'intérieur 2183)	NC : 2143			
ASH2121	<input type="checkbox"/>	380 mm	NC : 2143, 2701, 2703, 2705	○	○	
ASH2122	<input type="checkbox"/>	430 mm	NC : 2701, 2703, 2705	◆	◆	
ASH2123	<input type="checkbox"/>	480 mm	NC : 2702, 2704, 2706	○	○	
ASH2124	<input type="checkbox"/>	530 mm	NC : dossiers Matrx, 2143, 2702, 2704, 2706	○	○	
Profondeur d'assise (Préréglage d'usine)						
ASH2132	<input type="checkbox"/>	410 mm	NC : 2196, 2197, 2198, Bodypoint	○	○	
ASH2134	<input type="checkbox"/>	460 mm		◆	◆	
ASH2136	<input type="checkbox"/>	510 mm - Rail d'assise rallongé de 35 mm si fauteuil commandé en profondeur 510 mm avec un dossier rigide Flex 3	NC : 2143	○	○	
Coussin d'assise						
ASH2142	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Flo-tech Lite (Pour largeur 380 à 480 mm, hauteur 75 mm, poids max 127 kg) / Contour (Pour largeur 530mm, hauteur 100 mm, poids max 152 kg)		◆	◆	 2143
ASH2143	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Matrx Contour Visco NG 430 x 430 mm (hauteur 100 mm, poids max 100 kg)	NC : 2155 	76,78	81,00	81,00
ASH2147	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Matrx Libra (hauteur 90mm, poids max 136kg)	NC : 2155	293,84	310,00	 2147
ASH2144	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Matrx Vi (Housse micro aérée)	NC : 2155	293,84	310,00	 2144
Cannes de dossier						
ASH2162	<input type="checkbox"/>	Hauteur 540 mm		○	○	
ASH2163	<input type="checkbox"/>	Hauteur 480 mm	NC : 2173	○	○	
Poignées à pousser						
ASH2107	<input type="checkbox"/>	Poignées à pousser		◆	◆	
ASH2108	<input type="checkbox"/>	Sans poignées à pousser	NC : 1307, 2220, 2227, 2228	166,82	176,00	
Type de dossier						
ASH2171	<input type="checkbox"/>	Dossier réglable en tension, avec toile rembourrée bi-matière et pochette arrière	NC : 1445, 1446, 2152, 2153, 2155, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, Appui-tête Elan	◆	◆	 2171
ASH2179	<input type="checkbox"/>	Dossier réglable en tension Flex 3 livré avec coussin de dossier Lateral, revêtement Dartex (avec supplément)	NC : 2151, 2153, 2155, 2192, 2193, 2194, 1446, 2229, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, Appuis-tête Elan	162,09	171,00	 2173
ASH2173	<input type="checkbox"/>	Dossier rigide Flex 3 réglable en largeur et en hauteur (de 560 à 790 mm) avec coussin de dossier Laguna	NC : 2128	135,55	143,00	

Les prix publics des options valables que si commandées avec le fauteuil.
Pour des options commandées séparément, consulter votre distributeur.
© 2020 Invacare International Sarl

Invacare® Bora® AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
ASH2174	<input type="checkbox"/>	Matrx Posture Back , hauteur 400 mm		717,98	757,47	
ASH2175	<input type="checkbox"/>	Matrx Posture Back , hauteur 500 mm		717,98	757,47	
ASH2176	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite , hauteur 500 mm		717,98	757,47	
ASH2177	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite TR , hauteur 500 mm		717,98	757,47	
ASH2178	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite Deep , hauteur 500 mm		717,98	757,47	
Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure Matrx !						
OPTIONS COMMUNES AUX ASSISES MODULITE						
Revêtement du coussin de dossier et/ou de l'assise (selon configuration)						
ASH2151	<input type="checkbox"/>	Nylon noir		◆	◆	
ASH2152	<input type="checkbox"/>	Dartex noir		57,82	61,00	
ASH2153	<input type="checkbox"/>	Extra LK (Skaï noir, coutures orange)		72,04	76,00	
ASH2155	<input type="checkbox"/>	Mesh noir		72,04	76,00	
Accoudoirs						
ASH2191	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs réglables en hauteur de 290 à 360 mm, en profondeur et amovible, la paire		◆	◆	 2191
ASH2181	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs réglables en hauteur de 340 à 400 mm, en profondeur et amovible, la paire		51,18	54,00	 2198
ASH2198	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs enveloppants, revêtement Dartex, la paire	NC : 2195, 2196, 2197, cale-cuisses	202,84	214,00	
ASH2183	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs courbés vers l'intérieur (jusqu'à -50 mm de largeur utile, 25 mm par côté)	NC : cale-cuisses	98,58	104,00	
ASH2193	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables, hauteur ajustable de 230 à 360 mm	NC : 1445, 1446	○	○	
ASH2192	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 230 à 300 mm	NC : 1445, 1446	307,11	324,00	
ASH2194	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 300 à 360 mm	NC : 1445, 1446	307,11	324,00	
Manchettes						
ASH2195	<input type="checkbox"/>	Manchettes standard, longueur 325 mm, la paire		◆	◆	
ASH2196	<input type="checkbox"/>	Manchettes longues, longueur 375 mm, la paire		64,45	68,00	
ASH2197	<input type="checkbox"/>	Manchettes longues ergonomiques, longueur 397 mm, la paire		92,89	98,00	Gouttière hémiplegique
Gouttières hémiplegiques						
	<input type="checkbox"/>	Gouttière hémiplegique en fabrication spéciale		Sur devis		
	<input type="checkbox"/>	Gouttière concave hémi avec appui palmaire plat ou à corne courbé et rotateur réversible droite ou gauche à 360°, par pas de 18°		Sur devis		 Gouttière concave hémiplegique
Cale-cuisses						
ASH2184	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, gauche, taille 140 x 100 mm	NC : Bodypoint	238,86	252,00	
ASH2186	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, gauche, taille 230 x 100 mm	NC : Bodypoint	238,86	252,00	
ASH2188	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, gauche, taille 330 x 100 mm	NC : Bodypoint	238,86	252,00	
ASH2185	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, droite, taille 140 x 100 mm	NC : Bodypoint	238,86	252,00	
ASH2187	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, droite, taille 230 x 100 mm	NC : Bodypoint	238,86	252,00	
ASH2189	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, droite, taille 330 x 100 mm	NC : Bodypoint	238,86	252,00	 Cale-cuisse
Hauteur des supports de cale-cuisse - si cale-cuisse sélectionné						
ASH2164	<input type="checkbox"/>	Supports pour cale-cuisse 155 mm		◆	◆	
ASH2165	<input type="checkbox"/>	Supports pour cale-cuisse 206 mm		○	○	
Appuis-tête et autres accessoires						
ASH1432	<input type="checkbox"/>	Appui-tête revêtement Dartex réglable en profondeur et en largeur	NC : 2229	196,21	207,00	 1432
ASH1427	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Kontour multi-réglable avec oreillettes latérales revêtement Dartex	NC : 2229	258,77	273,00	 1427
ASH2323	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan Standard 6" - housse noire respirante		369,67	390,00	
ASH2324	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan Standard 10" - housse noire respirante		322,27	340,00	
ASH2322	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan Standard 14" - housse noire respirante	NC : 2229 + 1288/1289	369,67	390,00	2323, 2324, 2322
ASH2325	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan Occipital 9" - housse noire respirante		369,67	390,00	
ASH2326	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan Occipital 12" - housse noire respirante		369,67	390,00	2325, 2326
ASH2327	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan 4 points 11" - housse noire respirante		483,41	510,00	
ASH1307	<input type="checkbox"/>	Tendeur de dossier, diamètre 22mm (avec cannes de dossier télescopiques)		36,02	38,00	

Invacare® Bora® AA1				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
ASH1445	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc articulé, amovible, réglable en profondeur/hauteur/largeur, revêtement Dartex (la paire)	NC : dossiers Matrix	276,78	292,00	 1445	
ASH1446	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc amovible, réglable en profondeur/hauteur/largeur, revêtement Dartex (la paire)	NC : dossiers Matrix	251,18	265,00	 1446	
AJUSTEMENT DE L'ASSISE ET DU DOSSIER POUR ASSISE MODULITE							
Inclinaison d'assise							
ASH1091	<input type="checkbox"/>	Manuelle de 0° à 20°		◆	◆		
ASH1092	<input type="checkbox"/>	Electrique de 0° à 20°	NC : 1438, 2201, 2136+1367	339,34	358,00		
ASH1093	<input type="checkbox"/>	Electrique à compensation de 0° à 30°	NC : 1264, 2201	649,29	685,00		
ASH1094	<input type="checkbox"/>	Electrique à compensation de 0° à 30° + Lift 300 mm - Assise élévatrice électriquement (Poids max.130 kg) de 450 à 750 mm	NC : 1264, 1438, 2201	1 845,50	1 947,00	 DOSSIER	
Inclinaison de dossier							
ASH0975	<input type="checkbox"/>	Manuelle de 0° à 30° par paliers de 3,75° DOSSIER DEMONTABLE SANS OUTILS		◆	◆	 0975	
ASH0977	<input type="checkbox"/>	Electrique de 0° à 30° DOSSIER RABATTABLE SANS OUTILS	NC : 2201	583,89	616,00	 0977	
REPOSE-PIEDS & REPOSE-JAMBES							
Repose-jambes central réglable en inclinaison avec appui-mollet et palette réglable en angle							
PW-2006	<input type="checkbox"/>	Manuel LNX (réglable de 1,5° à 63°)	NC : cale-cuisses	Sur devis			
PW-2007	<input type="checkbox"/>	Electrique LNX avec compensation, positionné à 90° réglable à +7°/-7°		Sur devis			
Potences / Repose-pieds (la paire)							
ASH0526	<input type="checkbox"/>	Potences reposer-pieds fixes 80°, escamotables intérieur/extérieur	NC : 0504, 0522	◆	◆		
ASH0529	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes manuels réglables en angle type Azalea®	NC : 0504, 0522	135,55	143,00	 0529	
ASH0503	<input type="checkbox"/>	Potences reposes-pieds réglable 90°- 65°, escamotables int/ext, type Storm®4		○	○		
ASH0533	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes manuels réglables en angle type Storm®4	NC : 0512	222,75	235,00	 0533	
ASH0531	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes ergonomiques électriques de 0° à 80°	NC : 0512, 0522, 2201	1 242,65	1 311,00		
Palettes (la paire)							
ASH0512	<input type="checkbox"/>	Fixes		◆	◆		
ASH0504	<input type="checkbox"/>	Réglables en angle		○	○		
ASH0513	<input type="checkbox"/>	Réglables en angle et profondeur		88,15	93,00		
ASH0522	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc	NC : 1244	96,68	102,00	 0513  0522	
COMMANDES ELECTRONIQUES LiNX							
Commande principale pour Electronique LiNX							
ASH2201	<input type="checkbox"/>	Manipulateur LiNX REM110 : Conduite	NC : 2231, 2232, 2229, 2270	◆	◆		
ASH2203	<input type="checkbox"/>	Manipulateur LiNX REM211 : Conduite et contrôle des vérins	NC : 2231, 2232, 2229, 2270	○	○	 REM211	
ASH2204	<input type="checkbox"/>	Manipulateur LiNX REM216 : Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage	NC : 2231, 2232, 2229, 2270	○	○	 REM216	
ASH2205	<input type="checkbox"/>	Manipulateur LiNX REM400 : Écran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris	NC : 2220	938,39	990,00	 REM400	
ASH2206	<input type="checkbox"/>	Ecran de contrôle LiNX REM500 : Ecran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris - NÉCESSITE UNE COMMANDE SPÉCIALE (2231, 2232, 2229)	NC : 2220, 2270	1 412,32	1 490,00	 REM500	
Option REM400							
ASH2270	<input type="checkbox"/>	Interrupteurs à bascule programmables pour manipulateur REM400 (par défaut : marche /arrêt et potentiomètre de vitesse), la paire		279,62	295,00	 REM500 Bluetooth	
Fixation de la commande principale (REM211/216/400)							
ASH1207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite réversible, non escamotable	NC : 1404	○	○		
ASH1208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche réversible, non escamotable	NC : 1405	○	○		
ASH1707	<input type="checkbox"/>	Escamotable à droite + réglable en hauteur, renforcé	NC : 1404	◆	◆		
ASH1708	<input type="checkbox"/>	Escamotable à gauche + réglable en hauteur, renforcé	NC : 1405	○	○	 2270	

Invacare® Bora® AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
ASH2213	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 1415	563,98	595,00	
ASH2214	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à gauche	NC : 1404,1405, 1339	563,98	595,00	
ASH2227	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 1287, 2128, 2219, 2220	131,75	139,00	35,71
ASH2228	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 1286, 2128, 2219, 2220	131,75	139,00	35,71
ASZ2239	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Montage de l'écran de contrôle LiNX REM500						
ASH2209	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable à droite, multi-réglable	NC : 1404	◆	◆	
ASH2210	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable à gauche, multi-réglable	NC : 1405	○	○	
ASH2213	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 1415	563,98	595,00	
ASH2214	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à gauche	NC : 1404,1405, 1339	563,98	595,00	
ASZ2239	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Double commande LiNX (Utilisateur + tierce-personne)						
ASH2220	<input type="checkbox"/>	Double commande LiNX (REM050 - utilise le profil de conduite du REM110 ou le profil de conduite 1 du REM211/216 - Vitesse limitée à 6km/h)	NC : 1221, 1222	677,02	714,26	714,26
ASH2219	<input type="checkbox"/>	Double commande Compact LiNX - 3 profils de conduite dédiés et contrôle des vérins	NC : 1221, 1222, 2227, 2228	900,47	950,00	714,26
ASH2245	<input type="checkbox"/>	Double commande intuitive LiNX - profil de conduite dédié	NC : 1207, 1208, 2227, 2228	1 354,05	1 428,52	714,26
ASH1207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite - uniquement avec REM050 et Compact		◆	◆	
ASH1208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche - uniquement avec REM050 et Compact		○	○	
ASH1221	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite, amovible - uniquement avec commande intuitive LiNX		◆	◆	
ASH1222	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche, amovible - uniquement avec commande intuitive LiNX		○	○	
Si plusieurs joysticks doivent être montés sur le support escamotable pour montage en position centrale (2213/2214), sélectionnez l'option 2215						
Joysticks Compact proportionnels - Uniquement avec REM400 et REM500						
ASH2231	<input type="checkbox"/>	Joystick LiNX Compact proportionnel (force de déflexion : 160 g)		938,39	990,00	
ASH2232	<input type="checkbox"/>	Joystick LiNX Compact proportionnel Low force (force de déflexion : 112 g)		1 033,18	1 090,00	
ASH2207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite	NC : 1404	◆	◆	
ASH2208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche	NC : 1405	○	○	
ASH2213	<input type="checkbox"/>	Fixation centrale, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 1415	563,98	595,00	
ASH2214	<input type="checkbox"/>	Fixation centrale, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405, 1339	563,98	595,00	
ASZ2215	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Commande au menton - Uniquement avec REM400 et REM500						
ASH2229	<input type="checkbox"/>	Commande au menton ASL138 + contacteur egg	NC : 2128	2 369,67	2 500,00	714,26
ASH1289	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable manuellement, à droite (Appui-tête ELAN obligatoire)		◆	◆	
ASH1288	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable manuellement, à gauche (Appui-tête ELAN obligatoire)		○	○	
ASH1287	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable électriquement, à droite	NC : 1404, 1415, 1312	1 137,44	1 200,00	
ASH1286	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable électriquement, à gauche	NC : 1405, 1339, 1363	1 137,44	1 200,00	
Options complémentaires LiNX						
ASH2251	<input type="checkbox"/>	Clavier multifonctions 10 contacteurs		417,06	440,00	
ASH2217	<input type="checkbox"/>	Fixation utilisateur à droite	NC : 1415	○	○	
ASH2218	<input type="checkbox"/>	Fixation utilisateur à gauche	NC : 1339	○	○	
ASH2227	<input type="checkbox"/>	Fixation tierce-personne à droite	NC : 1287, 2128	○	○	
ASH2228	<input type="checkbox"/>	Fixation tierce-personne à gauche	NC : 1286, 2128	○	○	
ASH2225	<input type="checkbox"/>	Sans montage		○	○	
ASH2252	<input type="checkbox"/>	Câble sortie double Jack (pour connexion contacteur et/ou clavier multifonctions) - défilement des fonctions et activation des vérins		68,25	72,00	
Accessoires LiNX						
ASH2253	<input type="checkbox"/>	Prises de charge USB (2 prises USB)	NC : 2110, Bodypoint	184,83	195,00	
ASH2207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite	NC : 1404	○	○	
ASH2208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche	NC : 1405	○	○	



REM050



2219



2245



2231
2232



2229




2251



2253

Invacare® Bora® AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Autres accessoires et contacteurs						
ASH2300	<input type="checkbox"/>	A inclure avec le fauteuil		○	○	
ASZ2301	<input type="checkbox"/>	A connecter et programmer (Spécial)		Sur devis		
Contacteurs ronds et plats (diamètre 63 mm - livrés non montés - prendre option 2252 obligatoirement si pas de REM400 ou REM500)						
ASH1685	<input type="checkbox"/>	Contacteur Rouge		102,37	108,00	
ASH1686	<input type="checkbox"/>	Contacteur Jaune		102,37	108,00	
ASH1687	<input type="checkbox"/>	Contacteur Vert		102,37	108,00	
ASH1690	<input type="checkbox"/>	Contacteur Bleu		102,37	108,00	
Contacteur Egg (option 2252 obligatoire si pas de REM400 ou REM500)						
ASH2254	<input type="checkbox"/>	Contacteur Egg, noir		81,52	86,00	
Mini contacteurs ronds et plats (diamètre 30 mm - livrés non montés - prendre option 2252 obligatoirement, si pas de REM400 ou REM500)						
ASH1711	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Rouge		102,37	108,00	
ASH1712	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Jaune		102,37	108,00	
ASH1713	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Vert		102,37	108,00	
ASH1714	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Orange		102,37	108,00	
ASH1715	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Bleu		102,37	108,00	
ASH1716	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Noir		102,37	108,00	
Joysticks Bodypoint - livrés non montés						
ASH2721	<input type="checkbox"/>	Embout ergonomique en U - largeur 76 mm (3")		79,00	83,35	
ASH2722	<input type="checkbox"/>	Embout ergonomique en U - largeur 100 mm (4")		79,00	83,35	
ASH2723	<input type="checkbox"/>	Embout dôme en caoutchouc - diamètre 66 mm		79,00	83,35	
ASH2724	<input type="checkbox"/>	Embout champignon rainuré (possible de le couper pour réduire sa hauteur) - diamètre 42 mm		79,00	83,35	
BASE MOTRICE						
Coloris de châssis						
ASH0228	<input type="checkbox"/>	Noir		○	○	
ASH0252	<input type="checkbox"/>	Blanc Arctique		○	○	
Coloris du carénage arrière						
ASH0242	<input type="checkbox"/>	Bleu Nuit Brillant		○	○	
ASH0243	<input type="checkbox"/>	Gris Métallique		○	○	
ASH0224	<input type="checkbox"/>	Noir		○	○	
ASH0204	<input type="checkbox"/>	Rouge Cerise Transparent		○	○	
ASH0222	<input type="checkbox"/>	Blanc Arctique		○	○	
ASH0248	<input type="checkbox"/>	Vert		○	○	
ASH0279	<input type="checkbox"/>	Jaune		○	○	
Coloris des jantes						
ASH0290	<input type="checkbox"/>	Blanc Arctique	NC : 0828	41,71	44,00	
ASH0292	<input type="checkbox"/>	Gris Métallique		○	○	
ASH0291	<input type="checkbox"/>	Noir	NC : 0828	◆	◆	
Roues avant						
ASH0835	<input type="checkbox"/>	230 x 60 - 9" Pneumatique noir		○	○	
ASH0836	<input type="checkbox"/>	230 x 60 - 9" Bandage plein noir		◆	◆	
ASH0828	<input type="checkbox"/>	200x 45 - 8" Bandage PU noir	NC : 1283	○	○	
Roues arrière						
ASH0714	<input type="checkbox"/>	12,5" x 1,25" Pneumatique noir		○	○	
ASH0715	<input type="checkbox"/>	12" x 1,25" Bandage plein noir		◆	◆	
Suspensions						
ASH1264	<input type="checkbox"/>	Suspensions arrière standards grises		◆	◆	
ASH1265	<input type="checkbox"/>	Suspensions arrière rigides noires		○	○	
PERFORMANCES						
Moteurs						
ASH1282	<input type="checkbox"/>	6 km/h		◆	◆	
ASH1283	<input type="checkbox"/>	10 km/h		○	○	
Batteries & Chargeur						
ASH1343	<input type="checkbox"/>	Chargeur automatique OptiCharge 8 A		◆	◆	
ASH1313	<input type="checkbox"/>	Chargeur OptiCharge 10 A		447,39	472,00	
ASH1257	<input type="checkbox"/>	50Ah		◆	◆	
GYROSCOPE						
G-Trac						
ASH1215	<input type="checkbox"/>	Module G-Trac (Contrôle directionnel de la trajectoire durant la conduite)		852,13	899,00	















Invacare® Bora® AA1				Euros			
				Prix Public			LPPR*
				HT	TTC		
OPTIONS DE POSITIONNEMENT							
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.							
OPTIONS							
<i>Les roulettes anti-bascule sont montées de série</i>							
Eclairage							
ASH1367	<input type="checkbox"/>	Equipement de sécurité sur route - Clignotants, feux de position, warning - Choisir REM216, REM400 ou REM500	NC : 1438	516,59	545,00		
ASH1437	<input type="checkbox"/>	Equipement route de sécurité LED - Clignotants, feux de position, warning (il est obligatoire de cocher les garde-boue arrière 1417 pour cette option) - Choisir REM216, REM400 ou REM500		535,55	565,00		
ASH1254	<input type="checkbox"/>	Sans éclairage		◆	◆		
Monte-trottoir							
ASH1244	<input type="checkbox"/>	Monte-trottoir (incluant la position Parking)		239,81	253,00	 1244	
Accroche-taxi							
ASH1493	<input type="checkbox"/>	4 Fixations avant et arrière		◆	◆		
ASH1494	<input type="checkbox"/>	Accroche-taxis conformes à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes, appui-tête obligatoire		○	○	 1493	
Ceinture de maintien							
ASH1329	<input type="checkbox"/>	Fermeture à boucle type automobile avec points d'attache fixe	NC : Bodypoint	◆	◆	 1329	
ASH2113	<input type="checkbox"/>	Fermeture à boucle type automobile avec points d'attache réglable sur l'assise	NC : Bodypoint	40,76	43,00		
Ceintures de positionnement Bodypoint (fixations incluses)							
ASH2701	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille L		134,60	142,00	 2701, 2702	
ASH2702	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille M		134,60	142,00		
ASH2703	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille L		114,69	121,00	 2703, 2704	
ASH2704	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille M		114,69	121,00		
ASH2705	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille L		99,53	105,00	 2705, 2706	
ASH2706	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille M		99,53	105,00		
Rétroviseur							
ASH1415	<input type="checkbox"/>	Droit		56,87	60,00		
ASH1339	<input type="checkbox"/>	Gauche		56,87	60,00		
Crochets porte-sac (Charge max. : 6kg)							
ASH2128	<input type="checkbox"/>	Crochets porte-sac (Uniquement avec Assise Modulite Modulable)		124,17	131,00	 2128	
Porte-bagage (uniquement possible avec l'inclinaison d'assise manuelle 0-20°)							
ASH1438	<input type="checkbox"/>	Porte-bagage arrière		299,53	316,00		
Porte-canne							
ASH1312	<input type="checkbox"/>	Côté droit		54,98	58,00		
ASH1363	<input type="checkbox"/>	Côté gauche		54,98	58,00		
Garde-boue (la paire)							
ASH1417	<input type="checkbox"/>	Garde-boue pour roues arrière		94,79	100,00		
Tablette escamotable							
ASH1404	<input type="checkbox"/>	Côté droit		414,22	437,00		
ASH1405	<input type="checkbox"/>	Côté gauche		414,22	437,00		
Trousse à outils							
ASH1333	<input type="checkbox"/>	Trousse à outils		23,70	25,00		

Tableau des hauteurs d'assise pour assises Modulite :

Invacare® BORA AA1	Hauteur d'assise sol/Plaque d'assise (en mm)			
	Type d'assise	Assise Standard AS*2110	Assise modulable rigide AS*2111	Assise modulable souple AS*2112
Type d'inclinaison				
AS*1091 : Manuelle 0 à 20°		450	450	480
AS*1092 : Electrique 0 à 20°		450	450	480
AS*1093 : Electrique à compensation de 0 à 30°		NC	450	480
AS*1094 : Electrique à compensation de 0 à 30° + lift (300 mm)		NC	450	480

NC: Non compatible

Invacare® Bora® AA1			Euros		
			Prix Public		LPPR*
			HT	TTC	
Rampes en accessoires					
1440530	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en fibre de verre Dimensions repliée : 2000 x 820 mm 16,3 kg - capacité maximum : 300 kg	1 787,68	1 886,00	 1440530
1654128	<input type="checkbox"/>	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg	298,58	315,00	 1654128
1654129	<input type="checkbox"/>	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg	559,24	590,00	 1654129
1654130	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg	317,54	335,00	 1654130