

**matrx**<sup>®</sup>  
SEATING SERIES

# Flo-tech™ Plus



Cuscino sagomato automodellante  
con sacca in gel



Il cuscino morbido e sagomato **Flotech Plus** ha una grande sacca in gel automodellante all'altezza della zona ischio-sacrale. La sacca di fluido agisce sulle tuberosità ischiatiche, aiutando a ridurre significativamente la pressione in questa area. Questo modello rappresenta quindi la soluzione ideale per i pazienti ad alto rischio di piaghe da decubito perchè fornisce un livello di protezione superiore.

## Caratteristiche e opzioni



### Fodera impermeabile

Fodera bi-elastica, impermeabile e traspirante. Con base antiscivolo e maniglia di presa.

### Ampia disponibilità di misure

Il cuscino **Matrix Flotech Plus** è disponibile in un ampio range di misure, dal 360x330 fino al 600x550.

### Protezione Ultra-fresh

Trattamento anti-microbico e anti-batterico che limita la proliferazione di batteri e di cattivi odori, prolungando la durata del prodotto e la sensazione di freschezza.

### Superficie seduta sagomata

Per una maggiore stabilità e supporto posturale. Offre inoltre un maggior grado di distribuzione della pressione rispetto ad una superficie piatta non lavorata. L'altezza maggiorata assicura un più elevato livello di protezione per i pazienti a maggior rischio e di peso elevato.

## Dati tecnici

Per maggiori informazioni consulta il sito [www.invacare.it](http://www.invacare.it)

	Misure	Altezza	Peso prodotto	Portata massima utente	Temperatura massima di lavaggio
<b>Matrix Flo-tech Plus</b>	da 360 x 330 a 600 x 550	103 mm	2.5 kg	152 kg 191 kg con misure 560 x 560 mm, 560 x 610 mm	80°

Prodotto secondo gli Standard Europei: BS EN 1021-1 Cig, BS EN 1021-2 Match e BS 7176 (Crib 5)

## Colore

Blu baltico



Tel.: +39 0445 380059  
Fax: +39 0445 380034  
[www.invacare.it](http://www.invacare.it)  
e-mail: [italia@invacare.com](mailto:italia@invacare.com)

Invacare Mecc san s.r.l.  
Via dei Pini, 62 - 36016  
THIENE (VI) - Italy

