

Action[®] 2_{NG}

TRANSIT LITE



Lichter en compacter

Nog beter voor op vakantie



Yes, you can.®

Take *Action*[®] and Go.

De nieuwe Action 2 NG Transit Lite is de nieuwste toevoeging aan onze bekeerde Action reeks.

Comfortabel en betrouwbaar: Action stoelen bieden talloze mogelijkheden voor de gebruiker. Elke stoel uit het assortiment heeft een veelzijdig kernontwerp met aanpasbare opties. De Action reeks wordt herkend als een serie waarop u kunt rekenen.



Ontdek de nieuwe Action 2 NG Transit Lite

De nieuwe Action 2 NG Transit Lite is nu lichter, compacter en zeer eenvoudig te hanteren. Dankzij het kleinere frame is hij nog makkelijker mee te nemen en past hij in kleine opbergruimtes.

Cross-compatibel met de Action opties, waardoor hij eenvoudig aan te passen en te onderhouden is om aan uw behoeften te voldoen. Hij begeleidt u waar u ook heen moet.

Op naar nieuwe avonturen!



1



Lichter en compacter.

We hebben het gewicht verlaagd en de framegrootte verkleind, waardoor de Action 2 NG Transit Lite gemakkelijker te gebruiken en te duwen is. Hij heeft het smalste frame en de kleinste wielbasis in het assortiment. Manoeuvreren moeiteloos, zelfs in krappere ruimtes.

*Vanaf 10,5 kg transportgewicht.

2



Extra comfort.

De nieuwe Y-vormige rugleuning zorgt voor meer comfort. Een soepele rit en efficiënte remmen zorgen ervoor dat de gebruiker en de begeleider met vertrouwen kunnen reizen. Een nieuwe parkeerrem is toegankelijk vanuit de zitpositie, waardoor de onafhankelijkheid van de gebruiker behouden blijft.

3



Gevouwen in enkele seconden.

Dankzij het opvouwbaar frame en de halfhoge opklapbare rugleuning past de Action 2 NG Transit Lite precies in elke ruimte. De beensteunen en arMLEUNINGEN kunnen in enkele seconden worden afgenomen. De Action 2 NG Transit Lite is eenvoudig op- en uit te klappen en is altijd klaar voor uw volgende reis.



Begleidersrem

Eenvoudig voor transport

Wegklapbare en afneembare arMLEUNINGEN en beensteunen.

Eenvoudig op te bergen

Nieuwe gebruikersrem

Nieuwe, lichtere voor- en achterwielen



Wat is er nieuw?



Gereduceerd gewicht en framegrootte



Gemakkelijk toegankelijke parkeerrem

Technische gegevens

Meer uitgebreide voorverkoop informatie over dit product kunt u vinden op www.invacare.be.

Action 2 NG Transit Lite	Zitbreedte	Zitdiepte	Zithelling	Zithoogte	Rughelling	Rughoogte	Voorste framehoek
	405 / 430 / 455 / 480 mm	400 mm	3°	485 / 510 mm	7°	430 mm	80°
	Onderbeenlengte	Hoogte armsteun	Totale breedte	Totale breedte (dichtgevouwen)	Totale lengte incl. voetsteunen	Totale lengte zonder voetsteunen	Totale hoogte
	330 / 460 mm	280 mm	Seat width +100 mm	250 mm	995 mm	760 mm	975 mm
	Max. veiligheidshelling	Draaicirkel	Max. gebruikersgewicht	Totale gewicht	Transportgewicht		
7°	870 mm	125 kg	13.1 kg	10.2 kg			

Framekleuren



Mocha



Tel: **+32 (0)50 83 10 10**
marketingbelgium@invacare.com
www.invacare.be

Invacare NV
Autobaan 22
8210 Loppem
België



Yes, you can.®